

UK

UK REPORT

@New Products

### Kunkun dental/モリタ 〈口臭分析装置〉



モリタから4月21日に発売される“Kunkun dental”（コニカミノルタ社製）は、世界初のAIとセンサーにより、さまざまな口腔環境によって変化するVSC臭を測定する口臭分析装置です。複数のセンサーと機械学習を組み合わせたコニカミノルタ独自のニオイ嗅ぎ分け技術を応用。手のひらサイズのコンパクトサイズでスピーディな測定を実現します。これまで導入のハードルになっていた機器の大きさや測定の煩わしさ、コストを改善し、手軽にニオイ測定が行えます。

#### 【特徴】

- 口臭測定器がWindowsタブレット内の専用アプリと連動し、AI機能により成分ごとの数値化を行います。
- 立ち上げから測定準備完了まで2分、呼吸の採取から測定結果まで1分の短時間で簡単に測定可能です。
- 測定結果の履歴がグラフで表示されるので、患者さんとのコミュニケーションツールとして使用でき、数値を指標とすることで継続メンテナンスの動機づけにつながります。
- モバイルバッテリーを搭載し、最大40時間の利用が可能です。在宅や施設での訪問診療などに便利です。

標準価格＝本体一式 198,000円  
（タブレット・専用アプリ含む）


### ポピー/ヨシダ 〈エアースケーラー〉



ヨシダから4月21日に発売される“ポピー”は、全長81mmと短く、また重量49gの軽量（ヨシダ仕様タイプ）なので、手の小さい方でも操作がしやすく、細かい操作が可能なエアースケーラーです。

#### 【特徴】

- 振動周波数を可聴限界域に近い超音波領域（17kHz）まで高めることにより、エアースケーラー特有の作動音を低減しました。そのため、わずかな音とエアの排気音しか聞こえず、術者と患者さんに快適な診療空間を与えます。
- チップ先端が楕円状に振動するので、歯面への刺激と痛みを抑え、患者さんに優しいスケーリングが行えます。
- ヨシダ社以外の各社（6社）のタービンホースに直接接続可能な、ダイレクトカップリングをラインナップしています。
- スケーリングチップ3種（TTL1/TRP1/TES）とシリコングリップ（グリーン/ピンク/イエロー）、専用レンチがセット品に付属されています。



標準価格＝本体一式 93,000円


### マイジンガー ダイヤモンド ディスク DM943DC/ジーシー 〈歯科技工用ダイヤモンド研削材〉



ジーシーから発売された“マイジンガーダイヤモンドディスク DM943DC シリーズ（HP用）”は、鼓形空隙の付与や隣接面の形態修正に最適なダイヤモンドディスクです。小さい直径で視野を妨げず小回りがきくため、より快適に効率の良い作業が可能です。

#### 【特徴】

- 直径が小さい080（φ8mm）と100（φ10mm）の2種類をランナップし、ダイヤモンドバーでは難しい細い溝の付与に最適です。
- 厚みが0.15mmと薄いため、ダイヤモンドバーでは難しい密接した隣接面の形態修正や鼓形空隙の付与に使用できます。
- ディスクの両面にダイヤモンド粒子（extra fine 粒径10-36μm）が砥着されており、ディスクのしなりを利用しながら作業部位に面当てることができるため、様々な場面で快適に作業が行えます。
- 最大許容回転数/分 30,000rpm。



標準価格＝1本（各形態） 3,790円

@My Recommendation

### 『キアーラBF』 〈アグサジャパン〉



標準価格＝一式 2,300円  
（ケース・マイクロファイバークロス付）  
色調＝透明・赤・青の3色

### 感染防止の保護メガネルーペ「キアーラBF」

今回ご紹介させていただきます商品は、アグサジャパン㈱から発売されております『キアーラBF』です。キアーラBFは二重焦点（バイフォーカル）レンズ採用の遠近両用アイウェアです。歪みがなく遠くと近くをハッキリ見分けたい方に便利なルーペタイプの保護メガネです。本品は度なしのクリアーレンズの下部に度入り拡大レンズ（倍率1.6倍）が一体となっており、遠近両用での使用が可能です。また、傷が付きにくいポリカーボネート製で曇り止め加工が施されており、重量も43gの軽量で長時間の着用も可能です。切削粉から目を保護するのももちろん、飛沫感染を防止するアイプロテクターとしても有効です。

ご購入頂いております医院様からは、「価格も安価なので購入しやすく、眼球からの粘膜感染も防止できるのでいいね。」とお声を頂いております。是非この機会にお試しくださいませうお願いいたします。詳細につきましては当社営業担当者までお尋ねください。

長崎店 営業二課 植松 卓也

## New Topics

## ★令和2年度UKデンタル入社式！

はじめまして！精一杯頑張ります。宜しくお願いいたします！

桜の花も8分咲きの4月1日(水)、昨年末に落成いたしました熊本店新社屋におきまして、令和2年度の新入社員入社式を執り行いました。新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受ける中、会場内の換気や手指消毒液の設置、マスク着用など厳重なる対策を行う中での入社式でした。今年もお陰さまで5名の新入社員を採用することができ、求人難が続くこの時期に、継続的に新入社員を受け入れられるのも偏にお得意様の皆様方のご愛顧の賜物だと心より感謝申し上げます。初々しいスーツ姿に身をまとい、新社会人として、またUK社員として一歩を踏み出した5名です。今後は、社内研修と併せて、弊社営業担当者と同行し、ご挨拶をさせていただくこととなりますので、どうか何卒よろしく御願い申し上げます。



『当社は昨年に100周年を迎えることができましたが、これからもさらに成長していかなければなりません。会社が成長していくための要素の一つとして、この度の新入社員の皆さんの成長があげられます。当社ではこれから数か月に渡る研修カリキュラムを用意しております。是非、スポンジが水を吸収するようにどんどん吸収していただき、これからの会社を担う立派な社員になっていただきたいと思っております。これからは一緒に仲間として、101年目からの歴史を作っていきます。』と社長より挨拶。




▲弊社役員ならびに人事部との合同写真。



▲左から碓、棚町、坂田、山本の4名に加え、元村(当日都合により欠席)の計5名。

## New Books &amp; Video

## ★今週の新刊

『SAFE Troubleshooting Guide Volume 5』  
～診断と治療技術がもたらすインプラント審美的記録～


本書はインプラント治療における審美的合併症を、患者選択および治療計画、埋入ポジション、インプラント周囲の硬・軟組織、インプラント補綴装置、リカバリーに細分化し、画一化しにくい審美症例30ケースを解説した一冊。巻頭特別企画では臨床医による審美的アプローチが奏功した症例をグラフィック特集。

- 監著＝中田 光太郎／瀧野 裕行／南 昌宏  
岡崎 英起／小田 師巳／平山 富興  
金子 潤平／園山 亘
- 出版＝クインテッセンス出版
- 価格＝12,500円＋税

『0歳からの口腔機能と歯列の育て方』  
～「赤ちゃん歯科」入門者のための基本知識と実践ノウハウ～

生後間もない赤ちゃんからのアプローチが余すことなく示された書。実践的な診査方法や授乳・離乳食・姿勢などの指導の他、開業医で取り組むにあたって必要な発達等の知識も解説。妊婦歯科検診で来院された母親にも伝えたいものばかりで、小児歯科領域以外の医療従事者も必読の一冊。

- 著＝益子 正範
- 出版＝クインテッセンス出版
- 価格＝6,000円＋税

『ビジュアル歯科臨床解剖』  
～基礎から応用まで～

ザ・クインテッセンス誌の人気連載「GPが知っておきたい診断・治療のための臨床解剖」の待望の書籍化！写真とイラストをふんだんに用いて、歯科の臨床にかかわる解剖学を臨床医の視点でわかりやすく解説し、歯科医療従事者にとってとくに重要な「患者の口腔内と同じ角度から見る解剖」を学ぶことができる画期的な一冊。

- 著＝岩永 謙
- 出版＝クインテッセンス出版
- 価格＝10,000円＋税

別冊ザ・クインテッセンス  
『インプラントYEARBOOK 2020』  
～疑問に答える！インプラント研究倫理 Q&A～

インプラント販売企業27社の協力を得て、「最新インプラントシステムの特長および臨床応用」を紹介。また、巻頭特集では「疑問に答える！インプラントの研究倫理 Q&A」と題した特集を掲載。国内外の歯科インプラント業界の2020年最新事情を網羅した一冊。

- 監修＝公益社団法人  
日本口腔インプラント学会
- 出版＝クインテッセンス出版
- 価格＝6,800円＋税