


UK

UK REPORT

New Products

FAHL コンポジット
インスツルメント/トクヤマデンタル
〈歯科用充填器〉

トクヤマデンタルから発売された“FAHL コンポジットインスツルメント”は、コンポジットレジン充填で芸術的な修復を行うために開発されたインスツルメントです。人間工学に基づいて設計されており、使いやすいグリップは軽量で充填しやすく、各先端部は滑らかでベタつかず、多彩な形状は前歯および臼歯のコンポジットレジン充填において解剖学的構造が表現可能です。

【特徴】

- 先端部はステンレス窒化チタン (TiN) コーティングを施し、レジン離れに優れています。ハンドル部はステンレスを採用し、適度に軽く、手に馴染みの良いグリップで操作性に優れています。
- 形態付与に適した先端 16 種類の形状(計 8 本)をランナップ。
- 購入者特典として、Dr.FAHL による実演動画サイトの QR コードを製品内に同封しています。

標準価格=8本キット	75,000 円
単品 (1 本)	10,000 円
キット専用箱	8,000 円

KZR-CAD マリモセメント LC
/YAMAKIN

〈CAD/CAM 冠専用光重合型レジンセメント〉



YAMAKIN から 6 月 1 日に発売される“KZR-CAD マリモセメント LC”は、練和不要の CAD/CAM 冠専用光重合型レジンセメントです。「MARIMO」とは高知工科大学の研究によって生まれた、約 5~30nm 程度の金属酸化物単結晶一次粒子を無数に集合した球状多孔質ナノ粒子で、「MARIMO」のジルコニア粒子によって接着強さと光透過性が向上し、光重合型でも高い接着強さを実現します。

【特徴】

- 光重合のみで硬化するので、術者のタイミングで硬化させることが可能です。
- 初期接着の強さに加え、接着耐久性にも優れ、硬化後も適度な柔軟性があるため、CAD/CAM 冠の脱離リスクを低減。
- 1 ペーストで練和不要で、シリンジから直接塗布でき、気泡が入りにくく、ミキシングチップ残留や練和による材料ロスがありません。
- 練和不要で、化学重合の待ち時間がないため、チェアタイムを短縮でき、患者さんの負担の軽減につながります。
- 余剰セメントの除去も簡単で、数秒の光照射で除去しやすい硬さになります。

標準価格=スターターパック	19,500 円
2ml×2 本パック	4,000 円
単品 (2ml 入)	2,800 円

スーパーロブスト/モリタ
〈歯科技工用電動式ハンドピース〉

軽さと静かさ、長時間使用時の発熱を抑えた歯科技工用電動式ハンドピース“スーパーロブスト”がモリタから発売されました。172g の軽さとセラミック製ベアリングの採用により、快適な技工作業が可能です。

【特徴】

- 最大トルク 7.8Nm、回転速度 1,000~50,000rpm の高性能電動式ハンドピースで、低速での安定性がさらに向上しました。
- ブラシレスモーターでは世界最小クラスのコンパクト化を実現。174mm のハンドピース長さで操作性が向上しました。
- セラミック製のベアリングを採用することで、長時間の使用による発熱を軽減します。
- ハンドピースの先端に異物混入防止構造を採用しているため、粉塵などの異物混入による故障リスクを軽減します。
- コンパクト設計のコントロールボックス (W96×D207×H182mm) は、設置場所を選びません。

標準価格=本体一式	139,000 円
モーターHP 単品	61,000 円

My Recommendation

『JIZAI』
〈マニー〉

NiTi ロータリーファイル



標準価格=	
基本キット I II III 各 1 本入	5,400 円
単品 (I II III) 各 3 本入	5,400 円
※21mm、25mm の 2 サイズ	

I II III の 3 本で終了! 根管治療をシンプルに

今回ご紹介させていただきます商品は、マニー(株)より発売されております NiTi ロータリーファイル『JIZAI』です。特徴は大きく分けて3つあります。

まず1つめは回転の軸をファイル断面の中心からずらすことで高い切削片排出性能を、ラジアルランドを有してあり急な引き込まれが大幅軽減されています。2つめは I、II、III の 3 本のみで完了できる簡単な手順、使用方法を採用しています。最後に独自の熱処理技術と特長的な形状で本来の根管からの逸脱を最小限にしています。直線的または弱湾曲根管の場合は I、II、III を、強湾曲根管の場合は I、II の使用を推奨されております。

実際にご使用いただいております医院様からは、「シンプルで使いやすいのでファイル選びや準備も簡単になり根管治療も行いやすくなった。」とのお声を頂いております。商品の詳細や価格につきましては弊社営業担当者までお尋ねください。

長崎店 営業三課 前田 翔

@New Topics

★ “オパールエッセンス BOOST™” キャンペーンのご案内！

オパールエッセンス生誕 30周年キャンペーン！

ウルトラデントジャパン(株)から好評発売中のホワイトニング材“オパールエッセンス”の生誕 30周年を記念して、下記の製品を6月30日までの期間中、特別価格にてご奉仕いたしております。対象製品でありますオフィスホワイトニング材“オパールエッセンス BOOST™”は、20%以上の水分量を含むため、エナメル質の脱水を防ぎ、さらに赤いジェルは塗布部位がはっきりわかり除去も簡単です。また、“ウルトライーストレイ”は、ホワイトニングによる知覚過敏に有効とされている硝酸カリウムとフッ化ナトリウムを含むジェルが既成トレイに入っているため、ホワイトニング前に知覚過敏の予防に効果があります。この機会にウルトライーストレイと合わせてお試しください。ぜひお気軽に申し上げます。キャンペーンの詳細、ならびに特別価格につきましては弊社営業担当者までお気軽にお尋ねくださいますようお願いいたします。

【キャンペーン対象製品】

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| ・オパールエッセンス BOOST™ バイシエントキット | 標準価格 8,500 円 |
| ・オパールエッセンス BOOST™ リフィル | 標準価格 14,500 円 |
| ・ウルトライーストレイ 4 個 (上下組) | 標準価格 3,400 円 |



▲フェイスシールド着用イメージ


※さらにオパールエッセンス BOOST™ のバイシエントキット、またはリフィルのいずれかをご購入いただきますと、初回購入に限り、フェイスシールドセット (10 枚入) をご提供させていただきます。尚、フェイスシールドご提供は数量に限りがございますことをご承知ください。詳細につきましては弊社営業担当者までお尋ねください。



@New Books & Video

★今週の新刊

『インプラントトラブルの対応策と予防策』



インプラントにおけるトラブルは、「外科的」「生物学的」「補綴学的」なものが、「即時」「早期」「晩期」に起こり、さらには「複合」して起こります。本書は、さまざまな場面で起こりうるトラブルに対する予防・解決法を、“エビデンス”と“臨床症例”でわかりやすく解説した、インプラントトラブルシューティングの最新ガイドブック。

- 著 = 鈴木 貴規
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 15,000 円 + 税

『こころが楽になるコミュニケーションスキル』



カウンセリングやコーチング、行動変容ステージモデル、NLP 心理学を広く学んでいくなかで、著者自身に必要なそれぞれのエッセンスをうまくアレンジし、臨床で活用している実践方法を大公開。あらゆるスキルの“いいとこどり”で、臨床力を最大限に発揮でき、日々の診療を楽しく続けられる一冊。

- 著 = 高原 由紀
- 出版 = デンタルダイヤモンド社
- 価格 = 3,500 円 + 税

『走査電子顕微鏡で旅する口腔のミクロな世界』



歯や歯周組織、細菌 (バイオフィルム) の理解が深まる歯科界初の走査電子顕微鏡画像集！齶蝕、歯周病、Tooth wear、亀裂・破折を中心に、歯科疾患の実態を浮き彫りにした一冊。そのインパクトの大きい画像は、患者説明用媒体としても活用できる書。

- 著 = 神山 卓久
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 6,000 円 + 税

『セルフコーチング 毎日をごきげんにする方法 Enjoy Life 篇』



『月刊 DHstyle』に 10 年間掲載された人気連載、待望の書籍化第 2 弾！Enjoy Life 篇では、歯科衛生士として生きていくうえで大切なヒントやエールなどたくさんの方のヒントを詰め込み、日々の診療に役立つアドバイスだけでなく、落ち込んだあなたを笑顔にする応援メッセージまで、珠玉のコンテンツが詰った一冊。

- 著 = 井上 和
- 出版 = デンタルダイヤモンド社
- 価格 = 2,800 円 + 税