

UK UK REPORT

@New Products

ウインドライト／岡部 ＜ファン機能付口腔内撮影用ライト＞



岡部から発売された“ウインドライト”は、ボタンを押すだけの簡単操作で、口腔内撮影用ミラーのくもりを取り除いて、口腔内撮影に必要な明るい視野を確保するファン機能付き口腔内撮影用ライトです。これにより、従来の口腔内撮影でストレスになっていた外部からのライト調整、鏡面のくもりを拭き取る作業から解放され、撮影時間の大幅な短縮にもつながります。

【特徴】

- ボタンを押すだけの簡単操作で行えます。また、消し忘れ防止機能を搭載し、5分で自動停止します。
- ファン機能によりミラーのくもりを抑えます。
- 軽量なので持ち運びに優れ、取り回しが快適です。
- 医院で所有のミラーがそのまま使え、コストパフォーマンスに優れています。
- 一人での撮影の際も片手で素早く短時間で撮影が可能です。
- ウインドライト専用のミラーも同時発売。

標準価格＝本体一式 19,800円
ミラー咬合面用 6,000円
ミラー舌側用・頬側用 各 5,000円

イニセルインプラント／モリタ ＜超親水性インプラント＞



モリタから発売された“イニセルインプラント”（トーメンメディカル社製造）は、表面をコンディショニングすることで骨芽細胞の吸着を促し、その結果、より早く安定性を獲得することが可能な超親水性インプラントです。イニセル専用カートリッジ「APLIQUIQ」にコンディショニングが同封されており、埋入直前に使用することでインプラント体を超親水性表面へと改善させます。また、有機化合物を除去するのに効果的なアルカリ性溶液が表面を水酸基で調整することにより、超親水性表面を獲得します。

【特徴】

- コンディショニングされたインプラント表面には血液中のタンパク質が均一に吸着されます。インプラント表面のタンパク質の吸着量が増加することにより、オッセointegrエグレーションの初期段階でフィブリンネットワークの形成を促進させる効果が期待できます。
- 0.5mm～2.5mm までの幅広いカラーラインナップで、前歯部から臼歯部まで幅広く対応します。また、補綴パーツは共通です。



標準価格三
イニセルインプラント 34,800円

ガム・お口/のど殺菌スプレー ／サンスター ＜口腔咽喉薬/指定医薬部外品＞



サンスターから発売された“ガム・お口/のどスプレー”は、0.3%濃度の有効成分CPC（セチルピリジニウム塩化物水和物）が患部にダイレクトに届く「お口」と「のど」の殺菌スプレーです。のどの痛みや腫れ、介護が必要な方の口腔内の殺菌・消毒、口臭除去に有効です。

【特徴】

- 歯周病、ムシ歯、口臭、のどの痛みなどの原因菌を殺菌・消毒します。
- 効能・効果は、口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去、のどの炎症による声がかれののどあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ等。
- 1日4～6回、1回当たり約3～4回口腔内に噴射塗布し、吐き出し不要です。
- さわやかなハーブミントフレーバーです。

患者参考価格＝1本（15ml入）
880円（税別）

@My Recommendation

『セラスマート クリアランスゲージ』 ＜ジーシー＞



標準価格＝1本入 4,800円

簡単操作でクリアランスを測定できるゲージ！

今回ご紹介させて頂きます商品は、(株)ジーシーより販売されております『セラスマートクリアランスゲージ』です。この商品はたくさんの先生方から、CAD/CAM 冠ブロックを長期的に使用する為には補綴物に厚みが必要であり、支台歯形成後にクリアランスを計測できるゲージが必要だ！というお声が多かったため、それにお答えしてジーシー社から製品化された商品になります。製品特徴と致しましては、①両頭 1本（1.5/2.0mm）のインスツルメントであり保管場所を選びません。②消毒、滅菌ができるため衛生的に使用できます。③グリップ部に溝があるため滑りにくく握りやすいです。④先端部が細いためアクセスしやすいです。

実際にご使用頂いております先生からは、「クリアランスが取れているつもりでも取れてないケースがあるため、クリアランスゲージを凄く重宝している。」「今まで感覚で削っていたのを確実に削ることができる。」「クリアランス不足だと補綴物の破折の原因になるが、未然に防ぐことができる。」とお声を頂いております。2020年4月より大臼歯CAD/CAM冠保険適応部位拡大により、CAD/CAM冠の申請数が全国的に増えております。これを機に一度お試し頂いてみてはいかがでしょうか？詳しくは弊社営業担当者までお問い合わせください。

鹿児島店 営業三課 山本 直弘

@New Topics

★UK Boost 企画 “松風エースクラップ ピンセット” のご案内！

プレを生じさせないストレスフリーな歯科用ピンセット！

松風から発売中のビーブラウン・エースクラップインスツルメントの中から、“歯科用ピンセット DA225R” を6月21日から7月20日までの期間中、特別価格にてご提供させていただきます。軽量でありながら高強度、強靱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れた治療用ピンセットで、先端精度が非常に高く、安定したパフォーマンスを発揮します。期間中、営業担当者が製品見本を持ち回りいたしておりますので、是非ともご体感いただき、この機会にご用命をいただきますようお願い申し上げます。キャンペーン中の特別価格等、詳細につきましては当社営業担当者までお気軽にお尋ねください。

【エースクラップインスツルメントの特徴】

エースクラップでは世界の歯科治療のトレンドを把握し、歯科用インスツルメントを約1,600種類提供しています。古典的な診断用インスツルメントや抜歯用インスツルメントに始まり、最新のインプラント手術にも対応するエルゴプラントシリーズや独自設計のボーンミルなどもラインナップしています。また、マイクロサージェリー用・外科手術用インスツルメントは医科手術で175年の歴史を誇るテクノロジーに裏付けされた製品群もラインナップし、さらに歯科治療向けのエルゴベリオシリーズも2015年に製品ラインナップに加わりました。

※当社ではエースクラップインスツルメントの総合カタログを用意いたしておりますので、お気軽に営業担当者までお申し付けください。

標準価格＝歯科用ピンセット DA225R 2,500円
※その他、歯科用ピンセットで全6種類をラインナップしています。

UK 2020 No.7 UKデンタルからのおススメ商品のご提案
 This month's special items
 ビーブラウン エースクラップ 歯科用ピンセット
 キャンペーン期間 2020.6.21~7.20

7月度はビーブラウン・エースクラップの歯科用ピンセットです。「エースクラップインスツルメント」は、1867年ドイツTuttingenにて創業の世界最大の医療鋼製小物メーカーの診療用インスツルメントです。軽量でありながら高強度、強靱性で、さらに耐薬品性・耐摩耗性にも優れているため、安定したパフォーマンスを発揮します。今回は、特別価格にてご案内致します。この機会に是非ご体感下さい。

DA225R 歯科用ピンセット
 DA225R全長160mm 定価2,500円
 先端接合部にプレを生じさせないストレスフリーなピンセット


ピンセットの精度をご体感ください

ピンセットの精度を体感ください
 ボンディング処理の跡・・・ピンセットで歯球を取る際、歯球が飛んで困られたことはありませんか？
 このピンセット、先端精度が高く飛びにくいんです

UK DENTAL

@New Books & Video

★今週の新刊 『歯周再生療法を成功させるテクニックとストラテジー』



本書では10年以上の歯周再生療法の長期症例を中心に、多くの臨床写真・イラストを用いて詳細に解説を記し、その「成功の要因」「失敗の原因」などについて考察、現時点でどの治療法がもっとも「予知性の高い歯周再生療法」か検討。その精細なテクニックはもちろん、術前・術後の管理、術後併発症への対応についても余すところなく解説した一冊。

- 著 =宮本 泰和/尾野 誠
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=30,000円+税

『まずはこの1冊から！ はじめてのホワイトニング』



患者さんから「歯を白く、キレイにしたい！」と言われるのに、ホワイトニングのやり方がわからない。“ホーム”“オフィス”“デュアル”のうち、どの方法を患者さんに勧めたいのか判断がつかない。さらにホワイトニング関連薬剤や機器の特徴もわからない…といったホワイトニング初心者のための解説書。さらに近年、患者さんからの要望が強い歯肉を本来の健康的な色調に取り戻す“ガムピーリング”についても解説。

- 著 =新井 聖範/中島 航輝/長尾 龍典
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=3,600円+税

『集まれ！訪問歯科衛生士ピギナーズ 在宅口腔衛生管理スタートブック』
 ～訪問依頼への対応から日常的口腔ケアの指導まで～



これから在宅訪問診療をはじめる歯科衛生士向けに、訪問診療の制度・お作法から専門的口腔ケアの勘所・介護者への口腔ケア指導まで、在宅訪問で口腔衛生管理を行うためのすべてを伝授。はじめて在宅訪問診療に出かける前に読んでおきたい一冊。

- 監修=菊谷 武
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=5,200円+税

別冊ザ・クインテッセンス 『歯内療法のパラダイムシフト』



三種の神器の登場（マイクロスコップ、コーンビームCT、Ni-Ti ファイル）とMTAの開発により、ここ10年で歯内療法の考え方自体が様変わりしているなかで、歯内療法にもパラダイムシフトが起こっている。そのパラダイムシフトの概要を分野別に画像診断から外科的歯内療法までの16編に分けて解説。さらに著名著者の勧めるMATERIALから現在の歯内療法のトピックスを探ることができる一冊。

- 監著=北村 和夫
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=6,400円+税