

UK UK REPORT

@New Products

トロフィーパン スマートオシリス 3D EVO/ヨシダ
 <アーム型X線CT診断装置>



ヨシダから発売の「トロフィーパンスマートオシリス 3D」シリーズの使い勝手の良さや撮影範囲はそのままに、メタルアーチファクト低減機能、ノイズ低減などの新機能を搭載可能な機種「トロフィーパンスマートオシリス 3D EVO」が新たにラインナップされました。

【特徴】

- スープリーム3Dで定評のメタルアーチファクト低減 (MAR) 機能が搭載 (オプション) 可能。CT ビューア上で MAR の ON/OFF がリアルタイムで切り替え可能です。
- ノイズ低減機能を標準装備。メーカー独自のアルゴリズムがCT画像のノイズを低減し、微細領域をより正確に表現します。皮質骨の辺縁、歯根膜線、軟組織などの構造の視認性が向上します。
- パノラマ画像の鮮鋭度が大幅に向上しました。位置決めずれによる影響を最小限に低減。より詳細な読影を可能とし、最適な治療計画の作成に役立ちます。

標準価格=3D EVO 9,950,000 円
 3D EVO セファロ 12,450,000 円

アイクレープミニ2 /ナカニシ
 <小型包装品用高圧蒸気滅菌器>



さらに進化したハンドピースのためのスマート滅菌器「アイクレープミニ2」がナカニシから10月1日に発売されます。ジャパンメイドの信頼性と、ヨーロッパ基準クラス S に準拠した滅菌性能を実現します。

【特徴】

- 滅菌前の重力置換工程を従来より増やし、さらにハンドピースの滅菌に適した縦型配置により、蒸気浸透度を高めることで滅菌力が向上しました。
- 専用バスケットで効率の良い配置が可能。未包装で最大12本、一重包装で最大6本までのハンドピースを一度に滅菌できます。
- 直熱ヒートシステムにより、チャンバー内部を効率的に温めます。また、一体型の断熱ジャケットにより、熱を効率よく内部に保留します。
- LCDパネルの採用により、視認性が大幅にアップ。また、ステータスバーにより進行状況や残り時間が一目でわかります。
- 1回の給水で4回分の滅菌が可能。使用した水は毎回排水タンクに自動排水します。

標準価格=本体一式 425,000 円

エヴァ サクションミラー /プレミアムプラスジャパン
 <サクションミラー>



プレミアムプラスジャパンから発売された「エヴァサクションミラー」は、バキュームに接続することで、ミラーヘッドから吸引するサクションミラーです。前後左右上下にある計21のバキューム孔が、どのような角度でも吸い残しを許さず、且つ舌や粘膜を吸い込みことはありません。

【特徴】

- 反射率98%の防曇加工表面反射ミラーを採用。傷がついてしまった場合もミラーのみを取り換えることができるエコフレンドリーな交換方法を採用。
- 超音波洗浄時のミラーへの傷を防ぐ専用ミラー保護カバーを付属。
- ミラーハンドルエンドはφ11mmなので、お使いのバキュームに直接接続が可能です。径が違う場合は別売の3Dサクションチューブや変換アダプターで対応が可能です。
- 別売の3Dサクションチューブは、人間工学に基づいて設計された「3Dアクシスジョイント」を採用。360°回転することで操作時のチューブのねじれを 방지、診療時の操作性が向上します。

標準価格=

3本カラーアソート	42,000 円
5本カラーアソート	60,000 円
3Dサクションチューブ	20,000 円
交換用防曇ミラー (10枚)	12,000 円
変換アダプター (10・16mm)	900 円

@My Recommendation

『LMファークーター』
 <白水貿易>

LMファークーター (根分岐部用インストルメント)

目的
 根分岐部の診査後のSRPに活用する。キュレット等で挿入・操作しにくい部分の操作が可能です。

使用方法
 力をいれずに、ゆっくり掻き出すように操作する。(pullスローウ)

LMファークーターは、根分岐部や天井部の清掃に最適です。特に窪んだ部位や溝に有効です。

製品番号 27814000221084

標準価格=1本 5,200 円

こそという時に使える1本!

今回ご紹介させて頂く商品は、白水貿易株式会社から発売されております根分岐部専用のインストルメント「LMファークーター」です。根分岐部は視認することが難しく窪んでいるため通常のインストルメントではSRPが困難です。LMファークーターはファークーションプローブと似た形態のため、根分岐部にスムーズに挿入でき、先端の小さなエクスカのような刃を力をかけずゆっくり掻き出すように動かすことで、特に天井部などの窪んだ部位の清掃に最適です。まさに孫の手のかゆいところに手が届く1本となっております。また、根分岐部の清掃だけでなくエクスカと同様にカリエス搔扱にも使用可能です。是非この機会に一度お試しください。詳細につきましては営業担当者までお気軽にお尋ねください。

長崎店 営業二課 坂井 和樹



@New Books & Video

★今週の新刊

『基礎と臨床がつながる歯周解剖』
～歯周病専門医が語る
“目からウロコ”のペリオ&インプラント～



開業医として 30 年を越える臨床と基礎研究を両立してきた著者が、臨床に活かすことを前提とした歯周組織の解剖学的知識と、その知識に基づいた臨床手技まとめた書。本書を読めば、基礎と臨床、歯周治療とインプラント治療、生体と人工物など、あらゆる点と点がつながり「そういうことだったのか!」と目からウロコが落ちる一冊。

- 著 = 牧草 一人
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=13,000 円+税

『「舌が痛い!」という患者さんが
歯科医院に来院したときに読む本』
～ファミリードクターのための完全対応ガイド～



舌の痛みに特化して、その「基礎知識～医療面接(問診)～視診・触診～検査～診断～治療(初期対応)～高次医療機関への紹介」までを完全解説。多様な原因による“舌の痛み”の知識と対応を完全網羅した、歯科医院でいざというときに役立つ一冊。

- 監著=和氣 裕之/依田 哲也
- 著 = 澁谷 智明/中久木 康一
宮地 英雄/和氣 創
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=8,800 円+税


『周術期等口腔機能管理の実際がよくわかる本』
～デンタル&メディカルで取り組む 患者サポート実践ガイド～



2013 年 発刊の『周術期口腔機能管理の基本がわかる本』を新著者陣で全面改訂。最新の知見をもとに基礎から実際までを網羅した歯科&医科関係者必携の実践ガイド本。歯科&医科ともに取り組む、術後等合併症予防の実践に役立つ最新版!

- 編著=梅田 正博/五月女 さき子
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=8,000 円+税

『土屋和子が患者さんに伝える
言葉のルールと引き出し』



チェアサイドで歯科衛生士が患者さんに提供できる情報は多岐にわたるが、「耳を傾けてもらえない・伝わらない」など悩みは尽きないもの。本書では、長年歯科衛生士界のトップに君臨し、心理学・行動学・言語学に造詣の深い著者が、その解決策を余すことなく伝授した一冊。

- 著 = 土屋 和子
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=2,700 円+税

別冊ザ・クインテッセンス
『臨床家のための矯正 YEARBOOK 2020』
～成人の反対咬合を考える～



矯正 YEARBOOK2020 版は、第 I 部は 9 スタディグループが成人の反対咬合にアプローチした方法を提示。第 II 部は関連企業協力のもと、各社製品の特長や臨床例を紹介。国内学会抄録では 2019 年の日本矯正歯科学会学術大会で注目を集めた「あなたの抜歯の考え方は?」を収録。

- 編 = クインテッセンス出版
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=6,000 円+税

『診療室で今日からできる!』
子どもの口腔機能を育てる本』
～口腔機能発達不全症への対応～



本書では、子どもの口腔機能の見方・口腔機能の問題への対応の仕方が、「知る」「みる」「対応する」の 3 ステップで学べます。ダウンロードして即使える!啓発用ポスター・問診表・患者説明用媒体が付属した一冊。

- 著 = 浜野 美幸
- 出版=医歯薬出版
- 価格=6,800 円+税


『デンタルプラークのすべて』
～歯科疾患の予防と治療はバイオフィームとの戦い～



デンタルプラークを探り続けてきた著者の畢生の大作がここに!腔内の Porphyromonas gingivalis から COVID-19 まで、歯科の目線から感染や免疫の機序を理解することができる一冊。

- 著 = 奥田 克爾
- 出版=医歯薬出版
- 価格=7,700 円+税

『病院歯科医ポケットマニュアル』



歯科医師が病棟管理に携わる際、知っておきたい必要事項が満載の実践マニュアル。臨床現場に出ですぐ必要とされる知識を網羅し、困った時、すぐに取り出して確認できるポケットサイズのお守り本!

- 監修=梅田 正博
- 編著=坂本 由紀
- 出版=医歯薬出版
- 価格=4,000 円+税