

# UK UK REPORT

## @New Products

### ネクサス ユニバーサル /カボデンタルシステムズ 〈プライマー併用型レジンセメント〉



カボデンタルシステムズから発売された“ネクサスユニバーサル”(Kerr社製)は、シンプルで優れた操作、余剰セメント除去性能、高い接着強度、審美性を兼ね備えたプライマー併用型レジンセメントです。ご使用中のボンディング材はそのまま、間接法の臨床結果向上に貢献します。ファイバーポスト応用によるコア築盛用材料としても使用可能です。

#### 【特徴】

- 各社ボンディング材と併用可能なオープンシステム型レジンセメントです。
- セット時のピンク色が硬化と共に色褪せ、完全硬化で本来のシェード色に戻ります。
- カーオリジナルのレドックス重合開始剤を採用し、色調の安定性と長期的な審美性をもたらします。
- カーのチクソトロピー技術により、一塊で容易に余剰セメントの除去が可能。光照射器によるタックキュア(予備照射)も併用できます。
- クリア、クリアクロマ、ホワイト、ホワイトオパーク、イエロー、ブリーチの6色をラインナップ。

標準価格=トライアルキット 6,800円  
リフィルキット 13,600円


### Dent.EX onetuft systema Short /ライオン歯科材 〈ワンタフト歯ブラシ〉



ライオン歯科材から発売中の「Dent.EX onetuft シリーズ」に、“systema Short”が仲間入りしました。Systema Shortは、短めなスーパーテーパーパード毛(毛長さ:10.0mm)により、目的部位に毛先をしっかりと当てる毛先コントロール性がアップしました。

#### 【特徴】

- すべての毛先が細くてしなやかで、狭い部位に毛先が届く独自のスーパーテーパーパード毛を採用。歯肉へのストレスを最小限に抑え、毛先の届きにくい細部や狭い隙間のブラークコントロールに威力を発揮します。
- 内側に5°傾斜したネック部は、舌側のブラークコントロールにも適しています。
- 握りやすく、微妙な操作に対応できるラウンド状のハンドル形状です。
- Dent.EX onetuft シリーズには、植毛仕様(毛先・毛の太さ・毛の当たり心地)のことなる4種類をラインナップ。



患者参考価格=1本 330円(税込)

### スキャンディスク/山八歯材 〈歯科インプラント補綴用器具〉



山八歯材から発売された“スキャンディスク”は、象牙質と同等のX線造影性を有したCAD/CAMミリング用ディスクです。インプラント体の埋入角度や埋入位置、シミュレーション、上部構造完成イメージなど、インプラント補綴の診断に有効です。

#### 【特徴】

- 良好な視認性を得るために分散性の高い造影剤を均質に配合しています。
- 診断後のデザインデータから外科用ステント製作への移行が正確に行えます。
- スキャンディスク、山八レジンディスククリアーを加工し、外科用ステントとしての使用も可能です。
- 重合度が高いため、即重と比較し、重合収縮、形状変化のリスクを低減します。
- サイズ:T20(φ98.5mm×20mm)



標準価格=1箱(1枚) 7,500円

## @My Recommendation

### 『MIコアファイバーポスト』 〈ジーシー〉



標準価格=20本入 12,540円  
60本入 35,800円

### 保険診療に適した良質なファイバーポスト!

今回ご紹介させていただきます商品は、(株)ジーシーより発売されております支台築造用ファイバーポスト『MIコアファイバーポスト』です。

この商品の特徴としては、ファイバーを均等かつ高密度に配置することにより強度と弾性のバランスがよく、象牙質に近似した弾性係数の為、柔軟性があり歯根破折の低減が期待できます。このような以前からの良い商品特徴をそのままに、保険点数に合わせ商品の包装を工夫しコストを下げている為、保険診療でもコストの心配がなく安心してお使いいただける商品です。

現在、ご使用いただいている医院様からは、「テーパーも付いており光の透過性もいいので以前から使用しています。安心して使用できるので重宝しています。」というお声をいただいております。ラインナップとしては、φ1.2、φ1.4、φ1.6の3サイズ、包装は20本入と60本入がございます。今週22日よりお得なキャンペーンも実施しておりますので、詳細につきましては、弊社営業担当者までお問い合わせください。

長崎店 営業三課 野口 孝太

**@New Topics**

★カボデンタルシステムズ㈱ KaVo CT オンライン相談会のご案内！

**WEB上で簡単に製品説明・分かりやすいデモンストレーション！**

カボデンタルシステムズ㈱とのタイアップ企画といたしまして、KaVo CT 機器のオンライン相談会を開催いたします。CT 機器に関するご質問やご相談を、オンライン上で解決いたします。個別形式での開催となりますのでショールームに足を運んでいただくことなく、ご施設やご自宅からお気軽にご参加いただけます。先生のご要望を含め、KaVo CT 機器の特徴やソフトウェア活用方法のご提案、ご希望に応じたデモンストレーション等、しっかりとご説明（所要時間 45 分程度）いただけます。この機会に是非ともご登録をいただき、KaVo のCT 機器の良さを体感いただけますようお願い申し上げます。

**【ご登録までの流れ】**

- ①右記のQRコードまたはURLからお申込みが可能です。
- ②専用のお申込みフォームにて相談会の希望日程をご指定いただけます。（土日祝祭日を除く）
- ③KaVo CT 担当者によりスケジュールリングを行い、日程の確定をいたします。
- ④KaVo から日時確定・当日のオンライン面談リンク先・Teams 操作マニュアル等、メールにてご連絡いたします。
- ⑤ご指定日にオンライン相談会の実施になります。

※詳細につきましては弊社営業担当者までお申し付けください。

【お申込み URL】  
<https://bit.ly/3t7RjFY>



※上記 QR コード  
または URL から  
お申込みください！



**KaVo CT オンライン相談会**  
WEB上で簡単に製品説明・分かりやすいデモンストレーション

参加費 無料

カボのCT装置に関するご質問やご相談を、オンライン上で解決いたします。個別形式での開催となりますのでショールームにお越しいただくことなく、ご施設やご自宅からお気軽にご参加いただけます。

**KaVo OP 3D**  
口腔内CTによる3Dデータ取得システム

**KaVo OP 3D Vision**  
デジタル口腔内CTによる3Dデータ取得システム


UK DENTAL 株式会社UKデンタル

〒100-0005 東京都千代田区千代田1-10-10  
TEL: 03-6277-2055  
FAX: 03-6277-2056  
TEL: 03-6277-2057  
TEL: 03-6277-2058  
TEL: 03-6277-2059  
TEL: 03-6277-2060  
TEL: 03-6277-2061  
TEL: 03-6277-2062  
TEL: 03-6277-2063  
TEL: 03-6277-2064

**@New Books & Video**

★今週の新作

『ペリオバカ養成講座 2 メンテナンス編』  
～学びの門戸を開くための102の質問～



『ペリオバカ 1』の続編として「デンタルハイジーン」の好評連載を、大幅加筆し、書籍化した待望の第2弾！メンテナンスにまつわる102の質問（ペリオバカ度診断）を収録し、豊富なエビデンスや臨床例を、Dr.Hiroの軽妙な解説とイラストにより楽しくわかりやすくまとめた一冊。

- 著 = 山本 浩正
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 5,400 円 + 税



『迷える歯科衛生士に届けたい  
ブラッシング指導物語』

ブラッシング指導に悩むすべての歯科衛生士に贈る“技術論”ではないブラッシング指導のヒント集。患者さん×歯科衛生士の関係性にスポットを当て、患者さんの「わかった！」「できた！」を引き出すための考え方、コミュニケーションのあり方を見つめ直す一冊。

- 編著 = 丸森 英史
- 著 = 丸森 郁美 / 成井 香 / 河原なつの / 澤田 恵 / 小泉 百合 / 丸森 史朗
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 6,300 円 + 税

『“創”義歯の時代 Denture Designer への道』  
～T.K.Design 三角理論～



義歯構造設計・製作の第一人者による「川島ワールド」の集大成！基本設計、補綴構造設計の基礎理論から臨床実践につなげる極意を伝授し、義歯に生命力を与え、患者さんの想いを義歯（かたち）にするデンチャーデザイン手順を解説。パーシャルデンチャーのデザイン、いわゆる「設計」についての“新定義”を提唱した一冊。

- 著 = 川島 哲
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 8,000 円 + 税

『歯科六法コンメンタール（第2版）』  
～歯科関連法律の逐条解説～



歯科三法といわれる「歯科医師法」「歯科衛生士法」「歯科技工士法」、歯科保健固有の法律である「歯科口腔保健の推進に関する法律」、「医療提供体制を定めた「医療法」、そして社会保険診療の根幹をなす「健康保険法」の6つの法律について、最新の法改正に対応し、一条ごとに解説した2021年最新版。

- 編著 = 社会歯科学会
- 出版 = ヒューロン・パブリッシャーズ
- 価格 = 5,800 円 + 税