

UK UK REPORT

@New Products

デントスケーラー /デントレード 〈超音波スケーラー〉



デントレードから発売された“デントスケーラー”は、使いやすさを追求し、またシンプルでデザイン性に優れた超音波スケーラーです。ジェネラル・ペリオ・エンドの3つのモードの切り替えが可能で、それぞれのモードでの強弱の調整が大型ディスプレイ上で簡単に調整できます。

【特徴】

- 水の供給は、専用タンク(900ml)に水または洗浄液を入れることができ、残量の確認、継ぎ足しも容易です。
- チェアユニットからの直接ホースの接続も可能です。
- 注水回路を自動的に洗浄するオートクリーニングモードを装備。また、洗浄時間もディスプレイ上に表示され、確認が容易です。
- 多様なチップに対応できるように、2種類のハンドピース(LEDライト付きから選ぶことができます)。
- 本体セットに6種類のチップとチップ専用ケース(滅菌可)、専用レンチが付属します。

標準価格=本体セット 185,000円
ハンドピース単体 65,000円

ケアシールド /クロスフィールド 〈エアロソル軽減ツール〉



クロスフィールドから発売された“ケアシールド”は、エアロソルや飛沫拡散軽減に有効な感染対策ツールです。バキュームホースや排唾管ホースに取り付けて手軽に口腔バキュームのような効果が得られるツールです。

【特徴】

- シールドは衛生的な単回使用。
- コネクターやアダプターはオートクレーブ(134℃・乾燥工程不可)滅菌が可能です。
- スターターキットはシールド100枚、コネクター5個、H6.5-11アダプター10個入り。



標準価格=スターターキット 28,000円
シールドリフィル(100枚) 23,000円
コネクター(5個入) 10,000円
アダプター各種(10個入) 5,000円

TePe シリーズ /クロスフィールド 〈歯間ブラシ・顎模型・エコバック〉



クロスフィールドから発売の予防製品「TePe シリーズ」に、新たに“イージーピックスXLサイズ”“デンタルモデル”“GOOD エコバック”がラインナップされました。

【イージーピックスXLサイズの特徴】

- ブラシ部分がシリコンコーティングされた歯間ブラシです。しなやかなピックが歯間に挿入しやすく、適度な長さで弾性でクリーニング効率が高く歯肉に心地よい刺激を与えます。
- ブラシ部分がテーパー状になっているため、2種類のイージーピックで様々な歯間サイズに対応することができます。

【デンタルモデル】

- 異なった幅の歯間空隙、叢生、喪失歯や半萌出歯など、さまざまな状況の口腔内を再現した顎模型です。

【GOOD エコバック】


- 肩から掛けられる持ち手の長さが使いやすいオリジナルエコバックです。マチ付きでたっぷり入ります。

標準価格=

- イージーピックスXL 各種 3,200円~8,700円
- デンタルモデル 24,000円
- GOOD エコバック(3枚入) 2,700円

@My Recommendation

『イージーマトリックス』 〈モリムラ〉



標準価格=100枚入 3,900円

簡単装着マトリックスバンド!

今回ご紹介させていただく商品は、(株)モリムラから販売されております隣接面う蝕治療に有効なマトリックスバンド『イージーマトリックス』です。

特徴は装着が簡単で適合もよいこと、乳前歯・乳臼歯とともに使用できること、永久歯にも応用できること、同時に多数歯を修復できることなどがあげられます。使用方法は屈曲部の幅広側を歯頸部側に向けて差し込み、ウェッジで固定するだけです。厚さ50ミクロン、長さ約26mm、幅4mmのマトリックスです。

実際にご使用いただいている先生からは、「主に大臼歯や小臼歯に使っている。何よりも煩雑な操作がいらないのでストレスなく使用できる。」との声をいただいております。是非この機会にご検討下さい。詳細につきましては、弊社営業担当者までお尋ね下さい。

長崎店 営業一課 山田 茂春

@New Topics

★UK Boost 企画 “ハイザックでお口快息キャンペーン” のご案内!

お口のニオイ物質 VSC を不揮発化! 気になる口臭もスッキリ!

当社営業マンが厳選したおススメしたい商品 “Boost 企画” として、(株)ビーブランド・メディコーデンタルから好評発売中の口臭防止製品『ハイザックシリーズ』を5月21日から7月20日までの期間中、お得な特典付きで特別価格にてご提供させていただきます。お口のニオイ物質 VSC (揮発性硫黄化合物) を不揮発化し、気になる口臭をスッキリケアします。急いで口臭を防ぎたい時や人と会う前のエチケットとして、また、ニオイを抑えて歯周病を予防したい方などにとっても効果的です。是非、この機会にご用命をいただきますようお願い申し上げます。キャンペーン中の特別価格など詳細につきましては当社営業担当者までお気軽にお尋ねください。

【ハイザック製品の特徴】

- スプレーは外出先などでお口の臭いが気になる時に! 急に人と会う時やマスク装着時の臭いが気になる時に!
- リンスは朝のブラッシング後や外出前や就寝前に! スッキリ感が口に広がります。また、細菌の動きを抑制するため、歯周病・むし歯予防に!
- ペーストは毎食後のブラッシングに! 3つの有効成分が歯周病・むし歯・口臭を予防してお口の健康を保ちます。歯の明度もアップして輝く歯に!

標準価格=ハイザックRスプレー20g×1本	1,320円(税込)
ハイザックRリンス300g×1本	1,870円(税込)
ハイザックRペースト80g×1本	1,650円(税込)

お得な特典付きです!

UK 6-7 BOOST HI-ZAC 口臭防止・歯周病予防

キャンペーン期間 2021.5.21~7.20まで

当社営業マンが厳選した **おススメしたい商品** のご案内です

Information for products carefully selected every month.

5月21日~7月20日は下記商品を期間限定特別価格にてご奉仕いたします。

キャンペーン最終日は10時までのご注文までとさせていただきます。

口臭防止・歯周病予防 **HI-ZAC** ハイザック

マスクをしていると自分の口臭が気になるそんなことはありませんか?

口臭気になるときにハイザックをオススメするポイントは、すでに発生されたVSCを不揮発化し、臭わなくします。口臭の原因の一つである歯周病を予防します。

すぐに消したいお口のニオイ どうかした

VSC

セール期間中はハイザックスプレー5本(1リットル)またはハイザックRリンス600g(1リットル)をご注文いただけます。院内指導用としてご注文商品と併せて院内報告用ポスター&リーフレット等をプレゼント致します。

ピーブランド ハイザックシリーズキャンペーン専用注文用紙

UK 6 BOOST HI-ZAC 口臭防止・歯周病予防

キャンペーン期間 2021.5.21~7.20まで

ハイザックRスプレー	ハイザックRリンス	ハイザックRペースト	商品名	〒	都道府県
数量	数量	数量	ご住所	〒	都道府県
お支払金額	お支払金額	お支払金額	TEL		FAX
ご注文数量	ご注文数量	ご注文数量			

@New Books & Video

★今週の新聞

『保険に生かして不定愁訴にも効く 口腔漢方処方早わかりガイド』



口腔疾患でよく使われる32種の漢方薬を厳選し、その使い分けの診断ポイントをはじめ、漢方薬の薬価点数早見表や処方せんの手書き方に至るまで、歯科医院ではじめて漢方薬を取り扱う際に役立つ書。また、意外と知られていない歯科保険適用の漢方薬11種についてふれ、日常の保険請求にも生かせる一冊。

- 著 = 王 宝禮
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 5,000円 + 税

別冊・クインテッセンス

『エンド・マテリアルセレクション』

~12人のプロフェッショナルによる抜髄・感染根管治療テクニック~



「抜髄・感染根管治療」をテーマに、根管治療を行っているプロフェッショナル12人のアプローチ方法や治療方法を掲載。どのような材料・器械を使用しているのか、各ステップの写真と解説に加え、その一部は動画にて治療ごとの実際の動きや、使用器具などの処置中の様子を詳細に示した一冊。

- 監著 = 辻本 恭久
- 著 = 阿部修/笠原明人/北村和夫/澤田則宏/清水藤太/武市収/辻本真規/寺内吉雄/中川寛一/坂東信/山田國晶
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 6,400円 + 税

『セルフケア指導 脱! 誤解と思い込み』

~今はこうする! 最新の解釈&臨床~




口腔清掃・口腔保健に関する32の誤解・思い込みを、科学的根拠と、誤解が生じた背景をもって解き明かす。根拠となった論文の抄訳やガイドライン、その解釈、臨床での効果的な方法がわかり、すぐにも患者さんへの指導に活用できる一冊。

- 監著 = 高柳 篤史
- 著 = 相田 潤/遠藤 真美/佐藤 涼一/鈴木 誠太郎/山岸 敦
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 5,000円 + 税

別冊 QDT

『Digital Dentistry YEARBOOK 2021』



Digital Dentistryの最新情報を毎年アップデートする「Digital Dentistry YEARBOOK」。創刊11年目となる2021年の本号は、実用化がますます進む3Dプリンター、インプラント手術用ダイナミックナビゲーション装置をはじめ、ジルコニア材料やミリングマシンなどももちろん網羅。レジンブロックからダイナミックナビゲーションまで、デジタル歯科の今が理解できる一冊。

- 監修 = 日本デジタル歯科学会
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 6,800円 + 税