

UK

UK REPORT

New Products

バイオシー テンプ/ヨシダ
 <MTA 含有 暫間根管用 充填材料>


ヨシダから 10月 21 日に発売される“バイオシーテンプ”は、MTA を含有した水酸化カルシウム系根管充填材料です。pH11~13 の強アルカリ性を維持するので、根管内への抗菌性が期待できます。

【特徴】

- 根管充填に適したプレミックスペーストを採用。練和の必要がないので手間もなく、材料のロスも軽減できます。
- タングステンカルシウムを配合し、7mmAl以上のX線造影性が得られるため充填後の予後観察が容易です。また、ビスマスを含まないため耐変色性にも優れています。
- 生体親和性に優れた根管貼薬材です。
- 流動性が高いため、細い根管の貼薬も容易です。
- 硬化しない特殊なバイオセラミック製剤のため、貼薬後の除去が容易で、チェアタイムの削減につながります。
- 専用チップ「エンドチップT」は根管内に挿入しやすい形状です。(セットに20本付属)

標準価格＝

セット (0.5g×4本)	4,900円
エンドチップT (20本)	1,400円

クラブロックス CS12460
 ベルベット/ヨシダ
 <手用歯ブラシ>


Curen 繊維の超極細毛による、優れた磨き心地が特徴のクラブロックス歯ブラシ（スイス製・ヨシダ発売）に、シリーズ内で最も柔らかいブラシ毛の“クラブロックス CS12460 ベルベット”が追加ラインナップされました。CS5460のヘッドとCSスマートの柔らかい毛を兼ね備えた、歯を包み込む優しさとボリュームを持った、クラブロックス史上もっとも柔らかい手用歯ブラシです。

【特徴】

- 直径0.08mmのブラシ毛を12460本植毛した手用歯ブラシです。
- クラブロックスシリーズ内で最も柔らかいブラシ毛で、やさしくプラークを除去し、ガムケアが行えます。
- 正しい角度を保つ八角形ハンドルです。
- 柄の色はカラフルな全12色。
- 敏感な歯肉の方、より柔らかいブラシをお好みの方にお勧めです。

標準価格＝プリスター12本入	9,600円
患者参考価格＝1本	1,100円 (税込)

L-Lead/ライオン歯科材
 <歯科医院専用 web アプリ>


多様なセルフケア製品の中から、一人ひとりにあったセルフケア製品を提案し、患者様とのコミュニケーションをサポートする歯科医院専用 web アプリ“L-Lead”がライオン歯科材よりリリースされます。分かりやすいイラストを用いたビジュアル資料を用意し、患者様への製品提案をサポートします。

【特徴】

- 患者様の口腔状態、セルフケア・食事の状態を5項目で評価。各項目は選択方式の簡単入力で、う蝕リスク・歯周病リスクを各3段階で総合的に判定します。
- 多数あるセルフケア製品の中から、リスクに合わせた製品が表示されます。各製品の特徴やスペックなどもワンタッチで表示されるので、表示された製品の中での比較・検討も容易です。
- 患者様にお渡しする資料も充実。出力紙のQRコードを読み込み、スマホで表示できます。
- インターネットに接続できるデバイス（タブレット端末やPC、プリンター等）さえあれば利用可能です。



▲詳細を動画でチェック!



▲登録はこちらから!

標準価格＝利用料無料

My Recommendation

『ガッターカット』
 <モリタ>


標準価格＝本体一式 32,000円

余剰ガッターパーチャ除去を簡単に!

今回ご紹介させていただきます商品は、(株)モリタより販売のガッターパーチャポイント切断機『ガッターカット』です。こちらの商品は切断部位でスイッチボタンを押すと瞬時に加熱、切断が行え、ボタンを押している間は過熱状態が持続します。スイッチOFFで急速に冷却する為、口腔内への出し入れが容易で発煙や臭いを最小限に抑えられます。再加熱の必要がなく確実に切断ができ、ポイントが付着して根管から抜け出ることがありません。チップは根管に挿入しやすいよう先端が傾斜しており、操作を確実にこなせます。フレックスポイント他樹脂系ポイント等、多種多様なポイントも楽々切断を行っていただく事ができ、軽量・コンパクトで操作が簡単です。

実際にご使用いただいております医院様からは、「ボタン一つで熱されるのでパーチャーあぶる手間が省けて楽。ボタンを離せば温度が下がり、患者さんの口腔内をやけどさせるリスクも減ったので安心して使用することが出来る。」とのお声を頂いております。詳しくは弊社営業担当者までお気軽にお問い合わせください。


鹿児島店 営業三課 甲斐 幸裕



@New Books & Video

★今週の新刊

『矯正歯科治療の基本と類似症例が必ず見つかる！
ラーニングステージ別臨床例 60』
～GPによる包括的歯科治療のために～




本書は、矯正治療を一般歯科臨床医（GP）自らが行ううえで必須となる歯科矯正学の基本的事項（検査、診断、治療計画、使用材料ほか）を解説。そのうえで、矯正治療の技術的難易度をステージ1～10の10段階に分類し、これらそれぞれの治療計画、使用器具や技術的必要性を、60の豊富な臨床例で解説した書。

- 著 =石井 彰夫
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=20,000円+税

別冊 ザ・クインテッセンス

『日本歯内療法学会がすべての歯科医師に贈る
最新トレンド』
～明日の臨床に役立つ知識と技術を徹底解説～



日本歯内療法学会（JEA）が誌上開催した第41回学術大会の内容をベースに、基礎から臨床まで幅広い分野を網羅した別冊。根管解剖から、最新のファイルやバイオアクティブ材料の紹介、難症例への対応とテクニックまで、まさにエンドの“最新トレンド”がわかる一冊。

- 編 =一般社団法人 日本歯内療法学会
- 監修=木ノ本 喜史/柴 秀樹
西野 博喜/前田 英史
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=6,400円+税

『60年の臨床から導き出した阿部晴彦の総義歯臨床』




著者の60年間に渡る総義歯治療で診断から最終義歯製作まで試行錯誤を繰り返しながら、考案・開発された「SHILLA SYSTEM」を詳説に解説した一冊。「こうすれば、よい予後の総義歯が作れる」に辿り着いた極地を余すところなく披露。明日からの総義歯臨床が変わる！阿部総義歯理論のエッセンスを凝縮した書。

- 著 =阿部 晴彦/阿部 薫子
- 出版=医歯薬出版
- 価格=16,000円+税

月刊「歯科技工」別冊

『インプラント技工のメインストリーム』
～Clinical & Technical Standards Today～



より安全・安心なインプラント治療とその補綴装置の長期安定性、および審美性獲得の鍵は、検査・診断から手術、補綴装置製作の各プロセスにおける「デジタル化」とその融合、そして補綴装置の「メタルフリー化」です。本書ではこの“今どき”のインプラント治療に対応しうるインプラント技工の潮流を、基本知識・操作からアドバンスな臨床まで網羅した一冊。

- 編集=関根 秀志/萩原 芳幸/陸 誠
- 出版=医歯薬出版
- 価格=5,900円+税

『口腔内スキャナーはじめて講座』



「QDT」2020年の大人気連載「口腔内スキャナーはじめて講座」が待望の書籍化！本書では「そこまで説明が必要！？」「徹底的に、手取り足取り！」をコンセプトに、口腔内スキャナーの購入、設置、スキャニングおよび材料選択とミリング、その後の完成から装着に至るまでの、院内完結型CAD/CAM修復のすべての工程をカバーした一冊。

- 著 =中村 昇司
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=9,000円+税


『チェック式で簡単&伝わる！
義歯のお手入れ説明カードBOOK』



本書では、義歯清掃のエッセンスを7枚の説明カードに集約し、何を情報提供したらいいか、何を確認しておく必要があるかがつかめるとともに、患者向けにそのまま話せる説明用台本も付いているため、誰でも自信をもって義歯清掃指導を行える一冊。感染予防対策を考慮し、説明カードは抗菌加工済！

- 著 =前畑 香
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=4,800円+税


『検証 コーヌスクローネ』
～長期経過症例と臨床統計からの再評価～



『コーヌスクローネ』発刊より36年。スタディーグループ救歯会によるアップデートを経て書籍化！複雑な製作工程をステップごとにわかりやすく理解でき、トラブルを招かない方策やトラブル対処法についても詳細に解説。30年を超える長期経過症例と450ケースの臨床統計からコーヌスクローネを徹底解剖した一冊。

- 編集=スタディーグループ救歯会
- 出版=医歯薬出版
- 価格=15,000円+税

『歯科衛生士のための顎関節症ガイドブック』



顎関節症治療の第一線で取り組んできた歯科医師・歯科衛生士によるガイドブック。歯科衛生士の目線で、顎関節症の基本から実際の対処法までをわかりやすく解説。これまでの知識のブラッシュアップ、そして整理にも最適な一冊。

- 編著=島田 淳
- 著 =佐藤 文明/澁谷 智明
日高 玲奈/兜森 彩日
根橋 杏未
- 出版=医歯薬出版
- 価格=4,800円+税