

@New Products

**コントラアングル NOVA
/ ビエン・エア・アジア
<5倍速・等速コントラ>**



ビエン・エア・アジアから10月21日に発売される“コントラアングル NOVA”は、コンパクトなヘッド、スリムなネック、静音性、そして耐久性を極めた新たな5倍速・等速コントラアングルです。スモールヘッドとスリムネックにより、最後臼歯へのアクセスと視認性がより向上されます。

【特徴】

- 同社製最小のヘッドサイズ（8.8の×13.7mm）とネックサイズ（7.8mm）を実現。視認性がさらに向上しました。
- 逆流防止機構により、サックバックを内部に留めモーターへの侵入を抑止し、患者から患者への二次感染のリスクに対応します。
- 独自の機械加工技術により、バーの軸ブレや振動を低減します。
- 5倍速のヘッドは過度の発熱を防ぐ特殊構造を採用。発熱を37度以下に抑え、発熱によるリスクを低減します。
- 5倍速コントラは左右非対称の4点（ハの字型）注水方式を採用し、異なる長さのバーに的確に当たり、切削部位の均一な冷却が可能です。等速コントラは1点注水。ライト付き仕様。

標準価格=オープン価格

**スリムライト/ジーシー
<歯科重合用光照射器>**



ジーシーから10月21日に発売される“スリムライト”は、同社製「Gライトブリマ」と同等の最大2,000mW/cm²のハイパワーLEDで、スピーディな診療をサポートします。また、390~480nmの青と紫の波長域を出力可能でボンディング材やコンボジットレジンはもちろんのこと、コーティング材などの様々な光重合製品に使用が可能です。

【特徴】

- 9.5mmの薄型ヘッドはストレート形態で300度の回転が可能です。ストレスなく臼歯部咬合面にアプローチができます。
- 本体わずか140gのスリムでコンパクトなハンドピース形状により、フレることなく口腔内に挿入できます。
- 充電コネクタを直接接続できるので、急な充電切れも安心です。



標準価格=本体一式 98,000円
衛生カバー（50枚入）1,260円


**GR タックピン
/ 帝人メディカルテクノロジー
<吸収性歯科用骨再建インプラント材>**



帝人メディカルテクノロジーから発売された“GR タックピン”は、メンブレン固定用のピンタイプの吸収性材料です。L-乳酸グリコール酸共重合体（PLGA）共重合比率（LA/GA=88/12）吸収性材料として臨床実績のある材料を採用し、抜釘が不要な吸収性タックピンです。

【特徴】

- 吸収性材料のため抜釘が不要で、分解吸収期間は2年~2.5年程度の設計です。
- 紫色に着色されているため視認が可能です。
- 専用器械を用いて骨孔を開け、挿入器で押し込んでタックピンを骨孔に埋入します。
- 専用器械セットは、専用ドリル2本、把持具ハンドル、把持具先端部、メンブレンパンチ、滅菌ケースを付属。



標準価格=1本入 5,000円
2本入 10,000円
4本入 20,000円
専用器械キット 50,000円

@My Recommendation

『インストリニュー』
<ヨシダ>



標準価格=本体一式 125,000円

チェアサイドでのシャープニングのお時間を短縮しませんか？

今回ご紹介させて頂く商品は、(株)ヨシダから発売されております電動シャープナー『インストリニュー』です。これまでのシャープニングは、角度調整が難しく、時間がかかったり、手研ぎは技術が必要などの問題点があったかと思えます。しかし、インストリニューは、インストルメントのデザインや形状に関係なく、自動でシャープニングの正しい角度に調整してくれます。さらに、シャープニングコーンにはダイヤモンドがコーティングされている為、刃の切れ味の回復、長持ちになることで、コスト削減にも繋がり、今まで煩わしかった問題点を解決してくれるような商品となっております。

ご導入して頂きました先生方からは、「誰がやっても均一なシャープニングができるし、今までかかっていた時間や手間も省けて、とてもいいよ！」との喜びのお声を頂いております。是非とも、この機会にご検討の程、宜しくお願い致します。詳細につきましては弊社営業担当者にお申し付けください。

宮崎店 営業一課 坂田 知也

@New Topics

★KPS (花王プロフェッショナルサービス) 製品取り扱いのご案内!

UK & KPS スマイルプロジェクト第2弾!

弊社では、花王(プロフェッショナルサービス)との企画協力により、よりお客様の安全でより健康的な環境づくりに貢献するため、医院様のバックヤードでご使用いただける業務用製品のお取り扱いを開始いたしております。今回、第二弾の企画いたしましたして、11月19日までの期間、下記の2製品につき特別なトライアルキットを特別価格にてご奉仕いたします。是非ともこの機会にご用命の程宜しくお願いたします。詳細につきましては弊社営業担当者までお申し付けください。

【第2弾トライアルキャンペーン製品】


- フロア用そうじシート『クイックルワイパー』
業務用タイプのワイドサイズ(500mm×110mm) 立体吸着ウェットシートにより、ホコリをからめ取り、ベタザラ汚れまですっきり!
※30枚入(10枚×3袋)2パックご購入に、ワイパー本体(ワイドサイズ)をお付けします。
- 便座除菌クリーナー『V-SAVE』
99.9%ウイルス除去・除菌効果で、便座はもちろん、ドアノブ、水洗レバー等トイレ周り全般に使用できます。
※トライアルセット4.5リットルに、詰替えスプレー容器(300ml)ならびにトイレ用そうじシート業務用20枚入りをプレゼントいたします。



@New Books & Video


★今週の新刊

『治癒の歯内療法 第3版』
～エンドのバイオロジーとイノベーション～



エンドに「治癒」の概念を取り入れ、20年以上にわたって多くの臨床医の支持を得てきた名著が、最新の知見を加えて大刷新! 治癒の概念はVPT(vital pulp therapy: 歯髄温存療法)として確立し、今やエンドの最初のゴールとして市民権を得た。本書でも多くのページがVPTに費やされた。MTAに代表される次世代の根管充填材:ハイドロリックカルシウムシリケートセメントについても詳説した一冊。

- 編著=月星 光博/福西 一浩/泉 英之
- 著 =外賀 泰/安藤 彰啓
仲田 憲司/月星 太介
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=20,000円+税



『臨床に活かす! デンタルエックス線写真』
～撮る・読む・診るを極める～

質の高い「診断」「治療」は質の高い「診査(デンタル)」から——なぜデンタルエックス線写真の「撮る」「読む」にこだわらなければならないのか、適切な診断と治療、経過観察を導くための、歯科臨床の足元を固める必携書! デンタルに他に類を見ないこだわりを持つ執筆陣による臨床写真と読影例を豊富に掲載し、さらにエックス線撮影時の流れなどを動画でわかりやすく解説した一冊。

- 編著=斎田 寛之
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=9,000円+税

『どう診る? どう育てる? 子どもたちの歯列と口腔機能』
～小児歯科医と矯正歯科医が実践法を教えます～



小児歯科医と矯正歯科医の共同執筆による、子どもたちの歯列と口腔機能の「診かた」「育てかた」がわかる本。不正咬合の芽を早期に発見し、正常な機能や形態へと導いていくためのノウハウが、症例や実践法とともに現場目線で解説。子どもたち一人ひとりの発達段階や状態に適した歯列・口腔機能への予防的アプローチが学べるした一冊。

- 著 =島津 貴咲/林 亮助
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=7,800円+税

別冊Z・クインテッセンス
『薬 YEARBOOK'21/'22』

～患者に聞かれても困らない! 歯科医師のための「薬」飲み合わせ完全マニュアル～



2019年に初刊行し、好評を得た「薬 YEARBOOK」の最新版。今回は「歯科医院はCOVID-19感染症にどう備えるべきか」の特集を設け、感染症の治療や対策の最前線で活躍する著名な専門家が詳細を解説。また、薬の飲み合わせにおいては、日常で遭遇頻度の高い服用薬の見直しを図り、処方可/要慎重/減量・体薬/併用禁忌・原則禁忌など方策が瞬時にわかる一冊を掲載した一冊。

- 監修=朝波 惣一郎/王 宝禮
矢郷 香
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=5,500円+税