

UK UK REPORT

@New Products

抜歯鉗子 Clow 残根用/YDM ＜抜歯鉗子 残根用＞




YDMから発売されている“抜歯鉗子Clowシリーズ”に「残根用」が新たにラインナップされました。シャープな先端部と長いネックで隣在歯を避けて残根へアプローチすることができ、内面ギザのエッジによるスパイク効果で滑りにくく、歯質が脆い残根も力をかけ過ぎずにつかむことができます。

【特徴】

- 鉗子の爪がつねに残根の3~4ヶ所にかかることによって力学的バランスの良い支点となり、残根を安定して保持します。そのため、残根の幅や湾曲の大きさを選ばずに幅広く適応します。
- ハネにより先端部の可動範囲が安定するため、残根に適合させる際のコントロールが容易です。従来のようにハンドル中央部に指を入れて調節しながら適合させる必要がなく、作業がスムーズに行えます。
- 残根の保持に強い力を必要としないため、スリムで軽量化を実現。把持操作での負担が軽減されます。
- シャープな先端と、ネックが細く長いため、隣在歯を避けて残根にアプローチできます。

標準価格=前歯用・臼歯用 28,000円

グルーマ®ボンドユニバーサル /クルツァージャパン ＜歯科用象牙質接着材＞



クルツァージャパンから発売された“グルーマ®ボンドユニバーサル”は、蒸発しやすいアセトンを使用し、水分とモノマーが分離しやすく、処理後の酸性モノマーが効果的に働き、クニカルエラーが発生しにくい設計です。疎水性のボンディング層がしっかり残るので、テクニカルエラーが少なく優れた接着が期待できる1液タイプの歯科用象牙質接着材です。

【特徴】

- 幅広い被着体に高い接着効果を発揮しますが、ボンディング材の用途の中で最も使用される(約90%を占める)歯質との接着に重点を置いて設計されています。
- 歯質と被着体のギャップが少なく機能面、審美面で優れた効果を発揮します。
- 支台歯形成後の象牙質をコーティングし、歯質を保護します。
- 象牙細管を封鎖し、疼痛を抑制することが可能です。
- フィッシャーシーラントの接着にも使用が可能です。
- セラミック、ハイブリッドレジン、CAD/CAM冠の接着には、グルーマセラミックプライマーを併用ください。

標準価格=4ml入 13,000円
 バリューストック4ml×3本 32,000円
 セラミックプライマー4ml入 4,750円

2Way グランデ/サンデンタル ＜歯科用歯ブラシ＞



サンデンタルから発売された“2Way グランデ”(サムフレンド)は、幅広ヘッドでスマートに効率よくブラッシングが行える歯ブラシです。ヘッドを少し大きく、でも先端は最後臼歯部にも到達しやすいように菱形カットに設計されています。

【特徴】

- 薄型(4mm)・幅広菱形ヘッドにより、ブラッシングストロークが安定し、効率よく歯面にフィットし、また、先端菱形形状により最後臼歯部にも無理なく到達します。
- 超極細毛が歯間に入り、ラウンド毛が歯面に到達します。歯間部・歯面両方にフィットします。
- 細いネック部により、口腔内での操作性に優れています。
- 握りやすいグリップ形状により、持ちやすく手にフィットするように設計されています。
- ハンドル色はスモーキーカラー(全4色)をラインナップ。

患者参考価格=1本330円(税込)

@My Recommendation

『バイオシーシーラー』 ＜ヨシダ＞



シンプルかつスピーディーな充填を!

今回ご紹介させて頂く商品は、(株)ヨシダより発売されております根管充填材の『バイオシーシーラー』です。この商品の大きな特徴は、水酸化カルシウムを含んでおり、従来の根管充填材に比べて抗菌性(pH11-13)に優れており、さらに初のレジンフリーだけでなくビスマスも含まないのに対変食性にも優れています。また、プレミックスタイプのシーラーなので練和の必要がなくスピーディーな充填が可能です。

実際にご使用いただいている医院様からは、「バイオシーシーラーは流動性が高く、レントゲン不透過性も高いためイスマスなどの狭窄部の充填には効果があり、バイオセラミックシーラーとしてはコストも下がり、有用性は高い。」との声を頂いております。是非この機会にお試しただければと思います。詳細につきましては、弊社営業担当者までお問合せください。

福岡店 営業一課 大友 翔平

標準価格=0.5g×4本 10,500円



@New Topics

★Planmecca Japan 最新実機 九州初上陸のご案内！

プランメカ社製 CBCT 装置&CAD/CAM 関連機器をUK デンタル熊本店ショールームに展示中！

弊社では、Planmecca Japan(株)の取扱い代理店として、この度最新のCBCT 装置ならびにIOS スキャナー、ミリング加工機をUK デンタル熊本店 3F ショールームに展示いたしております。プランメカはデジタルパーフェクションを唱えており、医院様の求めている治療の全てをデジタルで繋ぐことができます。是非この機会に触れてご体感いただけますようお願い申し上げます。事前アポイント制とさせていただきますので、詳細につきましては、弊社営業担当者までお申し付けください。

PLANMECCA Japan



【展示機器のご案内】

- CBCT 装置「プランメカ Pro Max® 3D Mid + ProCeph (ワンショットセファロ)」
φ34×42mm から φ200×170mm までのボリュームサイズに対応する真のオールインワンの撮像装置です。ベストプラクティスを維持しつつ、幅広い診断タスクに対応します。
- 口腔内スキャナー「プランメカ Emerald S」
小型、軽量、高速、正確で、スムーズな口腔内スキャンに最適です。
- 加工機「プランメカ PlanMill 30 S」
高品質の修復物のための費用効率に優れた単一スピンドルのミリングのデンタルミル。5つのツールのための自動ツールチェンジャーを搭載しています。

@New Books & Video

★今週の新刊 『あなたの歯科医院は人生 100 年時代に対応してる？ ご近所医科歯科連携導入マニュアル』



医科歯科連携における押村流“ここなら大丈夫そう”な医科クリニックの探し方から、診療情報提供書のサンプル集や添付資料の工夫までを網羅。医科歯科連携にあたっての疑問や不安、悩みに本書が答える「ご近所医科歯科連携導入マニュアル」書。

- 監著=押村 憲昭
- 著 =武内 博朗/赤司 征大/今林 大輔
関 善弘/白石 聖恵/山村 加奈
- 出版=インターアクション
- 価格=7,200 円+税

月刊「歯界展望」別冊 『はじめての部分床義歯』



東西問わず大学の補綴科で義歯臨床を学んだ若手臨床家による、義歯臨床を成功させるために共通して重要だと考えられるポイントを治療工程ごとに掲載。一般的な治療としてニーズが高まる“部分床義歯臨床”への不安と悩みを確実に減らし、治療を成功へと導く、若手臨床家必携の部分床義歯治療の入門書。

- 編 =松田 謙一/萩野 洋一郎
兒玉 直紀/和田 淳一郎
- 出版=医歯薬出版
- 価格=6,300 円+税

HYORON ブックレット 『歯質接着の今を知り 未来を語る』 ~良好な予後を実現するために~




本書では、確実な接着を獲得するために必要な知識である各接着システムの特徴や選択基準、良好な予後を得るためのテクニックや臨床ポイント、さらに患者満足度を得るための術前のコンサルテーションなどについて、エキスパートが詳しく解説。接着システムの性能を活かし、良好な予後を実現するために役立つ一冊。

- 編著=宮崎 真至
- 出版=ヒョーロン・パブリッシャーズ
- 価格=4,800 円+税

歯科技工別冊セレクション

『アナログもデジタルも！ 保険も自費も！ 5年目までに押さえておきたい67のポイント』



卒業 5 年目までに身に付けておきたい技工テクニックを、作業の流れに沿って 67 項目でまとめた、悩める若手歯科技工士のための道標となる一冊。各作業項目のポイントを写真、簡略な説明で解説するサンプルでわかりやすい内容で、後進を育成する際にも便利に活用できるツールとしてフォローアップしたガイドブック。

- 編 =株式会社シンワ歯研作業適正化委員会
- 出版=医歯薬出版
- 価格=5,900 円+税