

UK

UK REPORT

## New Products

### DACユニバーサルS /デンツプライシロナ ＜コンビネーション・オートクレーブ＞



デンツプライシロナから発売された“DACユニバーサルS”は、簡易乾燥を含めて約21分（工場出荷設定時）でストレート&コントラングルハンドピース、タービン、超音波スケーラー/チップ、多機能シリンジを最大6本まで洗浄、注油（必要に応じて）および滅菌するコンビネーション・オートクレーブです。

## 【特徴】

- 直感的なユーザーインターフェースを備えたタッチディスプレイにより、ボタンひとつで洗浄、注油および滅菌します。また、ガイド付きメンテナンスワークフローCheck&Clean機能を搭載。
- 2種類のリッドを自動判別し、自動化されたプロセスで再処理プログラムを実行します。
- 給水は電気伝導率が $3\mu\text{S}/\text{cm}$ 未満の脱塩水または精製水の給水が必要です。水質不良によるサイクル中断を避けるため、脱塩水自動供給装置「ニトラテム・ダイレクトコネク2」（別売）を推奨。

標準価格＝本体一式 2,400,000円

### ナノウェア/ポッシブル ＜光触媒スプレー＞



デンタル・ネットワーク九州取り扱いの“ナノウェア”（ポッシブル社）は、福岡大学と産学協同で生まれた、有機溶剤を一切含まない酸化チタンと水だけでできた光触媒水溶液です。光触媒（酸化チタン）は光※によって活性酸素を発生させ、有害物質や細菌ウイルスを分解し無害化する酸化分解力があります。  
※光とは室内でいう可視光レベル（薄暗いレベル）です。

## 【特徴】

- ナノウェアで一度コーティングをすると、継続的な分解作用があり、また、3年の持続効果があります。日々の清掃労力の削減や消毒液のコスト削減につながります。
- 光触媒スプレー缶は、職人の施工と同等レベルの吹付けが可能です。さらにセルフで実施することで大幅なコストダウンを実現します。
- 無臭・無害で自然にやさしいことを特徴とする、今までになかった新しい環境浄化材料です。

標準価格＝1缶（30g入）18,000円

### キレイキープスプレーⅡ /サンメディカル ＜MPCポリマーコーティングシステム＞



サンメディカルから発売中のMPCポリマーコーティングシステム「キレイキープ」が、コーティングスプレーの改良に伴い、“キレイキープスプレーⅡ”としてリニューアル発売になりました。熱可塑性アクリル樹脂の適用に制限がありましたが、キレイキープスプレーの成分構成比率を最適化することにより、新製装置・使用中の装置を問わず、あらゆる種類の口腔内装置に使用が可能です。

## 【特徴】

- キレイキープシステムは、義歯やマウスガード、ナイトガード、矯正装置、ノンクラスプデンチャーなど口腔内で使用する樹脂製装置への細菌の付着抑制を目的とした、光反応性MPCポリマー配合のコーティングシステムです。
- キレイキープスプレーⅡを塗布後、専用の「キレイキープライト」にてUVC（深紫外線）を照射することで光反応性MPCポリマーが樹脂と化学結合します。ブラッシングでも簡単に剥がれず、細菌の付着抑制効果が約3ヶ月持続します。
- 無色透明で目視で確認できない程度の極薄被膜なので、舌感や装着感に影響を与えません。

標準価格＝スプレーⅡ 7,000円  
スターターセットⅡ 38,400円

## My Recommendation

### 『アイススペシャルC-Ⅳ』 ＜松風＞



標準価格＝C-Ⅳ本体一式 270,000円  
ワイヤレスLAN SDカード 19,800円

### 規格写真撮影にアイススペシャルC-Ⅳを活用しませんか！

今回ご紹介させていただく製品は、(株)松風より発売されている『アイススペシャル C-Ⅳ』です。リニューアルを重ねるごとに、より使いやすい機能を搭載し好評をいただいている製品です。

ご購入いただきました先生からは、「何度も撮りなおしてストレスだったがそれがなくなった。モニターに簡単に写真を出せるのもありがたい。」またスタッフ様からは、「写真の整理が今まで大変だったが楽になった。」とお言葉をいただいております。

そしてこの度「松風 ワイヤレスLAN SDカード」が発売となります。今までパソコンへ写真を移動させる際に、SDカードを抜き差しが必要でしたが、それが自動でパソコンへ転送され、さらにパソコン内ソフトで患者IDごとに自動でフォルダ分けをしてくれるので、カンタンに写真管理が出来るようになります。機能充実の口腔内撮影用デジタルカメラ「アイススペシャル C-Ⅳ」を是非この機会にご検討ください。詳細につきましては弊社営業担当者へお問い合わせください。

長崎店 営業三課 土井 拓哉



@New Topics

★UK オリジナル企画 Let's Try キャンペーンのご案内!

アルギン酸塩印象材 “それだけじゃない”  
厳選商品トライアルキャンペーン!

弊社では、営業マンが品質・価格共に厳選し、おススメしたい“アルギン酸塩印象材”3種類を「厳選商品トライアルキャンペーン」として3月18日までの期間中、特別価格にてご奉仕いたします。対象製品につきましては、数量に限りがございますが、サンプル品もご用意いたしております。是非ともこの機会にご用命の程宜しくお願いたします。詳細につきましては弊社営業担当者までお申し付けください。

【対象製品の特徴】

- 吉野石膏販売「サクラフィットインプレス」  
高い精度と滑沢な印象面が得られるようにアルギン酸ナトリウムとアルギン酸カリウムを使用し、石膏模型製作に適した配合バランスの印象材です。
- サンエス石膏「ニューアルジスター」  
短時間に練り上がる水馴染みの良さで粘りのある柔らかいペーストで細部に行き渡りながらも咽頭に垂れにくく、硬化体は歯質に接着しにくいので、使う方も患者様にも優しい高精度なアルジネート印象材です。
- モリタ「アルフレックスダストフリー」  
粉と水のなじみが良く、練り易さを大幅に向上させたアルギン酸塩印象材です。保湿性に優れているため印象採得後の寸法安定性が良好で、弾性に変化が少なく口腔内から取り外す際の患者の負担を軽減します。

Let's Try Campaign UK DENTAL  
2022.1.21-2022.3.18まで  
当社営業マンが品質・価格共に厳選した商品をおススメしたい商品のご案内です。  
2022年1月21日～2022年3月18日は下記商品を期間限定特別価格にてご奉仕いたします。  
キャンペーン最終日は10時までのご注文分までとさせていただきます。

アルギン酸塩印象材はそれだけじゃない! 厳選商品トライアルキャンペーン

**YOSHINO** サクラ フィットインプレス  
高い精度と滑沢な印象面が得られるようにアルギン酸ナトリウムとアルギン酸カリウムを使用し、石膏模型製作に適した配合バランスの印象材です。

**サンエス石膏株式会社** ニューアルジスター  
短時間に練り上がる水馴染みの良さで粘りのある柔らかいペーストで細部に行き渡りながらも咽頭に垂れにくく、硬化体は歯質に接着しにくいので、使う方も患者様にも優しい高精度なアルジネート印象材です。

**株式会社 モリタ** アルフレックスダストフリー  
粉と水のなじみが良く、練り易さを大幅に向上させたアルギン酸塩印象材です。保湿性に優れているため印象採得後の寸法安定性が良好で、弾性に変化が少なく口腔内から取り外す際の患者の負担を軽減します。

@New Books & Video

★今週の新刊

デンタルダイヤモンド別冊  
『 一問三答のスタッフ教育  
こんなときどんな対応? 』



本書は、院長が日々感じる「スタッフ教育に関する悩み・疑問」を取り上げ、1問に対して3名のスタッフ教育のプロが答える、“超”実践的なアドバイスをもとめた書。さっと読めて明日からのスタッフ教育にすぐに役立つ! 総勢 40名のプロフェッショナルの“集合知”を凝縮した一冊。

- 編集委員=森 昭/笠原 一規/椎名 康雅
- 出版=デンタルダイヤモンド社
- 価格=4,200 円+税



『 誌上デンタルショー  
使ってみたい歯科のベストアイテム 2022 』

診療に役立つ新製品や各企業一押しの商品をピックアップし、企業担当者には製品コンセプトや特徴、アピールポイント、臨床家には使用方法や臨床例について徹底解説。日常臨床を豊かに、便利にするアイテムが勢揃い。思いがけない逸品に出合えるチャンス! “読むデンタルショー”となり得る一冊。

- 監修=豊山 洋輔
- 出版=デンタルダイヤモンド社
- 価格=3,600 円+税

『 写真でマスターする  
簡単・効率的なラバーダムテクニック 』  
~実はやったことありません.....という先生へ~



ラバーダムは、無菌的処置や術野の明示、防湿、軟組織の保護、治療器具の誤嚥防止、感染予防対策などに有用で、安全性・確実性を高めるために積極的に用いることが求められます。本書は、ラバーダムの基本から応用的な上顎多数歯露出や残根のラバーダムまで、写真と動画でステップの1つひとつを徹底解説した一冊。

- 著 =秋本 尚武
- 出版=ヒューロン・パブリッシャーズ
- 価格=5,500 円+税



『 コンポジットレジン修復 』  
~器材・材料の選択基準と有効活用性~

コンポジットレジン修復の各段階において、必要・有効な器材・材料をバックグラウンドを交えて紹介。また、豊富な症例をもとに解説し、実際どのように活用するかが一目でわかります。8つの臨床ステップで使用する器材・材料の選択基準とその有効活用性が理解できる一冊。

- 著 =田代 浩史
- 出版=医歯薬出版
- 価格=9,000 円+税