


# UK UK REPORT

## @New Products

**エアロシールド  
/エアロシールド(株)  
<UVGI 紫外線照射装置>**



エアロシールド(株)から発売されている「エアロシールド」は、高さ2.1m以上の天井面に水平に紫外線ゾーンを作り、自然対流で運ばれた空気中の浮遊菌を紫外線ゾーンを通過することで除菌し、空間全体の空気環境改善を目的とした紫外線照射装置です。特殊なルーバー(仕切り板)構造による紫外線の上部水平照射の実現により、人が生活する空間に影響を及ぼすことなく、24時間連続して空間を除菌します。

**【特徴】**

- 本製品に使用している「UV-C」ランプの波長は254nmで、紫外線の中でも波長が短く、ウイルス抑制・浮遊菌の除菌効果を持ち、常温利用可能など優れた特性がある深紫外線(UV-C)です。
- ティッシュ箱ほどの小型軽量設計(W280×H115×D125mm)で重さは約3kgにより、既存の建物への後付け導入も可能です。
- 空気清浄機とは異なりフィルターレスなので、取り替えなど日々発生するコストが不要で経済的です。
- 長寿命高性能紫外線ランプを使用しているため、24時間連続の使用でも、約7ヶ月に一度のランプ交換を除いて、日常の保守点検などは不要です。
- 空間の広さと設置目安に応じて2機種をラインナップ。

標準価格=UKP-09 210,000円  
UKP-18 220,000円

**グLOSSY コート カラー  
/山八歯材  
<高分子系歯科用着色材料>**



山八歯材から発売された「グLOSSYコートカラー」は、チェアサイド(口腔内)・ラボサイド(口腔外)で使用可能な高分子系歯科用着色材料です。耐着色性・耐摩耗性・高接着性に優れており、レジン系補綴装置のシェードを素早く・自由にコントロールすることが可能です。

**【特徴】**

- 光重合による変色が極めて少なく、重合後も高い耐着色性を発揮します。
- 硬化後も良好な耐摩耗性を有します。
- 多くの被塗物と優れた接着性を有します。
- 使用ステップは、レジン表面を粗造化に表面処理を行った後、グLOSSYコートカラーにて塗布・キャラクタライズを行い、光重合にて完成。
- 色調はクリアーとブラウンの2色。原液使用やクリアーとブラウンを混ぜて調整が可能です。
- 本製品はレジン系補綴装置用です。歯質には使用できません。また、青色LED(450~480nm)のみを光源とする可視光線照射器では使用できません。

標準価格= クリアー(8ml入) 6,000円  
ブラウン(5ml入) 6,000円

**VISION VERDE VS-105F  
/モリタ  
<保護めがね>**



モリタから発売された「VISION VERDE VS-105F」(発売元:ミドリ安全)は、ミドリ安全史上最軽量「18g」を実現した直掛けタイプの保護めがねです。圧倒的な軽さで快適な付け心地が得られるスポーツスタイルの保護めがねです。

**【特徴】**

- イチゴ一粒(約20g)よりも軽い、驚異の18gにより、圧倒的な軽さを実現しました。
- 新仕様の「フレキシブルノーズパッド」により、痛みや跡を軽減。従来のPVCノーズパッドより鼻の当たる範囲が広く、圧力が低くなることで、鼻パッド部分の重量感やパッド跡を軽減します。
- ソフトテンプレの採用により、やわらかいテンブルが顔を優しく包み込みます。
- テンプレの角度を調整することができます。
- 素材・材質は、レンズ部分はポリカーボネート(両面とも曇り止めコート仕様)で、フレームはプラスチック製。



標準価格=本体一式 1,600円

## @My Recommendation

**『セラジルポイント』  
<内外歯材>**



標準価格三  
ファインタイプ(5形態) 2,000円~4,000円  
コースタイプ(3形態) 1,600円~4,300円

**耐久性が高くスムーズに修整できる研削材!**

今回ご紹介させていただく製品は、内外歯材(株)より発売されている形態修整用ダイヤモンド研削材『セラジルポイント』です。陶材、セラミックス等の補綴修復物の研磨に用いる器材でダイヤモンド粒子をガラスで結合し、ダイヤの集中度を高めてあるため切削力が高く、耐久性も高い製品となっております。

実際にご使用いただいているお客様からは、「カーボラダムポイントを使うよりも長持ちするし、ストレスなく形態修整ができる。」とお言葉を頂いております。コースタイプとファインタイプの2種類があり、コースタイプは5形態、ファインタイプは3形態の合計8形態をラインナップしております。様々な形態から用途に応じて使用することができます。是非この機会に一度お試しください商品です。詳細につきましては弊社営業担当者までお尋ねください。

長崎店 営業二課 坂井 和樹

## 歯科医院経営を考える(533)

デンタル・マネジメント・コンサルティング  
稲岡 勲

### ～ ウロギネコロジー ～

前立腺の手術、大腸のポリープ除去等々で入院を繰り返し、やっと退院してきたら今度は妻が入院することとなり、ばたばたと日が過ぎてタマイニュースの原稿が書けず2か月が過ぎてしまった。毎晩隣の患者のいびきに悩まされ続け、身の回りの問題で右往左往し退院してきたら、ロシアとウクライナが戦争を始めるといふ事態に突入して世界は大騒ぎである。腸のポリープは幸い手術することなく胃カメラで除去することができたので幸いだったが、妻の方は2人の娘を出産してから子宮を切除しており、その関係で腸が下がってくるという症状で入院することとなった。その時初めてウロギネコロジーという女性のための泌尿器科がある事を知った。現在日本に8院(北海道に1院、関東に3院、名古屋に1院、大阪に1院、博多に1院、鹿児島に1院)しかなく貴重な存在である。「旦那を連れて来い」という院長の指示で大阪の高槻市にある病院を尋ね一緒に院長先生に面談した。院長の説明では、白い糸のようなひもで下がっている腸をつり上げるという。妻はもともと子宮が変形していると言われていた。最初の妊娠は流産しており、長女の出産では、長女の頭にこぶができており、次の長男の時の出産は死産だった。ついで生まれた次女の時は首が曲がっていて出産後医大病院に何回も通院してやっと正常に戻る事ができたほどである。苦勞して設けた子供であるから大切に育てたつもりである。現在は二人とも2人の子供を産んで近くに住んでいるから感謝、感謝である。人間は自分の身の回りの幸せが一番大切だと思う。何気ない日常生活の中にこそ幸せがあると思う。その身の回りの幸せを維持するためにも平和を望む。その原点を押さえた上で未来を予測し、危機や災難を予測し、制度や組織を、対外的な関係を築くことが政治指導者の役割であると思う。


(つづく)

※玉井ニュース 2022年 5月号より転載。

## New Books & Video

### ★今週の新刊 『 歯冠修復治療のテクニカルリクワイアメント 』 ～歯冠修復物製作のための新しい咬合理論FDOをふまえて～

### 『 歯周治療のガイドライン2022 』



歯冠修復物の外形基準、マージン部の形成と修復材料の構成、フックスアップやセラミック築盛のテクニック、オリジナルの咬合理論など、著者がこれまで提唱してきた歯冠修復治療の「理論」と「実際」の集大成！エマーゼンスプロファイル、スリープレーンコンセプト、三角構造の理論、骨格技法、アナトミカルシューティングテクニック、FDO(Functionally Discluded Occlusion)などを紹介。“世界のクワタ”による歯冠修復治療の「理論」と「実際」を網羅した一冊。

- 著 二桑田 正博
- 出版=医歯薬出版
- 価格=22,000円+税



本ガイドラインは、2007年に本学会で初めて作成した歯周治療の総論である「歯周病の診断と治療の指針2007」と、2008年にその各論として作成された「歯周病の検査・診断・治療計画の指針2008」を基盤に、2015年に上記2つの指針を統合・改定する目的で「歯周治療の指針2015」が発刊され、その改訂版。日本における歯周病の実態、分類、全身疾患への配慮、検査、診断、治療計画、口腔バイオフィルム感染症、インプラント周囲疾患の治療、さらには継続管理までを視野に入れて作成された一冊。

- 編 一特定非営利活動法人 日本歯周病学会
- 出版=医歯薬出版
- 価格=2,200円+税