

## @New Products

## シグノ T100/モリタ

&lt;歯科用ユニット&gt;



モリタから発売された“シグノ T100”は、Studio F.A.Porsche のデザインによるシンプルな仕様の T シリーズのエントリーモデルです。シンプルな機能性とメンテナンスの容易性を実現し、ピュアホワイトのボディカラーは空間に溶け込み、落ち着きをもたらします。

## 【特徴】

- パンタグラフ昇降機構のカンタータイプシートを装備。足を前に伸ばせるので、長時間の診療でも疲れにくく、身体への負担を軽減します。また、最低位 400mm で乗り降りも安心です。
- ホルダー一体式テーブルは回転中心をテーブルのセンター位置に近づけることにより、軽力でスムーズな動きを実現します。
- LED1 灯式のルナビューTS は、長寿命、省エネでありながら 30,000 ルクス の明るさを実現。照度は 4 段階調整で術者の快適な視界を確保できます。
- オプションにて、ブラッシング装置や除菌カートリッジ、給水管路クリーンシステム等、容易なメンテナンス性で衛生管理を強化します。

標準価格＝本体一式 2,980,000 円

## NOMOCa-Stand DESK

/ジーシー

&lt;スマート簡易自動精算機&gt;



ジーシーから発売中のクリニック・診療所専用スマート簡易自動精算機「NOMOCa シリーズ」に「NOMOCa Stand DESK」が新たにラインナップされました。NOMOCa シリーズの「NOMOCa-Stand」と「NOMOCa-Regi」のハイブリッドモデルで、自動受付から 1 円 5 円の会計まで対応します。受付・会計業務のゼロ化に有効です。

## 【特徴】

- 患者さん自身で会計処理が可能なので、効率的な受付業務が行え、受付業務負担の軽減となります。※レセコンとの連携が必須です。
- 正確な金銭授受、スタッフと患者さんが非接触での会計処理となり、感染拡大防止にもつながります。
- セルフレジの長所の硬貨や紙幣の枚数を指定して出金などの締め作業に便利な機能も搭載。
- オプションにてクレジットカードや QR コード決済など多様な決済方式に対応します。多様化する患者さんのニーズに対応します。

標準価格＝本体一式 3,680,000 円

## フンムープラス/内外歯材

&lt;オートディスペンサーヘッド&gt;



内外歯材から発売された“フンムープラス”は、市販のアルコール消毒液ボトルを自動消毒器にするオートディスペンサーヘッドです。手押しのアルコール消毒液ボトルがフンムープラスを取り付けるだけで自動消毒器になり、手を触れずに衛生的に手指消毒が行えます。また、詰め替える必要がないので消毒液をこぼす心配もゼロです。1 台で液体もジェルにも対応します。

## 【特徴】

- アルコール消毒液が出てくる量は 2 段階調節が可能です。本体上部の電源ボタンを 1 回押すと出てくる量は「少なめ」、2 回目押すと出てくる量は「多め」、3 回目を押すと電源が OFF になります。
- 市販の消毒液ボトルの口径により、付属のアタッチメントを使用してセットが可能です。ボトル口径 24mm 程度、28mm 程度、32mm 程度に対応します。
- コードレスタイプ（単 3 形アルカリ乾電池×4 本使用）なので設置場所を選びません。

標準価格＝本体一式 4,900 円

## @My Recommendation

## 『エンゼルバイオクリーナー』

&lt; 大栄歯科産業 &gt;



標準価格＝1 本 (400g 入) 4,900 円

## 石膏トラップ・排水管の消臭&amp;分解！

今回ご紹介させていただく製品は、大栄歯科産業㈱より販売されております『エンゼルバイオクリーナー』です。この商品は微生物浄化剤で、微生物の硫化水素ガス分解作用を利用して、悪臭の元である硫化水素・メルカプタン・吉草酸と汚泥を分解します。また、消臭だけでなく、石膏トラップ清掃時のヌメリが付かないので洗浄も楽に行う事ができます。

使用方法は週に 1 回だけシンクの排水口からエンゼルバイオクリーナーを注ぐだけで効果を発揮します。エンゼルバイオクリーナーが分解するので石膏泥が溜まる頻度が少なくなり清掃頻度が長くなります。また、微生物由来の製品ですので薬品とは違い労働環境衛生の改善も行つ事ができます。

実際に使用していただいている先生からは、「シンクからの嫌な臭いが無くなった！ランニングコストも良い！」と嬉しいお声をいただいております。夏場になると嫌な臭いを感じられた事があると思います。その前の対策としてもお勧めの商品となります。詳しくは弊社営業担当者にお声かけをお願いいたします。

福岡店 営業二課 橋口 知明



@New Topics

★UK&GC マンスリーオリジナルキャンペーンのご案内！

マイジンガー ポリッシャーツイスト！

弊社と(株)ジーシーのタイアップ企画といたしまして、5月23日～6月20日までの期間、“マイジンガーポリッシャーツイスト”を特別価格にてご奉仕いたします。マイジンガーポリッシャーは、研磨部が羽根型をしており、先端はブラシ形状のポリッシャーです。薄く円形のため特に研磨困難な部位の細部に入り込み、スピーディーで優れた研磨効果を発揮します。是非この機会に日々のご臨床でお試しいただきますようお願いいたします。キャンペーン期間中の特別価格などの詳細につきましては当社営業担当者までお気軽にお尋ねください。

【マイジンガーポリッシャーツイストの特徴】

- ハイブリッドレジンとコンポジットレジンに対して、仕上げ用/ツヤ出し用の2ステップで簡単に光沢を与えることができる羽根型のポリッシャーです。
- 先端がブラシ形状で弾力があり密着するため、ソフトタッチで研磨困難な咬合面裂溝、隣接部、前歯舌側面など細部の研磨が効率的に行えます。また、ほとんど形状に変化はなく優れた耐久性を実現します。
- 円盤状のデザインにより、円が小さくなりながら摩耗していくため、研磨効率が変わりにくく、高い摩擦性を実現します。
- 仕上げ用とツヤ出し用の2種類をラインナップし、2ステップにより効率の良い研磨が可能です。
- チェアサイド用のCAタイプ、ラボサイド用のHPタイプの計8種類からお選びください。

期間限定にてキャンペーン実施中！！

**UK & GC #6**      キャンペーン期間  
**MONTHLY - 2022 - No.40**      2022.5.23  
**ORIGINAL CAMPAIGN**      2022.6.20

6月度(2022年5月23日～2022年6月20日)は下記商品を期間限定特別価格にてご奉仕いたします。キャンペーン最終日の注文に限りましては10時までの受注分までとさせていただきます。

今月の最速商品は **MEISINGER POLISHER TWIST**  
**マイジンガーポリッシャーツイスト**

**ツイストポリッシャーって？**  
 研磨部が羽根型をしており、先端がブラシ形状です。また、薄く円形のため特に研磨困難な咬合面裂溝、隣接部、前歯舌側面など細部に入り込み、スピーディーで優れた研磨効果を発揮します。仕上げ用/ツヤ出し用があり、2ステップにより効率の良い研磨が可能となります。

**マイジンガーポリッシャーの特徴**  
 ハイブリッドレジンとコンポジットレジンに対して、仕上げ用/ツヤ出し用の2ステップで簡単に光沢を与えることができる羽根型のポリッシャー。ピンク色が仕上げ用、ホワイトがツヤ出し用です。

**耐久性**  
 CRを回転数12,000rpmで15秒間ソフトタッチで30回連続使用(注:水下)後の状態。ほとんど形状に変化はなく、優れた耐久性を持っていると言えます。なお、使用状態で異なるため30回を保証するものではありません。

**キャンペーン対象商品**

767 28 -532-4H LISI 9x28 5# 用	767 28 -532-4H HR 9x28 4# 用
・FP9771M HP 170 2本	・FP9769M RA(CA) 100 2本
・FP9771C HP 170 2本	・FP9769F HP 170 2本
767 28 -532-4H LISI 9x28 4# 用	767 28 -532-4H HR 9x28 4# 用
・FP9771M RA(CA) 140 2本	・FP9769M RA(CA) 100 2本
・FP9771C RA(CA) 140 2本	・FP9769F RA(CA) 100 2本

**UK DENTAL**

@New Books & Video

★今週の新聞

『 歯科臨床まずはここから！ 欠損補綴 』  
 ～卒業5年を支えるスタートガイド～



卒業 1～5 年の若手歯科医師を強力にバックアップする新歯科臨床シリーズ。ワンランク上の歯科医師を目指すための歯科臨床スタートガイドが勢揃い！「欠損補綴」編では、欠損に至った原因を考え、今後の口腔内の変化までを見据えた補綴治療を実践するための一冊。

- 監修＝藤本 博
- 著 ＝國崎 貴裕/今泉 康一
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝4,000 円＋税

『 歯科臨床まずはここから！ 歯周治療 』  
 ～卒業5年を支えるスタートガイド～



卒業 1～5 年の若手歯科医師を強力にバックアップする新歯科臨床シリーズ。ワンランク上の歯科医師を目指すための歯科臨床スタートガイドが勢揃い！「歯周治療」編では、歯周基本治療はもちろん、各種歯周外科術式の詳細なテクニックまでを徹底解説した一冊。

- 監修＝藤本 博
- 著 ＝奥村 昌泰
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝4,000 円＋税

『 歯科臨床まずはここから！ う蝕処置 』  
 ～卒業5年を支えるスタートガイド～



卒業 1～5 年の若手歯科医師を強力にバックアップする新歯科臨床シリーズ。ワンランク上の歯科医師を目指すための歯科臨床スタートガイドが勢揃い！「う蝕処置」編では、防湿法や窩洞形成の詳細と豊富な臨床例を通して、う蝕処置の基本を完全マスターした一冊。

- 監修＝藤本 博
- 著 ＝佐伯 剛
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝3,600 円＋税

『 新版 考える歯科衛生士のための 歯周治療レッスンブック 』



大好評の月刊「デンタルハイジーン」の別冊が、書籍になってアップデート！「BASIC 編」では12の基本レッスンによって科学的根拠に基づいた歯周治療の基本が学べ、「ADVANCE 編」ではケースに基づいて歯周治療における対応例を検討。歯周治療の基本と、臨床における「思考力」がぐんぐん身につく一冊。

- 編著＝浦口 良治/品田 和美
- 鍵和田 優佳里
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝4,500 円＋税