

UK

UK REPORT

## New Products

### エクプランター /ビーエスエーサクライ ＜電動式骨手術器機＞



ビーエスエーサクライから発売された“エクプランター”はウッドペッカー社独自のFOC制御技術により、あらゆる状態でも安定したトルクを実現する歯科用インプラントモーターです。15～2,000rpmの幅広い回転域でトルクフル&ノイズレス&ノーバイブレーションを実現します。

## 【特徴】

- ハンドピース内部の精密加工ギヤはドイツ製特殊銅を使用し、静音かつ高耐久性で低速から高速まで安定したトルク出力を実現。全てのインプラント手術手順において正確で円滑な操作を提供します。
- 13,000LUXのLED照明は優れた視認性を有し、治療部位を鮮明に照射します。
- 高性能スイス製ブラシレスモーターを採用し、5N・cm～80N・cmのあらゆる回転域で安定したトルクフルなパワーを発揮します。
- 大画面タッチ式カラー液晶パネルは、ハンドピースの回転数・トルク・回転方向、注水量等のプログラムを明瞭に表示し、タッチによる直感的操作が可能です。また、フラットなガラス製タッチパネルにより清掃性に優れています。
- マルチファンクションフットコントローラーにより、快適な操作が可能です。

標準価格＝本体一式 398,000円

### ビューティフィル ユニシェード フロー/松風 ＜歯科充填用フロアブルコンポジットレジン＞



松風から7月21日に発売される“ビューティフィルユニシェードフロー”は、天然歯の色調と調和するシェード選択不要のユニバーサルタイプのフロアブルレジンです。垂れずに築盛可能な「ゼロフロー」のペースト性状により、イメージ通りの確かな充填が可能です。着色歯・変色歯の遮蔽などに本品とあわせて使用できる“ビューティフィルユニシェードブロッカーフロー”も同時発売。

## 【特徴】

- 松風独自開発のS-PRGフィラーを含有し、光を透過する性質と様々な角度へ拡散させる性質を併せ持っているため、周辺歯質からの反射光を取り込むことで、周辺歯質の色調と同化します。
- 光照射前後で透明性が変化しないため、充填時に施術後のイメージが可能です。
- ピタッと止まって付形しやすいゼロフロータイプです。
- ナノS-PRGフィラーの採用により、短時間で熱の熱出しが可能です。
- 臼歯部咬合面にも対応可能な高い機械的特性を有します。

標準価格＝1.2ml入 3,200円

### バトラーマウスベール お口の液体絆創膏/サンスター ＜液体包帯＞



サンスターから7月21日に発売される“バトラーマウスベールお口の液体絆創膏”は、とろみのある液体が口腔粘膜の傷口をカバーしてバリア！デリケートな傷口を保護して日常生活をサポートする液体絆創膏です。

## 【特徴】

- スプレーすると、とろみのある液体が口腔粘膜に付着し、傷表面を覆って保護します。
- 口内炎の部位、義歯による創傷部位、歯科矯正装置などによる擦れ傷、やけどなど様々な口腔粘膜の傷に使用が可能です。
- 口腔内に使用しやすいスプレータイプで、長いノズルで気になるところもしっかり届きます。
- ほのかなシトラスの香りです。
- 低刺激のノンアルコールタイプです。

患者参考価格＝1箱(90ml入)  
3,520円(税込)

## My Recommendation

### 『ノブレス』 ＜デンタルテクニカ＞



標準価格＝本体一式 79,000円

### 1秒モードで強力照射！

今回ご紹介させていただく商品は、デンタルテクニカより販売されております光照射器『ノブレス』です。

こちらの商品は、3,000mW/cm<sup>2</sup> エキストラパワーモードにより、1秒でレジン素早く硬化させることが可能です。CRの積層重合を行う場合や高齢者、小児の患者様の際に負担を軽減できます。また、白色LEDモードでショット前の位置決めができ、当て損じの防止や口腔内照明としても使用できます。ヘッドは薄い10mmで180度回転するため、患部が狙いやすい設計になっております。さらに頑丈なアルミボディで出来ているため、落下にも強い商品です。

ご使用いただいております医院様からは、「1秒でセメントやCRが固まるため、チェアタイムを短縮できた。」「高齢者の患者様が多いので、負担を減らせて良かったです。」とのお声をいただいております。是非この機会にご検討くださいますようお願いいたします。詳細につきましては弊社営業担当者へお問い合わせください。

熊本店 営業四課 中村 遥夏

## @New Books & Video

### ★今週の新刊

#### 『無歯顎補綴の治療戦略』

～総義歯とインプラントを用いた難症例へのアプローチ～



斯界の気鋭歯科医師による「ザ・クインテッセンス誌」好評連載をベースに書籍化！下顎位と咬合採得の手法、デンチャースペースとコピーデンチャーの重要性、治療計画から初期治療、総義歯およびインプラントオーバーデンチャー製作の実際、コンプリケーションとその対応、メンテナンスまでを網羅した新時代の成書。

- 著 = 吉松 繁人 / 奥野 幾久
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 12,000 円 + 税

#### アレキサンダーの矯正臨床シリーズ第3巻

#### 『アレキサンダーディシプリン非典型症例と難症例』




「20の原則」「長期安定性」に続く矯正歯科臨床シリーズ第3巻。典型的な対処法では難しいケースに対して、抜歯や治療タイミングなどを変更して対応していくテクニックとその限界を具体的に示し、長期にわたって患者の咬合と硬・軟組織に安定を得る方法を提示した一冊。

- 著 = R.G. "Wick" Alexander
- 監訳 = アレキサンダー研究会
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 12,000 円 + 税

#### 『科学的根拠に基づいたビジュアル下顎埋伏智歯抜歯』

～診断から実際の手技まで～



本書は、下顎智歯とその周囲の解剖にはじまり、下顎埋伏智歯抜歯の診断、合併症に関する知識、パノラマエックス線写真や CBCT 画像を用いた術前のリスク判定、切開線の設定、そしてこれらを総動員したケースプレゼンテーションまで、すべての科学的根拠に基づいて解説した一冊。

- 編著 = 岩永 譲 / 畠山 一郎 / 伊原木聡一郎
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 9,000 円 + 税

#### 歯科衛生士ブックレット vol.5

ライティング・バキューム操作・圧排

#### 『歯科手術アシスタントマスターBOOK』



どんな時にどうすれば、術者(ドクター)を“アシスト”できるのか? 抜歯やインプラントといった歯科の小手術におけるアシスタントのポイントや、歯科口腔外科でリーダーを務めてきたDHが教えます。誰もが知りたかったアシスト法をステップごとに解説した一冊。

- 著 = 岩淵 慧 / 今村 栄作
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 2,200 円 + 税

#### 別冊ザ・クインテッセンス

#### 『一般臨床家、口腔外科医のための』

#### 『口腔外科ハンドマニュアル22』



巻頭では特集Ⅰとして昨年に続き「新型コロナウイルス感染症」を取り上げ、総括と今後の展望を解説。特集Ⅱでは低侵襲手術の普及等をふまえて「口腔外科における内視鏡手術」を掲載。また「口腔外科ビジュアルセミナー」では、現場に役立つ情報を網羅。激動の時代こそ己を磨く、最新の知識と技能を学べる一冊。

- 編 = 日本口腔外科学会
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 6,600 円 + 税

#### 『ワンポイントMFTで取り組む』

#### 『口腔機能すくすくBOOK』



本書は、口腔機能発達不全症に含まれる各種症状についてしっかり学んだ後、MFT をワンポイントに加えて、口腔の発達にさらに寄り添っていくための書。子どもの口腔機能の困りごとにしっかり対応していくための一歩として活用できるガイドブック。

- 編著 = 大野 康英 / 山口 秀晴 / 井上美津子 / 高橋 治 / 橋本 律子
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 6,300 円 + 税

#### 月刊「デンタルハイジーン」別冊

#### 『その痛みに寄り添いたい! 象牙質知覚過敏症』



象牙質知覚過敏症の原因・メカニズムをはじめとして、症状に応じた対応法を Step に沿ってわかりやすく解説。さらには各種知覚過敏抑制材の特徴や痛みを苦しむ患者さんに対する問診・指導のポイントをしっかりと紹介した一冊。

- 著 = 山本 寛
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 3,500 円 + 税

#### 『歯科保険請求マニュアル 令和4年版』

～歯の知識と請求の実務～



歯科保険の請求に携わる方は必携のマニュアルが、令和4年4月の大幅な診療報酬改定に対応。保険請求の基礎ともなる歯・口腔に関する基礎知識も収載され、これ一冊で歯科治療とその後の保険請求に関する基礎を学べる一冊。

- 著 = 高橋 一祐 / 野沢 明子
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 6,300 円 + 税