

UK

UK REPORT

## New Products

テトリックNフロー バルクフィル  
/イボクラールピバデント  
＜歯科充填用コンポジットレジン＞

Ivoclar の高い技術力を結集したテトリック N-コレクションに、新たにフロータイプのバルクフィル“テトリック N-フロー バルクフィル”がイボクラールピバデントから発売されました。わずか1回の照射で4mmまで重合ができるので、何度も重合する必要がなく、簡単な操作で時間が短縮できます。ユニバーサルの3シェードはカメレオン効果があり、様々な症例に対応いたします。

## 【特徴】

- Ivoclar が開発した「イボセリン」と「アセンシオテクノロジー」が、5秒重合を可能にします。「イボセリン」は5秒重合に欠かせない重合開始材で、「アセンシオテクノロジー」は4mmの深さにも照射光を奥底まで届ける技術。これらが5秒重合を実現し、未重合の不安を軽減します。
- 1つのシェードで多くの症例がカバーできるユニバーサルタイプのIVA (A シェード系)、IVB (B シェード系)、IVW (ホワイト系)の3色をラインナップ。
- カニューレから一気に流れるハイフローの流動性が得られるため、治療時間の短縮につながります。

標準価格=2g 入シリンジ 2,500円

オルソリー アライナーコネク  
/日本歯科商社  
＜歯科矯正用レジン材料＞

日本歯科商社から発売された“オルソリーアライナーコネク”は、マウスピース型矯正装置に適した審美性、高耐久性を有するアタッチメント作製のための矯正用レジン材料です。

## 【特徴】

- 低吸水性なので、着色しにくくレジン本来の色を長期的に維持します。
- エナメル質と同等の光学特性と、透明感のあるシェード設計により、広い歯冠色に適用します。
- 耐摩耗性を有するため、トレーの着脱を繰り返してもアタッチメントの形状を維持します。
- トレー越しの照射でも十分な硬化深度を示し、かつ従来のレジンより高い硬化性を有しています。
- チキソトロピー性を付与しており、振動を与えることでわずかに流れ、細部まで充填でき、糸引きもしにくいので操作性に優れています。
- 接着部位には別売の同社製「ユニバーサルボンドフローSE プライマー」の併用により、高い接着性と簡便性を実現します。

## 標準価格=

アライナーコネク (2ml 入) 4,800円

ユニバーサルボンドフローSE プライマー 15,000円

マルチクリアトレー/モリムラ  
＜クリアマトリックス用トレー＞

モリムラから発売された“マルチクリアトレー”は、同社発売の副模型用透明シリコン印象材「EZ-COPY クリアマトリックス」と合わせて使用することで、ダイレクトモックアップやプロビジョナルレステーションの作製時に目視で確認しながら作業が可能です。マルチクリアトレーの辺縁にある切り込みを正中に合わせて簡単に装着することができます。

## 【特徴】

- トレーの左右最後部に適度な高さの壁面が付与されているため、クリアマトリックスのインサイザルエッジライン (切縁部) にしっかりと厚みを得ることができ、トレーを取り外したクリアマトリックスを口腔内に装着する際の圧接が容易です。
- トレー内面に滑沢性を付与してあるので、クリアマトリックスの表面性状も滑沢になり、クリアマトリックスを介して患歯を確認する際の視認性が向上します。



## 標準価格=

マルチクリアトレー (3個入) 3,900円

クリアマトリックス 6,000円

## My Recommendation

『LUMINDEX3 Endo』  
＜マイクロテック＞

標準価格=本体一式 24,800円

## 見たいところに明かりが届く！マルチユースなLEDライト！

今回ご紹介させていただく商品は、(株)マイクロテックより発売されております高照度LEDライト『LUMINDEX3 Endo』です。1mmの極細ガラスファイバーを有したこちらの製品は、昼間太陽光に近い色温度(6500K)で、照度は30000luxあり口腔内だけではなく根管内の細部まで照明を確保できる商品となっております。また、ファイバーを外した状態では学校検診や往診先でも手元や口腔内を明るく照らすことが出来るペンライトとして使用できますので一本あれば様々な現場で活躍する商品となっております。

お問い合わせしておりますユーザー様からは、「根治の際に少し見たいときに便利。」「破折が見える。」「小さなカリエスに気付ける。」とご意見をいただいております。この製品ひとつで日常臨床から往診・検診までご活用いただける製品となっております。デモ器のご用意もございますので、詳細は弊社営業担当者までお尋ねください。

長崎店 営業一課 植松 卓也



@New Topics

★UK オリジナル製品 “UK ネクストクリンII” キャンペーンのご案内！

1つの液で3つの効果 洗浄！ 除菌！ 防錆！

弊社オリジナル製品でご好評をいただいております歯科用小器具洗浄除菌防錆液の“UK ネクストクリンII”を9月20日までの期間中、特別価格にてご提供させていただきます。蛋白質分解酵素を配合し、抜群の洗浄力を発揮！また、ミントの香りで気になる臭いも軽減します。期間中、お試しのサンプル品もご提供いたしておりますので、この機会に是非ともご用命の程宜しくお願いいたします。詳細につきましては弊社営業担当者までお申し付けください。

【UK ネクストクリンIIの特徴】

- 洗浄成分に蛋白質分解酵素を加えることで洗浄力がアップ！
- CAE、アルキルジアミノエチルグリシンによる確実な除菌効果が得られます。
- 非亜硝酸系有機防錆剤の配合により、金属の腐食発生を防止します。
- ミントの爽やかな香りで嫌な臭いを軽減します。
- 幅広い濃度で使用できるため経済的です。

【容量】4000ml 【標準価格】9,000円

UKオリジナルOEMシリーズパンフレット！

弊社オリジナル製品“OEMシリーズ”のご案内といたしましてパンフレットが完成いたしました。各種洗浄剤やハンドソープ、歯ブラシ、石膏類など、優れた製品群をご紹介します。是非一度ご覧くださいませようお願いいたします。詳細につきましては弊社営業担当者までお申し付けください。



UKDENTAL OEM #8&9-2022 Penetration UKオリジナル製品キャンペーン UKネクストクリン 4L

キャンペーン期間 7月21日(木)～9月20日(火)

強力な洗浄力  
洗浄成分に蛋白質分解酵素を加え洗浄力がアップしました。

確実な除菌力  
CAE、アルキルジアミノエチルグリシンによる確実な除菌効果

安心の防錆力  
非亜硝酸系有機防錆剤の配合により金属の腐食発生を防止

プラスの効果  
ミントの香りで嫌な臭いを軽減

さらに経済的  
幅広い濃度で使用できるため経済的


器具・器材の確実な消毒と滅菌のためにUKネクストクリンをご利用ください。

株式会社UKデンタル  
〒900-0001 富山県富山市南富山1-1-1  
TEL: 076-433-1130 (受付時間: 9:00～17:00)

@New Books & Video


★今週の新刊!

『決定版 治癒の病理』  
～臨床の疑問に基礎が答える～



ロングセラー「新編 治癒の病理」が大幅な加筆とアップデートを経て、さらなる高みを目指した10年ぶりのリニューアル。「歯周疾患」「象牙質・歯髄複合体」「移植・再植・歯の移動」「インプラント」の各編を、最新の歯科医学・歯科臨床に即して大幅加筆。各編の終章には好評のQ&Aを収載し、臨床の疑問を読み解ける一冊。

- 著 = 下野 正基
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 30,000円 + 税




『インプラント周囲疾患のすべて』  
～Textbook of Peri-Implant Disease～

インプラント周囲疾患について10年以上調べ、検討し、議論を続けてきた気鋭の臨床家とスタディグループによる「インプラント周囲疾患のすべて」を網羅した決定版。インプラント周囲疾患の病態と予防・治療、補綴装置のデザイン、メンテナンスの工夫について、豊富なエビデンスと臨床例により解説した一冊。

- 編著 = 鈴木 秀典 / 大月 基弘 / 中居 伸行
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 18,000円 + 税

『口腔インプラント臨床における予防歯科』  
～長期安定のための診断と術後管理～



本書では、インプラント臨床の基本はもちろん、口腔衛生学の側面からのインプラント療法による予防歯科の考え方、診断と臨床、メンテナンス、さらにはオーラルケア関連までを紹介。インプラント療法による予防歯科の考え方を網羅した一冊。

- 監著 = 奥寺 元
- 編集 = 一般社団法人 東京形成歯科研究会
- 出版 = デンタルダイヤモンド社
- 価格 = 14,000円 + 税

『部分治療から咬合再構成、無歯顎症例まで  
よくわかる咬合採得』



症例に応じた最適な咬合採得法を知りたい！咬合再構成にチャレンジしたい！そんな若き歯科医師のニーズに応える『咬合採得のすべて』がわかる歯科医師必携の実践書。咬合採得のすべてをステップごとに解説し、言葉では伝わりにくい手技やニュアンスは動画で解説した一冊。

- 著 = 井上 謙
- 出版 = インターアクション
- 価格 = 8,800円 + 税