

UK

UK REPORT

New Products

Axano (アクサーノ)
／デンツプライシロナ
＜歯科用トリートメントセンター＞

デンツプライシロナから発売された“Axano (アクサーノ)”は、革新性、直感性、そして先生方のニーズに合わせたトリートメントセンターの利点が見事に融合したトリートメントセンター最上位機種です。スマートなデザインと高い快適性、革新的なトリートメント機能を兼ね備え、スマートなライン、アンビエントライト、スマートタッチが融合し、モダンでエレガントなデザインを実現します。

【特徴】

- テーブルパネルのSmart Touchは革新的なマルチタッチ技術を搭載したインタラクティブなディスプレイです。ニーズに合わせてカスタマイズが可能です。
- Smart Delivery Proはドクターユニットを常時手の届く範囲に置くことを可能とし、高さも自動調整が可能です。人間工学に基づいた姿勢で治療が提供できます。
- Smart Control は人間工学に基づいた多機能フットコントロールです。必須機能に直ちにハンズフリーでアクセスが可能です。
- 他に類の無いソフトなラウンジシートにより、患者さんに優れた快適性を提供します。

標準価格＝標準仕様 8,500,000 円～

ポータブルトリージア
& トリージア/モリタ
＜微酸性次亜塩素酸水生成装置＞

モリタから発売された“ポータブルトリージア”と“トリージア”は、手指や器具の除菌に有効な微酸性次亜塩素酸水を生成する装置です。微酸性次亜塩素酸水は、10～80ppmの有効塩素濃度をもつ pH 値 5.0～6.5 の微酸性電解水です。低い有効塩素濃度で高い除菌効果を発揮します。

【ポータブルトリージアの特徴】

- ポータブルトリージアは、必要な時に簡単に微酸性次亜塩素酸水を生成し、手軽に汚染部位の清拭を行うことができます。また、ポータブルなので持ち運びにも便利です。
- 有効塩素濃度 30ppm～、60ppm～、80ppm～の生成モードから選べます。
- 水道水と専用添加液をボトルに入れて生成します。

【トリージアの特徴】

- 用途に応じた有効塩素濃度の設定が可能です。35ppm、60ppm、80ppmの有効塩素濃度を生成できます。
- 耐久性の高い新電解槽を採用し、電極板の消耗を抑えます。
- 添加液を希釈し使用するため経済的に使用できます。
- 設置方法は据置きと壁掛けに対応。

標準価格＝トリージア 498,000 円
ポータブルトリージア 49,800 円

スーパーボンド EXユニバーサル
セット/サンメディカル
＜歯科接着用レジンセメント＞

サンメディカルから発売された“スーパーボンド EXユニバーサルセット”は、室温で筆積法・混和法の両方で使用可能な「スーパーボンド EX ポリマー粉末」で構成されたニュースタンダードセットです。また、金属や陶材に使用できるマルチプライマー「M&C プライマー」を組み込んでいるため、CAD/CAM 冠の装着にも使用できます。

【特徴】

- 液なじみの良いポリマー粉末を採用し、筆積法でのポリマー玉の採取が容易です。また、一度で大きなポリマー玉が採取できるため、筆積回数を減らすことが可能です。
- 混和法を行う際にダッペンティッシュの冷却が不要なので十分な操作時間を確保できます。
- 23℃の室温であれば、混和後約 30 秒で適度なとろみ（ゆるい泥状）になるため、冠に移送しやすくなりました。また、とろみがある状態（ゆるい泥状）で使用すると、余剰セメントが粘膜表面や歯肉溝内へ垂れずにとどまるため、除去がしやすくなります。
- 物性や接着強さは従来のスーパーボンドと同等です。

標準価格＝セット 26,000 円

@ My Recommendation

『 サライバーシリーズ 』
＜ センジョー ＞

標準価格＝スーパーサライバー-Z 2,400 円
ニューサライバー-Z 2,200 円

みんなが“楽”できる排唾管です！

今回ご紹介する商品は、(株)センジョーの排唾管『サライバーシリーズ』です。バキュームのアシストなしでも診療できる「ニューサライバー-Z」と、その改良版で特に下顎の形成など、舌と頬を同時に圧排しながら吸引できる「スーパーサライバー-Z」です。どちらも先端はシリコンチップで痛くなく、先端の長さも調整できます。そしてスケーリング時などに、片手がフリーになるのでスタッフの皆様にはとても好評いただいています。

実際にご使用の感想をお聞きしたところ、「忙しい時や人手不足の時にすごく重宝するよ、面倒な下顎の形成などが補助なしでも楽にできる。」「片手がフリーになるのは楽だね。」との感想をいただきました。

「ニューサライバー-Z」も「スーパーサライバー-Z」どちらもトライアルセットがございますのでこの機会にぜひお試しください。また、YouTube で使用動画もございますし、詳細は弊社担当営業者へお問い合わせください。

大分店 営業課 林 秀人

@New Books & Video

★今週の新刊

『**歯科矯正学における3D診断および治療計画**』
～アライナー、OSA、TMD治療にも応用できる
最新のデジタル矯正～



アライナー矯正、閉塞性睡眠時無呼吸（OSA）、顎関節症（TMD）などの治療にデジタル技術を駆使した世界のエキスパートたちが、最新の治療内容を掲載。CBCT、口腔内スキャナー（IOS）、MRI を用いた不正咬合の同定と治療計画のための最新の診断ツールを紹介した一冊。

- 編 = Jean-Marc Retrouvey
Mohamed-Nur Abdallah
- 監訳 = 三林栄吾/深澤真一/友成 博/根岸慎一
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 28,000 円 + 税


『**マニュアルとスタッフ教育で時代の波に乗る**』
シン・歯科のブルーオーシャン経営



本書では、“日本の歯科医院における教育に「Evidence」を”のスローガンで旧来の歯科医院経営の在り方に一石を投じたスタディグループ・MID-Gのメソッドを、創設者の荒井昌海先生を監修に迎え、スタッフ教育と歯科医院経営に再現性をもたらすための具体的なノウハウとして余すことなく伝える一冊。

- 監修 = 荒井 昌海
- 監著 = 瓜生 和彦/栗林 研治/武知 幸久
立浪 康晴/和田 匡史
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 7,000 円 + 税

『**疾患別 嚥下障害**』



出版から10年が経過した『疾患別に診る嚥下障害』をベースに、内容と編集執筆体制を刷新し新たな書籍として誕生。嚥下障害をきたす疾患を網羅し、その「疾患の概念」「嚥下障害の特徴」「疾患の治療法」「嚥下障害の治療法」を詳しく解説した一冊。

- 監修 = 藤島 一郎
- 編 = 谷口 洋/渥美 聡/山脇 正永
藤本 保志/國枝 顕二郎
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 8,000 円 + 税

『**ママ&パパの疑問にこたえる 乳幼児の摂食支援**』



2000年発行の定番書「乳幼児の摂食指導～お母さんの疑問にこたえる～」が、内容を改めの発行。乳幼児の摂食機能の発達の基本をおさえながらも、現代の育児環境や考え方に即した摂食支援の方法を提示。乳幼児の食の疑問を解決できる一冊。

- 著 = 向井 美恵/井上 美津子
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 4,800 円 + 税

『**日本の新分類にも対応！「歯周病の新分類」読本**』
～その意思決定法、わからないことわかりやすく教えます！～



AAP/EFP が公表した「歯周病の新分類」を、ディジョンツリーと症例を提示してわかりやすく解説。EFPのディジョンツリー4ステップに「1ステップ」を加えて、日本歯周病学会が公表した新分類にも対応した一冊。

- 監著 = 辻 翔太
- 著 = 阿部健一郎/新井 宗秀/辻 香織
鶴田 温美/橋爪 弥生/星 嵩
前川 祥吾/山浦 泰明
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 8,000 円 + 税

『**悪い歯ならびは予防できる！**』
予防矯正®のための口腔筋機能療法



近年増えている口呼吸、おロポカン、発音が悪い、食べ方が汚い、低位舌、舌が前に出るといった口の機能の異常は「口腔機能発達不全症」かも！これらの症状は放置すると歯ならびを悪くするので「口腔筋機能療法」(MFT)で改善することが大事。本書はMFTをシンプルに、全ページカラーでわかりやすく、誰でもできるように工夫し、保護者が子どもに歯磨きしてあげるように実践できる内容の一冊。

- 著 = 徳倉 圭
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 3,200 円 + 税


『**フツの歯科医院でもムリなくできる**』
スタートアップ！口腔機能低下症



「口腔機能低下症なんてウチでは無理！・・・でも興味はある」という、“フツ”の歯科医院の皆さんへ！誰も教えてくれなかった“フツ”の歯科医院でもできる口腔機能低下症への取り組み、また、患者にとっても医院にとってもメリットのある口腔機能低下症をスタートするコツを解説した一冊。

- 著 = 松島 良次/塚本 桂子
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 5,000 円 + 税

『**マンガで学ぶ コンポジットレジン修復に役立つ接着の基礎知識**』



留学して接着の基礎研究に従事した著者が、その基本と臨床をマンガでわかりやすく解説。著者自身が悩んだこと、考えたこと、勉強してきたことを率直に記し、接着のエビデンスや臨床の手法も要所に掲載。接着の基本の“キ”をマンガで楽しみ、解説でしっかり学べる一冊。

- 監修 = 鷲野 崇/二階堂 徹
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 5,400 円 + 税