

New Products

グラス LDZ/ヨシダ
 <歯科用ユニット>


ヨシダから発売された歯科用チェアユニット“グラスLDZ(リードセット)”は、ラグジュアリーな空間を演出し、患者さんがリラックスした状態で治療が受けられる歯科用ユニットです。単独チルティング機構を採用しているため、ご高齢の患者さんや妊婦の方でも安楽ポジションで治療が受けられます。

【特徴】

- チェアの最低位は400mm、最高位は820mmの垂直上昇型ワイドストロークチェアなので、患者さんが楽に乗り降りできます。
- チェアのシートからエアを出すクールシート機能を標準装備。長時間でも汗をかかず快適な診療が受けられます。
- 80mmの調整幅で背板を上下にスライドさせることで、子供から高身長の方までサポートします。
- うがい時に自動でスピットンが回転するため、楽な姿勢でうがいができ、吐きこぼしが軽減されます。
- 残留水を排出するフラッシングシステムをビルトイン搭載。治療後のお手入れの手間をとらせません。
- 7インチ液晶タッチパネルにより、直感的なタッチ操作が行えます。

標準価格=カウンター1型 5,260,000円
前折れステップ1型 5,500,000円

VOYAGE (ヴォヤージュ)
 /日本歯科工業社
 <充電式歯ブラシ除菌キャップ>


日本歯科工業社から発売された“VOYAGE(ヴォヤージュ)”は、LED方式の紫外線UV-Cにより、雑菌をたった3分間で99.9%除菌することができる歯ブラシ除菌キャップです。充電式で尚且コンパクトで設置場所を選ばず、持ち運びも便利です。

【特徴】

- 水気を取った歯ブラシをVOYAGE本体にセットし、フタをしめるだけ。3分間、紫外線UV-C LEDによって除菌を行います。
- 歯ブラシキャップ並みのコンパクトサイズです。32gの超軽量。
- 2時間のフル充電で、約1ヶ月の使用が可能(1日2回)です。USB充電のため充電の場所を選びません。
- 充電状態、使用頻度によってはバッテリー切れになる場合もあります。



患者参考価格=3,300円(税込)

スチームクリーナー ST-IV
 /ジーシー
 <歯科用蒸気洗浄器>


ジーシーからコンパクトなデザイン性と使いやすさを両立した歯科用蒸気洗浄器“スチームクリーナーST-IV”が発売されました。従来品より奥行きが10cm以上コンパクトになり、デザイン性が向上しております。また、据置き仕様に加え、壁掛け仕様の追加により、幅広い設置環境でのセッティングが可能です。

【特徴】

- マグネットによる着脱可能なハンドピースハンガーは、前面/側面の使いやすい位置に設置が可能です。
- 直感的に認識することができる操作パネルを採用。
- 従来品同様、シンプルな構造の加熱装置と水道水のスケール成分を除去するイオン交換器により、優れた耐久性を実現します。それにより、長期間快適に洗浄作業を行うことができます。
- 石こう模型だけでなく、義歯やCAD/CAM冠等、様々な補綴装置の研磨や試適後の洗浄もスピーディーに行えます。

標準価格=本体一式 298,000円

My Recommendation

**『クラブロックス
CS12460 ベルベット』**
 <ヨシダ>


患者参考価格=1本 1,188円(税込)

極細繊維「クレーン繊維」を
クラブロックス史上最多 12,460本使用したブラシ!

今回ご紹介させていただく製品は、(株)ヨシダより発売されております『クラブロックスCS12460ベルベット』です。クラブロックスシリーズCS5460のヘッド形状でCSスマートの柔らかい毛先を12,460本も埋め込み、歯を包み込む優しさと濃密なボリュームを持った歯ブラシです。特徴は、ナイロンよりも柔らかく口腔内で湿らせても乾いているときと同じような安定性をたもつクレーン繊維。1本1本の毛先を研磨処理した、歯と歯肉への優しさを究極まで追求したクラブロックスだけの繊維です。高密度植毛することにより、柔らかい繊維が歯と歯肉を包み込み、歯垢を逃がさずキャッチします。ベルベットが求めたものは「プラークをしっかりと落とすことと歯肉への肌触り」です。今までにない至福のみがき心地を体感して頂きたいです。

実際に導入して頂いた先生やスタッフ様からは「この歯ブラシを使ったら、ほかの歯ブラシが使いたくなくなります。毛が柔らかく磨き心地は今までの歯ブラシの中で最高です。」というお声も頂いております。もっと詳しく説明をお聞きしたい医院様がありましたら、院内セミナーも開催させていただいております。弊社営業担当者へお問い合わせをお願い致します。

熊本店 営業三課 宮野 孝徳



UK DENTAL FAIR

★第8回 UK デンタルフェア 今週末の開催となりました！
皆様方のご来場、社員一同心よりお待ちしております。

新時代へ、新たな挑戦！～歯科医療への感謝を込めて～

弊社全店合同企画の『第8回 UK デンタルフェア』もいよいよ今週末の開催となりました。メーカー企業ならびに関連企業 92 社による展示をはじめ、特別講演会には、土曜日に土屋和子先生、また日曜日に西川義昌先生と崎田竜仁先生によりコラボレーション特別講演会を開催いたします。両日とも感染予防対策には十分に留意し開催いたします。是非ともお誘い合わせの上、ご来場くださいますよう社員一同心よりお待ちしております。

- ◆開催日時：2022年 11月26日（土曜日）PM1:00～PM7:00
11月27日（日曜日）AM9:00～PM5:00
- ◆開催会場：グランメッセ熊本 A ブース 熊本県上益城郡益城町福富 1010
(熊本空港・益城インター近く)

- ◆特別講演会：11月26日（土）PM4:00～PM6:00 受講料：2,000円
土屋和子先生『知識と言語の引き出しを増やす話』
～新しい歯周病とカリエスの病因論から何をどう伝えますか？

- ◆コラボレーション特別講演会：11月27日（日）PM1:00～PM4:00 受講料：2,000円
西川義昌先生・崎田竜仁先生『デジタルの現状と支欠歯形成法』
～歯科医師・歯科技工士からのインターディシプリナリー・アプローチ～

【出展メーカーの見どころ・オススメ商品！】

UK デンタルフェアへご出展頂くメーカー各社より、出展の見どころ、おすすめ製品などをメーカー担当者によりご紹介しております。右記のQRコードから閲覧できます！



出展メーカー見どころ
特設ページへ！



UK デンタルフェア
特設ページへ！



New Books & Video

★今週の新聞


『GPのためのアライナーシミュレーションガイド』
～これだけは覚えよう！歯科矯正の基礎知識～



一般開業医がアライナー矯正歯科治療を導入するために押さえておくべきポイントをまとめた書。クリンチェックによる治療計画シミュレーションおよびインビザラインアライナーの特長を皮切りに、GP のための歯科矯正の知識、そして症例ごとの治療計画を基にした治療方法を徹底解説。近年、需要が高まるアライナー矯正歯科治療の入門編として最適な一冊。

- 著 = 荒井 昌海
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=10,000 円+税


『エキスパートが初めて明かす技のバイブル！
インプラント周囲炎は Er:YAG Laser でこう治す！』
～その知識、エビデンス、基本手技から臨床例～



本書は、Er:YAG Laser を用いたインプラント周囲炎治療の可能性を、基礎と臨床の両面からひも解いた一冊。臨床パートでは、インプラント周囲炎の治療に付随する歯周外科治療や歯周組織再生療法、さらにはその発症や再発を防ぐためのインプラント埋入、上部構造設計の考え方が詳細に語られている。

- 監著=山本 敦彦
- 著=両角俊哉/久保田健彦/浦野智/猪子光晴
藤田亨/冨塚佳史/中西真大/小野晴彦
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=9,000 円+税

『最新 I RPD
インプラントパーシャルデンチャーの実践』



インプラントパーシャルデンチャー (IRPD) に関する最新の技術やエビデンスを整理し、IRPD の設計・術式・アタッチメントの選択について指針を提示。またコストや治療期間、将来の変化を意識した IRPD の考え方と、実際の術式やインプラントを用いた欠損歯列の改変法について多数の症例を交えて解説した一冊。

- 編著=大久保 力廣
- 著=鈴木恭典/佐藤洋平/新保秀仁/白井麻衣
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=10,000 円+税

『保険の審美修復を極める』
～CR & CAD/CAM 冠・インレーに対応
きれいで長持ちを実現するポイント集～



本書では、保険で手がけているコンビジットレジンと CAD/CAM 冠、CAD/CAM インレーによる修復治療について、きれいで長持ちさせるために必要な知識やテクニック、注意点などを、多数の症例写真と図を交えたポイント解説で、わかりやすく紹介。日常的に取り組み歯科審美治療の実践ガイドとしてすぐに活用できる一冊。

- 著 = 須崎 明
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=8,800 円+税