

UK

UK REPORT

New Products

EOM 和 (なごみ) / ジーシー
＜歯科用ユニット＞

ジーシーから12月1日に発売される歯科用ユニット“EOM 和 (なごみ) は、「みず」「くうき」「こころ」の3つの観点から術者や患者さんに安心を提供することをコンセプトに開発された歯科用ユニットです。

【特徴】

- 「みず」に対する見える衛生性に配慮した給水管路洗浄システム「ツインターボクリーナーⅡ」を搭載。専用液での洗浄機能を患者さんに見える形で標準搭載。
- エアのカーテンをコップ給水の搭載し、空気中に存在するちりやホコリからコップの水を守ります。
- 新設計のバキューム回路により、吸引力を10%アップ。口径が大きいバキュームチップ「カニキュレ」の使用でエアロゾルの飛散を軽減します。
- 患者さんが触れるチェアシートとうがいエリアに抗ウイルス・抗菌加工を施しました。
- 3層構造のクッションと伸縮性に富んだシートが患者さんを優しく包み込みます。


標準価格＝標準仕様 4,359,000 円

デンタルLEDコードレス
ヘッドライト/日本歯科商社
＜ルーペ対応LEDコードレスライト＞

日本歯科商社から発売された“デンタルLEDコードレスヘッドライト”は、コードレス化による断線の心配がなく、また非接触のスイッチの搭載で感染対策にも有効なルーペ装着型のLEDコードレスライトです。コードからの解放によりスムーズな診療が可能です。

【特徴】

- コードに絡まることなく、断線の心配がないので、スムーズな診療が可能です。
- 重量は37gと軽量で、診療時の負担を軽減し、訪問診療にも適しています。
- 手指をセンサー部に約1cm近づけた状態で約2秒経過すると、電源のON/OFFが切り替わります。汚れた手指でライトに触れないので院内感染予防に有効です。
- 付属のクリップや別売のクリップの使用により、様々なルーペや保護メガネの装着が可能です。
- バッテリー2個を標準装備。



標準価格＝本体一式 57,000 円

リステリン トータルケア
グリーンティー&歯周クリア/松風
＜薬用マウスウォッシュ＞

松風から好評発売中の薬用マウスウォッシュ「リステリン トータルケアシリーズ」に、“トータルケアグリーンティー”と“トータルケア歯周クリア”が新たにラインナップされました。

【グリーンティー特徴】

- 天然緑茶成分と有効成分 IPMP の W パワーにより、味や刺激の強さの懸念を解消し、マウスウォッシュの初めての方にピッタリです。フレッシュリーフ味は、ナチュラルなフレーバーです。低刺激・ノンアルコールタイプ。グリーンティーは1L入りのみ。

【歯周クリア】

- IPMP の殺菌成分に加え、抗炎症成分の GK2 を配合することで歯周病を予防します。ノンアルコールで低刺激かつ爽快感・清涼感を実現。ペパーミント、フレッシュスパイス、シトラスを配合したアイズミントフレーバーです。

患者参考価格＝1L入 1,265 円 (税込)
500ml入 902 円 (税込)

@ My Recommendation

『ビトリファイドダイヤ』
＜松風＞

標準価格＝2,900 円または 4,500 円

ジルコニアの形態修整をスムーズに！

今回、ご紹介させていただく製品は、(株)松風より発売されている形態修整用ダイヤモンド研削材『ビトリファイドダイヤ』です。

特徴としましては、ジルコニア・プレスセラミック (ニケイ酸リチウム) ・陶材の形態修整に適しており、ジルコニアなどの硬い材料に対応するため、カーボランダムよりも耐久性の高いガラスバインダーを使用し、高密度に微細なダイヤモンド砥粒が充填されているため、ひとつひとつの砥粒が切れ刃として働き、1回転あたりのダイヤモンド砥粒の接触回数が多く、すぐれた研削力を発揮します。

ご使用いただいている医院様、技工所様からは、「発熱が少なく、カーボランダムのようになめらかさがあり、研削力も高く重宝しております。」とお声をいただいております。HP・CA・FGタイプのラインアップがあり、様々な環境でご使用いただけます。是非この機会にご検討下さい。詳しい内容につきましては、弊社営業担当者までお尋ね下さい。

福岡店 営業三課 田代 昌大



@New Topics

★UK PLUS ONE 企画

“LUNOS (ルノス) デンタルケアシステム”のご案内!

低侵襲なPMTCとペリオセラピー!

プレミアムプラスジャパンから発売中のデュールデンタル社製「LUNOS パウダージェット」と「LUNOS プロフィーパウダー」の特別キャンペーンを2023年1月20日まで実施しております。LUNOS パウダージェットは、歯肉縁上および歯肉縁下のどちらにも対応が可能で、先端ノズルをワンタッチ交換するだけで使用が可能です。また、全てのパーツが熱消毒および高圧蒸気滅菌に対応しているため、衛生的に使用が可能です。使用可能なカップリングは、カボ・ナカニシ・シロナ・W&H・Bien Air社に対応。是非この機会にご用命をいただきますようお願いいたします。詳細につきましては、弊社営業担当者までお申し付けください。

【LUNOS パウダージェットの特徵】

- LUNOS パウダージェットは着色やプラーク、バイオフィルムを効率的かつ、可能な限り低侵襲で除去できるよう開発。縁上と縁下用のノズルを交換するだけで、1つの本体で歯肉縁上と歯肉縁下へのアプローチが可能です。独立型パウダーコンテナにはカラーシステムを採用し、施術者の使いやすさを徹底的に追求しました。

【LUNOS プロフィーパウダーの特徵】


- 主成分に「トレハロース」を採用。新タイプの糖アルコールでプラークやバイオフィルムはもちろん頑固なステインもやさしく除去します。歯肉縁上用の「ジェントルクリーン (65 μm)」「ナチュラル・オレンジ・スペアミント・ワイルドベリーの4種のフレーバー」と、歯肉縁上・歯肉縁下用の「ペリオコンビ (30 μm)」をラインナップ。

@New Books & Video

★今週の新聞

別冊 QDT

『 歯科医師・歯科技工士のためのゼロから始める
デジタル時代のインプラント補綴 』
～治療計画から最新のデジタルワークフローまで～



進化が著しい「デジタル時代のインプラント補綴」の分野を「はじめて学びたい」「知識を整理したい」歯科医師・歯科技工士双方に向けて編集。インプラント補綴の基礎から、最新のデジタル技術を用いたインプラント補綴を行う為に役立つ知識までを、著名臨床家と大学人がわかりやすく解説した一冊。

- 著＝上原芳樹/小川勝久/木村正人/白鳥清人
谷尾和正/千葉豊和/都築優治/中田光太郎
日高豊彦/政廣明德/宮崎隆/村田彰弘/芳本岳
- 出版＝クインテッセンス出版
- 価格＝6,000 円＋税

『 ビジュアル歯内療法学
生物学的コンセプトとテクニックのすべて 』



本書は、歯内療法の成功率を高める生物学的のコンセプトとエビデンスに裏付けされた臨床テクニックを網羅的に解説。先人が積み上げたコンセプトや統計データ、臨床テクニックのすべてをビジュアル化して解説し、また、どこが進化したのか?従来法との違いは?」など、最新器具・材料に関する情報も収載した一冊。

- 著＝伊藤 創平
- 出版＝インターアクション
- 価格＝19,000 円＋税

月刊「歯界展望」別冊

『 オクルーザルペニアレストレーション 』
～進化したメタルフリー材料・接着・IOSの
融合で実現する次世代臨床コンセプト～



メタルフリー材料・接着・IOSの融合で実現する次世代臨床コンセプト「オクルーザルペニア」のエビデンスから実際の臨床でのポイントまでを網羅。そのなかでも、オクルーザルペニアを安全に使用するための最も重要な要素として、「支台歯形成」と「接着術式」については特に詳しく解説した一冊。

- 編著＝新谷 明一/三浦 貴子/小泉 寛恭
二瓶 智太郎/峯 篤史
- 著＝宮崎 真至/海渡 智義
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝6,300 円＋税

『 オープン バリア メンブレン テクニック 』
～低侵襲GBRの臨床～



本書は、膜(メンブレン)を用いた骨再生(増生)の新しい技法を紹介し、これまで必須であった骨膜の減張切開、膜の閉鎖処置、膜除去の二次切開が不要となる技法を紹介。患者、術者の負担を軽減し、感染を抑える画期的方法を網羅した Funakoshi method 書。

- 編著＝船越 英次
- 出版＝医学情報社
- 価格＝11,000 円＋税