

UK UK REPORT

New Products

MEDIT i 600 / サンデンタル ＜口腔内スキャナー＞




サンデンタルから発売中のオールスキャナ「MEDIT i 700」と同等の精度で、ベーシックな機能のみを搭載した“MEDIT i 600”が2月1日より新たにラインナップされます。必要十分な機能のみを搭載したリーズナブルなモデルです。

- 【特徴】
- 高解像度スキャンにより、細かい性状も詳細に表現し、歯牙と軟組織を正確に区別します。
 - スキャンチップの向きを 180° 回転可能。スキャンを行う部位により回転させ、スキャン効率をUPします。また、ミラー部の曇りを防ぐため、防曇機能を搭載しています。
 - ミラーアングル角度が 45° のため臼歯部のスキャンがしやすくなっています。
 - USB3.1Gen1 (C-Type) が未搭載のPCにもパワーハブ・電源アダプターを介して接続可能です。

標準価格＝本体一式 2,180,000 円

Kerr オプチディスクミニキット / エンピスタジャパン ＜CR用研磨ディスク＞



エンピスタジャパンから発売された“オプチディスクミニキット”は、CR用研磨ディスク「オプチディスク」4種と専用マンドレル2種、CR用研磨ブラシ「オプチシャイン」を組み合わせた導入向けのキットです。

- 【特徴】
- オプチディスクは、平滑面や隣接面のコンポジットレジン研磨するのに適したシステムです。ディスクは表裏返してマンドレルに装着できます。
 - 研磨粒子に合わせてカラーコード化されているので、研磨粒子の判別が容易です。
 - コンポジットレジンをはじめ、グラスアイオノマー、プレシャス及びセミプレシャスマetalを含む修復物の調整・研磨に適しています。
 - オプチシャインは、研磨粒子がブラシに練り込まれたCR研磨用ブラシです。回転させてソフトタッチで断続的に押しつけて、咬合面などポイントでは研磨しにくい部分を研磨ペースト無しで最終研磨まで行うことが可能です。

標準価格＝ミニキット 10,000 円

レイフォスター センターアーチ トリマーMR20 / サンデンタル ＜歯科技工用トリマー＞



サンデンタルから発売された“レイフォスターセンターアーチトリマーMR20”は、石膏およびダイストーンモデルのアーチまたは口蓋領域をすばやく簡単に除去できるモデルアーチトリマーです。

- 【特徴】
- モーター1基を動力とし、回転させた専用の研削用カーバイトバーに軽いタッチで押し付けることで、石膏模型の不要な口蓋部分をトリミングできます。
 - ステンレス製の作業面から集塵が可能です。(内径38mm集塵ホースに接続可能)
 - クリアシールドを取り外すと、回転を停止する安全機能が働きます。
 - セイパーツカーバイトバーは、鋭い刃を備えており、軽い圧で素早く切削が可能です。



標準価格＝本体一式 178,000 円
専用カーバイトバー 8,800 円

@ My Recommendation

『EZ グリップセット』 ＜ナカニシ＞



標準価格＝本体一式 16,000 円

残オイルによるストレス解消アイテム！

日々の診療でご使用されておりますハンドピースに対してメンテナンスの為に欠かさずオイルを注油していただいていると思います。しかし、注油後にオイル抜きを行っているにも関わらずハンドピース内にオイルが残る使用時に排出されるご経験はないでしょうか？口腔内でハンドピースからのオイル排出は患者様も不快に感じられ先生方も接着等の障害に繋がります。

そこで今回、上記の問題を解消する製品をご紹介します。ナカニシより発売されております『EZ グリップセット』です。注油によるハンドピース内の余分なオイルをエアブローにより排出します。EZ グリップセットは減圧されていないエア配管へ接続するため自動注油器のスケジュール内エアブローやユニットサイドでの空回しと比較しても強いエアが供給されますのでより確実に排油することが可能です。(φ6mmエアチューブのエア配管が必要です)

以前よりハンドピース内の残オイルに悩まされていらっしゃいました歯科医院様へ導入させていただき、「特に多かった5倍速・ストレートからの排出オイルが減りストレスが解消され治療に集中できて満足です。」とありがたいお言葉をいただきました。同様のお悩みを抱えられている先生方は少なくないと思います。是非、この機会にご導入をご検討いただければ幸いです。製品詳細に関しては弊社営業担当者にお声かけお願い致します。

福岡店 営業一課 門司 祐宗



@New Topics

★UK Boost 企画“松風ビューティフィルバルクフロー”のご案内！

**光硬化深度 4mm 深さまでの窩洞に対して
一括裏層が可能な臼歯部用コンポジットレジン！**

当社営業マンが厳選したおススメしたい商品“Boost 企画”として、(株)松風から好評発売中の『ビューティフィルバルクフロー』のキャンペーンを2月20日までの期間中、特別価格にてご提供させていただいております。光硬化深度 4mm 深さまでの窩洞に対して一括裏層が可能な臼歯部用コンポジットレジンです。金属価格高騰を背景に、裏層スペース限界までバルク充填することで、金属スペースを最小限にとどめることが可能です。是非ともこの機会にお試しいただきたい製品です。キャンペーン中の特別価格など詳細につきましては当社営業担当者までお気軽にお尋ねください。

【ビューティフィルバルクフローの特徴】

- 異なる粒径のフィラーを高密度に充填することで、一括充填が可能な低い重合収縮率を実現したコンポジットレジンです。
- ビューティフィルバルクフローに含まれているS-PRG フィラーは光透過性と光拡散性の2つの性質を有しています。光を透過しながら光を拡散させるため、適度に不透明な歯牙色でありながら4mmという深い硬化深度を実現しました。
- 松風独自のGIOMER 製品で6種のイオンのリリース&リチャージ機能を有しています。




↑↑↑QRコードよりビューティフィルバルクフローのプロモーション動画が閲覧できます。是非この機会にご覧ください。

@New Books & Video

★今週の新聞

『オルソインプラントセラピー』



インプラントを手掛ける矯正医は少ない。そして矯正を手掛けるインプラントロジストも少ない。しかし矯正とインプラントを掛け合わせることで、より複雑な症例に応用できるようになり、自身の臨床レベルを大幅に引き上げることができる。本書は、開業医でありながら矯正とインプラントの両方を得意とする著者に、矯正×インプラントの臨床を余すことなく解説した一冊。

- 著 = 丹野 努
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=18,000 円+税

別冊クインテッセンス

『YEARBOOK 2023 これ1冊で両方学べる』

歯周組織再生療法&根面被覆術』

～適応症の判断基準、術前準備、患者説明、材料選択、テクニックからメンテナンスまで～

本別冊は、歯周組織再生療法編と根面被覆術編の2部構成で、各治療法の変遷や確実に施術するためのノウハウが、各論では適応症の判断基準、術前準備、患者説明、材料選択、テクニックからメンテナンスまでの臨床的なポイントが症例とともに解説され、著者愛用のマテリアルも写真付きで掲載した一冊。


- 著=安齊昌照/岩野義弘/小田師巳/尾野誠片山明彦/斎田寛之/奈良嘉峰/芳賀剛船登彰芳/松井徳雄/溝上宗久/山口文善湯口晃弘
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=6,600 円+税



『サイナスフロアエレベーション』

アルティメットガイド』

～安全確実に上顎洞底挙上術を成功させるための診断と術式～



インプラント治療において、難度が高く、トラブルが多く生じるとされるサイナスフロアエレベーション。解剖学、CT 診断、耳鼻咽喉科医のエキスパートと本術式の第一人者が協力し、この術式を安心・安全に行うための検査・診断、手技を紹介。ラテラルウィンドウテクニック、クレスタルアプローチの両方の手技についても最新の治療をもとに解説した一冊。

- 監著=菅井 敏郎
- 著 = 阿部 伸一/荒木 康智/國弘 幸伸 十河 基文/中田 光太郎
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=14,000 円+税

『若手臨床医サブノート』

～困ったとき役立つ臨床編～



第1弾『若手臨床医サブノート～治療計画・治療順序編～』の続編。日常臨床でしばしば遭遇する「困りごと」に役立つ臨床ヒント50項目。臨床現場で困ったときの解決法や、エビデンス、マテリアル選択、コーチングの内容も含め、可能な限り写真とイラストを用いて解説した一冊。

- 監著=栗原 仁
- 著=佐藤昌徳/矢田航也/村田太一/金子祥子 坂田一道/山中千里/工藤健一郎 栗原律子/小林徳子/磯崎祐太
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=12,000 円+税