

New Products

**ベンタエンドカルシファイル
/モリムラ
〈穿通用ファイル〉**



モリムラから発売された“ベンタエンドカルシファイル”は、専用のユニバーサルエンドハンドルに装着して使用する予め曲げ加工が付与された手用の穿通用ファイルです。特別に設計されたフルート形状（らせん状の溝）のため、根管壁への引っかかりを軽減し、スムーズに穿通させることができます。

【特徴】

- コシが強く硬いステンレス鋼製ファイルのため、狭窄した石灰化根管などの抵抗感のある根管壁でも、穏やかに慎重に往復させながら穿通することができます。
- #08 ファイルのため、通常の狭い根管のネゴシエーションやファイリングにも使用することができます。
- オートクレープ滅菌可能。(121℃:20分以上または126℃:15分以上)



標準価格＝
カルシファイル (6 本入) 3,000 円
ユニバーサルハンドル 1 本付 12,800 円

**ガム・歯間ブラシ | 字型
/サンスター
〈歯間ブラシ〉**



サンスターから 2 月 21 日に発売される“ガム・歯間ブラシ | 字型”は、初めての歯間ブラシを使用する患者さんに使用しやすい設計で開発された歯間ブラシです。ハンドル（持ち手）とブラシの部分が近いため操作しやすく、ネック部が曲げやすい形状で挿入しやすい角度に自由に曲げることができます。

【特徴】

- サンスター独自の抗菌三角毛を採用することで、プラーク除去率約 25%UP。
- 抗菌コートフィラメントで衛生的に保管が可能です。
- 持ち運びに便利な 4 本入り小型パックと、チェアサイドで指導しやすいビニール個包装の指導用をラインナップ。
- ブラシサイズは SSS、SS、S、M、L の 5 種類。
- 患者さんがご自身でも正しい歯間ブラシの使い方を学べるよう使い方動画を用意。包装パックの QR コードから動画が視聴できます。

患者参考価格＝4 本入り小型パック 440 円 (税込)
標準価格＝指導用 (50 本入) 4,250 円

**松風ブロック HC ハード II
HT・エナメル色 / 松風
〈小臼歯 CAD/CAM 冠対応レジンブロック〉**



松風から発売中の CAD/CAM 用ハイブリッドレジンブロック“松風ブロック HC ハード II”に、インレー修復に適した透明度の高い色調のハイトランス色「A1-HT」「A2-HT」「A3-HT」と、エナメル色「59」の S サイズが追加発売されました。松風ブロック HC ハード II は新規開発のモノマーとフィラーにより設計された高強度ハイブリッドレジンブロックで、すぐれた曲げ強さを発現し、補綴装置の製作をサポートします。

【特徴】

- すぐれた曲げ強度を発現する松風独自の Duo-Tech テクノロジーを採用。
- PUDA モノマーは、「剛性」×「靱性」の両立をコンセプトに開発されたモノマーで、高強度・高靱性を付与します。
- DMA は「硬さ」×「タフさ」の両立をコンセプトに開発されたモノマーで、高強度・耐摩耗性を付与します。
- i-PFS フィラーは従来の PFS フィラーの特殊構造に改良を加え、2 種類の細孔を付与することで「機械的結合」と「化学的結合」を付与した Duo-Tech コンセプトフィラーです。

標準価格＝S サイズ (5 個入) 11,600 円

@ My Recommendation

『 **タイフレッシュ・ダ・モンデ 4L** 』
〈 太平化学産業 〉



	試験前	試験後	残留タンパク質
タイフレッシュ・ダ・モンデ	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
台所用洗剤 (濃縮タイプ)	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●

標準価格＝4L 入 3,980 円

“酵素の力” で血液汚れを素早く除去でき日々の洗浄をサポート!

今回ご紹介させていただきますのは、太平化学産業株式会社から発売されております『タイフレッシュ・ダ・モンデ 4L』です。

タイフレッシュ・ダ・モンデは、器具用洗浄・除菌剤で、血液等が付いた歯科器具を酵素の力で血液汚れをしっかりと除去し、豊かな泡立ちで擦り洗いを徹底サポートしてくれる酵素配合用手洗剤になります。日々の洗浄作業の際に、スタッフの方々の衛生面を守る事ができ、防錆効果もある器具に優しい洗剤です。

ご使用中のスタッフ様より、「今までは、台所用洗剤を使用して器具の洗浄をしていたので、タンパク質が分解できずに錆びるのも心配していたので助かります。さらに価格もリーズナブルで、導入しやすい。」と喜びの声を頂いております。

※現在、専用ボトル (500ml) が数量限定にて無償でついてきますので、是非この機会にご検討下さい。詳細につきましては弊社営業担当者までお問い合わせください。

久留米店 営業一課 友田 智之



@New Topics

★ “UK 薬用ハンドソープⅡ” オリジナル製品キャンペーンのご案内！

手にやさしい弱酸性で、
しっとりとした洗い上がりの薬用ハンドソープ！

UK オリジナル製品の“UK 薬用ハンドソープⅡ”を3月20日までの期間中、特別価格にてご奉仕いたします。UK 薬用ハンドソープⅡは、薬用成分のイソプロピルメチルフェノールの配合と、肌に近い弱酸性 (PH5.0~7.0 規格値) なので、手肌にやさしく、また海洋性コラーゲンの配合で、洗い上がりもしっとりタイプになっております。今回のキャンペーンは、新規導入医院様に特典付きのキャンペーンです！是非この機会にご用命いただきますようお願い申し上げます。

【UK 薬用ハンドソープⅡの特徴】

- 有効成分イソプロピルメチルフェノール配合。
- 保湿成分に海洋性コラーゲン配合。
- フローラルシトラスの香り。
- 廃棄しやすい減容ボトルを採用。
- 液量が確認できる半透明ボトル容器。
- 医薬部外品。



標準価格=4000ml入 6,000円 ⇒ **特別価格**でご提供いたします！
※製品の詳細につきましては、弊社営業担当者までお尋ねください。

UKDENTAL
OEM #2 & 3 - 2023
Penetration

キャンペーン期間

1月23日(月) ~
3月20日(月)

※キャンペーン最終日は午前10時まで
の発送分までとさせていただきます。

UKオリジナル製品キャンペーン

2023年1月23日~3月20日は下記商品を期間限定 **特別価格**にてご奉仕いたします。

【対象商品】 菌に厳しく、肌にやさしい薬用ハンドソープ

UK 薬用ハンドソープⅡ

マイルドな泡立ち、スピーディな泡切れ、さわやかな洗い心地。
手にやさしい弱酸性、やさしいフローラルの香りのハンドソープです。



【販売名】 薬用ハンドソープIⅡ-Eb
【効能・効果】 皮膚の洗浄・殺菌・消毒
【内容量】 4000ml
【販売元】 株式会社UKデンタル
【製造元】 株式会社イメディックス
商品についてのお問合せは担当営業までご連絡ください

必ず使用前に「使用上の注意」と
「使用方法」をお読みください。

【使用上の注意】
●顔・皮膚病等のある皮膚が荒れる時は患
部を洗った後、患部を保湿剤で保湿する
必要があります。●目に入らないよう
に注意し、もし入った場合はすぐ洗い流して
ください。●乳幼児の手の届かない
場所に保管してください。●直射日光・高温
を避け、保管してください。

イソプロピルメチルフェノールを配合した弱酸性薬用ハンドソープです。

@New Books & Video

★今週の新刊


『必ず3ヶ月で軌道に乗せる！
新規開業ストラテジー』



新規開業のビジネスモデルには実は「成功のスタンダード」があります。その秘訣は立地選び、内装、スタッフの採用、内覧会など、スタートアップに必要な事項を「徹底的な患者様目線」で戦略的に組み立てておくことが重要です。それを学び、計画的に反映しておけば、安心して開業することができます。新規開業を決めたらまず最初に読んでおきたい一冊。

- 監著=吉田 元
- 出版=インターアクション
- 価格=5,000円+税

『根管充填』



最新の根管充填について知見を深め、各歯科医師が自分なりに知識を整理して、取捨選択できるように記載した書。根管充填の基本と最新事情をより深めていくための、歯内療法臨床家必読の一冊。

- 編 = 吉岡 隆知
- 著 = 吉岡 俊彦/八幡 祥生/橋本健太郎
- 出版=医歯薬出版
- 価格=5,000円+税

別冊 歯科衛生士
『無理せず結果につなげるSRP』
～やりやすい方法を選ぼう！～



書籍やセミナーなどで SRP の方法を学んでも、「なんだかやりづらい」「うまくいかない」と感じることはありませんか？本書では、自分のやりやすい方法で SRP を行うための応用法を紹介。器具の実際の操作方法など、重要な部分は約30本の動画でも解説した一冊。

- 著 = 落合 真理子
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=4,200円+税

デンタルハイジーン別冊傑作選
『わかる・気づく・対応できる！
診療室からはじめる口腔機能へのアプローチ』



本別冊は、豊富なイラストと写真を用いて、口腔機能のしくみを基礎から解説するとともに、“口腔機能への視点を日常臨床にどう結びつけるか”という点についてやさしく解説。また付録として「診療室ですぐに使える！説明用媒体」もついています。子どもから高齢者まで歯科診療室で「口腔機能」をみるための入門書。

- 編著=菊谷 武/田村 文誉/水上 美樹
- 出版=医歯薬出版
- 価格=3,300円+税