

New Products

ペリオパム/ナルコム
 <歯周ポケット測定器>



ナルコムから発売された“ペリオパム”は、ひとりで正確な歯周検査が行える歯周ポケット測定器です。使いやすさを追求し素材から一新してリニューアル発売されました。

【特徴】

- 検査圧(押し込み圧)20g~25g と 10g~15g の異なる2つをラインナップ。
- 先端プローブ部は取り外しが可能で衛生面も考慮されたティスヘッドです。また、歯周ポケットの深さに合わせて使い分けができる7mmと13mmの2種類の長さを用意。
- 計測した数値をフットスイッチを押すことで入力が可能です。プローブからペンに持ち替える必要がなく、口腔内から目を離さず検査ができるため、時間の短縮につながります。
- ワイヤレスキットを使用することで、パソコンに有線で接続することなくワイヤレスで使用できます。
- 検査データの印刷や歯周ポケットの深さや出血、排膿などをイラストにするレイアウトや検査データを比較するレイアウトも用意。

標準価格=本体一式	128,000 円
フットスイッチ (1 連無線)	40,000 円
フットスイッチ (2 連無線)	70,000 円
ワイヤレスキット	90,000 円

ハイソレート BLACKEDITION /コルテンジャパン
 <デンタルダム>



コルテンジャパンから2月21日に発売される“ハイソレートブラックエディション”は、国内製品初のプレート印字が施されたデンタルダムです。視認性も良くラバーダムパンチによる穴あけなど、作業効率のアップにつながります。

【特徴】

- マットブラックのため、歯牙とのコントラストがくっきりわかりやすいです。
- プレート印字(片面)・無地(片面)と両方あるので、症例に応じて使い分けが可能です。
- パウダーフリー。
- サイズは6インチ(152×152)。4種類の厚み(約0.15mm、0.20mm、0.25mm、0.30mm)から選べます。
- 1箱36枚入。



標準価格=シン	3,500 円
ミディアム	3,750 円
ヘビー	4,800 円
エクストラヘビー	4,800 円

CSジェル/日本歯科工業社
 <プラセンタエキス配合口腔ジェル>



日本歯科工業社から発売された“CSジェル”は、ブタ由来のプラセンタエキスを配合した口腔ジェルです。口腔内で伸ばししやすいジェル状粘度で、歯科医院での咬筋マッサージや自宅での口腔ケアに有効です。

【特徴】

- 歯ぐきに負担をかけず、指でスムーズにマッサージできるように開発された潤滑目的の口腔ジェルです。
- JBP(株)日本生物製剤)こだわりのプラセンタエキスを15%配合しています。
- 爽やかなハーブのレモングラスの香りとマッサージでリラックス効果があります。
- 人差し指の第一関節部分(約1~2cm)程度にジェルを取り出し、歯ぐきに塗りながら使用します。
- 北原文子先生による「マッサージジェルを使用した実際の施術と顎模型を使用した解説」動画で確認できます。



患者参考価格=	1本(40g入) 2,750円(税込)
---------	---------------------

My Recommendation

『KaVo マスタートルク M9000L』
 カポデンタルシステムズジャパン >



標準価格=	168,000 円 (3月31日迄)
	178,000 円 (4月1日以降)

理想をカタチにした贅沢タービン!

今回ご紹介させていただきます商品は KaVo より発売されています『マスタートルク M9000L』です。KaVo からはエキスパートマティック E680L をはじめとしたエキスパートシリーズと上位グレードとなるマスターシリーズがラインナップされていますが、このマスタートルク M9000L は、23W のパワー出力で今までにない新しい次元のパワーを実現しています。最高出力レベルに達する間も安定した動作速度と高いトルクを発揮し、圧力をかけなくても効率的で効果的な形成が可能です。また、新技術「ダイレクトストップテクノロジー (DST)」により、タービンの停止時間が約60%短縮され、わずか1秒で停止します。視野角度が従来よりさらに小さくなり、コンパクトで人間工学に基づいた設計です。また、KaVo 独自のライトコンセプトにより、形成部位での最適な作業と可視性を実現しています。

ご採用いただきました医院様からは、「もう全てのタービンをコレに替えたい!と思うくらい気に入っています。トルクがあるので形成も楽になりました。」との感想をいただいております。4月1日よりKaVo製品の値上げが予定されています。デモ機の準備もございますので、値上がり前のこの機会に是非ご体感下さい。

大分店 営業課 渡辺 稔之



@New Topics

★UK Boost 企画 “スーパーボンドキャンペーン” のご案内！

スーパーボンド全製品、値上り前のラストキャンペーン！

当社営業マンが厳選したおススメしたい商品 “Boost 企画” として、(株)サンメディカルから好評発売中の『スーパーボンド筆積セット』ならびに『スーパーボンド EX ユニバーサルセット』を 3月 31 日までの期間中、特別価格にてご提供させていただきます。4月 1 日より値上り対象製品となりますので、値上り前にご用命くださいますようお願いいたします。キャンペーン中の特別価格など詳細につきましては当社営業担当者までお気軽にお尋ねください。

【スーパーボンド筆積セットの特徴】

- 筆積法に特化したセット構成で、筆積専用の粉材によりポリマー玉の採取がより簡単になりました。高いエナメル質接着性を有し、矯正や動揺歯固定での使用に適しています。

【スーパーボンド EX ユニバーサルセットの特徴】

- スーパーボンドの接着性はそのまま、EX ポリマー粉末を使用することで、筆積・混和どちらにも使用できます。混和法で使用する際にもダブベディッシュの冷却は必要ありません。また、課題であった余剰セメントも除去しやすくなっております。

単品よりもセットが断然お得です！

キャンペーン期間 2023-24-※
2023年
1月23日 ~ 3月31日

UK #2-3 BOOST

4月1日より値上げとなります！
値上り前に是非お買い求めください！

Information for products carefully selected every month.
2023年1月23日～2023年3月31日は下記商品が期間限定 特別価格 にてご奉仕いたします。
キャンペーン最終日は午前10時までのご注文までとさせていただきます。

◆今月の商品は スーパーボンド筆積セット 単品よりもセットが断然お得です！

スーパーボンドはMMA系の歯科用接着剤で、成分として従来従属 (接着性) モノマー (4-META) と重合開始剤 (TBBS) を採用しております。歯質 (エナメル質および象牙質)、歯科用合金合金、歯科用陶材およびレジンに対して高い接着性を示し、良好な耐経時性を示します。

◆スーパーボンド筆積セット 筆積法に特化したセット構成。筆積専用の粉材によりポリマー玉の採取がより簡単になりました。高いエナメル質接着性を有し、矯正や動揺歯固定での使用に適しています。

◆スーパーボンドEX 筆積法に特化したセット構成。筆積専用の粉材によりポリマー玉の採取がより簡単になりました。高いエナメル質接着性を有し、矯正や動揺歯固定での使用に適しています。

◆スーパーボンド筆積セット		◆スーパーボンドEX	
セット	¥21,600	セット	¥26,000
単品合計	¥32,730	単品合計	¥46,750

※キャンペーン期間中に限りセット価格よりさらに特別価格にてご奉仕致します。

@New Books & Video

★今週の新聞

『GPのための矯正歯科臨床ガイドブック』 ～成人矯正歯科臨床から学ぶ基礎とテクニック～



オールマイティな治療を手掛ける一般開業歯科医師 (GP) に必要な矯正歯科治療の基礎とテクニックを、1,000 点を超える図版でわかりやすく解説。書籍でありながら、座学を超えた矯正歯科臨床のリアルが実感できます。また、治療アトラスページでは、「このメカニクスで、だからこう動くのか！」とまるで目の前で治療が進んでいるように読み進めることができる一冊。

- 著 = 米澤 大地
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 16,000 円 + 税

返戻・査定を防ぐ 指導に備える

『保険の有床義歯 臨床&請求 虎の巻』 ～算定項目別によくわかる！～



返戻・査定となった事例や個別指導等の際に指摘された事項などを手がかりに、算定項目別に “臨床でどんなことをする必要があるか” を写真を交えてわかりやすく示すとともに、“どうしてそのように算定することになっているのか” をその根拠や注意点をピンポイントでやさしく解説。有床義歯の保険診療における適切な臨床と請求を実践するための手引書。

- 編著 = 佐藤 浩史 / 戸田 聡 / 大泉 誠
- 著 = 伊藤 淳二 / 高草木 謙介
長山 富治 / 和田 淳一郎
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 6,000 円 + 税



『新装版 ホワイトニングコンサルテーション』 ～患者啓発用ガイドブック & コンサルティング・マニュアルブック～

本書は 2006 年に出版された初版を装い新たに再刊行したもので、ホワイトニングのコンサルテーションに活用できる患者啓発用ガイドブックと、ガイドブックに対応した医療従事者用マニュアルブックの 2 冊セットの書。ガイドブックは患者さんの知りたい Q&A や症例も数多く掲載し、マニュアルブックは患者さんからの質問にも適確に答えられるカウンセリングに役立つ一冊。

- 著 = 飯田 吉郎
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 11,000 円 + 税

『続・プレオルソで子どもの歯ならびを治す！』 ～機能的マウスピース矯正装置の使い方～



本書は 2017 年に刊行された「プレオルソで治す歯ならび&口呼吸 子どもにやさしいマウスピース型矯正装置」のアドバンス版としての続刊。プレオルソを使った小児矯正治療の長期経過をより詳細に写真付きで紹介し、さらに他装置との併用やうまくいかなかった場合のリハビリ方法まで解説した超実践的症例集。

- 監著 = 大塚 淳 / 牧野 正志
- 著 = 大内 仁守 / 来田里衣子 / 椎名 康雅
田代 芳之 / 富井 明子 / 中村 好一
松井 恭子 / 吉野 智一
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 8,000 円 + 税

※毎月、玉手ニュースより転載しておりますコラム『歯科医院経営を考える』は、今月は都合によりお休みいたします。