

# UK UK REPORT

## New Products

### オーラルスキャナ IS 3800 ワイヤレス/ヨシダ ＜口腔内スキャナ＞



エンピスタジャパンのDEXIS ブランドの新たなワイヤレス口腔内スキャナ“オーラルスキャナ IS3800 ワイヤレス”がヨシダから発売されました。安定したWi-Fi 接続により、ワイヤレスで高精度・高速スキャンが可能となりストレスフリーなスキャンングを実現します。

【特徴】

- シンプルな操作パネルとジェスチャーモーションコントロール機能により直感的な操作が可能です。
- 口腔内の色調をリアルに再現し、高画質3D フルカラーで様々な角度から確認できます。
- スキャン領域のエナメル色を自動的に検出し、理想的なシェードマッチングを行います。
- バッテリー切れの場合でも、有線ケーブル(2m)を接続して使用が可能です。
- Studio F.A.Porsche と共同で設計され、人間工学に基づき、スキャナの保持がしやすいデザインです。
- ノーマル・サイド・スモールの3種類の選べるチップをラインナップ。
- 本体重量 240g (バッテリー込) の軽量コンパクト設計です。

標準価格＝本体一式 4,980,000 円

### Clinic 用インカム SRFD 10 /ワシエスメディカル ＜特定小電カトランシーバー＞



ワシエスメディカルから発売された“Clinic 用インカム SRFD10”は、割り込みができる特定小電カトランシーバーです。オンデマンドマイクロインカムでスムーズな院内連絡を実現します。

【特徴】

- マイク内蔵の超小型 (W40×H55×D20mm) の本体をそのまま胸のポケットや襟元に取り付け、イヤピースを耳につけるだけで使用が可能です。引っかかりたり邪魔になるようなコードやタイプインマイクは必要ありません。
- アクセスキーを軽く押すだけで通話ができる簡単操作。話が終わると自動で受診に戻るのでハンズフリーで話ができます。
- 患者さんと接している時でも (CUE : キュー機能) により、声を出さずに別の部屋にいるスタッフに合図を送ることができます。
- オーディオアクセサリとして、タイプインマイクやイヤピースなど豊富なバリエーションから選択できます。



標準価格＝オープン価格

### KZR-CAD Zr ラクシオ /YAMAKIN ＜CAD/CAM 用シリコニアディスク＞



YAMAKIN から発売された“KZR-CAD Zr ラクシオ”は、世界中で実績のある東ソー(株)の新しいシリコニア原料粉末 (Zpex Smile.m<sup>®</sup>) を使用した CAD/CAM 用シリコニアディスクです。高い透過性と高強度の両立を実現し、焼結時のひずみが少ないシリコニアディスクです。

【特徴】

- 強度と審美性の両立により、1 枚で幅広い症例に対応します。
- 5 層構造の混合組成積層型シリコニアディスク (白色) です。
- 歯頸部から切端部にかけて透光性が移行する審美性に優れたグラディエーションタイプでありながら、ディスク内のどの位置でも高強度を実現します。
- インレー・アンレー・ラミネートベニアから 14 歯フルブリッジまで、幅広い症例に使用できます。
- 焼成時のディスクの反りを抑制しており、単一組成のシリコニアと同等の良好な適合が得られます。
- ディスク外径は 98.5mm で、厚みは 3 種類をラインナップ。

標準価格＝14mm 厚 39,600 円  
18mm 厚 42,900 円  
22mm 厚 45,100 円

## @ My Recommendation

### 『アドブレップ』 ＜モリタ＞



標準価格＝本体一式 76,000 円

### 補綴物に合わせたサンドブラスト処理を!

今回ご紹介させて頂く商品は櫛モリタから発売されております『アドブレップ』です。ユニットのエア取出口に接続する事でチェアサイドでもサンドブラスト処理が可能です。また、圧力調整器が内蔵されている為、補綴物に合ったサンドブラスト処理が可能となりました。CAD/CAM レジンやシリコニアは過度な圧力で処理を行うとクラックなどで補綴物脱離の原因になることが報告されています。

ご購入いただきました先生からは、「今まではどの程度サンドブラスト処理をすればいいかわからなかったが、圧力調整が付いているので安心して処理する事が出来る。内面マジックで塗りマジックを消すように処理すれば処理漏れも無くす事が出来るので次の処置に集中出来る。」とお声を頂いています。チェアサイドでご使用頂く場合、ご使用のユニットによっては別途ジョイントが必要となる場合がありますので、弊社営業担当者にまでお問い合わせください。

長崎店 営業二課 本田 浩之



@New Topics

★プレミアムプラスジャパン “マジックタッチ” ダイヤモンドバー Plus One キャンペーン!

パターを切るようにセラミックやジルコニアが切削できる!

優れた製品をおススメする Plus One キャンペーン企画として、プレミアムプラスジャパンから発売されているダイヤモンドバー “マジックタッチ” を 3月 20 日迄の期間中、特別価格にてご奉仕いたします。「パターを切るようにセラミックやジルコニアが切削できる!」との大好評のダイヤモンドバーです。詳細につきましては、当社営業担当者までお気軽にお尋ねください。

【マジックタッチの特徴】

- ポーセレンやジルコニア、e-Max に適したダイヤモンドバーです。
- 硬いセラミックの切削も短時間で容易に行えます。
- 他社製品と違い、ダイヤ粒子が均一なので効果的に作用し短時間で切削が可能です。
- 細かいダイヤ粒子なので微小亀裂や熱の発生を抑えます。
- カッティングだけでなく、耐久性にも優れています。
- ジルコニアクラウンのリムーバーとして短時間で切削でき、咬合調整や隣接面、形態修正に最適です。
- 技工サイドでも需要が高く、CAD/CAM の形態修正で使われるケースにも最適です。
- 2 本入りで 2,000 円〜と、コストパフォーマンスに優れています。
- マジックタッチと研磨用ポリリッシャーをセットにしたバースタンド付きのキットも発売中。



ジルコニアを短時間でカットしている動画をご覧ください

UK PLUS ONE Magic Touch キャンペーン期間 2023年2月21日~3月20日

2023年2月21日~3月20日 下記商品を期間限定で特別価格でご奉仕いたします。

パターを切るようにセラミックやジルコニアが切削できます!

実際に購入された方から

もっと早く紹介して〜の声を多く聞いております

Magic Touch マジックタッチ

優れた耐久性 効果的な切削力

ポーセレン・ジルコニア・E-max に適したダイヤモンドバー。 任意的スピード 複製を前にして従って購入の1本を。

最近ジルコニア、セラミックが増えてきて 切削が大変じゃないですか?

ダイヤモンド粒子のサイズ、形状が均一。すべての粒子が効果的に作用し、短時間で切削が可能です。ポーセレンは数秒で、ジルコニア・セラミックも短時間でカットします。細かいダイヤモンド粒子は切削中の微小亀裂の発生を抑えます。

おすすめ M3PF オートクレープOK

M3PFは丸磨が少し遅くなってしまう。ペグ部分が一枚削けというのが、磨がなせ目に対して磨けるので、削けが少し遅く、削けが少し遅いのが特徴です。

セラミック切削専用 マジックタッチキットT1

ポーセレン切削専用 マジックタッチキットT2

マジックタッチキットT3

ジルコニア切削専用

@New Books & Video

★今週の新聞

『顎顔面のバイオメカニクスとアライナー矯正』



アライナー矯正のための診断時や治療計画立案時に不可欠な咀嚼器官のバイオメカニクスをわかりやすく解説。生体のもつおもしろさや矯正治療の重要性を学んで、アライナー矯正を成功に導くための書。アライナー矯正を学術的観点から捉えた初めての一冊。

- 著 = 榎 宏太郎
- 執筆協力 = 高良有理江 / 嶋田 百合
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 30,000 円 + 税


『歯科医院のためのAHAガイドライン 2020に沿った一次救命処置』



アメリカ心臓協会 (AHA) による一次救命処置 (BLS) のスタンダードなガイドライン (2020 年版) に沿った、歯科医院のための救命処置のテキスト本。同ガイドライン 2015 年版対応の前著から改訂。コロナパンデミックを経ての救命処置にも対応しており、現代でおさえておきたい内容を簡潔に示した一冊。

- 著 = 瀬尾 憲司
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 3,800 円 + 税

『Groher & Cray の嚥下障害の臨床マネジメント 原著第3版』



嚥下障害に対する臨床マネジメントの定番書の原著第 3 版 (2020 年) の翻訳書。原著第 3 版では、「加齢と嚥下障害」の章が新設され、また呼吸器系の問題は独立した章となり誤嚥性肺炎を詳説。さらに小児の嚥下障害についても内容が一新。嚥下障害の臨床に携わるすべての職種への世界標準の必読テキスト本。

- 著 = M.Groher / M.Cray
- 監訳 = 高橋 浩二
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 12,000 円 + 税

『細菌学的アプローチによる歯内療法臨床』



臨床と研究 (基礎) の第一線で活躍する二人の著者が、歯髄の感染をバイオフィルム感染症として捉え、歯内療法の治療戦略を問直す。歯内療法にパラダイムシフトを起こしている NiTi ロータリーファイル。そのメリットと課題を浮き彫りにし、具体的な器具の選択方法を教示。また、科学的根管清掃の意義と効果、薬剤活性化の方法について細菌学的な観点から再検討し、効果的かつ適切な根管洗浄方法を提案した一冊。

- 著 = 石原 和幸 / 阿部 修
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 6,000 円 + 税