

UK REPORT

New Products

MTA マルチシーラー/クラーク ＜歯科用覆髄材料・歯科用根管充填シーラ＞



クラークから発売された“MTA マルチシーラー”は、国産初のMTAシーラーで、アパタイト・バリアー析出による封鎖性と生体適合性を実現した歯科用覆髄材料・歯科用根管充填シーラです。MTA が体液中のリン酸イオンと反応してアパタイトを析出します。

【特徴】

- アパタイト・バリアーが本材と根管壁との隙間を封鎖します。
- 生体親和性のアパタイトがバリアーを形成するので、細胞の増殖や治癒を阻害しないので生体適合性に優れています。
- 根管内で象牙細管中の水分を吸収してアルカリイオンを徐放します。
- 弾性変形するため咬合圧で破碎しません。
- 充填直後のペーストは血液、体液、水で流されません。
- 再根管治療時にファイルやリーマで除去できます。
- ビスマス無配合なので、本材も歯も変色しません。
- X線造影性を有しています。
- 粉・液タイプの練和により、粉材の採取量の量によりマルチな稠度に調整が可能です。

標準価格＝粉・液セット	9,900 円
粉 (15g)	7,300 円
液 (10ml)	2,600 円

ディフェンダー ラバーダム ラバーダムジェルLC/ヨシダ ＜歯科用ラバーダム・防湿キット＞



ヨシダから発売された“ディフェンダーラバーダム”は、伸びが良く装着しやすいラバーダムシートで根管治療時の細菌の侵入を防ぐので、より確実に治療を行うことが可能です。また、同時発売の“ディフェンダーラバーダムジェル LC”は、ラバーダム装着時にコーキング（封鎖）する材料で、光重合タイプで封鎖性が良く、根管治療時は特に唾液等の侵入を防ぐことができるため、本来の根管治療の目的を果たすことが可能です。

【特徴】

- ディフェンダーラバーダムのサイズは135×135mmで厚みは0.2mm。
- ラバーダムジェルLCは、除去が容易で操作性がよくラバーダムを取り外す際にストレスがありません。



標準価格＝	
ラバーダム1箱 (26枚入)	1,500 円
ラバーダムジェルLC (2g)	2,000 円

ペコぱんだ どもも用 /ジージー ＜舌圧トレーニング用具＞



ジージーから発売中の舌圧トレーニング用具「ペコぱんだ」に新たに“ペコぱんだどもも用”が追加発売されました。ペコぱんだどもも用は、舌の筋力を強化するために開発された自主訓練用トレーニング用具です。

【特徴】

- ペコぱんだどもも用 (3歳以上対象)には3種類 (やわらかめ/ふつう/かため) の硬さをラインナップし、お子様の状態に合わせて選択ができます。
- トレーニング部を正しく押しつぶすと、ペコぱんだ全体に振動が伝わります。



患者参考価格＝	
ペコぱんだどもも用 (1個)	920 円 (税込)

My Recommendation

『ナノフロス マイクロライザー』 ＜佐藤歯材＞



患者参考価格＝1個 (25m) 880 円 (税込)

フロス習慣をより丁寧に美しく！

今回ご紹介させていただきます商品は、佐藤歯材より発売されています『ナノフロス マイクロライザー』です。

こちらのフロスは柔らかくシルクのようなマイクロファイバー（極細繊維）を編み込んだ構造で、歯間部に入ると広がりプラークを効果的に除去する事が出来ます。また、マイクロファイバーにはハイドロキシアパタイト粒子とキシリトールが配合されておりより効率的にプラークの除去が行えます。クラウン装着時の余剰セメントの除去、インプラント上部構造余剰仮着セメントの除去、補綴物コンタクトポイントの精査にもご使用いただけます。

ご使用いただいている衛生士様からは、「歯肉溝までしっかり入りプラークが落としやすいですね。」と好評を頂いております。ぜひこの機会にお試されてみてはいかがでしょうか。詳細につきましては弊社営業担当者までお問合せください。

※タイプ＝ノンワックス

大分店 営業課 添田 義治

UK REPORT

@New Topics

★UK OEM 製品 “トレクリーナーリキッド” キャンペーンのご案内！

防錆・除菌効果にも優れた液体トレクリーナー！

UK オリジナル製品の“トレクリーナーリキッド”（製造：太平化学産業株）を8月18日までの期間中、特別価格にてご奉仕いたします。トレクリーナーリキッドは、リン酸塩・界面活性剤・エタノールを成分とし、強力な剥離効果と溶解力を併せ持ったツインモードのアルギン酸塩印象材用清掃剤です。是非この機会にお試しいただきますようお願いいたします。特別価格など詳細につきましては、当社営業担当者までお気軽にお尋ねください。

【UK トレクリーナーリキッドの特徴】

- 強力な剥離効果と溶解力を持つツインモードで印象材をきれいに除菌します。
- 防錆成分配合により金属トレーの腐食を防ぎます。
- 除菌効果が溶液を清潔に保ちます。
- 使う人にやさしいpH=7の中性タイプです。
- 印象材を短時間で剥がす！浸漬して溶かす！目的によって使い分けのできるトレクリーナーです。
- 標準使用量は、印象材を剥がす時は原液で、溶かす場合は5~20倍に希釈して使用します。

標準価格=4,000ml入 5,600円

特別価格でご奉仕いたします！

UKDENTAL#7

OEM PENETRATION

UKオリジナル製品キャンペーン

キャンペーン期間
2023年
6月21日～8月18日

※キャンペーン最終日は午前10時までの受付までとさせていただきます。

下記商品を
期間限定にて **特別価格**
でご奉仕いたします。

対象商品 アルギン酸塩印象材用清掃液

トレクリーナーリキッド

防錆・除菌効果にも優れた液体トレクリーナーです。

【内容量】 4,000ml
【標準価格】 ¥5,600(税込)

特長

- 強力な剥離効果と溶解力を持つツインモード
- 防錆成分配合により金属トレーの腐食を防ぎます
- 除菌成分が溶液を清潔に保ちます

成分

リン酸塩・界面活性剤・エタノール 他

標準使用量

印象材を剥がす時は原液、溶かす場合は5~20倍に希釈する。溶液1Lで使用済みトレー数個を処理する。液の交換は一週間を目安とし、溶解力が低下した時に全量交換する。

必ず使用前に「使用上の注意」と「使用方法」をお読みください。



使用方法

①フタ付きのガラス又はポリ容器に溶液を調整する。
②製がす時は原液に印象材の付いたトレーを30分~1時間浸漬する。
③溶かす場合は希釈液に数時間~1日浸漬後取り出し、乾燥した印象材はブラシ等で除去する。
④清掃後は流水でじゅうぶんに水洗する。

【販売元】
株式会社UKデンタル
【製造元】
太平化学産業株式会社

@New Books & Video

★今週の新聞

『長期経過症例の治療戦略 ペリオ&全顎ケースに悩んだ時に読む本』 ～治療方針とテクニック徹底解説～



本書は欠損状態を「少数歯」「数歯」「多数歯」の3つに分け、さらに基本症例と参考症例の計17ケースについて、咬合・補綴系かペリオ系か、積極的な介入か保存的な介入かの4つのカテゴリで症例分けをし、それぞれ診査・診断、治療およびその後の経過について動画を交えながら解説。軟組織と硬組織のマネージメントについても別項目を設け、長期予後を見越した設計やメンテナンスも加味した総合的なアプローチを紹介した一冊。

- 著 = 安東 俊夫
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=15,000円+税

『これからのデジタル歯科がわかる本』 ～ベーシックからアドバンスまでの エビデンスに基づくインプラント78症例～



巻頭企画では、コロナ後初の通常開催となったケルン国際デンタルショー (IDS2023) における口腔内スキャナー、ナビゲーションシステム、CAD/CAM 機器、クラウドサービスといった各社の新製品を紹介し、今後のデジタル歯科の展望について述べられている。また、2022年のCISJ 全員発表研修会で発表された最新のインプラント症例を分野ごとに掲載した一冊。

- 編 = 一般社団法人
日本インプラント臨床研究会
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=7,500円+税

『インプラント撤去完全マニュアル』 ～基本的なケースから、骨削除が必要なケースまで～



基本的なケースから、骨削除が必要なケースまで、インプラント治療にかかわるすべての歯科医師が、さまざまな形状・性状のインプラント体を迷わずに撤去できるように、臨床に役立つ情報を整理し、インプラントの形態別の撤去法、インプラントにトラブルが起きた際の撤去法、撤去後のリカバリーについて、45症例十術中Movie14本を掲載した一冊。

- 著 = 佐々木 匡理
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=9,000円+税

別冊 ザ・クインテッセンス 『口腔外科 YEARBOOK 一般臨床家、口腔外科医 のための口腔外科ハンドマニュアル '23』



特集では、薬剤関連顎骨壊死 (MRONJ) のポジションペーパー2023に関連して、その見方や活用法など、現場臨床に役立つ情報を取り上げた。また口腔外科医に必須の抜歯手技、舌下型貯留嚢胞の保存的治療法、インプラント外科の知識と手技、口唇がん手術、顎関節脱臼の外科的対応、LeFort I型骨切り術、歯科で使える漢方薬など、実用的なテーマを掲載した一冊。

- 編 = 日本口腔外科学会
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=6,600円+税