

UK REPORT

New Products

パットカム プレミアム
/名南歯科貿易
〈口腔内カメラ〉



名南歯科貿易から発売された“パットカムワイヤレス”は、8灯のLEDライトで、明るく口腔内を撮影できる口腔内カメラです。Wi-Fi 接続専用で、タブレットPCやスマホに対応。映像をリアルタイムビューで確認でき、患者さまへすぐに見せることができます。

【特徴】

- 鮮明な映像で口腔内を撮影するために、高解像度のフルHD（1920×1080）カメラを搭載。また、LEDライトも8灯なので、撮影部を明るく照らして手ブレを抑えます。
- 防水規格IPX5に準拠しています。万が一の水漏れによる故障のリスクを大幅に低減します。
- 本体から出るWi-FiをタブレットPCやスマホ端末で受信するシンプル機能です。2回目以降は電源を入れて、Wi-Fiリストから機器を選ぶだけ。シンプル機能なカメラなので、誰でも簡単に使用することができます。

標準価格＝本体一式 59,800円

Dr.Bee キャナリーナ 100
/ビーブランド・メディコーデンタル
〈歯磨剤〉



ビーブランド・メディコーデンタルから発売中の“キャナリーナ 100”が、香味変更やパッケージ変更等により新たにリニューアル発売されました。フッ化ナトリウム（フッ素として 100ppm）を配合により、むし歯の発生および進行を予防します。3種類の味が歯磨きタイムを楽しく演出します。

【特徴】

- 人工甘味料無添加。甘味料としてキシリトール&ソルビトールのW配合。
- 研磨剤無配合の低発泡ソフトジェルタイプです。
- 歯肉炎の予防、口臭の防止に塩化セチルピリジニウムを配合。
- ミント香料やトメントール不使用のため、お子様が使用しやすい製剤です。
- チューブ容器は細口ノズルの採用により、製剤の出し過ぎを防ぎ、小さい歯ブラシにも乗せやすくなっています。
- 香味はアップル、グレープ、ストロベリーの3種をラインナップ。

患者参考価格＝1本 660円（税込）

ラボキュアα
/ビーエスエーサクライ
〈インプラント治具製作用光重合レジン〉



ビーエスエーサクライから発売された“ラボキュアα”は、あらゆるタイプのパターンに対応する光硬化型コンポジットレジンです。粉・液を使用する従来の煩雑な方法ではなく、ワンペーストの光重合タイプなので、インプラント治具を簡単に、素早く製作できます。価格もリーズナブルで、使い方や操作性もシンプル、で初心者でもすぐに使用できます。

【特徴】

- 流れやすいけど垂れにくい！技作業で使いやすい最適なチクソトロピー性を実現。
- 練和不要でシリンジから作業模型に直接築盛できるので作業効率がよく正確に行えます。
- 365～420nmの波長域の光重合器で使用が可能です。
- MMAフリーなのでほぼ無臭。石こうと同様にカーバイトバーなどでサクサク切削できます。



標準価格＝14g シリンジ×1本 1,980円
14g シリンジ×5本 6,000円

@ My Recommendation

『コメット アクリルポリッシャーHP用』
〈モモセ歯科商会〉



9489C(コアス) 9489M(ミディアム)

標準価格＝10本入 6,600円

歯科先進国、ドイツ製のアクリルポリッシャー！

今回ご紹介させて頂く商品は、(株)モモセ歯科商会から発売されております『コメットアクリルポリッシャーHP用』です。こちらの商品は、研磨材をコートしている外側のボンド層を粗い構造にし、被切削面との接触を減らすことで、摩擦を抑制しています。これにより、擦過熱による補綴素材への焦げ付きや変形を軽減することが出来ます。適用の対象物としては、義歯床用アクリルレジン、スプリント・ナイトガード用ジスク、アクリル系リベース、即時重合レジンです。用途に合わせ、ミディアムとコアスの2種類の粗さをご用意しており、荒研磨から仕上げまで使用することが出来ます。

ご使用して頂いている医院様からは、「研磨時の削りカスが少ない。」や「デンチャーなどの研磨の際、ポイントの色移りが起きにくい。」とお声を頂いております。是非この機会にお試し下さい。詳細につきましては弊社営業担当者までお問合せ下さい。

長崎店 営業二課 用皆 智広

UK REPORT

@New Topics

★UK & GC マンスリーオリジナルキャンペーンのご案内！

軟化象牙質を効率よく除去する“ジーシー ラウンドエクスカーベーター”！

弊社と(株)ジーシーのタイアップ企画といたしまして、7月21日～8月18日までの期間、歯科用エクスカーベーター“ラウンドエクスカーベーター”を特別価格にてご奉仕いたします。ラウンドエクスカーベーターは、健全歯質を残して軟化象牙質を効率よく除去することができる歯科用エクスカーベーターです。是非この機会に日々のご臨床にご活用いただきませうようお願い申し上げます。キャンペーン期間中の特別価格などの詳細につきましては当社営業担当者までお気軽にお尋ねください。

【ラウンドエクスカーベーターの特徴】

- 独自設計のシャープで耐久性の高い240度ラウンド形状の刃先により、いろいろな方向からアクセスが可能です。
- 刃先の形状はストレートとカーブの2タイプで、大きさは窩洞に合わせて3種類（頭部最大幅 0.7mm、1.0mm、1.3mm）から選択ができます。
- 特に極小 0.7（頭部最大幅 0.7mm）は小さな窩洞に対してよりMI的な窩洞形成が行えます。

標準価格＝1本 3,950円

特別価格でご奉仕いたします！

@New Books & Video

★今週の新聞

『3-stepと3-zoneで対応する サポートィブ・インプラント・セラピー』 ～やさしいインプラント周囲疾患の予防と治療～



「サポートィブ・インプラント・セラピー(SIT)」とは、インプラント周囲組織が安定しているときにはメンテナンスを、炎症が認められたときには積極的に介入治療を行う、インプラント周囲疾患に対する支持療法です。本書では、明海大学歯学部歯周病学分野で追求してきた「3-step」と「3-zone」のアプローチにより、インプラント周囲疾患への対応(SIT)をわかりやすく解説した一冊。

- 監 二 申 基 祐
- 編著二 林 丈一朗
- 出版二 ヒョーロン・パブリッシャーズ
- 価格二 8,500円＋税


『インプラント判別ガイド』



インプラント判別にあたり、エックス線の撮影ポイント、読影ポイント、互換性（ドライバーの適合、トルク値等）の情報等を紹介し、限られた条件から、知りたい情報を引き出すことができます。現行/廃番を含めたさまざまなインプラントを紹介し、豊富なX線画像を活用した見分け方、インプラントの特徴から特定に導くためのフローチャートを用意。インプラントに関するさまざまな臨床に活用できる一冊。

- 著 二 竹島 明道/田島 聖士
- 出版二 医歯薬出版
- 価格二 10,000円＋税

『カラーグラフィックス 下歯槽神経・舌神経麻痺 第3版』 ～Web動画付～



本書は、臨床の場でみられる下歯槽神経損傷・舌神経損傷、神経麻痺について、原因、診断、治療、予防法を、多数のわかりやすいカラーグラフィックとフローチャートにより詳述した実践的な解説書。麻酔、根管処置、埋伏智歯抜歯、インプラント植立等、処置別に章を整理し、実際の臨床に即して参照することができる一冊。

- 監修二 野間 弘康/佐々木研一/柴原 孝彦
- 編集二 高野 正行/片倉 朗
- 出版二 医歯薬出版
- 価格二 22,000円＋税

『高齢者とその口腔の診かた』 ～オーラルフレイルと終末期に向き合うための視点～



高齢者の「噛めない」の原因を探り、その状態に応じた対応の考え方がわかります。歯科として高齢者の口腔の状態を理解し、その患者の最期、終末期までかわり続けることができるようになる書。歯科で、高齢患者に対して「生活モデル」に基づいた口腔管理に役立つ一冊。

- 著 二 菊谷 武
- 出版二 医歯薬出版
- 価格二 3,600円＋税