

UK REPORT

New Products

バルクベースハードⅡ ／サンメディカル ＜歯科裏層用高分子系材料＞



サンメディカルから発売された“バルクベースハードⅡ”は、コンポジットレジン窩洞、インレー窩洞を問わず、積層なしに深さ4mmまで一括充填が可能な低重合収縮レジン系裏層材です。マルチシェードで歯に馴染み、裏層材としてだけでなく、最表層まで使用ができます。

【特徴】

- 深い窩洞に対して、約20秒の照射で4mmまで一括充填できる高い硬化性があるため「バルク裏層」「バルク充填」が可能です。
- 裏層だけでなく咬合面まで使える3つのフロー（ハイ/ミディアム/ロー）と2色の色調（マルチ/ブルー）をラインナップ。
- マルチは様々な歯冠色に対応でき、硬化後は透明感が出て課増の色調に馴染むため、シェードの選択が不要です。
- ブルーは歯髄保護処置での経過観察や隔壁の作製など、天然歯と識別したい場合の裏層や充填に便利です。
- バルク裏層にふさわしくコストパフォーマンスに優れた大容量シリンジを採用しコストを低減します。
- 歯科用象牙質接着材“バルクベースライナーⅡ”も同時発売。

標準価格＝セット 19,500円
 単品（2.5ml入） 4,650円
 バルクベースライナーⅡ（3ml）9,400円

抜歯鉗子ダイヤモンドダスト ／ヒューフレディ・ジャパン ＜抜歯鉗子＞



ヒューフレディ・ジャパンから発売された“抜歯鉗子ダイヤモンドダスト”は、把持部内側にダイヤモンドダスト加工を施したことにより、滑りにくく、歯牙を確実に把持することができる抜歯鉗子です。同社グループ製抜歯鉗子アトラウマと比較して歯牙の把持力が約20%アップします。

【特徴】

- 薄いテーパ状の先端部は、破折や侵襲のリスク低減、また歯牙へのアクセスと視野が向上します。
- 穴隙を作り軽量化されたハンドルを用いることで、使用中の快適さとコントロールの良さを実現します。同社グループ製プレジデンシャルシリーズ抜歯鉗子と比較して約35%の軽量化を実現。
- マット仕上げにより、ライトの乱反射を抑制し、より良い視野にします。
- 上顎用、下顎用とも5種類をラインナップ。



標準価格＝1本 36,000円

ウルトラカルXSJ ／ウルトラデントジャパン ＜35%水酸化カルシウムペースト＞



ウルトラデントジャパンから発売された“ウルトラカルXSJ”は、水溶性でpH12.5、X線不透過の水酸化カルシウム35%含有のペーストと、新発売のナビチップ29Gサイドサポートの組み合わせによる新たなデリバリーシステムで新登場しました。薬剤を必要な部位に的確に簡単に届けることができるデリバリーシステムです。

【特徴】

- 水酸化カルシウムはその高いpHにより抗菌作用が確認されており、骨形成を促進させる効果があります。
- 根管内に残留した水酸化カルシウムを溶解するクエン酸と組み合わせることで除去しやすくなります。
- ナビチップ29Gサイドサポートは、チップの先端の横から薬材をデリバリーするため、根尖突出を抑制します。
- ナビチップ29Gサイドサポートには、27mm、25mm、21mm、17mmの4サイズをラインナップ。

標準価格＝ナビチップキット 8,200円
 リフィル（1.2ml×4本） 5,600円
 ナビチップ29G（20個入） 3,900円

@ My Recommendation

『GCエクザクリア』 ＜ジーシー＞



標準価格＝51g（48ml）カートリッジ×2個 7,200円

多目的シリコン印象材！

今回ご紹介させていただく商品は『GCエクザクリア』です。特徴としましては、①高い透明性と透過性（全光線透過率97.3%良好な光透過性有します）、②操作しやすい硬化特性（十分な操作余裕時間を確保しつつ時間経過後は速やかに硬化します）、③良好な操作性（操作余裕時間中は良好な流動性を有しその後素早く硬化、適度な弾性を持ち撤去しやすい操作性です）となっております。特にテンプスマートとのコラボレーションで支台歯形成前 or 作業用模型上でのワックスアップからシリコンコアを作成し、模型上でプロビジョナルレストレーションを製作するための補助材としてご使用いただけます。

ご使用をいただいておりますユーザー様からは、「ワックスアップでのクラウンやベニア等のプロビジョナル作成時に光透過率が高いので確実な重合ができ、操作性も良いので再現性も高い。」との声をいただいております。是非、この機会にお試いただければと思います。

熊本店 営業二課 生駒 和敬

UK REPORT

@New Topics


★UK BOOST 企画 “YDM 歯間ブラシサイズチェッカー” キャンペーンのご案内！

歯間ブラシサイズの選定が容易に行える探針！

当社営業マンが厳選したおススメしたい商品 “Boost 企画” として、(株)YDM から好評発売中の『歯間ブラシサイズチェッカー』のキャンペーンを9月20日までの期間中、特別価格にてご提供させていただきます。ライオン歯科材(株)の DENT.EX 歯間ブラシのサイズに対応し、チェッカーを歯間部に挿入し、目盛りを確認して歯間ブラシの選定を行える歯間ブラシチェッカーです。今回は、歯間ブラシチェッカーならびにミラーハンドルスケール付、DENT.EX 歯間ブラシも含めて特別価格にてご奉仕いたします。是非ともこの機会にお試しいただきたい製品です。キャンペーン中の特別価格など詳細につきましては当社営業担当者までお気軽にお尋ねください。

【歯間ブラシサイズチェッカーの特徴】

- 歯間ブラシの選定が容易に行える探針です。
- ミラーハンドルにセット（装着）します。
- オートクレープ滅菌に対応しています。



標準価格＝


歯間ブラシサイズチェッカー1本 2,000 円
ミラーハンドルスケール付 (3色) 550 円

特別価格でご奉仕いたします！

@New Books & Video

★今週の新聞

『歯周病と全身疾患 エビデンスに基づく
コンセンサス Second Edition 』



2013年に開催されたEFPとAAPによる「歯周病と全身疾患」のワークショップの内容をよりどころに編集・執筆された初版の発行から5年。一大ベストセラーとなった初版の内容を、良質かつ最新のエビデンスで大幅にアップデートした本 Second Edition は、「これからの歯科医療の方向性」を知る良書かつ最適な一冊。

- 監修＝特定非営利活動法人 日本臨床歯周病学会
- 編集・執筆＝木村 英隆／築山 鉄平
- 出版＝デンタルダイヤモンド社
- 価格＝12,000 円＋税

『対話で学ぶ EBM はじめの一歩』
～論文を読み解き、臨床に活かすために～



本書では、論文を効率的にストレスなく読むための知識やコツ、エビデンスを臨床に活かすための基本的な考え方やスキルについて、EBM 初学者にもわかるようにやさしく解説した書。学会発表や論文執筆、スタディーグループでのプレゼンテーションにも役立つ一冊。

- 著 ＝蓮池 聡／寺岡 徳光
- 出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ
- 価格＝4,000 円＋税

デンタルダイヤモンド増刊号

『子どものお口の発育段階別で答える
小児歯科のQ&A27 』



子どもの口腔内は成長に伴って大きく変わるため、乳歯列期、混合歯列期、永久歯列期などの発育段階やその時々のお口の状況に応じて、適切な処置や対応が求められます。日常臨床で生じる治療やコミュニケーションにかかわる疑問に対し、小児歯科のエキスパートが乳歯列期、混合歯列期、永久歯列期別に回答を示した。小児歯科の“苦手”を“得意”に変えるノウハウ満載の一冊。

- 編集委員＝浜野 美幸／岡 暁子／大川 玲奈
- 出版＝デンタルダイヤモンド社
- 価格＝5,600 円＋税

『ホワイトニングを知りたい歯科医院が読む本』
～歯科医師・歯科衛生士の疑問にズバッと答えます～



新たな製品が続々と登場するホワイトニングにおいて、術式や患者さんへの薦め方など臨床のポイントをズバッと解説。また、ホワイトニング料金の考え方やセルフホワイトニングサロンといった非医療ホワイトニングとの違いなど、知っておきたい情報を開業医の視点でズバッと説明した一冊。

- 監 ＝須崎 明
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝6,600 円＋税