

UK REPORT

New Products

イオム和 EXTARO 300 ユニットマウント仕様/ジーシー 〈マイクロスコープマウントユニット〉



ジーシーから発売の歯科用ユニット「イオム和（なごみ）」にEXTARO300（手術顕微鏡）の搭載が可能な“イオム和EXTARO300ユニットマウント仕様”が追加発売されました。天井マウントタイプが設置できない環境や、狭小の診療室でも、ユニット周辺のスペースを確保することが可能です。

【特徴】

- MORA インターフェースは顕微鏡鏡基部を左右に振っても、術者が覗いている鏡筒部分は常にまっすぐに保つことができます。これにより背筋をのばした姿勢を維持することができ、長時間にわたる治療でも術者への負担が低減されます。
- 患者さんの導入・退出時やうがい時は、アシスタントユニットのライトボール側に収納でき、治療時は観察部位へスムーズに位置決めが行えます。
- イオム和を導入時に、ツァイスマイクロスコープ後付け仕様にすることで、EXTARO300 を後付けで搭載することが可能となります。

※価格帯・詳細につきましてはお問い合わせください。

ティーポ/ピーエスエーサクライ 〈PMTC用コードレスハンドピースモーター〉



ピーエスエーサクライから発売された“T-PO（ティーポ）”は、使い捨てのプロフィーアングルを採用した PMTC 用コードレスハンドピースモーターです。使い捨てなので患者さんのご自宅、介護施設、ケアハウスなど、設備の整っていない訪問先でもコードレスで快適に PMTC が行えます。

【特徴】

- 最新の人間工学によって開発されたエルゴノミックデザインは、重量 113g の軽量設計で、軽くて持ちやすく、時間のかかる歯面研磨でも負担を大幅に軽減します。
- 使い捨てコントラヘッドサイズが小さく、狭いエリアや臼歯部までアクセスが容易に行えます。
- ワイヤレスハンドピースはノイズレス高品質モーターを採用。6 段階の回転数からワンタッチで選択できます。
- 750mAh の大容量リチウム電池を採用。フル充電から約 4 時間 20 分の連続使用が可能です。
- 分解&オートクレープ可能なアルミ製アウターケースを採用。さらに使い捨てスリーブ使用で安心・衛生的です。

標準価格＝本体一式 79,800 円
フットコントローラー 10,000 円

POPOTAN 電動歯ブラシ /サンデンタル 〈音波振動歯ブラシ〉



サンデンタルから発売された“POPOTAN 電動歯ブラシ”は、高密度に 360 度配置された大量毛のブラシで奥歯の窪みや前歯の裏にしっかりフィットし、毛細管現象で歯垢を吸い上げ、毛束に吸着し除去する音波振動歯ブラシです。大人用とキッズ用の 2 種類をラインナップ。

【特徴】

- 通常の歯ブラシの 20 倍以上の毛量です。大人用 (TWISTy) は約 15,000 本、キッズ用 (candy) は約 20,000 本の毛量です。
- 高密度に 360 度ブラシ毛を植毛してあるので、持ち替え不要で楽に歯磨きができます。
- 大人用は 2 段階振動切り替え機能 (1 分間の振動数は約 18,000 回と約 24,000 回) を搭載。子ども用は約 17,000 回の振動数で、やさしい磨き心地でお子様でも簡単に磨けます。

患者参考価格＝大人用 6,600 円 (税込)
子ども用 5,500 円 (税込)
替ブラシ (3 本入) 1,320 円 (税込)

My Recommendation

『D-キャピオス MTA』 〈ネオ製薬工業〉



標準価格＝6,500 円

チェアタイムの短縮と経済的でシンプルな治療が可能！

今回ご紹介させて頂く商品は、ネオ製薬工業様より発売されている『D-キャピオス MTA』です。今までのキャピオスが MTA 系成分の製剤として新しく誕生しました。商品特徴としましては、操作性も向上しているのでスムーズで切れが良く、歯質へのなじみが高いペーストであり MTA 系成分のネオホワイトビュアを配合する事により MTA の効果発現を促します。新処方により光重合裏層材としての理工学的性質に加え、直接覆髄材としての性能を兼ね備えた 1 本で覆髄から裏層にも使える 2in 1 の商品となっております。その他に光重合レジン基材としながらその硬化物は水分との接触によりカルシウム溶出など ALP 活性などの MTA 系成分の効果を促す独自処方を採用してデンティンブリッジの形成を促します。MTA 硬化表面にはハイドロキシアパタイトが析出し付加的なマイクロシール効果により高い封鎖性が持続します。低重金属を実現した酸化ビスマス非配合に加え製材自体の細胞毒性が低く直接覆髄にふさわしい生体適合性の高い処方となっております。

ご使用中の医院様では、「MTA 系として価格面でも経済的であり封鎖性も向上しており剥がれにくいので安心して治療に使える。」とのお声も頂いております。この機会に是非お試しください。

久留米店 営業二課 田邊 貴裕

歯科医院経営を考える(547)

～ ノンバーバルコミュニケーション ～

デンタル・マネジメント・コンサルティング
門田 亮

ノンバーバルコミュニケーションとは、顔の表情や体の動きを使ったジェスチャーなどにより、自分の感情や考えを相手に伝えようとすることを指します。ノンバーバル=non verbal (言葉、言語)、つまり言葉や言語を伴わないものですから、声の調子や目の動き、顔の表情のほか姿勢などによってさまざまに表現をすることができます。自分のことをより相手にわかってもらうための手段でもあります。一方で動きを抑えることによって、うまく自分の感情を隠すこともできるわけですが、これらを意図的に行うことをノンバーバルスキルといいます。

医療現場におけるコミュニケーションは、診療中にはマスクをつけることから、目の動きや声の調子がより重要な要素となります。患者さんは、ドクターやスタッフからの言葉による説明が大切であることは疑いありません。しかし言葉に加えて、和やかな雰囲気や表情であったり、柔らかな声のトーンによって安心感を得たり、不安を抱く気持ちを和らげることができるものです。バーバルな部分とノンバーバルな部分からの情報を結びつけながら、より確かな多くの情報を得ようとしているのです。

筆者は時おりスタッフ採用面接を行うことがありますが、コロナ禍においては否応なくマスクをつけていたために、履歴書の写真とマスクで覆われた表情が合致しないと感ずることがありました。いろいろな質問を投げかける中で、その答え方の様子や声のトーン、あるいは目の周りの表情からどのような人物なのかを必死で探ろうとしたものです。あまりにもわかりにくい場合は、透明なアクリル板を盾に、マスクを外して面接をすることもありました。相手を知ろうと思えば言葉に加えてノンバーバルなコミュニケーションが重要となる場面でした。

人は、言葉よりも視覚や聴覚から得られる情報の方が多く、約9割を占めるという実験結果もあります。コロナが落ち着き、マスクを取ることや対面での会話が増えてきた昨今、言葉とともに非言語的なスキルを上手に組み合わせることで円滑なコミュニケーションを図り、患者さんやスタッフとの信頼関係がより強固に築かれることを願います。

(つづく)

※玉井ニュース 2023年 8月号より転載。

New Books & Video

★今週の新刊!


～導入から歯内療法、歯周治療、修復治療のすべて～
『マイクロスコープ パーフェクトテクニック』

『無理なくできる自家歯牙移植導入マニュアル』



これからマイクロスコープを購入する予定だけれど、どれを選べばベスト?今あるマイクロスコープシステムをアップデートして使いやすくしたい。ミラーテクニックを本格的に習得したい。購入したからにはありとあらゆる治療で使いこなしたい。マイクロスコープの強みを生かした治療テクニックをマスターしたい。選び方からアドバンステクニックの習得まで!マイクロスコープを使った臨床の全てがわかる一冊!

- 著 二辻 真規
- 出版=インターアクション
- 価格=23,000円+税



自家歯牙移植の成功率はどれくらい?ビギナーは避けたほうがよい症例は?術前にチェックしておくべきことは?移植に適した受容部の特徴は?ドナーの生着のために配慮すべき点は?移植手術前に注意すべきことは?など、本書は自家歯牙移植によくある臨床上の疑問をスッキリ解決した一冊。

- 監修・著=二辻 要
- 著 =中西 環/石川 敬彬/仲間ひとみ
覚道 昌樹/今井美季子/小滝 真也
- 出版=インターアクション
- 価格=7,800円+税