

## UK REPORT

## New Products

エルゴ アドバンス  
／サンデンタル  
＜双眼ルーペ＞

サンデンタルから発売された“エルゴアドバンス”は、自然な首の傾き（3～5°）により、無理のない姿勢で、広い拡大視野を得ることができる双眼ルーペです。周辺部を観察する際にも正しい姿勢を保つことが可能です。

## 【特徴】

- 革新的な光学技術により、画像の明るさが向上。
- ルーペ部がメガネレンズの低い位置に装着されており、エルゴルーペを装着したままで通常の周囲の視認が可能です。
- 無理な姿勢を抑制し、首の負担を軽減します。
- ルーペ部が瞳孔の前にないので、前を向けば通常視野、下を向けば拡大視野と、装着しながら視野の使い分けが可能です。
- 光の屈折の回数がプリズマティック XS ULTRA-HD 等に比べて少なく、光の吸収が少ないのでより明るさが向上します。
- 瞳孔間距離・高さの調整、矯正度数の組み込み等、使用者に合わせたカスタマイズが可能です。
- フレームはリミテッドカラー色。
- 倍率は3.5倍・4.5倍・5.7倍の3種類。

標準価格＝3.5倍	760,000円
4.5倍	790,000円
5.7倍	860,000円

インプリント™4 バイト  
／スリーエムジャパン  
＜咬合印象採得材＞

スリーエムジャパンから発売された“インプリント™4 バイト”は、硬化時間60秒でシャープに硬化する精度の高い咬合印象採得材です。優れたチキソトロピー性により、塗布時には垂れずに咬合時には流れるペーストです。快適にそして的確に咬合採得が可能です。

## 【特徴】

- 硬化時間は60秒（操作余裕時間約20秒、口腔内保持時間約40秒）。咬合採得時に顎位が変化することなく、かつ、患者さんの負担を軽減します。
- 材料の硬度により、カットやトリミングの正確な位置決めが容易で、石膏模型を適切にマウントできます。
- パウダーなしでも技工用スキャナで読み取りが可能なので、デジタルワークフローに簡単に入力ができます。
- 読みやすさを追求した接触点の確認がしやすいライトブルー色のフレッシュカラーです。



標準価格＝50ml カートリッジ×2本  
7,050円

DOF クラフト5X  
／日本歯科商社  
＜歯科用ミリングマシン＞

日本歯科商社から発売された“DOF クラフト5X”は、加工機に、集塵機・クーラント・コンプレッサーの3役を搭載したオールインワンミリングマシンです。湿／乾式加工を両立させたコンパクトなデザインと強力なパワーを誇り、シリコニア、WAX、PMMA、CAD/CAM 冠だけでなく、ガラスセラミックやプレミルドアバットメントなどの加工も可能です。

## 【特徴】

- 同時5軸加工機のため、補綴物形状の制約をより少なくした精密加工を実現。アンダーカットの激しいケースや挿入角度が多様なケースにもその効果を発揮します。
- 90度加工で歯牙の外形をより高精度に再現します。歯間や歯牙のテクスチャー、歯肉ラインや前歯部加工時にその有用性を発揮します。
- 5軸リバース加工方式により、アバットメントと上部構造を同時に製作することでワンステップ加工が可能です。
- 最大100,000rpmで最大出力0.7kWの優れた耐久性をもつJagerスピンドルを搭載しています。
- 作動時の音が小さい静音設計です。

標準価格＝本体一式 5,500,000円

## My Recommendation

『Neo ミラーのくもりどめ』  
＜サンデンタル＞

標準価格＝500ml入 2,200円

## 衛生的にスッキリ！クッキリ！

今回ご紹介させていただく商品は、サンデンタル株から販売されております『Neo ミラーのくもりどめ』です。特徴として、①浸けるだけですっきりくっきり見える。②CPC配合により使用中の液をより衛生的に保ちます。③便利な小分け容器付です。使用法は、使用済みのミラーを滅菌・消毒後に「Neo ミラーのくもりどめ」に浸けてご使用いただけます。そのまま使用いただけますが、自然乾燥やエアージンジで乾燥させると効果が長持ちいたします。小分け容器が付属しており、液の交換目安は本液50ml仕様の場合、臨床使用済みミラー約50本となっております。

ご使用いただいている歯科医院様からは、「ミラーが曇らず視界良好です。また、CPC配合により菌の繁殖がなく安心して使用でき小分けにより経済的です。」とのお声を頂いております。是非この機会にご検討下さい。詳細につきましては弊社営業担当へお問い合わせ下さい。

鹿児島店 営業四課 齊藤 孝栄

★今週の新刊

『MTAのファーストステップ』  
～ポテンシャルを活かすベーシック&テクニク～



本書では、国内販売されている MTA 製品の材形や特徴をまとめ、歯髄保存、逆根管治療、穿孔封鎖、根管充填の症例を詳細に紹介するとともに、歯根吸収や根末完成永久歯への対応まで言及。MTA を使いこなすテクニクが詰まった珠玉の一冊。

- 編著=須藤 亨
- 著 =辺見 浩一/飯野 由子  
山内 隆守/吉岡 俊彦
- 出版=デンタルダイヤモンド社
- 価格=8,000 円+税

DHstyle 増刊号


『“ほぼ”パーフェクト  
エアアブレーション導入&使いこなし』



本書は、数々のエアアブレーション機器を使用した経験を持つ著者が、各社製品の特徴から機器のメンテナンス方法、実際の活用例までを臨床家目線でまとめた書。これからエアアブレーションの導入を考えている、または、メンテナンス以外に役立つ方法を知りたい方に必読の一冊。

- 編著=夏井 円
- 監修=豊山 洋輔
- 出版=デンタルダイヤモンド社
- 価格=3,400 円+税


『RESTORATIVE DESIGN  
& PRACTICAL OCCLUSION 実践的咬合』



“Longevity”（長期安定）を根幹とした補綴臨床について、筆者 53 年の歯科臨床に総括した、待望の書籍第 2 弾。単なる治療に終わらず、包括的な治療を進めるために「咬合」を基軸とし、その臨床的な意味を解き明かす。Dentistry is Occlusion という言葉を理解し、患者に寄り添い、そして患者の QOL の回復・維持を支えるための必読の一冊。

- 著 =本田 正明
- 出版=医歯薬出版
- 価格=28,000 円+税

『顔貌・骨格・顎関節から導く  
機能的顔貌主導型インプラント治療』  
～Functional Profile Driven Implant Treatment～




本書は、機能的顔貌主導型のインプラント治療をすすめていくための各種検査・評価（顔貌、顎関節、セファロなど）の読み解きかたから、デジタル技術を活用した治療計画の立てかたまでを解説。患者の口腔の全体像を伴った診断に基づいた、より精密なインプラント治療へのガイド本。

- 著 =大谷 昌/鷹木 雪乃/古谷 忠典  
箕輪 和行/月岡 庸之
- 出版=医歯薬出版
- 価格=17,000 円+税

デンタルダイヤモンド増刊号

『Ni-Tiファイル自由自在』  
～基礎から学んで賢く使おう！～



この 30 年間で、偶発事故の防止や切削効率の向上などを目的とし、さまざまなデザインや異なる使用法の Ni-Ti ファイルが数多く登場しました。本増刊号では、Ni-Ti ファイルの製品選択と活用に役立つよう、現在使用されている Ni-Ti ファイルの特徴や使用法、その注意点などが手に取るようにわかる。まさに Ni-Ti ファイルの今を知るに最適の一冊。

- 編集=武市 収/石井 信之/木ノ本喜史
- 出版=デンタルダイヤモンド社
- 価格=5,600 円+税

『人生 100 年時代の「むせ」予防&対策』  
～診療室での“気づき”で患者を守ろう！～



DHstyle の人気連載『飲み込みにくい』『むせる』はなぜ起こる？ 中年期からのむせの待望の書籍化！ 連載記事をベースに、より幅広く「むせ」についての理解が深められるように項目やコラムを追加し再編。さらに、「むせ」に対するトレーニング一覧も収載。中年期からの「むせ」を正しく見抜くポイントを徹底解説。読めば「むせ撲滅マスター」になれる情報満載の一冊。

- 編集=菊谷 武/田村 文善
- 出版=デンタルダイヤモンド社
- 価格=7,000 円+税

『口腔癌』



口腔癌について診断、治療そして治療後の再建や機能回復まで、全てを記載した書。口唇、頬、舌、歯肉、口底、口蓋をはじめ、頭蓋底などの口腔に関連する頭頸部の広い範囲をカバー。病理や解剖、各種治療法（手術、放射線、薬物、免疫療法など）に加えて治療部位の再建（義歯やインプラント、エビテーゼなど）、嚥下や構音のリハビリテーション、評価も記載した一冊。

- 編集=桐田 忠昭/原田 浩之
- 出版=医歯薬出版
- 価格=60,000 円+税

『事例から実践を学ぶ  
歯科医院の開業戦略バイブル』



「歯科医院の業界動向」「新規開業の準備」そして「業績を上げた歯科医院の事例」を軸として、歯科医院開業のためのポイントを紹介。準備→開業→業績向上へのロードマップを可視化する、「新たな視点」の開業バイブル本。

- 編 =船井総合研究所
- 出版=医歯薬出版
- 価格=4,100 円+税