

UK REPORT

New Products

X-マインド PRIME/白水貿易
〈CT パノラマ併用型 X線診断装置〉

白水貿易から発売された「X-マインド PRIME」は、CT・パノラマ・セファロが一体となったオールインワンタイプの X線診断装置です。新しい壁付けタイプをラインナップに加えたコンパクトモデルでありながら 12×10cm の FOV サイズを有する CT 機器や、最小 87.5 μm のボクセルサイズなど妥協を許さない高画質でパワフルな仕様です。

【特徴】

- 患者さんの目を引く壁付スタイルでスペースの限られるレントゲン室でも圧迫感を与えません。また、足元が広くなるため高齢の患者さん、車いすの患者さんの撮影にも支障を与えません。
- 最小 5×5cm から最大 12×10cm までの 7 種類の FOV サイズを診断の目的に準じて選択が可能です。撮影スタイルを選択することで FOV サイズ、撮影エリアが自動的に選択され、シンプルで直感的に撮影準備を進めることができます。
- 位置付けは患者さんとの対面式のため金T量を和らげ、レーザービーム調整も正確に行えます。

標準価格=本体一式 7,800,000 円～

リステリン トータルケア
歯周マイルド/松風
〈薬用マウスウォッシュ〉

松風から発売中の「リステリントータルケアシリーズ」に、かろやか、やさしい、使いたくなるマイルドタイプの「リステリントータルケア歯周マイルド」が新たにラインナップされました。殺菌成分 I PMP（イソプロピルメチルフェノール）と抗炎症成分 GK2（グリチルリチン酸ジカルリウム）で歯周病を予防します。

【特徴】

- 歯周病予防から、口臭、ネバつき、虫歯、着色汚れ、口内の不快感まであらゆるお口のトラブルをケアします。
- リステリントータルケアシリーズにおいて最少級の刺激を実現し、毎日でも使いたくなる、かろやかでやさしいフレーバーです。
- 口に入れた瞬間フローラルな香りがふんわりと。ゆすぐと心地よいひんやり感と同時にフレッシュで透明感のあるフルーティな味わいが口いっぱいに広がります。
- フレッシュブーク味。


患者参考価格=1本（1リットル）
1,265 円（税込）

万能小筆 混毛/佐藤歯材
〈歯科用小筆〉

佐藤歯材から発売された「万能小筆混毛」は、まとめりと耐久性に優れた穂先により、快適な筆積みが行える歯科用小筆です。義歯のレジン築盛に適した直筆と臼歯部の仮封に便利な曲筆Ⅱ種をラインナップし、用途に応じた使い分けが可能です。

【特徴】

- 製造元の株あかしやは、伝統工芸品「奈良筆」を伝承する筆専門メーカー。その製筆技術を活かし、含みの良い馬毛を主原毛に、程よい弾力の人工毛を混ぜて独自の毛組みを施した扱いやすい歯科用筆を開発。書道筆で培われた確かでスムーズな操作性を実現します。
- No.1（曲大）、No.2（曲小）、No.3（直大）の 3 種類をラインナップ。



標準価格=3本入 各 1,500 円
アソート 3 本組 1,500 円

My Recommendation

『バイトアップ』
〈亀水化学工業〉

標準価格=セット 13,300 円

即重革命！即重レジン概念が変わる！

今回ご紹介させていただく商品は、亀水化学工業株式会社より発売されております『バイトアップ』です。光重合併用型常温重合レジンで、耐摩耗性が求められるレジン歯咬合面の再形成専用レジンです。歯周補綴やインプラント上部構造など耐久性が必要な暫間被覆歯冠としてもご使用いただけます。特徴といたしまして、従来の即重レジンのように常温で化学重合し、その後さらに光重合することによって二次硬化するために硬さが従来の即重よりも 50%程度硬度が増します。また、耐摩耗性が向上しアクリル樹脂本来の硬さに近似します。硬質レジン歯、汎用レジン歯、ポリカーボネート歯が適応人工歯（陶歯は適応外）となります。また、光重合器に関しましては従来のコンポジット充填用照射器や技工用光重合器で照射可能です。

ご使用いただいている歯科医院様からは、「摩耗した人工歯に接着させるだけで、使い慣れた義歯を作り変えることなく使用できるので、時間もかからず患者様からも喜ばれています。」との声を頂いております。この機会に導入を検討されてみてはいかがでしょうか。詳細は、弊社営業担当までお申し付けください。

鹿児島店 営業一課 高城 正一

UK REPORT

@New Topics

★UK & GC マンスリーオリジナルキャンペーンのご案内！

2ステップで効率の良い研磨効果を発揮する“マイジנגー ポリッシャー”！

弊社と(株)ジーシーのタイアップ企画といたしまして、11月20日までの期間、ゴム製研磨剤“マイジングーポリッシャー”を特別価格にてご奉仕いたします。マイジングーポリッシャーは、弾力性をもつ先端が研磨可能な咬合面の裂溝・隣接部・前歯舌側部など細部に入り込み、スピーディーで優れた研磨効果を発揮します。是非この機会に日々のご臨床にご活用いただけますようお願い申し上げます。キャンペーン期間中の特別価格などの詳細につきましては当社営業担当者までお気軽にお尋ねください。


【マイジングー ポリッシャーの特徴】

- 柔らかな合成ゴムにダイヤモンド砥粒を分散させた素材で凹凸を付与させた円盤状のデザインです。
- 咬合、隣接面、舌側、市幹部などすべての部位を均一に効率よく研磨します。
- 丸が小さくなりながら消耗していくため研磨効率が変わりにくく耐久性に優れています。
- LiSi（ガラスセラミック・陶材）用、HR（ハイブリッドレジン・硬質レジン・CAD/CAM冠）用の2種類をラインナップ。
- それぞれにCA（コントラアングル）とHP（ハンドピース）用の2種類を用意。
- 各臨床に合わせてダイヤモンドバーやアブレイブポイントを組み合わせたキットも用意しています。

@New Books & Video

★今週の新聞

『Q&A でわかる 患者さんが最先端歯科治療 “自由診療” をしっかり理解できる本』



デジタル技術の進歩により、近年さまざまな低侵襲で高精度な歯科治療が登場している。本書では、現在日本で提供されている最先端の歯科治療とその基礎的背景をわかりやすく解説。本書の活用で患者さんが治療の選択肢をしっかりと理解でき、治療満足度の向上につながる一冊。

- 監修＝勝山 英明
- 著＝甘利佳之/安斉昌照/池田康男/石川葉仁/小川秀仁/河合竜志/川崎雄一/佐久間栄高野清史/新村昌弘/北條正秋/松山文樹
- 出版＝クインテッセンス出版
- 価格＝3,500円＋税

別冊ザ・クインテッセンス
『歯内療法を再考する』
～日本歯内療法学会が贈る最新トピックス
＜基礎から臨床まで～



本書は、日本歯内療法学会が初のオンデマンド形式で開催した第43回学術大会の内容をベースに、基礎から臨床まで幅広い分野を網羅。わが国における歯内療法の問題点や課題に始まり、そのマネージメントや予後の考察に至るまでを収載。また、歯内療法を成功に導くために必要な最新のトピックスからマテリアルを紹介し、臨床テクニックの他、失敗しないための基礎から臨床といった最新情報を収載した一冊。

- 編 ＝(一社)日本歯内療法学会
- 監修＝伊藤 修一/中脇 禎輝/坂東 信
- 出版＝クインテッセンス出版
- 価格＝6,400円＋税

Ishiyaku the BASICS
『新ベーシックペリオ』
～ここからはじめる歯周治療の基本と実践～



歯科治療の土台となる歯周治療を、ベーシックからしっかりと身に付けられる新時代の定番書。「歯周基本治療編」では診査・診断の礎となる基本的な考え方と歯周基本治療の実際を、また、「歯周外科治療編」では歯周外科治療の基本から歯周組織再生療法などのアドバンスなテクニックまでを網羅的に記載した一冊。

- 編著＝斎田 寛之/鎌田 征之/芝多 佳彦/福場 駿介
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝9,000円＋税

『The Tooth Preparation』
～補綴修復治療の成功を目指した支台歯形成～



月刊『歯界展望』の好評連載(2022年7月号～2023年6月号掲載)に大幅書き下ろしを加えて書籍化。支台歯形成の基本原則から具体的なテクニック、各部位別の形成法、そして補綴装置装着の実際まで詳細に提示。圧巻のビジュアルでデジタル・オールセラミック時代の支台歯形成を解き明かした成書。

- 著 ＝岩田 淳
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝22,000円＋税