

UK REPORT

New Products

ニプロジェクトペン/モリタ
＜歯科麻酔用電動注射筒＞

モリタから発売された“ニプロジェクトペン”は、5段階の注入速度と3種類の注入モードを搭載し、直感的な操作で使いやすさを実現した歯科麻酔用電動注射器です。小型で、軽量のペン型でハンドリング性に優れ、繊細な歯科麻酔を実現します。

【特徴】

- 注入速度・注入圧をコンピュータが自動的にコントロールします。
- 光センサースイッチを採用。センサーに触れただけで注入が開始するため、針先のフレが起きにくく繊細な操作が可能です。
- Autoモード、Constantモード、One Shotモードの3種類の注入モードから選択できます。
- 速度設定ボタンにより、速度を5段階に切り替えが可能です。
- センサーロック搭載で誤作動を防止します。また、注入センサに近い位置にLEDを搭載し、動作時にインジケータが点灯・点滅します。
- 防水設計（IPX7）を実現し、水洗いも可能です。
- 2規格（1.0mL・1.8mL）のカートリッジに対応し、注射針はネジ式・ロック式のどちらでも対応が可能です。

標準価格＝本体一式 199,800円

ジャスティU/ヨシダ
＜歯科用根管長測定器＞

ヨシダから発売された“ジャスティU”は、2段階の周波数の組み合わせにより、口腔内環境に左右されずに測定が可能で、常に整合性を確認する「総合補正測定システム」を搭載した歯科用根管長測定器です。

【特徴】

- 根管内にファイルを挿入するとリアルタイムでメーターが連動し、根尖付近に近づくともーターとブザー音で警告。湾曲根管など触診だけでは気づきにくい治療で術者をサポートします。
- 前面パネルを軽く押すだけで確実に電源ONになるため、手の汚れや状況を気にすることなく電源を入れることができます。また、180秒で自動電源OFFします。
- 従来品のジャスティⅢと比較して、約30%の軽量化（わずか130g）とコンパクト化を実現。ユニットテーブル上で邪魔にならず、持ちやすく移動もラクです。
- 2種類のサイズ（大/小）から選べるキャナルインスツルメントホルダーを各2本付属。小サイズを使用することで、より安定した保持での測定が可能です。

標準価格＝本体一式 128,000円

E4・Z4 ミリングマシン/ヨシダ
＜歯科用ミリングマシン＞

ヨシダから発売された“E4/Z4 ミリングマシン”は、導入しやすい・設置しやすい・使いやすいを実現したミリングマシンです。湿式&乾式（オプション）の1ミリングユニットで、材料に合わせた切削が可能。保険のCAD/CAM冠や自費のジルコニアやPMMAなど様々なブロックのミリングが可能です。

【特徴】

- ピュアウォーターテクノロジーにより、湿式加工はクーラントタンクに水道水を入れるだけで添加物は不要です。
- オートツールチェンジャーにより、自動でミリングすることが可能です。また、バーの付外しも専用のバーホルダーによって簡単に交換可能です。
- Z4 ミリングマシンは、コンプレッサー&CAM専用PC内蔵一体型モデルです。内蔵Webカメラによるリモートサポートが行え、IOSとの総合化による快適なワークフローを実現します。また、高速回転10万回転スピンドルの搭載により、切削できるCAD/CAM材料の幅が広がり、切削時間も早く、様々なブロック材料のミリングが可能です。

標準価格＝E4 5,200,000円
Z4 7,800,000円

@My Recommendation

『オーラルガードⅡ』
＜セキムラ＞

標準価格＝大・小セット共通 8,500円

安全で広い術野を簡単に確保！

今回ご紹介いたします商品は、(株)セキムラから発売されております『オーラルガードⅡ』です。オーラルガードⅡは、歯科治療を阻害する要因である、治療時に突然動く舌、頻回に繰り返す嚥下運動、あふれる水、唾液等を取り除く歯科用吸引・防湿器具です。特徴は、簡易防湿、開口維持、舌圧排、誤嚥（誤嚥）予防をこれだけで行うことができる点です。そのため、効率をアップし、患者様の安全・安心と先生の術野の確保ができるメリットがあります。装着も簡単で、排唾管に差し込むだけで使用することができます。

実際に使用されている先生からは、「スクリーンのおかげで舌の圧排ができるところがいい。」「接続するのが排唾管だから、ホースが邪魔になりにくい。」というお声を頂いております。アシスト無しでもよりよい診療環境を望まれる先生に是非おすすめしたい製品です。製品の詳細・使用方法等につきましては弊社営業担当までお尋ね下さい。

※オートクレープ滅菌可能（滅菌温度 121℃以下/乾燥工程を避けること）

鹿児島店 営業三課 濱田 亮

UK REPORT

@New Books & Video

★今週の新刊

『漏洩ゼロをめざすラバーダム防湿パーフェクトテクニック 2nd edition』



日本のラバーダム防湿の現状を変えたロングセラー&決定版の待望の2nd editionが誕生！ラバーダム防湿に使用する各種器具の選択基準やラバーダム防湿の必要性を患者さんに説明する時の流れやトークを紹介。単独歯（有翼鉤、無翼鉤）、多数歯防湿（前歯、臼歯部、アドバンスなクランプ、フロスの使い方、ワーキングエリアを考慮したパターン、クランプの設置が困難な場合の設置法）のテクニックが詳細にビジュアルに学べる一冊。

- 著 = 辻本 真規
- 出版=インターアクション
- 価格=7,800 円+税

『顎顔面成長の基本原理』



本書は、レビュー形式で書かれた学生と指導のために、頭蓋顔面の成長発育についてのテーマを一冊にまとめた書。医学と歯学に加え、解剖学、生物学、生物数学、発生学、矯正学、自然人類学と形成再建外科など、様々な背景から専門知識が記載された一冊。

- 編=Andrew D.Dixon/David A.N.Hoyte Olli Ronning
- 訳=宮下 邦彦
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=32,000 円+税

別冊 ザ・クインテッセンス

『YEARBOOK2024 患者説明にも自信がつく今はこうする・こう考える義歯のケア』



安全かつ快適に、そして長く義歯が使われるために欠かせない義歯のケア。本書では、義歯ケアの最新の考え方やエビデンス、リラインや修理の手技、そして正しいケアを行ってもらうための患者説明など、義歯をより快適に、長く使うために押さえておきたい知識とノウハウが満載の一冊。

- 監著=村田 比呂司
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=7,000 円+税

『歯科医療安全管理マニュアル』



本書では、インシデント発生時の基本対応にはじまり、救急時に求められる対応（一次救命処置やAEDなどの使い方）、歯科医療事故防止の手順、感染管理などをコンパクトにまとめた書。歯科診療所における安全管理のテキストとして、日々の診療で医療事故を起こさないための参考書として役立つ一冊。

- 編=一般社団法人 日本有病者歯科医療学会 今井 裕/栗田 浩
- 出版=医歯薬出版
- 価格=5,600 円+税

『デンタルスタッフのための言い換え辞典 99』 ～トークが変わればホスピタリティはもっと向上する！～



今すぐ使える！毎日使える！便利な言い換え辞典が誕生！「この歯科医院はいつも感じがいい！」「これからもずっとここに通いたい！」「この歯科医院に勤めることができてハッピー！」日常の言葉遣いを「相手を第一に考えた印象の良い言葉遣い」に言い換えるだけで、患者さんはもちろん、スタッフからも喜ばれる歯科医院にアップデートすることができます。言い換えのスキルアップに役立つ一冊。

- 著 = 今蔵 ゆかり
- 出版=インターアクション
- 価格=4,200 円+税

『加速矯正による治療期間短縮のコンセプト』 ～スピード矯正研究会ケースブック～



一般的な矯正治療では、とくに成人患者の場合、治療に長期間を要するが、本書で紹介する「加速矯正」は、一般的な矯正治療に適切な外科処置や装置をつけることで、約半年から1年半程度まで短縮できる。本書では加速矯正の主な術式と治療期間のコントロールを図った症例を術式別に紹介した一冊。

- 監著=北村 敦/深澤 真一
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=22,000 円+税

『新人歯科衛生士・歯科助手院内マニュアル 第2版』 ～院長必携『ポケットマニュアル』院内版～



歯科衛生士・歯科助手の新人研修や、現場でのマニュアルとして圧倒的な定番である『ポケットマニュアル』（新書判）の内容を、そのまま大きくB5判とした『院内マニュアル』第2版。大きなサイズなのでみんなで見やすい、院内での研修や勉強会に圧用できます。歯科医院の業務のレベルアップに欠かせない一冊。

- 著 = 江澤 庸博
- 出版=医歯薬出版
- 価格=4,800 円+税

『医療・保健スタッフのための健康行動理論の基礎 第2版』 ～生活習慣病を中心に～



医療・保健分野の行動変容を理論に基づき解説する好評書の改訂版。ランダム化比較試験を中心とした最新のエビデンスに一新し、理論の補足や活用のコツを示すコラムも随所に追加。新たに序章や「社会的認知理論」の導入など、より充実した内容で紙面もリニューアルした一冊。

- 著 = 松本 千明
- 出版=医歯薬出版
- 価格=1,900 円+税