

UK REPORT

New Products

**ジェネモ クリニカムS
/モリタ
〈歯科用口腔内カメラ〉**



モリタから発売された“ジェネモ クリニカムS”は、フルHDカメラとLEDライトで鮮明に撮影が可能な口腔内カメラです。高解像度（1920×1080ピクセル）のフルHDカメラを搭載し、ヘッド部にはLEDライトを8基搭載。鮮明でクリアな画像や映像を撮影することができます。

【特徴】

- ボディは 54g と軽量のため、重さを気にせず使用でき、ワイヤレスで取り回しがしやすく、準備も簡単です。
- 防水規格 IPX5に準拠した防水性能で、水漏れによる故障のリスクを大幅に軽減します。
- 専用のクリニカムSアプリでは、患者さんごとの画像管理や画像比較ができます。撮影した画像を4分割画面で確認でき、画像を回転させて表示することも可能です。
- 付属品の使い捨て保護カバーを使用することで、カメラ本体に直接触れることなく口腔内を撮影でき衛生的です。
- タブレットやスマートフォンからWi-Fiで本体へ直接接続することで、画像や映像をリアルタイムに確認することができます。

標準価格=本体一式 58,900円

**ZENユニバーサルシリーズ
/クルツァー・ジャパン
〈ユニバーサルアドヒーズブ〉**



三井化学の開発力とサンメディカルの技術力を集結したユニバーサルアドヒーズブ“ZEN ユニバーサル”がクルツァー・ジャパンから発売されました。セルフアドヒーズブとボンディング材併用を選択できるユニバーサルセメントと、すべての被着体に対するプライマー機能を有するユニバーサルボンディング材をラインナップ。

【特徴】

- ZEN ユニバーサルセメントは、三井化学の優れた接着性・浸透性を有するモノマーを配合し、「セルフアドヒーズブでの使用」と「ZEN ユニバーサルボンドとの併用」を選択できるユニバーサルレジンセメントです。親水性と疎水性の2種類の新規重合開始剤を採用し、歯面から重合反応が開始することで、象牙質に優れた接着性を示します。
- ZEN ユニバーサルセメントの色調は、トランスルーセント、イエロー、ホワイト、オペクの4色をラインナップ。
- ZEN ユニバーサルボンドは、ZEN ユニバーサルセメント用のプライマーとして使用することで、被着体の接着性が向上します。さらにボンディング材としての使用はもちろん、知覚過敏処置やシーリング・コーティング材としても使用が可能です。

標準価格=
トライアルキット・単品ともオープン価格

**HK シンプルスケーラー
/サンデンタル
〈前歯部縁上用スケーラー〉**



サンデンタルから発売された“HK シンプルスケーラー”は、歯科衛生士「加藤久子先生」プロデュースによる前歯部縁上用のスケーラーです。1本で多彩なスクレーリングを実現する扱いやすさを追求したインスツルメントです。ステイン除去・プラーク除去・着色除去をシンプルに行うことが可能です。

【特徴】

- 両頭的一方は、先端が両刃で、叢生部や歯間部にもアクセスしやすいストレートシクルです。もう一方は、効率的に操作ができる絶妙なカーブのしゃもじ型ヘッドです。
- 上顎前歯部唇側では、上顎唇側から隣接面へと移行していく場合、スムーズに刃先の操作が行え、効率が上がります。
- 下顎前歯部唇側面では、叢生の歯牙でも、この小さい器具なら操作しやすく、先端まで両刃が付与されているので、効率的な除去ができます。
- 上顎口蓋面では、シャングの長さとし曲により到達性がよく、口蓋面へのアクセスが容易です。
- 下顎唇側面では、しゃもじ型で先端部全体に刃付けがされているため、歯牙の形態に沿った器具操作が行いやすく、効率的に着色・プラーク・歯石の除去が行えます。

標準価格=1本 4,800円

My Recommendation

『コメット技工カーバイド
カッターHP FSQタイプ』
〈モモセ歯科商会〉



H73FSQ-014 | H77FSQ-023 | H79FSQ-031 | H79FSQ-040 | H79FSQ-070 | H129FSQ-023



H138FSQ-023 | H139FSQ-023 | H251FSQ-060 | H261FSQ-023 | H351FSQ-060

標準価格=6形態 4,000円
5形態 5,400円

滑らかな切削面で研磨を時短！PEEK冠の調整に最適！

今回ご紹介するのは(株)モモセ歯科商会より発売しております『コメット技工用カーバイドカッターHP FSQタイプ』です。

このバーはPEEKやハードアクリルの切削の為に作られたHP用のカーバイドバーです。特徴と致しましては、①切削面にバリが出づらいブレードデザイン、②PEEKの粘りある材質も絡みつかず目詰まりしないので切削効率が良い、③PEEKの内面調整、サポートの除去、咬合面の調整に有効、などがあります。

実際にご使用していただいた感想は、「咬合調整しながら面が滑らかに整えられるので後の研磨工程が楽になる、大変重宝している。」との事でした。PEEK冠の切削に悩まれている方、これからその作業を行われる方は是非一度お試しになられてはいかがでしょうか。製品詳細につきましては弊社営業担当者までお問い合わせください。

久留米店 営業一課 野口 義治

UK REPORT

@New Topics

★UK BOOST 企画 “イボクラールピバデント オプトラゲート” キャンペーンのご案内！

オプトラゲート(開口器)で集中と効率的なワークフローを実現！

当社営業マンが厳選したおススメしたい商品“Boost 企画”として、イボクラールピバデント(株)から好評発売中の開口器『オプトラゲート』のキャンペーンを 4月20日までの期間中、特別価格にてご提供させていただきます。オプトラゲートはラテックスフリーの開口器で、その独特の柔軟性と弾力性により、患者様の開口を助けながら快適に装着でき、口腔内の防湿を容易にします。是非ともこの機会にお試しいただきたい製品です。キャンペーン中の特別価格など詳細につきましては当社営業担当者までお気軽にお尋ねください。

【オプトラゲートの特徴】

- オプトラゲートは、頬粘膜と口唇を均等にかつやさしく広げるため、頬粘膜と口唇を排除することを意識しないで治療に集中できます。
- ラテックスフリーのオプトラゲートは、やわらかい素材で作られているため、患者様により高い快適性を与えます。また、患者様の口を長時間にわたって無理なく開口してくれるため、治療効率の向上が可能です。
- オプトラゲートは様々な治療に対応可能です。デンタルミラー等による頬粘膜と口唇排除から起きる疲れは、オプトラゲートで緩和することが可能です。
- レギュラー・スモール・ジュニアの3サイズをラインナップ。

標準価格＝1箱(80枚入) 28,000円

特別価格でご奉仕いたします！

UK BOOST #4 キャンペーン期間
2024年 3月21日～4月20日
2024年3月21日～4月19日は下記商品名を
期間限定 特別価格にてご奉仕いたします。
キャンペーン最終日は午前10時ご注文分まで
とさせていただきます。

Information for products carefully selected every month.
今回ご紹介する商品は
オプトラゲート で集中と効率的なワークフロー
患者様の開口をやさしく助け、治療効率向上につなげる開口器
オプトラゲートは、ラテックスフリーの開口器です。
その独特の柔軟性と弾力性により、患者様の開口を助けながら快適に装着できます。

安心・安全なラテックスフリー
治療を成功させるために、患者様にとって快適性の高い、パーシャルインレーション(簡易隔離)は良く使用される方法です。直接修復時だけではなく、セメンテーションの際にも防湿が不可欠な症例に、簡易隔離ができるオプトラゲートは、審美治療の長期にわたる成功の基盤となります。
患者様の口を長時間にわたって無理なく大きく開口してくれるため、治療の効率も向上します。

幅広い症例で活用
オプトラゲートは、様々な治療に対応可能です。デンタルミラー等による強制的な頬粘膜と口唇排除から起きる疲れは、オプトラゲートで緩和できます。


ホワイトニング 口腔内スキャン セメンテーション レジン充填 小児歯科のPMTC 矯正治療

@New Books & Video

★今週の新聞

『必ず上達 歯科小手術』

～ここからはじめる！これならできる！テクニック～



主に小手術を手がけていない一般開業歯科医を対象に“まずはここから”“これならできる”という手技に絞り、習得のポイントを解説。1章では効果的で確実な局所麻酔や無理なくきれいにできる切開・剥離・縫合など、基本的なテクニックを動画つきで、2章では拔牙や膿瘍切開、嚢胞摘出、小帯切除など、術式別の要点と実際を、3章では有病者や偶発症への対応について簡潔にまとめた一冊。

- 編著＝原田 浩之
- 出版＝クインテッセンス出版
- 価格＝8,800円＋税

別冊ザ・クインテッセンス

『薬 YEARBOOK '24/'25』

～患者に聞かれても困らない！

歯科医師のための「薬」飲み合わせ完全マニュアル～



高齢者に多いお口のトラブル、口腔粘膜疾患の見分け方とその各治療薬について解説のほか、嚥下機能が低下した高齢者への服薬支援について詳述。薬の飲み合わせにおいては、日常で遭遇頻度の高い服用薬の見直しを図り、高血圧症や糖尿病など疾患別に、処方可/要慎重/減量・休薬/併用禁忌・原則禁忌など方策が瞬時にわかる一冊を掲載した一冊。

- 監修＝朝波 惣一郎/王 宝禮/谷郷 香
- 出版＝クインテッセンス出版
- 価格＝5,800円＋税

『超速でわかる象牙質知覚過敏』

～Dr.とDHのための最新知識と製品情報～



本書は、知覚過敏の診断と治療のフローを示し、患者には象牙質知覚過敏のメカニズムや治療を上手に説明できて、また主に歯科衛生士にはその最新情報や製品情報がわかるように、イラストや図表でわかりやすくコンパクトに、この病気の研究や臨床に長年かかってきた先生方が解説した一冊。

- 編著＝吉山 昌宏
- 著＝宮崎真至/須崎明/向井義晴/保坂啓一
米倉和秀/伊田百美香/高木仲人/大原直子
- 出版＝クインテッセンス出版
- 価格＝4,000円＋税

別冊 歯科衛生士

『写真でわかる できる 自信がつく』

新人DHお助けBOOK』



入職1～3ヶ月以内の歯科衛生士がつまずきやすい「患者導入・医療面接」「口腔内検査」「印象採得」「エックス線写真撮影の位置づけ・読影」のテーマにしばった指導書。写真をいっしょに使用した誌面は誰がみてもわかりやすいつくりで、まさに新人歯科衛生士にとって頼みの綱となる一冊。「良い例」だけでなく「悪い例」も写真つきで解説しているため、新人指導に悩むスタッフや歯科医師にとっても重宝する書。

- 監修＝高田 光彦
- 著＝高橋 規子
- 出版＝クインテッセンス出版
- 価格＝4,200円＋税