

UK REPORT

New Products

ソニックアーコードレスパワー フロッサー3000/モリタ 〈口腔洗浄器〉



モリタから5月21日発売される“ソニックアーコードレスパワーフロッサー3000”は、X型水流の4方向ノズルから出る水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の歯垢をしっかりと洗い流すことができる口腔洗浄器です。2つのモードと3段階の強さから口腔内の状況に合わせて選べます。また、タンク部分を取り外して洗うことができるので清潔に保つことが可能です。

【特徴】

- 手軽に使えてお手入れしやすいコードレスモデルです。
- クリーンモード（標準水圧）とディープクリーンモード（一定間隔で強弱をつけた水流・歯間移動ガイドあり）の2つのモードを選べます。
- 口内全体を徹底的に洗浄したい方に「カドストリームノズル」、また、強いパワフルな水圧がお好みの方に「スタンダードノズル」の2種類から選べます。
- ハンドル本体は防水加工が施してあるので、水場や浴室でも使用できます。

患者参考価格＝本体一式

15,400円（税込）
ノズル（2入）各3,772円（税込）


リライアワックス/モリムラ 〈光重合型歯科矯正用粘膜保護材〉



モリムラから発売された“リライアワックス”は、矯正装置の周辺部を被覆し光重合することにより、次回の診療までの期間中、被覆した状態を維持することができる光重合型歯科矯正用粘膜保護材です。口腔粘膜と歯列矯正用ブラケットの突起部等が擦れることでの擦過傷等の発生を防ぎます。

【特徴】

- クリスタルクリア色で目立たず、日常的な飲食やブラッシングでも耐久性がある粘膜保護材です。
- 口腔粘膜を保護することができるので、患者様の不快感を軽減します。
- ブラックライト下では蛍光反応します。
- 探針やピンセット等を用いて、一塊で簡単に除去することができます。
- 1.5gあたり、ブラケットのフック部約120回適用可能です。



標準価格＝1本（1.5g入） 6,000円

エライ PMMA ディスク /ペントロンジャパン 〈CAD/CAM加工用PMMAディスク〉



ペントロンジャパンよりCAD/CAMによる効率的なプロビジョナルクラウンやテンポラリークラウンを作製可能な切削加工用レジンディスク“エライ PMMA ディスク”が発売されました。サイズはφ98×20mmとφ98×16mmの2種類で、シェードは歯冠色の3シェード（A1・A2・A3）のみに特化することにより、コストパフォーマンスに優れています。

【特徴】

- ミリングバーへの絡みつきが少ない優れた切削性が得られます。
- キメの細かい滑沢なミリング面が得られます。
- 艶が出しやすい高い研磨性を有します。
- VATA シェードに近似した高い審美性。
- 133MPaの高い曲げ強度があり、ロングスパンの症例にも対応します。
- 追加染盛したレジンとの親和性が良好です。



標準価格＝20mm厚（1枚入）3,600円
16mm厚（1枚入）3,400円

@ My Recommendation

『MD520 インプレッション』 〈デュールデンタル〉



標準価格三

MD520 インプレッション 8,100円
インボウル 5,900円
ハイゴボックス 12,000円

歯科に携わる皆様の身を守る！各種印象体の洗浄除菌液！

今回ご紹介させていただきます商品は各種印象体に使用することが出来る洗浄除菌液『MD520 インプレッション』（デュールデンタル）です。この商品は様々な印象体、例えばアルジネート、寒天、シリコンに使用することが出来る除菌液です。印象体は患者様の唾液や血液が付着しており、感染物質が多く存在しております。その為この『MD520 インプレッション』を用いることで院内で勤務されている先生やスタッフの皆様のみならず、お出入りされている技工所様に対しましても不慮の感染のリスクから守ることが出来ます。作用範囲としましてはバクテリア、結核菌、真菌類、B型、C型肝炎、HIV、コロナウイルスなどを含むエンベロープウイルス及び、アデノウイルス、SV40 ポリオーマウイルス、ノロウイルス、ポリオウイルスなどの非エンベロープウイルスとなっております。使用方法も簡単で別売されておりますインボウルもしくはハイゴボックスを用います。インボウルもしくはハイゴボックス内に印象体を入れ、MD520 インプレッションを原液で5分間浸漬するだけです。

実際にご使用いただいております先生より、「5分浸漬するだけで、歯科に携わる多くの人々を感染から守ることが出来る。ハイゴボックスを使用する事で同時に6床、印象体を除菌できる点は便利であり、薬液も50床分連続して使用でき、コストパフォーマンスが良い点も魅力。」とのお声を頂いております。是非この機会にお試しください。

久留米店 営業二課 大森 裕喜

歯科医院経営を考える(556)

デンタル・マネジメント・コンサルティング
門田 亮

～ 継続的な社会との関わりを ～

内閣官房に設置されている「新しい資本主義実現本部」での会議資料において、国立長寿医療センターが発表した資料を基にした【社会とのつながり方の種類数と認知症発症リスクとの関係】という資料によりますと、社会とのつながりがまったくないか、またはつながりが1種類の場合の発症リスクを100とした場合、5種類のつながりを持つ人の認知症発症リスクは54%に低減されるということです。

5種類のつながりとは、「配偶者がいる」「同居家族と支援のやりとりがある」「友人との交流がある」「地域のグループ活動に参加している」「何らかの就労をしている」というものであり、調査内容は、2003年に要介護認定非該当であった男女約14,000名を対象に、その後の認知症を伴う要介護発生状況を10年間追跡したデータを解析したものだそうです。それぞれ、2種類のつながりを持つ人の認知症発症リスクは86%、3種類75%、4種類65%、そして先述の5種類のつながりを持つ人が54%と、社会とのつながりの数の多さに伴って認知症発症リスクは低減するという調査結果が示されています。

企業においては定年年齢が徐々に上がり、労働力確保に加えて若年者の社会保障費などの負担を少しでも和らげるために、70歳まで働き続けられる社会の実現に向けて政府はさまざまな制度改革等を行っているところです。また、実際の身近な生活者の実情を見ましても、60歳の定年を迎えたのちは、顧問や子会社への出向等で65歳前後まで働く人が多く見られるほか、現役時代に築いた友人関係を大切にゴルフなどスポーツ三昧の日々を送る大手企業元常務、退職者を集めそれぞれが持つ知識やノウハウを持ち寄って新たな事業を興そうと張り切る電器業界元専務、古民家を改装して広いリビングダイニングを作り、自ら作る手料理を友人に振舞う弁護士など、いつまでも社会とのつながりを大切にしようとする方は精力的に活動をする印象があります。元経営者や専門家でなくとも、定年後にベンチャー企業の門を叩き、培った人脈を生かしてもう一旗揚げようとする元管理職も毎日を充実して過ごしています。

昨今、そろそろ事業承継や事業売却をしようかとおっしゃる歯科医院院長と話す機会が増えてまいりましたが、お話をするとときに切に願うことは社会とのつながりを持ち続けられてほしいということです。そのために細々とでもよいので診療を継続することはできないか、地域のコミュニティーの場所として歯科医院を存続させることはできないかと持ち掛けることもあります。高齢になった患者さんが最後まで信頼して通い続けられる医院であってほしいと望むと同時に、仕事(診療)に没頭してきた長い年月が途切れた時に、虚無感に苛まれることがないように願うばかりです。

(つづく)

※玉手ニュース 2024年 5月号より転載

New Books & Video

★今週の新聞

『全科実例による社会保険歯科診療 令和6年版』
書籍版 & オンライン版

『歯科保険請求 2024』



2024年の診療報酬改定は、歯科医院の日常臨床に関わるさまざまな項目に追加・修正があります。医歯薬出版の「赤本」では、歯科診療報酬請求の実際を、症例を交えて具体的に詳しく解説。これまで通りの「書籍版」と、書籍版の内容をデジタル化してさまざまな機能を加えた「オンライン版」の2つの形態で発行。

- 編 = 歯科保険研究会
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 書籍版 10,000円+税
オンライン版 10,000円+税



6年に1度の医療・介護等同時実施で、かつ6月度施行に変更された令和6年度大改定を網羅した特集号。物価高騰を踏まえたスタッフの賃上げ等への対応、医療DX推進のための情報通信機器を用いた歯科診療の評価、継続的な口腔管理の取組を推進する、かかりつけ歯科医院機能の見直し、光学印象等新規技術の保険導入など、多様な改定事項を巻頭カラーで項目別にかかりやすく解説した最新版「青本」!

- 編 = お茶の水保険診療研究会
- 監修 = 東京医科歯科大学
歯科同窓会社会医療部
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 10,000円+税

