

UK REPORT

New Products

オートミキサー /ピーエスエーサクライ <リチャージブルオートミキサー>



ピーエスエーサクライから発売された“オートミキサー”は、シリコンカートリッジを電動で自動練和するリチャージブルミキサーです。電動なので、習熟度に関わらず一定の速度で安定した練和を実現します。

【特徴】

- 自動練和だから短時間で印象採得の準備が可能です。
- 握力が必要な硬い印象材でもラクラク練和できます。状況に応じて据置きでも、手に持った操作でもどちらでも使用できます。
- チップ全長はわずか 35mm で、特殊構造のミキシングチップは電動でブレードが回転します。そのためチップが短くすみチップ内部に残るシリコン印象材を削減します。また、気泡の発生もほとんどありません。

標準価格=本体一式 59,800 円
専用ミキシングチップ (50 本) 2,800 円
オートミキサー収納BOX 6,800 円

エンドセム MTA クイック ペースト R / ペントロンジャパン <歯科用覆髄材料>



ペントロンジャパンより発売された“エンドセム MTA クイックペースト R”は、精製純度の高いケイ酸カルシウムを充填に適した粘稠度に混合したプリミックスタイプの MTA セメントです。充填後は周囲の水分と反応し、初期硬化が約 3 分と速硬性を有しています。

【特徴】

- 流動性を抑えたペースト状に調整されているため、目標の部位へ適量を充填できます。
- 主成分である精製されたケイ酸カルシウムは、サブミクロンサイズ (1/1000mm 以下) の粒子に均質化されており、象牙細管にまで浸透、そして速硬するため、辺縁封鎖性が高く、かつ硬化後の圧縮強度、耐溶解性にも優れています。
- 色調がホワイトのペースト性状は、従来のペーストタイプとパテタイプの間程度で、充填部位に吐出後流れることなく充填をすることができます。
- 充填後は水和反応により水酸化カルシウムを生成するため、pH 値 12 の高アルカリ環境を維持し、高い抗菌性を発揮。
- X 線造影剤として二酸化シリコンを配合。充填後の予後観察はもちろんのこと、耐変色性にも優れ、充填箇所の色調が透過しにくく、審美的要件を求められる部位にも使用可能です。

標準価格=2g シリンジ入 12,000 円

レイアート evo / 日本歯科商社 <ポーセレンブラシ>



日本歯科商社から発売されたポーセレン築盛ブラシ“レイアート evo” (レンフェルト社製) は、新開発のバイオニックヘアを使用した天然毛に近い吸水性と操作性で、繊細で美しいレイヤリングテクニックを可能にするプレミアムブラシです。

【特徴】

- 天然毛ブラシに近い吸水性と操作性を持ち、筆先はコーン型と高級ブラシに多いフレーム型で成形しました。
- 筆先に細さ、張り、弾力性、安定性により、レイヤリング時に最適なハンドリングが可能です。
- 特殊な分子構造のブラシ繊維により、水分を最適にコントロールします。
- 長期に渡って形状を維持し、先端の割れが起りにくい毛先です。
- 様々なサイズの替ブラシがあり、ブラシチップの交換が簡単で優れたコストパフォーマンスを実現します。
- 人間工学に基づいたブラシハンドルは、アノダイズ処理により、耐食性や耐摩耗性を高めたアルミニウムを使用しています。
- 筆先形状は全 9 種類、ハンドルは 2 種類。

標準価格=1 本 9,000 円~16,000 円
替ブラシ (2 本入) 9,000 円~24,000 円

@ My Recommendation

『セラカル PT』 <モリムラ>



標準価格=セラカル PT (4g 入) 16,000 円

歯髄保護はさらにその先に!

今回ご紹介させていただきます商品は、(株)モリムラより発売されているレジン強化型ケイ酸カルシウム覆髄材料『セラカル PT』です。“Thera”ファミリーの商品で、露髄面や湿潤象牙質に適用するデュアルキュア型 MTA 系覆髄材料です。ビスコ社独自の製法により、疎水性モノマー、親水性レジンマトリックス、ケイ酸カルシウム (ポルトランドセメント) を配合し、覆髄に重要な生体親和性・カルシウムイオン放出・強アルカリ性・低溶解性・高い封鎖性を可能にしました。

現在ご使用いただいている先生からは、「生活歯髄切断法・乳歯部分断髄症例にも使用可能で、先端のデュアルシリンジ・ディスペンシングチップは適用部位に到達しやすいように長く曲げることができ、とても便利です。」とお言葉を頂きました。セラカル LC・セラベースは現在キャンペーン中でもありますので、あわせてこの機会にご検討頂けましたら幸いです。商品に関しましては弊社営業担当者までお問合せ下さい。

熊本店 営業一課 梅田 博文

UK REPORT

@New Topics

★宇都宮グローブ新規取り扱い開始のご案内！

伸びる！やわらかい！破れない！軽い！

“質”で選ぶなら宇都宮のグローブ！

弊社では、医療用グローブ製造メーカーである宇都宮製作株式会社との業務提携により、安心の品質で定評のニトリルグローブ、天然ゴムラテックスグローブの取り扱いを開始いたしました。8月20日までの期間中、特別キャンペーンといたしまして4種類のグローブを特別価格でご奉仕いたしております。今回取り扱うプロプラスは、「まもる」を製る！を具体化するため、価値や体験をお客様に提供することによって、お客様の課題解決支援を行う付加価値型の商品・サービスを発信する宇都宮ブランドです。是非この機会にご用命いただけますようお願い申し上げます。尚、サンプル品もご用意しております。弊社営業担当者までお申し付けいただきますと、製品の違いをご体験いただけます。

【取り扱い製品】

- プロプラス ニトリルグローブ MET PF 検査・検診用（ライラック）200 枚入
- プロプラス ニトリルフィット ME-PF 検査・検診用 200 枚入
- シンガー ナチュラルグローブ NR（天然ゴムラテックス）100 枚入
- シンガー ラテックスグローブ スペリ止め付 100 枚入

特別価格でご奉仕いたします！

※特別価格につきましては
営業担当者にお尋ねください！

UK DENTAL X 宇都宮製作株式会社
 質で選ぶなら宇都宮のグローブ！
新規取り扱い開始 特別キャンペーン
 キャンペーン期間
 2024年 6月10日～2024年 8月20日
 ※キャンペーン期間は午前10時までの発注までとさせていただきます。
 2024年6月10日～8月20日は下記商品を期間限定にて **特別価格** でご奉仕いたします。
伸びる！やわらかい！破れない！軽い！ 宇都宮品質を是非ご体感ください。

Pro+
 プロプラスは、「まもる」を製る！を実現化するため、価値や体験をお客様に提供することによって、お客様の課題解決支援を行う付加価値型の商品・サービスを発信する宇都宮ブランドです。

プロプラスニトリルグローブMET PF検査・検診用（ライラック）
 品質の高さを誇るニトリル手袋です。
 柔軟な肌触り、破なしタイプの検査・検診用です。
 品番 NBR0301PF-VB
 サイズ展開 SS/S/M/L
 カラー ライラック
 材質 ニトリルゴム
 仕様 破なしタイプ（塩素処理）左右兼用

プロプラスニトリルフィットME-PF検査・検診用
 グローブカラーに目を惹いた革新的な形状。
 破なしタイプの検査・検診用ニトリル手袋です。
 品番 NBR0301PF-VB
 サイズ展開 SS/S/M/L
 カラー ホワイト
 材質 ニトリルゴム
 仕様 破なしタイプ（塩素処理）左右兼用

Singer
シンガーナチュラルグローブNR（天然ゴムラテックス）
 握力向上により、抜群のフィット感。
 品番 NBR0301PF-VB
 サイズ展開 SS/S/M/L
 カラー ナチュラル
 材質 天然ゴムラテックス
 仕様 破なしタイプ・塩素処理・左右兼用

シンガーラテックスグローブスペリ止め付
 すべり止め加工により、作業性に優れています。
 品番 NBR0301PF-VB
 サイズ展開 SS/S/M/L
 カラー ナチュラル
 材質 天然ゴムラテックス
 仕様 破なしタイプ・塩素処理・左右兼用

@New Books & Video


★今週の新刊 『患者さんにしっかり説明できる口腔機能低下症読本』 ～導入実践・保険算定 かんたんガイド～



口腔機能低下症の可能性がある高齢者の歯科医院への来院が増加している。本書はそんなときに最低限知っておきたい口腔機能低下症の基本知識、検査や保険算定法、口腔機能訓練法をわかりやすく網羅。「患者用・スタッフ用の切り離して使える16枚の説明用シート」と「口腔機能精密検査方法の解説動画1本」とともにやすく理解でき、臨床に即実践できる一冊。

- 監著＝鈴木 宏樹/松村 香織/萩野洋一郎
安藤 壮吾/吉岡 和彦/今井実喜生
- 出版＝クインテッセンス出版
- 価格＝7,500円＋税

『歯髄保護の診療ガイドライン』



超高齢社会において、長期の歯の健康維持には歯髄保護がきわめて重要との認識が広がってきているいま、日本歯科保存学会と日本歯内療法学会が「歯髄保護」に焦点を当て、協働で編纂した診療ガイドライン。『う蝕治療ガイドライン』（日本歯科保存学会編）のクリニカルエッセンス（CQ）のうち、「象牙質の深さ2/3を超える深在性う蝕」を対象として4つのCQでまとめた一冊。

- 編＝特定非営利活動法人 日本歯科保存学会
一般社団法人 日本歯内療法学会
- 出版＝永末書店
- 価格＝4,000円＋税

『外傷歯保護のための口腔内装置』 ～保険適用と患者対応～



歯に外傷を受けた18歳以下の患者さんが保険適用の対象となるが、これを機にマウスガードの有用性、信頼性の認識も深まるものと思われる。本書は、正しい適用のタイプ、間違いないつくり方などを、スポーツ歯科臨床のエキスパートと保険に詳しいベテランが中心となって、わかりやすく解説した一冊。

- 監修＝杉山 義祥/安井 利一/柳川 忠廣
- 編集＝上野 俊明/片山 幸太郎
竹内 正敏/中島 一憲
- 出版＝医学情報社
- 価格＝5,000円＋税

『新編 顎関節症 第3版』



日本顎関節学会による「顎関節症初期治療診療ガイドライン 2023 改訂版」「顎関節症治療の指針 2020」「顎関節症の診断基準 2019」の発表や、画像診断の進歩、口腔内装置治療の考え方などの新見識から、追加・修正すべき内容を精選して盛り込んだ待望の第3版。目次、専門用語が整理され、「病態分類の診断決定樹」も巻末に掲載した一冊。

- 編＝一般社団法人 日本顎関節学会
- 編集＝依田哲也/小見山道/五十嵐千浪
栗田浩/澁谷啓明/島田淳
濱田良樹/松香芳三
- 出版＝永末書店
- 価格＝7,500円＋税

