

UK REPORT

New Products

バキュレープ 118
バキュレープ 318Prime
/ジーシー
＜クラスB 高圧蒸気滅菌器＞



ジーシーより発売された“バキュレープ 118”と“バキュレープ 318Prime”は、ドイツのメーカーMELAG 社製の規格 EN13060 に準拠したクラス B 高圧蒸気滅菌器です。

【特徴】

＜118 と 318Prime 共通特徴＞

- 「プレストバキューム方式」の採用により複雑な中空構造の器材でも、内部まで蒸気を行き渡らせ滅菌できます。
- チャンパー内保護機構により定期メンテナンスを「2 年または滅菌 2000 回に 1 回」と低減しております。

＜318Prime の特徴＞

- 滅菌する器材にやさしい乾燥機能「DRY telligence」によりチャンパー内の器材の種類や質、状態に合わせて最適な乾燥時間を自動で設定します。
- 最大 7kg まで対応する「Heavy Duty」機能により器材の重量を判断し、滅菌・乾燥工程を考慮して滅菌します。

標準価格＝バキュレープ 118 一式
1,010,000 円～
バキュレープ 318Prime 一式
1,200,000 円～

YOX ウォーターフロッター
/TTU
＜小型口腔洗浄器＞



TTU より発売された“YOX ウォーターフロッター”は小型でありながらパワフルに水のかで口腔内を手軽に清掃する口腔洗浄器です。

【特徴】

- ソフトクリーニングモードとストロングクリーニングモードの 2 段階のモードから選択が可能です。
- 防水機能でお風呂での使用も可能です。
- コードレスで使え、長持ちバッテリーにより約 40 日間充電不要です。
- ウォータータンク内は水で丸洗い可能です。
- 極細のノズルヘッドは本体に収納できるので持ち運びやすく、紛失の心配がありません。また、ノズルは 2 本付属されていますのでご家族で使い分けすることもできます。
- ブラックとホワイトの 2 色をラインナップ。

患者参考価格三
本体一式 14,850 円 (税込)

i-TFC ルミナスII シリーズ
/サンメディカル
＜支台築造用ファイバーポスト・コア＞



サンメディカルから発売された“i-TFC ルミナスII”は、妥協なき導光性と光にこだわり抜いたファイバーポスト・コアシステムです。

【特徴】

- ファイバーポストは新サイズ 1.8mmφ がラインナップされ 5 種類のサイズから選択が可能です。
- 導光性の高い光ファイバーをポスト中心に入れる事で、根管深部までしっかりと重ねることができます。
- LC フローS は操作性の良い光重合タイプのフロアブルレジンで、1 本で根管からコア部の築造まで使えます。
- 低重合収縮モノマー「LPS モノマー」を採用しており、重合収縮率 3.3 パーセントと低い収縮率になります。
- ユニバーサルとブルーの 2 色をラインナップ。
- ルミナスボンドIIと専用のキャタブラシを使用する事でデュアルキュアが可能でボンディング後は光照射なしで支台築造が可能です。

標準価格＝i-TFC ルミナスII
スターターセット 17,000 円
ファイバーポスト (10 入) 5,850 円
ルミナスボンドIIセット 10,700 円
キャタブラシ (100 入) 3,550 円

My Recommendation

『バイタルモニタ S-RSB』
＜セキムラ＞



標準価格＝S-RSB 675,000 円
S-RS 875,000 円

安心・安全な歯科治療に生体情報モニタはいかがでしょうか？

今回ご紹介させていただく商品は、(株)セキムラより発売されている生体情報モニタ『バイタルモニタ S-RSB』です。機能として、血圧測定、SpO2 測定、プリンタ機能、バッテリー機能、デュラセンサ DS100A 付です。特徴としては、画面大型化と一体構造でパラメーターを使いやすく凝縮し、シンプルな操作と見やすい大画面のタッチパネルディスプレイ、広視野のアラームインジケータ、測定エラーの少ない独自アルゴリズムなどがあります。

ご購入いただいた先生からは、「昨今、有病者の方が多く、安全に治療を受けていただく事に役立っています。」「測定していない時は分かりませんが、予想以上に血圧が高かったり、SpO2 が低かったりするのが分かり、安全対策ができるようになりました。」と喜びの声を頂いております。※この製品は対象疾患が追加された歯科治療時医療管理料 (医管) が算定可能です。(1 日につき 45 点) 是非、生体モニタを活用して質の高い安全管理を行ってはいかがでしょうか？詳細やデモ等、弊社営業担当者にお気軽にお問合せ下さい。

鹿児島店 営業一課 坂元 俊彦

UK REPORT

@New Topics

★ UK オリジナル製品 “UK ネクストクリンII” キャンペーンのご案内！

1つの液で3つの効果 洗浄！ 除菌！ 防錆！

弊社オリジナル製品でご好評をいただいております歯科用小器具洗浄除菌防錆液の“UK ネクストクリンII”を10月18日までの期間中、特別価格にてご提供させていただきます。“UK ネクストクリンII”は、蛋白質分解酵素を配合し、優れた洗浄力、血液、脂肪、蛋白質、膿汁などの有機物を除去する歯科用小器具洗浄除菌防錆液です。この機会に是非ともご用命の程宜しくお願いいたします。詳細につきましては弊社営業担当者までお申し付けください。

【UK ネクストクリンIIの特徴】

- 洗浄成分に蛋白質分解酵素を加えることで洗浄力がアップ！
- CAE、アルキルジアミノエチルグリシンによる確実な除菌効果が得られます。
- 非亜硝酸系有機防錆剤の配合により、金属の腐食発生を防止します。
- ミントの爽やかな香りで嫌な臭いを軽減します。
- 幅広い濃度で使用できるため経済的です。

【容量】4000ml 【標準価格】9,700円

特別価格でご奉仕いたします！

※特別価格につきましては
営業担当者にお尋ねください！

UK DENTAL OEM PENETRATION
8/21-10/18
※キャンペーン期間は午前10時までの受付までとさせていただきます。
2024年8月21日～10月20日は下記商品が期間限定にて特別価格でご奉仕いたします。

対象商品
歯科用小器具洗浄除菌防錆液
UKネクストクリンII 容量 4,000ml
標準価格 9,700円(税別)

優れた洗浄力で血液、脂肪、蛋白質、膿汁などの有機物を除去する
歯科用小器具洗浄除菌防錆液です。

強力な洗浄力
洗浄成分に蛋白質分解酵素を加えることで洗浄力がアップしました。

確実な除菌力
CAE、アルキルジアミノエチルグリシンによる確実な除菌効果。

安心の防錆力
非亜硝酸系有機防錆剤の配合により、金属の腐食発生を防止します。

アラスの効果
アラスによる爽やかな香り、嫌な臭いを軽減します。

さらに経済的
幅広い濃度で使用できるため経済的です。

※2液併用（洗浄と防錆）と「用法・容量」をお読みください。
用 途： 歯科用小器具の洗浄、除菌及び防錆
ステンレス器具の洗浄及び防錆

主 成 分： 高濃アルコール系非イオン界面活性剤
CAE、アルキルジアミノエチルグリシン
非亜硝酸系有機防錆剤、蛋白質分解酵素、香料

使用方法： ●小器具（リマー、バー）
濃度洗浄
2～10倍希釈液に10分浸漬した後、充分すすいでください。
経路洗浄
10～20倍希釈液で10分洗浄してください。
●器具（インスツルメント類）
経路洗浄
50～100倍希釈液で30分以上浸漬した後、充分すすいでください。
経路洗浄
100～200倍希釈液で10分浸漬してください。
※液の交換は汚れの程度によりできるだけ早めに行ってください。
※本剤はまれにアレルギーを生ずることがありますが、性能には影響ありません。
※洗浄後の器具は滅菌処理をしてください。


危険

（販売先）UK DENTAL
TEL:062-0367
熊本県熊本市区西渡辺2丁目1番地

@New Books & Video

★今週の新聞

『チェアサイド・介護で役立つ 口腔難治性疾患アトラス』
～舌痛症・口腔乾燥症・味覚異常・口臭症の診断と対処～



従来、「舌痛症は心身症」とされ、「味覚異常には亜鉛」「口臭には歯周治療」などの画一的対応がさがちだったが、現在はこれらの症状は解明されつつあり、コントロールできるようになってきている。本書では基礎医学や臨床の事実に基づき、舌痛症や味覚異常などの「口腔難治性疾患」の発症機序や診断・対処のポイントを整理し、わかりやすい図で解説。患者を苦しみから救う助けとなる一冊。

- 著 = 中川 洋一
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=12,000円+税

『CAD/CAM冠、ジルコニアが
とれないための処方箋』



審美的な要求の高まりや昨今の金属材料の高騰から、メタルフリー修復へとシフトしている。このメタルフリー修復に用いられるCAD/CAM コンポジットレジンブロック冠とジルコニア系セラミック冠はとれやすいのか？とれないためにどうしたらいいのか？その接着阻害因子の対策、進歩している接着の術式・材料・機器について、メタルフリー修復・接着のエキスパートらが解き明かした一冊。

- 編著=二階堂 徹
- 著=猪越正直/高橋礼奈/峯篤史/加藤正治
本田順一/窪地慶/小峰太
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=7,000円+税

『今さら聞けない・でも知りたい
基本から学び直すインプラント補綴』
～設計・製作・装着・経過観察がまるわかり～



インプラント治療の両輪である外科手技と補綴手技。本書では後者のインプラント補綴治療に焦点を当て、その基本的な知識から設計・製作・装着・経過観察に至るすべてのステップについて、図表と症例、根拠となる文献を示しながら丁寧に解説。材料や技術がアップデートされていっても変わらぬインプラント補綴治療の基本を理解するために役立つ一冊。

- 著 = 和田 誠大
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=10,000円+税

別冊 ザ・クインテッセンス
『口腔外科 YEARBOOK 一般臨床家、
口腔外科医のための口腔外科ハンドマニュアル24』



本書2023年版「薬剤関連顎骨壊死(MRONJ)ポジションペーパー2023」特集の続編として、抜歯の創処理や休薬のタイミング、手術法の選択など、実臨床でのヒントとなる、より実践的なテーマを第2報として収載した一冊。

- 編 = 日本口腔外科学会
- 編集委員=池邊哲郎/桐田忠昭/原田浩之
岸本裕充
- 編集顧問=古郷幹彦/鄭漢忠
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=6,600円+税

