

UK REPORT

New Products

エネルゴ/デンツプライシロナ ＜コントラアングル ハンドピース＞



デンツプライシロナから発売された“エネルゴ”は環境へ配慮した製造工程により、温室効果ガスの排出を抑えたコントラアングルです。

【特徴】

- デンツプライシロナのエンジニアリングと材料化学のシナジーによりギアの摩擦と摩耗を大幅に低減し、3年保証でサポートいたします。(T1のみ)
- バー交換の際、プッシュ操作に要する力を約40%低減します。
- 改良型光ファイバーにより透過率が34%向上します。
- ヘッドの小型化により、プレパレーションエリアへのアクセスが容易になります。
- セーフヘッド機能により使用中に誤ってヘッドキャップが押されても発熱を最小限に抑えます。

標準価格＝T1 シリーズ 139,000円～
T2 シリーズ 122,000円～
T3 シリーズ 99,000円～

デブライドメント micro チップ TN-2/白水貿易 ＜歯科用多目的超音波治療器＞



白水貿易から発売された“デブライドメント micro チップ TN-2”は、歯科衛生士が歯科衛生士のために考案したデブライドメント除去と柔らかい歯石のスケールリングを効率よく行うことができるP-MAX専用の新しい超音波チップです。

【特徴】

- ペリオモードで縁上プラーク除去が可能です、痛みや不快感を軽減させます。
- シャックが長いため、CEJ付近、コル周辺や歯列不正のプラーク除去もできます。
- 歯頸部付近のイリゲーションにも使用可能です。
- 歯に対してチップを面で接触させるので、効率よく処置を行うことが可能です。
- 別売のF.L.A.Gシステムを併用する事でより効率よく除去が可能です。
- 推奨パワー：デブライドメント＝P3 歯石（柔らかい）除去＝P5～P10

標準価格＝1本入 7,000円

Form 4B/モモセ歯科商会 ＜歯科用3Dプリンター＞



モモセ歯科商会から発売された“Form 4B”は次世代のMSLAプリントエンジンLFD方式を搭載した歯科用3Dプリンターです。

【特徴】

- 従来品の2～6倍の速さで造形が可能です。(材料の種類により変動)
- 最小50μmの高精細で複雑形状も鮮明に表現できます。
- モデルのインポートから二次硬化まで、分かりやすい操作とフローで誰でも簡単に手順を習得可能です。
- 従来品と比べレジン迅速かつ正確に供給し、無駄を最小限に抑えながら材料の切り替えも簡単です。
- 6種類の制御システムが、温度・レジン充填量、プリント時の過重・プリント状態をプリンター内部で正確に測定・維持します。

標準価格＝本体一式 1,250,000円

My Recommendation

『トクヤマ AP ミキサーⅢセット』 ＜トクヤマデンタル＞



標準価格＝本体一式 480,000円

今まで手間だった作業がワンタッチで！

今回ご紹介させていただきます商品は、トクヤマデンタルより発売されていますアルジネート印象材自動練和器『トクヤマ AP ミキサーⅢ』です。

特徴としましては、

- ①計量・練和が不要でワンタッチ操作でトレーに採得できるので、手練りと比較して時間が大幅に短縮され、作業効率が上がります。
- ②目視で必要量だけトレーに採得することができ、無駄が少なく経済的です。
- ③5段階の調度調節が可能で、症例に合わせて使い分けできます。

ご使用いただいている医院様からは、「手練りの時と比べて時間短縮ができ、何よりも楽！」「気泡が入らないか心配だったが、入らないので良い。」とお声をいただいております。是非、トクヤマ AP ミキサーⅢをお使いいただき、今まで以上に快適な診療環境を整えてはいかがでしょうか。商品の詳細につきましては、弊社営業担当者にお気軽にお問合せ下さい。

宮崎店 営業二課 坂田 知也

UK REPORT

@New Topics

★UK オリジナルキャンペーン！“セーフタッチ アドバンスド ブラック” ニトリルグローブ！

**「黒」の利点を最大限に！
歯科診療のデジタル環境に対応したニトリルグローブ！**

UK デンタルオリジナルキャンペーンとして、AR.メディコム・インク・アジア・リミテッドから新発売のニトリルグローブ“セーフタッチアドバンスドブラック”10箱（1ケース）と、泡洗浄と除菌が行える環境用フォーム“サーファセーフプレミアム”1本（750ml入）の特別セットを500セット限定で特別価格にてご奉仕いたします。“セーフタッチアドバンスドブラック”は、光を乱反射しない黒の利点を歯科診療に最大限活かしたニトリルグローブです。是非ともこの機会にお試しいただきたい製品です。キャンペーン中の特別価格など詳細につきましては当社営業担当者までお気軽にお尋ねください。

【セーフタッチ アドバンスド ブラックの特徴】

- 光の乱反射がない色（ブラック）なので、画像生成の邪魔をせず、IOS（口腔内工学スキャン）の精度の向上につながります。
- 歯とのコントラストが明瞭なため、術野を際立たせ、ライトの光をほとんど反射しない色（ブラック）なので、診療がしやすくなります。
- パウダークリーニング時の汚染された飛沫の付着が明確に可視化されるので、グローブの交換目安となり、感染防止につながります。
- 強度に優れた合成ゴム（ニトリルゴム）製で、長時間の着用でも疲れにくい、しなやかなグローブです。

特別価格でご奉仕いたします！

UKdental original campaign

2024-26-8

Medicom SafeTouch Advanced Black

Medicom Surfaseep Premium

キャンペーン期間 2024年8月21日～12月20日
※キャンペーン最終日は午前10時までの受注分までとさせていただきます。
※UKオリジナル製品企画商品は

セーフタッチ アドバンスド ブラック

期間中は「セーフタッチアドバンスドブラック10箱（1ケース）」と「サーファセーフプレミアム1本」の特別セットを500セット限定でご奉仕いたします。（※サイズ10箱1ケースでの商品となります）
※UKオリジナル製品セットのみ500セット限定とさせていただきます。

期間中に限らず予定数量に達し次第キャンペーン終了となります。（先着順）
受注状況によっては納品までにお時間を頂く可能性があります。予めご了承ください。

「黒」の利点を最大限に。ラテックスフリー パウダーフリー 5色展開

歯科診療のデジタル環境に対応。内歯歯根処理加工 滑り止め 無縫縫

光を乱反射しない黒の利点を歯科診療に最大限活かしたニトリルグローブです。

IOSスキャン精度の向上
光の乱反射がない色（ブラック）なので、画像生成の邪魔をせず、IOS（口腔内工学スキャン）の精度の向上につながります。

歯とのコントラストが明確で診療がしやすい。
歯とのコントラストが明瞭なため術野を際立たせ、ライトの光をほとんど反射しない色（ブラック）なので、診療がしやすくなります。

パウダークリーニング時の汚染された飛沫がわかりやすい。
パウダークリーニング時の汚染された飛沫の付着が明確に可視化されるので、グローブの交換目安となり、感染防止につながります。

手にフィットして使いやすい。
強度に優れた合成ゴム（ニトリルゴム）製で、長時間の着用でも疲れにくい、しなやかなグローブです。

Medicom アドバンスドブラックは 4サイズ XS M L XL
※XSのサイズはインサート無し商品により異なります。詳細は商品説明書をご覧ください。

サーファセーフプレミアム
泡洗浄と除菌が同時に
行える環境用フォーム
サイズ（内容量）：750ml
タイプ：液体
製造：アジア

手厚み：0.05mm以上
指先厚み：0.05mm以上
カラー：ブラック
製造：タイ

@New Books & Video

★今週の新刊

『MID-G型歯科クリニックの創り方』 ～Build the MID-G style clinic～



人口減少・人手不足の問題が注目され、デジタル化、DX化が加速するなど、ますます歯科医院経営のアップデートが求められます。本書は、「注目の最新器材」「診療を支える院内システム・ツール」「成功に繋がる組織体制」にかかわる項目について分析したうえで、具体的な製品・組織体制などに注目し、「どのような特徴があるのか」「そのような方針で歯科医院運営に活かしているのか」などについて解説した一冊。

- 監修＝MID-G
- 編集委員＝荒井昌海/和田匠史/栗林研治
白崎俊/神部賢/栗田隆史
- 出版＝デンタルダイヤモンド社
- 価格＝8,000円＋税



『“痛み”の臨床推論』 ～診断過程を可視化するための教科書～

月刊デンタルダイヤモンドの好評連載「症例に学ぶ診断マスターへの道」をベースに、「臨床推論（臨床診断推論）」を体系的にまとめた書籍が完成。口腔顔面痛の診断では、診断過程を“見える化”して進めることが重要であり、そのために「臨床推論」は欠かせません。本書では、経験だけに頼らず、論理的に診断を下すためのノウハウ「臨床推論」を解説した一冊。

- 監著＝和嶋 浩一
- 出版＝デンタルダイヤモンド社
- 価格＝8,000円＋税

『THINK SCIENTIFIC TOOTH PREPARATION』 ～頭で削る支台歯形成～



科学的根拠をベースとした形成の“思考と臨床判断”を習得するために、支台歯形成のエピデンスやガイドラインの情報をわかりやすく解説。形成手技の各ステップを、豊富な写真で図解し、各形成ステップのポイントや臨床的な評価項目など、臨床判断に至るプロセスの詳細をリストを用いて解説した一冊。

- 監修＝錦織 淳
- 著＝佐氏 英介/田村 洋平
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝10,000円＋税



『GPがアライナー矯正を行うときに外せないポイントをやさしく症例に沿って解説した本』

GPの著者が、自身の臨床と研鑽をもとに、GPが行うアライナー矯正の基本と治療の進め方をまとめた書。アライナー矯正のための基本的な検査から経過の見方などを徹底的に分りやすく解説し、一般的な歯科医院の設備でもアライナー矯正に取り組むヒントが満載。著者が取り組んだ症例13例、治療前から治療後までを提示し、GPがどこまでアライナー矯正を活用できるのかがわかる一冊。

- 著＝安河内 康史
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝13,000円＋税

