

# UK REPORT

## New Products

### D.REAMキット /コメット

＜歯科用切削ダイヤモンドバー＞



コメット（モモセ歯科商会取り扱い）から発売された“D.REAMキット”は、精選された24本のバーを1つのキットにまとめた歯科用切削ダイヤモンドバーです。

【特徴】

- キットの中にクラウン用、オクルーガルベニア用、ラミネートベニア用のバーを各種8本ずつ揃えています。
- ステンレスケース内部のバー収納下部にはバーの規格が印字されており、目視で判別できます。
- ケースごと滅菌が可能で、スタッフがバーの規格等を覚えて管理する必要がありません。
- インレー形成用のバーには2mm、4mmにデプスマーキングを付与しており、過不足の無い窩洞形成をサポートします。

標準価格＝

1キット（24本入） 40,800円

### CERAR I（セラリ） /ニッコ

＜舌クリーナー＞



ニッコ（モモセ歯科商会取り扱い）より発売された“CERAR I（セラリ）”は、強化磁器で作られた毛を使わない舌クリーナーです。

【特徴】

- 複数並んだ六角形の凹凸が、舌の汚れをマッサージするようにやさしく浮き立たせ、キャッチします。
- 舌にピンポイントで当たる「歯ブラシ」や「スクレーパータイプ」と違い、広い面積で当たるので圧力を緩和できます。
- スタイリッシュなデザインでセラミックス製のため、永く衛生的に使い続けられるサステナブルなアイテムです。
- カラーはグレー、ホワイト、ピンクベージュの3色をラインナップ

患者参考価格＝1本

4,400円（税込）

### リテーナーシャイン /JM ORTHO

＜矯正用リテーナー・マウスピース洗浄剤＞



JMORTHOより12月23日発売される“リテーナーシャイン”は、従来品の「リテーナーシャイン 顆粒」をリニューアルした矯正用リテーナー・マウスピース洗浄剤です。

【特徴】

- デザイン変更とともにボトルごとにシュリンク包装を施しており、商品を汚れや容器の開封・改ざんから防止します。
- 従来品は水の後に洗浄剤を入れる方法でしたが、リニューアルした物は洗浄剤の後に水を入れる方法になっています。
- 金属へのやさしさはそのままに洗浄力がアップしており、従来品以上の洗浄力を発揮します。また、口内炎や口臭の原因菌に対しても99.9%の除菌力を発揮します。

患者参考価格＝

1個（150g入）1,100円（税込）

## My Recommendation

### 『ZENユニバーサルセメント』 ＜クルツァージャパン＞



標準価格＝1本（4.8ml 9g）

ミキシングチップ20個付 オープン価格

### 選択可能なユニバーサルアドヒーズシステム！

今回ご紹介させていただく商品は、クルツァージャパンより発売されております『ZENユニバーサルセメント』です。セルフアドヒーズとボンディング材併用の選択ができるユニバーサルセメントとなっております。親水性と疎水性2種の重合剤が採用されており、歯面から重合反応が開始される為、象牙質とセメントの隙間がなく高い自己接着性能を発揮します。余剰セメントの除去のしやすさや操作時間にも余裕がある為、ロングスパンの症例等にも適しています。また「ZENユニバーサルボンド」との併用により、セメントとの界面にて親水性開始剤がタッチキュアして高い接着性を発揮し、PEEK冠等含む多様な補綴物の接着も可能となります。

現在お使いいただいている先生からは、「今まで色々なセメントを使用してきたが、完全に解決した。」とお声をいただいております。是非この機会に一度お話し頂ければと思います。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせ下さい。

鹿児島店 営業三課 当房 洋介

# UK REPORT

## @New Topics

### ★UK デンタル OEM 製品 “バイオハンター100” キャンペーンのご案内！

**血液・唾液等の汚れ・バイオフィーム(細菌の温床)を強力に分解除去！**

弊社 OEM 製品として好評発売中のスピットン・バキューム用除菌洗浄剤 “バイオハンター100” (製造元: アムテック株) を 12 月 20 日までの期間中、特別価格にてご奉仕いたします。特許成分の配合により、排水パイプやスピットンやバキューム類をいつもクリーンで衛生的に保つことが可能で、金属・プラスチック・コム等の材質への影響が極めて少ない除菌洗浄液です。サンプル品をご提供させていただいておりますので、是非この機会にご用命いただきますようお願い申し上げます。特別価格ならびに詳細につきましては、弊社営業担当者までお申し付けください。

#### 【バイオハンター100 の特徴】

- 特許成分配合により、配管に付着した血液・唾液等の汚れ・バイオフィーム(細菌の温床)を強力に分解除去します。
- 臭いの原因菌を徹底除菌します。
- 防錆成分配合で金属部材にも安心して使用できます。
- 廃棄しやすい減容ボトルを採用。
- 50 倍希釈で 1 本(2 リットル)で 100 リットル分作れます。
- 低発泡性。

※標準価格=2L 入 10,000 円

**特別価格でご奉仕いたします！**

## @New Books & Video

### ★今週の新聞

#### 『 歯科と睡眠 睡眠歯科医療をはじめましょう! 』



睡眠と歯科医療に密接なかわりがあるのをご存知でしょうか。睡眠時無呼吸や睡眠時ブラキシズムをはじめ、さまざまな睡眠関連疾患について理解を深め、日々の診療に取り入れることで、乳幼児から高齢者まで幅広く患者の健康に寄与できます。本書では、いま国民の注目を集める睡眠歯科医療を導入するためのハウトゥを紹介。睡眠歯科を始めるにあたって役立つ資料もダウンロードして活用できる一冊。

- 著 = 藤巻弘太郎 / 佐々生康宏 / 夫馬吉啓
- 出版=デンタルダイヤモンド社
- 価格=8,500 円+税

#### 月刊「歯界展望」別冊

#### 『 モノリシックジルコニアレストレーション 』



透光性が高く、天然歯に近い見た目を再現できる単一構造(モノリシック)のジルコニアを歯科臨床で活用するための書。モノリシックジルコニアを利用したクラウンやブリッジに加え、パーシャルベニア、インプラント上部構造など、さまざまな修復治療への活用とそのテクニックを紹介。治療や接着に関するメソッドがほぼ確立したモノリシックジルコニアを利用し、審美的性の高い治療を臨床に取り入れるためには絶好の入門書。

- 編著=三浦 賞子 / 新谷 明一
- 出版=医歯薬出版
- 価格=6,500 円+税




#### 『 採用難でもよい人材を確保するヒント 』 ～スタッフ採用これが決め手 part2～

「採用のことを考えると頭が痛い。」そんな悩みに答える書籍が完成！全国津々浦々の先生方がどのようにして求人・採用の課題・問題に取り組んでいるのか、25 の実例を取りまとめた。本書で紹介している都市部・地方のさまざまな歯科医院の試行錯誤を知ることで、読者の先生に合った採用課題解決のヒントが得られる一冊。

- 編 =デンタルダイヤモンド社 編集部
- 出版=デンタルダイヤモンド社
- 価格=5,000 円+税

#### 『 パーシャルデンチャーの基本を押さえた 』

#### IOD・IARPDの臨床 』



超高齢社会において、少数のインプラントの応用によるIOD、既存のパーシャルデンチャーを活かした IARPD の需要は高まっています。IOD・IARPD 臨床の成功には、インプラント治療に関する技術はもちろん、パーシャルデンチャーの設計理論、さらには欠損歯列・欠損補綴の正しい理解が求められます。豊富な長期経過症例の提示により構成される本書は、それらの知識・技術を盤石なものにする一冊。

- 著 =藤関 雅嗣
- 出版=医歯薬出版
- 価格=24,000 円+税

