

# UK REPORT

## New Products

### パノラ A1-2D/ヨシダ ＜歯科用レントゲン＞



ヨシダから発売された“パノラ A1-2D”は、シンプル操作、コンパクト設計ながら高品質なパノラマ撮影が可能な歯科用レントゲンです。

【特徴】

- 操作が不安な方も直感的に使える設計で、複雑な操作は不要です。
- 0.2mm の小焦点で高精細な画像が得られます。
- W862mm×D1,150mm の最小クラス設計で、スペースの限られているレントゲン室にもご導入いただけます。
- 断層可変テクノロジーにより、撮影完了後も患者さんの歯列や形状に合わせた画像を再構築でき、再撮影のリスクを軽減できます。
- 高さが低いショートタイプもラインナップしています。

標準価格＝本体のみ 3,260,000 円～

### アイジェクト/岡部 ＜歯科麻酔用電動注射器＞



岡部から発売された“アイジェクト”は、一定の速度で麻酔を注入できる歯科麻酔用電動注射器です。

【特徴】

- 最低速～高速までの 4 段階の注入速度をお選びできます。
- 手動モードと自動モードの 2 つのモードがあり、自動モードは注射開始後、痛みを感じにくくする独自のアルゴリズムに基づき、自動的に速度が上昇していきます。
- 1.8ml すべてを注入するまでにかかる時間は約 47～465 秒です。
- バッテリーを入れたままで充電可能で、クレードルに挿入した予備バッテリーと同時に充電可能です。
- バッテリー充電完了時間は約 3 時間で、フル充電での使用可能回数は 1.8ml カートリッジを約 20 回分になります。  
※使用状況により、異なる場合がございます。
- カートリッジホルダーはネジ式でストレートタイプとアングルタイプがあり、症例によって選べます。

標準価格＝スターターセット 198,000 円

### デントムース /ビーブランド・メディコーデンタル ＜矯正装置・マウスガード・義歯用除菌洗浄剤＞



ビーブランド・メディコーデンタルから発売された“デントムース”は、お手入れ簡単な泡状の矯正装置・マウスガード・義歯用除菌洗浄剤です。

【特徴】

- 機械的洗浄（ブラッシング）と科学的洗浄（洗浄剤）で効率的に除菌洗浄します。
- デンチャー、マウスガード、ナイトガード、矯正用リテーナー、床拡大装置等様々な用途にご使用できます。
- デンチャーブランク石灰化防止成分配合により、歯石の付着を防止します。
- 殺菌効果の高いカチオン界面活性剤を配合しております。
- ヤニ汚れにも高い除菌効果を発揮します。
- 携帯用のミニサイズや詰め替え用ボトルもございます。

患者参考価格＝

1 本 (300ml) 1,980 円 (税込)  
ミニ (80ml) 792 円 (税込)

## My Recommendation

### 『フィジオクリーン 歯石くりん』 ＜ニッシン＞



患者参考価格＝1 箱 (30 錠入) 1,320 円 (税込)

### まったく新しいタイプの義歯洗浄剤！

今回ご紹介させていただきます商品は、(株)ニッシンより発売されております『フィジオクリーン歯石くりん』です。本品は、歯科専売の義歯洗浄剤になります。義歯をキレイにする 3 つの特徴として、

- ①一般の義歯洗浄剤では除去出来ない蓄積した歯石を pH2.5 の酸性で緩やかに溶かす歯石溶解力があります。
- ②30 分の洗浄でカンジダ菌を 99.9%除去します。
- ③義歯表面の又メリヤヤニの汚れなど合わせて除去する洗浄力があります。

ご購入いただいております医院様からは、「患者様から歯石が柔らかくなり、取れやすくなった。」「匂い戻りが無い。」「マウスピースの歯石が綺麗になった。」など多くのお言葉をいただいております。是非この機会に一度お試しください。よろしくお願いいたします。詳細につきましては弊社営業担当者までお問い合わせ下さい。

宮崎店 営業二課 星子 紗耶乃

# UK REPORT

## @New Topics

### ★ UK Boost 企画 クラレノリタケデンタル “カタナクリーナー” キャンペーンのご案内！

**唾液や血液の汚染を一掃！これ1本で接着力を回復！**

当社営業マンが厳選したおススメしたい商品“Boost 企画”キャンペーンとして、クラレノリタケデンタルから発売中の『カタナクリーナー』を2025年3月19日までの期間中、特別価格にてご奉仕させていただきます。『カタナクリーナー』は、試適時などに生じる支台歯や補綴装置に対する唾液や血液、仮着材・仮封材の残留物による汚染をシンプルなステップで清掃します。是非ともこの機会にお試しいただきたい製品です。キャンペーン中の特別価格など詳細につきましては当社営業担当までお気軽にお尋ねください。

#### 【カタナクリーナーの特徴】

- リン酸エステル系モノマー「MDP」配合の弱酸性クリーナーです。
- リン酸エステル系モノマー「MDP」と塩基性成分から形成される塩（MDP 塩）の界面活性作用とこすり塗りによる物理的作用により清掃します。
- 唾液・血液による汚染への清掃に加え、新たに「仮着材・仮封材の残留物による汚染」への清掃にも対応。
- 歯質をはじめ、補綴装置（セラミックス・コンポジットレジン・歯科用ポスト・歯科用金属）等、口腔内外で使用が可能です。
- 本品を塗布し、10秒以上こすり塗り（マイクロブラシ・小筆・綿球・スポンジ等）。その後、本品の色がなくなるまで水洗し、エアー乾燥後、接着操作に移行。

**特別価格でご奉仕いたします！**


※特別価格につきましては  
営業担当者にお尋ねください！

UK DENTAL 2025-26-19  
2/3月号  
キャンペーン期間 2025年1月21日～3月19日  
2025年1月21日～3月19日は下記商品を期間限定特別価格にてご奉仕いたします。キャンペーン最終日は午前10時までのご注文分までとさせていただきます。  
今月の商品は 歯科セラミックス用接着材料  
**カタナ® クリーナー**  
管理医療機関 歯科セラミックス用接着材料  
（歯科用金属用接着材料）（歯肉治療用）  
医薬品承認証番号：301ABBZK00015000  
唾液や血液の汚染を一掃、これ1本で接着力を回復！  
試験時などに生じる「目に見えない汚れ（唾液/血液/仮着材・仮封材の残留物）」にも接着阻害のリスクがあります。  
※新たに「仮着材・仮封材の残留物による汚染」への清掃にも対応しました。  
口腔内外で使用可能  
● 歯質  
● 補綴装置  
：セラミックス  
：コンポジットレジン  
：歯科用ポスト  
：歯科用金属  
シンプルなステップ  
1. 塗布 2. 水洗・乾燥 3. 接着操作  
清掃の手間を削減し、接着を確実に、診療の効率化をサポート！  
「カタナクリーナー」により、試験時などに生じる支台歯や補綴装置に対する唾液や血液、仮着材・仮封材の残留物による汚染をシンプルなステップで清掃します。

## @New Books & Video

### ★今週の新聞

『治療トラブルと経営リスクから  
歯科医院を守る法律相談』  
～即実践できる予防策・解決策 Q&A～



月刊『日本歯科評論』の好評連載「新・こちらジュリスト」、その10年に及ぶ連載の中かピックアップしまとめた書。「応召義務」「歯科医師の裁量」などの基本的な法規定から、インプラント治療や根管治療などのトラブル、診療所の賃貸借契約の注意点、医院承継や相続問題など、歯科医院に降りかかるトラブル、リスクへの対応をQ&A形式でわかりやすく解説した一冊。

- 著 = 末石 倫大
- 出版=ヒューロン・パブリッシャーズ
- 価格=5,400円+税

『この1冊で受診率UP!!  
メンテナンスSTART BOOK』



受診率が低い、患者さんのメンテナンス中斷に悩む歯科医院！もっと受診率を上げたい歯科医院！これから取り組む歯科医院！に、歯科医院ぐるみで何をすれば、どうやれば、メンテナンス受診率がアップするかよくわかる書。特別なツールやシステムは不要！本書の内容をいつもの診療にONするだけ。メンテナンス受診率を上げるための効果的な流れを学べる一冊。

- 著者=菅野 美帆
- 出版=インターアクション
- 価格=7,600円+税


『これからはじめる歯科医のための科学英語論文ガイド』  
～ジャーナル・論文のしくみがわかると読み方も書き方も上手くなる～



「科学英語論文とは？」「歯科系学術雑誌にはなにがある？」「論文にはどんな種類があって、どんな内容で構成されているの？」今さら聞けないジャーナル・論文のしくみや裏側がわかるガイド本。論文の種類に応じた読み方を事例とともに指南し、論文の執筆から投稿までの流れをサポートした一冊。

- 編著=兒玉 直紀
- 著=岩城麻衣子/川上滋央/前田直人  
田中祐貴/杉本皓/北川佳祐/萬田陽介
- 出版=医歯薬出版
- 価格=5,000円+税

『English for the Dental Clinic  
歯科医院で使える英語<音声DL付>』



本書は、外国人の患者さんが来院し、治療の際に使用する一般的な歯科医学英語のみを扱い、よくあるシチュエーションを設定し、vocabulary、reading、dialogueの順に学習できるように構成。また、音声データとして本文に取り上げられている設問を英語で収録。遠音声データの活用で英語力が身につく一冊。

- 著=Jeremy Williams/C.S.Langham  
井上 孝
- 出版=医歯薬出版
- 価格=3,200円+税

