

UK REPORT

New Products

ディスカバーアイ
/大栄歯科産業
〈歯科用双眼ルーベ〉



大栄歯科産業から発売された“ディスカバーアイ”（製造販売：アドバンスジャパン）は、3.5 倍の双眼ルーベにコードレスライトをセットにした歯科用ルーベです。初めて双眼ルーベを使用される方に最適な低価格帯を実現しました。

【特徴】

- コードレスライトのため、取り回しが良いです。
- CR（コンポジットレジン）の硬化を抑制するフィルター付きライトです。
- 4段階の明るさ調節が可能です。
- レンズはフリップアップ式です。
- ライト照度は 1,000~20,000LUX、色温度 5000K。



標準価格=本体一式（ケース付）
29,800円

SAMフレンド アニマルフロス
/サンデンタル
〈こども用デンタルフロス〉



サンデンタルから発売された“SAMフレンド アニマルフロス”は、お子様が楽しみながらフロス習慣を身に付けられるこども用デンタルフロスです。フレンドリーなアニマルキャラクターのフロスで、楽しみながらフロッシングを毎日の習慣に！

【特徴】

- 持ちやすい幅広設計のグリップハンドルです。
- 材質はポリエチレンとポリスチレンで400 デニールの丈夫なフロスで乳歯列期の歯間をしっかりと清掃します。
- かわいいキリンキャラクターを採用したフロスです。
- 衛生的な個包装パックです。
- 糸とハンドルの接続部分はラウンドエッジ加工が施されており、粘膜に当たっても痛みを軽減させます。
- ブルー・ピンク・イエローの3色がラインナップ。

標準価格=1袋（150本入） 1,200円

クラフトドライ/日本歯科商社
〈乾式5軸ミリングマシン〉



日本歯科商社から発売された“クラフトドライ”は、様々な材料を加工できる乾式5軸ミリングマシンです。5軸で精度が高く、CAD/CAM 冠やジルコニア加工に最適です。

【特徴】

- C-Type ギグを使用した90度加工が可能です。
- 最大60,000rpmで最大出力800Wのスピンドルでジルコニアだけでなく、PMMA やハイブリッドレジンまで安定的に加工できます。
- エアコンプレッサーが搭載されているため、別途準備する必要がありません。
- 合計21個のミリングバーの自動交換が可能で、素材に合ったミリングバーを自動で交換します。
- W430×D620×H712mmのコンパクト設計です。

標準価格=本体一式 3,530,000円

@ My Recommendation

『ティオンライト』
〈ジーシー〉



標準価格=本体一式 555,000円

オフィスホワイトニングのチェアタイムを短縮！

今回ご紹介させていただく商品は、株式会社ジーシーより発売されております 2023年2月20日に販売中止した『コスモブルー』の後継機種『ティオンライト』になります。新機能として歯肉保護レジン硬化するためのレジンモードとオフィスホワイトニングを短時間で処置したい時に使用するクイックモードの2つの照射モードが追加されました。クイックモードは照射エネルギーを最適化することで、ティオンライトの場合1回6分の照射で12分照射と同等のホワイトニング効果が得られます。ご購入いただきました先生からは、「ホワイトニングの施術は90分を取っていたが、クイックモードを使って60分枠で施術できるようになった。」とご感想をいただきました。是非この機会にティオンライトのご導入を検討いただければと思います。詳細につきましては弊社営業担当者までお問合せください。

熊本店 営業二課 生駒 和敬

UK REPORT

@New Topics

★クラシコ株式会社『メディカルウェア』取り扱い開始!

着る人の気持ちを高揚させるスタイリッシュな白衣ブランド!

この度、メディカルウェアメーカーであるクラシコ(株)との業務提携により、クラシコ(株)が製造・販売するメディカルウェアの取り扱いを2月21日より開始いたしました。クラシコ(株)は、「医療の現場に、感性を。」というミッションを掲げ、医療従事者向けに高品質でスタイリッシュなメディカルウェアを提供するメーカーです。特に、ドクターコートやスクラブは、テーラード技術を取り入れたデザインで、着用者のモチベーションを高める製品として非常に高く評価されています。また、クラシコの製品は、医療現場での機能性とファッション性を兼ね備えており、医科関係者の間で特に人気のあるブランドです。

この度の取り扱いに際し、特別価格にてご奉仕させていただきますと共に、試着サンプルもご用意が可能ですので、是非この機会にご用意いただきますようお願い申し上げます。取り扱いのウェアや特別価格などの詳細につきましては当社営業担当者までお尋ねください。

【歯科クリニックさま向け特別パッケージ】

- 【プレミアムパッケージ】⇒クラシコ製品の中でもハイクラかつ人気のスクラブLUXEと歯科衛生士、歯科助手さんに人気のジェラートピケコラボのスクラブのセット品。
- 【歯科人気No.1パッケージ】⇒歯科の先生方に一番人気の商品をセットに!
- 【歯科衛生士さん・歯科助手さん満足度UPパッケージ】⇒人気のジェラートピケコラボスクラブなら、スタッフのモチベーションもUP!
- 【クラシコおためしパッケージ】⇒クラシコ製品を着用したことがない方へ! 比較的的低コストで導入できるセット品です。




特別価格でご奉仕いたします!

@New Books & Video

★今週の新刊

Quint Med『リップス』

～口唇の美容治療のための注入テクニック45～



世界中で翻訳された口唇の美容治療のベストセラーを、満を持して待望の日本語版が刊行。注射技法にとどまらず、口腔領域への麻酔や処置前後の注意事項等が大きな写真やイラストで解説され、歯科臨床で応用可能な情報が満載。また、解剖も高画質で精細なイラストで一目瞭然となっており、加齢の過程や美容治療の基礎知識も網羅した一冊。

- 著=Regine Reymond/Christian Kohler
- 監訳=五十嵐 一/森本 太一郎
近藤 尚知/森 弘樹
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=33,000円+税

別冊 ザ・クインテッセンス×nico 『白い歯を手に入れたい!』

～ホワイトニング、詰め物、被せ物・・・
あなたに合った治療の選択ガイド～



「白い歯になりたい」と希望する患者さんに、治療の選択肢を説明する助けとなるのが本書。各種ホワイトニングだけでなく、コンポジットレジン、セラミックインレーやクラウン、ラミネートベニア、接着ブリッジ、インプラントなど、「白い歯」を手に入れるための15の治療法を豊富なイラストと写真でまとめた一冊。

- 監著=宮崎 真至
- 著=木谷仁/北村悠/窪地慶/小峰太/高田宏起
高野了己/高見澤俊樹/田代浩史
辻本暁正/本田順一/前迫真由美
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=4,500円+税

『ベーシックGBR』

～もう迷わない骨補填材料&メンブレンの材料選択と術式～



「骨補填材料やメンブレンなど、どの材料を用いればいいかわからない・・・」「GBRでの縫合部の裂開を防ぐにはどうしたらいいか知りたい・・・」「どのような症例からGBRを始めればいいのかかわからない・・・」と、感じている“GBR難民”の先生方に向けて、GBRに欠かせない器具の紹介をはじめ、骨欠損形態に準じた最適な材料選択および術式に至るまで、初学者でもわかるよう、図を多用してわかりやすく解説した一冊。

- 著 =安齊 昌照/中田 光太郎
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=9,000円+税

別冊 QD I

『外科術式とlongevityから再考する
インプラント周囲組織マネジメント』



2024年7月に開催されたOJ年次ミーティングの抄録集。22作目となる今回のテーマは、インプラント周囲組織マネジメント。「外科術式のこだわり」と「longevityの実現」と銘打たれたシンポジウムでの名高い著名臨床家たちの講演を収録した一冊。

- 監修=松島 正和
- 編=松井徳雄/中村茂人/甘利佳之/飯田吉郎
岡田素平太/菊池康司/村川達也
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=6,200円+税

