

UK REPORT

New Products

LYNX PRO & LYNX /サンデンタル ＜イルミネーションシステム＞



サンデンタルから発売された“LYNX PRO & LYNX”は、広いスポット径と明るいライト光が特徴のイルミネーションシステムです。

【特徴】

- 稼働時間が長く、診療中に充電の必要がありません。（※光量により変わります）
- 落下試験基準をクリアしたコントローラーは高剛性です。
- ユニバーサルクリップで様々な双眼ルーペや保護メガネに装着可能です。
- オレンジフィルター付きでコンポジットレジンなどの硬化促進を抑えます。
- Alexa のボイスコントロール機能で、音声でのオン・オフ、光量調節が可能でハンズフリーで無菌操作が可能になります。
- 専用アプリをインストールするとリモートでのON/OFF 切り替え、5段階の光量変更、バッテリー充電状態の確認ができます。

標準価格＝本体一式 186,000 円～

スイーツカン /ピーエスエーサクライ ＜バキュームチップ＞



ピーエスエーサクライから発売された“スイーツカン”は、歯医者さんが考えた、しっかり吸うけど「吸いつかない」快適なバキュームチップです。特殊な形状の吸い口により、頬粘膜や舌への吸着・圧迫を防ぎ、患者さんに不快な思いを与えません。

【特徴】

- 患者さんにやさしく、術者さんにも使いやすいバキュームチップです。
- 変色しにくく硬くなりにくい特殊な熱可塑性エラストマ（TPE）を使用し、口腔内にあたっていてもいたくない適度な柔らかさと、絶妙なコシを実現します。
- 圧をかけても先端が折れにくい独自構造設計で、リップの入った 2 層構造のため、圧排もしやすくスムーズな治療が行えます。
- 中ペロとリップが補綴物等の異物の吸い込みを防止し、2 層構造の吸引口が粘膜への吸いつきを防ぎます。

標準価格＝1 パック（10 個入） 950 円

サンアイ セパレーティング ディスク/サンデンタル ＜歯科技工用アブレイブ研削器具＞



サンデンタルから発売された“サンアイ セパレーティングディスク”は、材料に応じてセパレーティングからカービングまでできる歯科技工用アブレイブ研削器具です。

【特徴】

- 優れた研削力を持ちながら、粘り強く様々な用途に使用できます。
- セラミックス・ハイブリッドレジンブルーラベル、ジルコニア・ニケイ酸リチウムはブラック&ゴールドラベル、メタルはグリーンラベルのディスクとカラーパッケージラベルでマテリアル分類しており、管理しやすいです。
- φ 22.0 × 0.13mm、φ 22.0 × 0.25mm の 2 種類のディスクをラインナップしています。

標準価格＝1 箱（100 枚） 5,000 円～
18G1 のみ 1 箱（6 枚） 8,000 円

@ My Recommendation

『READY STEEL C プラスファイル』 ＜デンツプライシロナ＞



標準価格＝1 個（6 本入） 2,690 円
#06、#08、#10、#15
18mm/21mm/25mm/アソート

石灰化した根管の穿通に！

今回ご紹介させていただきます商品は、デンツプライシロナ様より発売されております『READY STEEL C プラスファイル』です。

特徴としましては、素材はステンレススチール製の先端はピラミッド型形状で先端 4mm まで 4～5% のテーパを付与しているため、コシがあり、狭窄した根管に使用した際にもファイルの先端が変形しにくく、先端方向に力が伝わりやすくなっております。そのため狭窄、石灰化根管に対しても細かい番手で用意に穿通が可能になります。

ご購入いただいている医院様からは、「穿通しやすいので一本持っている安心。」、「コシが強く、へたりにくいので経済的。」とのお言葉をいただいております。是非この機会にお試しいただきたい商品となります。詳細につきましては弊社営業担当者までお問合せください。

長崎店 営業三課 北村 奈々

UK REPORT

@New Topics

★UK Boost 企画 ライトック “テクニカルハサミ” キャンペーンのご案内！

高い切れ味で軟質・硬質シートを簡単切り出し！
細部調整も可能な万能ハサミ！

当社営業マンが厳選したおススメしたい商品 “Boost 企画” キャンペーンとして、ライトックから発売中の『テクニカルハサミ』を2025年4月18日までの期間中、特別価格にてご奉仕させていただきます。『テクニカルハサミ』は、成形機で使用する「軟質シート」や「硬質シート」の細部加工用でカーブした刃先で曲線や細部を、根元部分で直線的な切抜きができます。また、開閉作業をサポートする「ハネ付き」ですので女性の方でも楽に取り扱いができます。是非ともこの機会に一度お試しいただきたい製品です。キャンペーン中の特別価格など詳細につきましては当社営業担当者までお気軽にお尋ねください。 **※デモ品もご用意しております！**

【ライトック テクニカルハサミの特徴】

- 鋭く研磨された刃先で、小帯部や歯頸部などの細部がスムーズにカットできます。
- カーブした刃先で曲線部や細部を、根元の部分で直線的なカットができます。
- しっかりと握れるハンドル形状により、指が痛くならず安定した作業ができます。
- サビに強い国産ステンレス鋼を使用しています。

特別価格でご奉仕いたします！

※特別価格につきましては
 営業担当者にお尋ねください！

@New Books & Video

★今週の新聞

『フラップデザイン アドバンス編』 ～最新のフラップデザインのコンセプトと術式～



新しい低侵襲なフラップデザインとして、片側型、EPPT、TWA、VISTA、J-shape incision、NIPSA、CTG wall techniqueとその改良型などが開発され、再生療法、インプラント周囲炎の治療、根面被覆などに用いられるようになった。本書では、「低侵襲型」と「従来型」のフラップデザインのコンセプトの違い、剥離からみたフラップデザイン、インプラント周囲炎の再生療法とフラップデザイン、最新のフラップデザインについて解説した一冊。

- 著 = 水上 哲也
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 13,000 円 + 税

『アライナー矯正治療受診ナビ』 ～矯正治療をご希望の方へ～



アライナー矯正治療の患者説明時に見せて活用する説明ガイド&症例集。事前に伝えたい治療のしくみや適応、注意点、メリット・デメリットなどの情報を、絵解きでやさしく解説。さらに患者が矯正治療の検討に際し、自分の症状に似たケースの治療前後を見られる30症例を収載。症例には「for Dentist」と称して治療計画やデジタルシミュレーションのポイント・留意点も付記した一冊。

- 監修 = 西井 康
- 編著 = 岩田 直晃
- 著 = 岡野修一郎 / 東野良治 / 牧野正志 / 山澤秀彦
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 9,000 円 + 税


『咬合挙上』 ～その意思決定と臨床手技～



補綴治療時に咬合高径の増大、すなわち咬合挙上の必要性に迫られることがある。しかし、「なぜ挙上するのか？」あるいは「どうやって挙上するのか？」については様々な考え方があり、ときに悩ましい問題になる。本書は、咬合の基本（用語）、咬合挙上の必要性が検討される場合の考え方、挙上時に適応できる3つの手法とそれらの実際（治療ステップ）がエビデンスベースで、かつ臨床的な視点で臨床例とともに解説された一冊。

- 著 = 和田 淳一郎 / 若林 則幸
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 11,000 円 + 税

別冊ザ・クインテッセンス 『歯科医療従事者のためのKeynote 超入門 for Mac』 ～今すぐ使えて簡単にできるプレゼン資料作り～



本書は、Keynote を駆使する歯科医師の著者だからこそ教えられるテクニックを初心者向けにわかりやすく解説。これ1冊あれば魅せるプレゼン・わかりやすい資料が作成できること間違いなし！解説動画17本を収録し、Keynoteの使い方がわかる！スライド作成が簡単・快適、そして楽しくなるKeynote 超入門の一冊。

- 監著 = 中島 寛明
- 著 = 安藤壮吾 / 鈴木宏樹 / 関豊成 / 竹内一貴 / 野亀慶訓 / 松村香織
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 5,000 円 + 税

