

# UK REPORT

## New Products

神樂 KAGURA Smart  
／内外歯材  
＜口腔内スキャナー＞




内外歯材から発売された“神樂 KAGURA Smart”は、シンプルかつ直感的な操作が可能な口腔内スキャナーです。

【特徴】

- データを圧縮せずに出力するので、0.02mm まで正確なデータを表現でき、シャープなマージンを表現することが可能です。
- 通常のスキャン印象以外に補綴物のマージンラインを引けるので、歯科技工士へ情報を正確に伝えることが可能です。
- パウダーフリーでメタル、PEEK など材料の種類問わず撮影することが可能です。
- 本品は歯牙以外の認識を得意とし、歯肉やレジン、メタルのスキャンも容易に行うことが可能です。また、スキャン中の迷子からの復帰も早いです。

標準価格＝本体・ソフト・クラウド料込  
1,680,000 円

ラピッドシェイプ PRO 20  
／日本歯科商社  
＜歯科用 3D プリンター＞




日本歯科商社から発売された“ラピッドシェイプ PRO20”は、高速×高精度を実現した歯科用 3D プリンターです。

【特徴】

- 特許技術 FFS (フォースフィードバックテクノロジー) により高速で高精度の 3D プリント作製が可能です。
- デンチャーベース約 47 分、クラウン(フルアーチ) 約 43 分、矯正モデル・スプリント約 24 分、サージカルガイド×2 は約 28 分で作製が可能です。(※諸条件により異なります。)
- RFID (材料認識機能) に加え、自動洗浄機「PRO wash」と二次硬化機「PRO cure」を組み合わせたシステムは、全体を通してシームレスな接続と結果をもたらします。

標準価格＝本体一式 2,480,000 円

マスター3  
／デンケン・ハイデンタル  
＜歯科技工用ポーセレン焼成炉＞



デンケン・ハイデンタルから発売された“マスター3”は、温度分布に優れたヒーターで 3 トレイ焼成システムを採用した歯科技工用ポーセレン焼成炉です。

【特徴】

- 主要陶材およびステン材の焼成プログラムがプリセットされており、また、プログラムのカスタマイズ使用も可能で使いたい時にすぐ使用できます。
- 操作パネルには焼成炉内の温度管理、選択プログラムや焼成スケジュールなどがわかりやすく表示され、直感的に操作できます。
- 本品は焼成トレイを 3 枚セットでき、あらかじめ設定したプログラムにしたがって順次焼成が可能で、効率よく多くの焼成作業を行うことができます。

※別途で真空ポンプが必要です。

標準価格＝本体一式 1,300,000 円

## My Recommendation

『セーフタッチアドバンスド ブラック』  
＜ARメディコム・インク・アジア・リミテッド＞



標準価格＝1 箱 オープン価格  
サイズ＝XS、S、M、L の 4 種類

### 光の反射を抑えて視界良好！

今回ご紹介させていただきます商品は、AR メディコム・インク・アジア・リミテッドより販売されております『セーフタッチアドバンスド ブラック』です。  
強度に優れた合成ゴム(ニトリルゴム)製で、長時間の着用でも疲れにくい、しなやかなグローブです。歯とのコントラストが明確なため術野を際立たせ、ライトの光をほとんど反射しない色(ブラック)なので、診療がしやすくなります。また画像生成の邪魔をせず、IOS(口腔内スキャナー)の精度向上につながります。  
ご使用いただいている医院様からは、「顕微鏡下での乱反射が減り、目が疲れにくくなった」「術野が見やすくストレスが減った。」とのお言葉をいただいております。サンプル品もご用意しておりますので、是非この機会にお試しいただきたい商品となります。詳細につきましては弊社営業担当者までお問合せください。

熊本店 営業三課 三藤 大翼

# UK REPORT

## @New Topics

### ★UK & GC オリジナルキャンペーンのご案内！

#### アメリカンイーグル インstrument “シクルスケーラー”！ 1本で全顎対応可能 “あなたはどっち派？”

弊社と㈱ジーシーのタイアップ企画といたしまして、4月18日までの期間中、診査・歯周治療用ハンドインスツルメント“アメリカンイーグルインスツルメント”を特別価格にてご奉仕させていただきます。今回は、アメリカンイーグルインスツルメントの中でも、『シクルスケーラー-M23』ならびに『シクルスケーラーブラックジャック』をご紹介します。1本で全顎対応可能なシクルスケーラーで、超音波スケーラー後のチェック用としても活用できます。皆様方に手に取ってご体感頂けますよう、デモ品をご用意しておりますので、是非ともこの機会に一度お試しいただきますようお願いいたします。尚、キャンペーン中の特別価格など詳細につきましては当社営業担当者までお気軽にお尋ねください。

#### 【シクルスケーラー-M23の特徴】

- 前歯・臼歯部の両方に使いやすい屈曲のスケラーです。全顎の歯肉縁上～縁下3mm以下の歯石除去や、チェック用として使用できるマルチタイプのスケラーです。ブレードが細いので、狭窄した市幹部や歯肉溝などの挿入しやすくなっています。

#### 【シクルスケーラーブラックジャックの特徴】

- 前歯・臼歯部の両方に使やすく、浅いポケットや超音波スケーラー後のチェック用として最適なスケラーです。適度な彎曲と角度があり叢生部位の歯間部や臼歯部隣接面など、幅広く使用が可能です。H6-7よりシャンクが4mm長く25°の角度がついています。

※特別価格につきましては営業担当者にお尋ねください！

特別価格でご奉仕いたします！

## @New Books & Video

### ★今週の新材

#### 『マイクロメンテナンス秋山メソッド』 ～歯科界に一石を投じる歯科医師こそ知るべき 歯科疾患の実相を大胆に考察～



大反響であった『スリーステップ秋山メソッド BASIC』の新著が、早くも登場。本作は、最低倍率でも大きなメリットがある顕微鏡テクニック「スリーステップ秋山メソッド」を応用したメンテナンスに関する内容で、30年以上にわたり驚異的なメンテナンス成績を収めた著者が、そのノウハウを余すところなく解説。また、施術の前提となるカリエスやペリオに関する大胆な考察は“歯科医師こそ知るべき”ものであり、必見の一冊。

- 著 = 秋山 勝彦
- 出版 = デンタルダイヤモンド社
- 価格 = 30,000 円 + 税

#### 『患者思いの歯科矯正治療』

～GPが実践したい部分矯正・咬合誘導・全顎矯正～



地域で活躍する GP が活用したい部分矯正、咬合誘導、全顎矯正のテクニックを症例とともに解説。「地域に根ざした GP になるということは」「部分矯正 (MTM) を学ぼう！」「成長期の矯正？咬合誘導に挑戦しよう！」「永久歯の矯正に挑戦しよう！」の4つの章で、GP が活用したい矯正のテクニックを解説。地域で頼りになる歯科治療の実践につながる一冊。

- 著 = 大串 奈津貴
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 10,000 円 + 税

#### 『脱マトリックス！フリーハンドの Ⅱ級窩洞 CR 充填 3D printer technique』



本書で紹介する「3D printer technique」は、マトリックスを使用せず、フリーハンドで臼歯部隣接面の充填を可能にする画期的なテクニック！マイクロスコープ等の照明によりレジンの硬化反応を惹起して、自由自在に積層造形を行うことが可能な超絶テクニックを誌上セミナーで習得できる書。著者自身が描いたイラストも必見の一冊。

- 著 = イラスト = 野亀 慶訓
- 出版 = デンタルダイヤモンド社
- 価格 = 9,000 円 + 税

#### 『チェックリストで見直す上達必至の歯内療法』



歯内療法における手技や経過観察などにおいて、歯科医師はどこをみるべきなのか？本書では、「診断」「手技」「症状が改善しない場合」「経過観察」それぞれの段階における必要な視点を提示し、豊富な症例写真で重要なポイントを解説。また、著者の臨床経験からまとめたチェックリストによって、術者の処置を振り返りながら上達していく、学びと実践のための一冊。

- 著 = 倉富 寛
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 10,000 円 + 税

