

# UK REPORT

## New Products

**ウォッシャーディスインフェクター  
AW-150/ヨシダ**  
 <ウォッシャーディスインフェクター>



ヨシダから発売された“ウォッシャーディスインフェクターAW-150”は、洗浄・消毒・乾燥・終了の状況を洗浄槽内の色で判別可能なウォッシャーディスインフェクターです。

**【特徴】**

- カラータッチパネルと日本語表示で簡単に操作できます。また、運転状況の詳細確認も可能です。
- 外気からの異物混入を防ぐため、吸気口にはHEPA フィルターを装備しており、清浄な温風で乾燥できます。
- 消毒に使用した熱水を冷却して排出する排水冷却機能を標準搭載しているため、耐熱配管工事が不要です。
- 二重ガラス断熱構造のため、熱水消毒時でも表面が熱くなりません。

標準価格=本体一式 2,000,000 円

**バイルミックスヘッドランプ  
G2 白/岡部**  
 <歯科用ヘッドランプ>



岡部から発売された“バイルミックスヘッドランプG2 白”は、視野を広げる「白いヘッドランプ」を搭載した歯科用ヘッドランプです。

**【特徴】**

- 2 灯式で影ができにくく、安定した光を全方位に提供し、広い視野の確保が可能です。
- 明るさは0~100,000 ルクスです。  
 (※光量は距離によって異なります。)
- 額と後頭部の 2 か所で装着時のズレを防止します。
- 本体が 155g と軽量で、首への負担を軽減し、快適性が向上します。
- 電源の切り替えがワンタッチで操作可能で、バッテリー残量を 4 目盛で表示しています。

標準価格=本体一式 146,000 円

**Check-Up 歯ブラシ wide  
/ライオン歯科材**  
 <歯科用歯ブラシ>



ライオン歯科材から5月21日より発売される“Check-Up 歯ブラシ wide”は、従来品『Check-Up 歯ブラシ』のリニューアルとして幅広ヘッドで登場した歯科用歯ブラシです。

**【特徴】**

- 薄型ヘッドとスリムネックで、幅広ヘッドでも臼歯部に無理なく届きます。
- 接触面積が大きいヘッドで全体を効率よく磨けます。
- ラウンド毛とST毛の「フラットダブル植毛」で、歯間部・咬合面の歯垢除去に優れています。
- 持ちやすく、滑りにくい形状のラバーハンドルです。
- 毛のタイプはミディアムとソフトの 2 タイプです。

患者参考価格=1本 396円(税込)

## @ My Recommendation

**『シャープニングストーンHP用』**  
 <ヒューフレディ・ジャパン>



標準価格=1本 3,300 円

### お手軽シャープニング!

今回ご紹介させていただく商品は、ヒューフレディ・ジャパン合同会社より発売されています『シャープニングストーンHP用』です。

通常、スケーラー等のシャープニングは手用シャープニングストーンや電動シャープナーをご使用いただいていると思います。ハンドピース用ストーン(粗タイプ)はストレートハンドピースにてシャープニングを行っていただける商品です。ホホワイト酸化アルミナ製でスケーラーのブレードを鋭利に復元することができます。ご使用時は低速回転にて作業を行い、併せてより良い結果を得るために拡大レンズ(ルーペ等)との併用が効果的です。回転しているストーンを、カッピングエッジに沿わせて側面や表面の再形成を行っていただけます。

ご使用いただいているお客様より「チェアサイドで手軽に行えて非常に重宝しています。慣れるとシャープニングの時短にもなり助かります。」とのご評価をいただいております。特にシャープニングの頻度が多い歯科医院様にお勧めです。お求めにあたり受注発注品となるため、納期までに少々お時間をいただきますのでご了承いただけると幸いです。詳細は弊社営業担当者までお問合せください。

福岡店 営業四課 門司 祐宗

# UK REPORT

## @New Topics

### ★UK オリジナルキャンペーン “GC エバーエックスフロー” のご案内！

#### ショートファイバー配合の象牙質に近い物性を有するデンチンリプレイス材料！

弊社と(株)ジーシーのタイアップ企画といたしまして、5月20日までの期間中、充填・支台築造用ファイバー強化型フロアブルコンポジットレジン『エバーエックスフロー』を特別価格にてご奉仕させていただきます。Optimal Aspect Ratio (OAR) テクノロジーを駆使したショートファイバー配合による高い破壊靱性により、クラック伝播抑制作用を発揮することで、歯質や材料自体の破折リスクの低減が期待できるデンチンリプレイス材料です。是非ともこの機会に一度お試しください。尚、キャンペーン中の特別価格など詳細につきましては当社営業担当者までお気軽にご相談ください。

#### 【エバーエックスフローの特徴】

- 大きな窩洞形成による残存歯質が少ない症例でのコンポジットレジン充填（ベース）や支台築造、CAD/CAM 冠等の補綴時の支台築造などデンチンリプレイス材料として使用できます。
- ショートファイバーの配合により、高い破壊靱性値および象牙質（デンチン）に近い弾性率を実現しました。歯質や材料自体の破折リスクの低減が期待できます。
- バルクシェードとデンチンシェードの2つのシェードをラインナップ。バルクシェードは深い窩洞や積層回数を減らして素早く充填したい場合に適した、バルク充填可能なシェードです。デンチンシェードは審美性が求められる症例やセラミックス修復時のコアビルドアップに適した歯冠色シェードです。
- 適度なチキントロピー性を付与した使いやすいペーストです。

特別価格でご奉仕いたします！



## @New Books & Video

### ★今週の新聞

#### 『診断力アップのための口腔疾患 Q&A 83』



本書は、デンタルダイヤモンド誌の連載「Dd 診断力てすと」の記事をベースにまとめられており、8ジャンル83症例をテスト形式で紹介。口腔疾患の診断力をアップさせたい！診療の合間にQ&Aで口腔疾患の診断力を身に付けたい！口腔疾患の診断力の基礎を上げたい先生におすすめの書。自身で治療する？それとも専門医に紹介？その判断が患者さんの予後を左右します。日常臨床で遭遇する口腔疾患の実例集。

- 編集＝山城 正司
- 出版＝デンタルダイヤモンド社
- 価格＝8,000円＋税

補綴臨床「digital and international」増刊号第58巻2号

#### 『これ一冊で抜歯の不安がなくなる本』

～難抜歯から有病者対応・処方・合併症まで～




補綴臨床 digital and international の好評連載「歯科医院のための内科学講座」の執筆チームが、医科と歯科が最も接近する「抜歯」について解説。初期研修医などの初心者目線をカバーする方針をベースに据え、抜歯の基礎知識と基本技術をフォロー。安全・安心に抜歯ができる方法を網羅し、有病者や合併症などへの対応も取り上げるほか、「パワー抜歯」にならないコツなど、臨床におけるポイントも紹介。充実の付録動画も併せて、抜歯への不安を解消した一冊。

- 編著＝柳川 徹／長谷川 雄一
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝7,500円＋税

#### 『歯の移植・再植 Q&A』

～天然歯の有効利用からトラブル回避まで～



歯の移植・再植術は、近年、見直されつつあり、学術的な報告も活発になる一方、十分な卒前教育が行われておらず、加えて科学的根拠が不十分な手技で行うと良好な予後が得られないことも多く、欠損補綴の選択肢の1つとして、広く普及しているとはいえません。そこで本増刊号では、GPが躰さがちなよくある疑問に答えるかたちで、歯の移植・再植にかかわる臨床力の向上に役立つ、最新情報・エビデンス・テクニックを詰め込んだ一冊。

- 編集委員＝秋葉陽介／児玉直紀／新名主耕平
- 出版＝デンタルダイヤモンド社
- 価格＝5,600円＋税

#### 『ブラキシズム完全読本』



睡眠時および覚醒時ブラキシズムに歯科臨床のなかで対応するための完全ガイド本。エビデンスに基づいた“合理的対応”を学び、診療の指針となります。また、小児のブラキシズム、矯正中のブラキシズムへの対応についても解説。フォースコントロールを包括的に取り上げた決定版の一冊。

- 編著＝馬場 一美
- 著＝西山 暁／宮脇 正一
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝9,000円＋税

