

UK REPORT

New Products

**ブラスター
/アンジェラス ジャパン
〈サンドブラスター〉**



アンジェラス ジャパンから発売された“ブラスター”は、チェアサイドでタービン回路にワンタッチで装着できるコンパクトなサンドブラスターです。

【特徴】

- 歯科切削加工用レジン材料（CAD/CAM・レジンブロック）の内面処理や補綴物のサンドブラスト処理が行えます。
- コンパクトで持ちやすいペンシルタイプを採用し、ユニット間の移動も容易です。
- 逆止弁内蔵の為、ブラスターパウダーがチェアユニット側へ逆流することがありません。

| | |
|------------|----------|
| 標準価格=本体セット | 50,000 円 |
| アダプター | 10,000 円 |
| パウダー (1kg) | 3,800 円 |

**仁酸菌シリーズ/日本歯科工業社
〈口腔内ケア用品〉**



日本歯科工業社から発売された“仁酸菌シリーズ”は、皮膚及び口内の悪玉菌を抑制し、米ぬか由来の植物性乳酸菌が配合された口腔ケア用品です。

【特徴】

- 忙しくて口腔ケアが出来ない時だけでなく、口腔ケアしているのに口内環境が悪くなってしまう方にお薦めです。
- 仁酸菌はバイオフィームの原因菌となる悪玉菌のみを攻撃します。
- 舐めるタイプ、貼るタイプ、塗るタイプ、飲むタイプの4種類があります。

| | |
|------------|----------|
| 標準価格=チュアブル | 650 円～ |
| フィルム | 975 円～ |
| ペースト | 975 円～ |
| スティック | 1,235 円～ |

**ホットエア－ハンディートーチ
PRO90/名南歯科貿易
〈ハンディートーチ〉**



名南歯科貿易から発売された“ホットエア－ハンディートーチ PRP90”は、マウスガードの辺縁や仕上げ処理に最適なハンディートーチです。

【特徴】

- 炎が出ないトーチで、表面の焼けを防止できます。
- 軽量なペンタイプで取り回しやすく、市販のボタンガス駆動で、ガスを充填して繰り返し使えます。
- 素早い加熱ですぐに使用可能なホットエア－が出ます。
- 滑りにくいグリップとスタンドで安全に作業できます。
- 保管時は保護キャップを装着することで、誤作動による点火、ホコリの侵入を防ぎます。

| | |
|------------|---------|
| 標準価格=本体セット | 4,800 円 |
|------------|---------|

My Recommendation

**『トルクテック シリーズ』
〈モリタ〉**



| | |
|--------------|------------|
| 標準価格=5倍速コントラ | 150,000 円～ |
| 等速コントラ | 102,000 円～ |
| ストレートHP | 78,000 円 |

三拍子そろったメイドインジャパン!

今回ご紹介させていただきますのは、(株)モリタから発売されております『トルクテックシリーズ』です。こちらの製品は操作性・安全性・耐久性を兼ね備えた ISO 国際規格のマイクロモーター用ハンドピースシリーズになります。

5倍速コントラは従来のセオリー（2対のギヤ構成）を逆転の発想による特許技術（3対のダブルインターナルギヤシステム）の新たな構造改良からギヤの耐久性を犠牲にする事無く、持ちやすさ、臼歯部へのアクセス性を大きく向上した理想的な形状です。5倍速コントラ ウルトラミニヘッドは世界最小・高耐久を追求し、特殊な樹脂素材、強度向上と軸プレの少ないベアリングを採用し、ショートシャンクバーだけでなく、最長21mmまでのスタンダードバーを装着可能です。

ご愛用いただいている先生から、「バーの軸プレがトップクラスに少なく、ボディが非常に滑りにくいので安心して使いやすい。耐久性も高くお勧めです。」とのご感想を頂きました。デモ器もございますので、是非この機会にお試し・ご採用頂けたら幸いです。製品の詳細に関しましては、弊社営業担当者まで宜しくお問い合わせいたします。

鹿児島店 営業二課 下池 功一郎

