

UK REPORT

New Products

スペースライン ES/モリタ ＜歯科用チェアユニット＞



モリタから発売された“スペースライン ES”は、自然な動きでピックアップできるインストゥルメント、治療によるストレスを軽減し、より診療に集中できる「人」を中心とした快適で効率的な歯科用チェアユニットです。

【特徴】

- 広範囲に移動可能なフリーアクショントレー（天井吊り下げ式、スタンドポール式）、術者の広いポジショニング領域を確保できるスライドショルダーレーの3タイプをラインナップ。
- チェアタイプは CT タイプ、FT タイプをラインナップ。
- オペレーションパネルでは位置制御、マイクロモーターの回転速度、スケーラーのパワー設定が可能です。
- 顔を近づけやすい広々とした開口部のベースです。
- 標準で8色のシートカラーを用意。

標準価格＝本体のみ 3,800,000 円～

ILLUCO フリップアップルーペ & ワイヤレスヘッドライト/岡部 ＜双眼ルーペ&ワイヤレスヘッドライト＞



岡部から発売された“ILLUCO フリップアップルーペ&ワイヤレスヘッドライト”は、「見る」から「見極める」、影を消し深度を照らす双眼ルーペ&ワイヤレスヘッドライトです。

【特徴】

- 拡大された像の輪郭で発生する色収差（色のズレ）を最小限に抑制します。
- レンズ表面での不要な光の反射をほぼ完全に防ぎ、高い透過性を実現します。
- 組織、断面図などの細部をクリアなありのままの色で識別可能です。
- 3.0 倍率の倍率とレンズ設計により、ピン트가合う前後の奥行範囲の広さを実現します。
- 自然光に非常に近い白色光ライトが、小さな部分も詳細に可視化します。
- ヘッドライトとバッテリーの着脱はマグネット式で、簡単に操作が可能です。
- 長時間の装着でも安定した使用感を実現し、明るさ調整は3段階、電源はワンタッチでオン/オフを切り替えることが可能です。

標準価格＝本体一式
（ルーペ＋ヘッドライトセット）
236,000 円

CEREC Primemill Lite & CEREC Go /デンツブライシロナ ＜加工ユニット＞



デンツブライシロナから発売された“CEREC Primemill Lite & CEREC Go”は、診療スタイルに合わせて選択可能な加工ユニットです。

【特徴】

- 従来品の CEREC Primemill は、アドバンスドモデルでチェアサイドで想定される幅広い症例やマテリアル、加工モードに対応し、ニーズに応じた仕上がりをサポートする機種です。
- CEREC Primemill Lite は、スタンダードモデルでチェアサイドで使用される一般的な症例およびマテリアルに対応し、日常診療における必要な機能を装備した機種です。
- CEREC Go は、シンプルなエントリーモデルで効率的なワークフローをサポートします。（※ドライミリング不可）
- 全機種スーパーファスト・グラインディングに対応しており、コンポジット及びハイブリッドセラミックスの単冠修復でインレーは2分、クラウンは4分の加工が可能です。（※社内データより）

標準価格＝Lite 本体 5,500,000 円
Go 本体 4,500,000 円

My Recommendation

『はにぐー』 ＜大榮歯科産業＞



標準価格＝48g（標準 16 粒入）オープン価格

おなじみのハイチュウで口腔トレーニング！

今回ご紹介させていただく商品は、大榮歯科産業㈱から発売されております『はにぐー』です。これらの商品はハイチュウの技術を使ったノンシュガー仕立てのチューイングキャンディです。森永製菓の食品開発の知見を活かし口腔機能発達不全症への対応や咀嚼・嚥下機能の発達を支援する食品として開発され、診療や家庭で楽しみながらしっかり噛んで食べる習慣づくりをサポートできる商品です。特徴としましては、口腔閉鎖力・舌圧・咬合力を意識した硬さと食感が咀嚼や嚥下を自然と刺激します。また、ノンシュガーで虫歯リスクを抑えながら無理なく毎日の生活に取り入れられ、グレープ味とストロベリー味の2種類で美味しく最後までしっかり味わえます。

ご採用いただきました医院様からは、「自分自身で試しに食べてみたところ、味はハイチュウそのものだが、硬めでかなりの歯応えがあるので知らず知らずのうちにトレーニングになりそう。」とお声をいただいております。是非、この機会にお試しいただけたらと思います。詳しくは、弊社営業担当者までお問合せいただきますようよろしくお願いいたします。

鹿児島店 営業四課 前田 和博

UK REPORT

@New Topics

★ UK & GC マンスリーオリジナルキャンペーンのご案内！

スピーディな殺菌と洗い残しが確認できる高水準消毒剤！

株ジーシーとのタイアップ企画といたしまして、スピーディな殺菌と洗い残しが確認できる高水準消毒剤『フタラール消毒液 0.55%「メタル」』を4月20日までの期間中、特別価格にてご奉仕いたします。この機会に是非ともご用命の程宜しくお願いいたします。詳細につきましては弊社営業担当者までお申し付けください。

【フタラール消毒液 0.55%「メタル」の特徴】

- 各種の細菌、真菌、ウイルスに対して5分以内で殺菌効果・不活化作用を示します。
- 残留したタンパク質を着色するため、洗い残しが確認できます。
- わずらわしい消毒液の希釈や緩衝化剤の添加が不要です。
- 有機物による効力低下が少なく連続14日間の使用が可能です。
- 別売品として、使用可能な状態が確認できる「フタラール濃度チェック錠」を用意。

【容量】5L入 【標準価格】8,000円

※特別価格につきましては

営業担当者にお尋ねください！

特別価格でご奉仕いたします！

UK & GC
MONTHLY - 2026 - No.78
ORIGINAL CAMPAIGN

2025-27-00
3月号
4月号

2026年2月24日～4月20日は下記商品を期間限定 特別価格 にてご奉仕いたします。
キャンペーン期間 2026年 2月 23日～4月 20日まで
※キャンペーン最終日は午前10時までの受注分までとさせていただきます。
今月の期間商品 化学的殺菌・消毒剤（医療用器具・機器・装置専用）

フタラール消毒液0.55%「メタル」

スピーディな殺菌と洗い残しが確認できる高水準消毒剤
各種の細菌、真菌、ウイルスに対して5分以内で殺菌効果・不活化作用を示します。
残留したタンパク質を着色するための洗い残しが確認できます。

スピーディ 各種の細菌、真菌、ウイルスに対して5分以内で殺菌効果・不活化作用を示すため、洗い残しが確認できる

安全性 残留したタンパク質を着色するため、洗い残しが確認できる

経年 有機物による効力低下が少なく連続14日間使用可能
わずらわしい消毒液の希釈や緩衝化剤の添加が不要
※使用回数により異なります。


注意
1. 人肌に使用しないこと。
2. 薬剤を飲みやき取りしないこと。
3. 取り扱う際はマスク、手袋、ゴーグル、ガウンなどの保護具を装着すること。
4. 皮膚や粘膜に接触したときには速やかに大量の水で洗い流すこと。
5. 目に入らないうちに洗い流すこと。目に入った場合は大量の水で洗い流すこと。
6. 消毒剤の効果を高めるために、必ずしも洗剤を併用する必要はない。
7. 製品の容器は本製品として廃棄し、再利用は行わないこと。

ドラッグインフォメーションは裏面をご確認ください。

@New Books & Video

★今週の新刊


『アトラス Digital Implant Dentistry』 ～画像診断・AI・シミュレーション～



初心者からエキスパートまで！多様な症例と豊富な画像で“読んでわかる・見てわかる・すぐ使える”知識を提供。CT 画像診断からシミュレーション、IOS とのマッチング、CAD/CAM 補綴まで、インプラント治療のデジタルワークフローをあなたの臨床に活かします。解剖・画像・診断・シミュレーションを統合した、デジタル時代のインプラント治療のための新しい“アトラス”！

- 編著＝金田 隆
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝15,000円＋税

『すべての歯科医師・歯科学生に贈る
歯科臨床力を上げる方法』
～松葉の知識に感わされるな！
30代で「本質の臨床力」を手に入れよう～



累計2500人以上の歯科医療人を指導してきた筆者が、大学卒業から15年目までに「いつ」「何を」すべきか、その具体的なロードマップを体系化。「情報の海に溺れ、何を信じていいかわからない」「ただこなすだけの毎日に、漠然とした不安がある」「一生、患者さんに必要とされる『本物の技術』を身につけたい」。そんな葛藤を抱える歯科医師・歯科学生に贈る一冊。

- 著＝大森 有樹
- 出版＝インターアクション
- 価格＝5,000円＋税

『ホワイトスポット』



ホワイトスポット（白斑）による審美障害に悩んでいるものの、できるだけ歯を削りたくないと治療に二の足を踏んでいる患者は少なくありません。近年、低粘性レジン浸潤法や深部レジン浸潤法などのホワイトスポット治療が確立されたことで、現在では低侵襲にて高い審美性を回復させることが可能になっています。本書は、ホワイトスポット治療の第一人者が使用器材から臨床の勘所までを豊富な臨床例とともに解説した必携の一冊。

- 著＝指宿 隆秀/品川 淳一/保坂 啓一
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝13,500円＋税

『1ヶ月で即戦力！今日からできる！
デンタルスタッピギナーズ 2nd edition』
～歯科業務の基本から～



社会人としての基本から、歯科の基礎・最初に知っておくこと、受付業務、診療補助、印象の練り方・石膏のつき方、感染対策、救急対応の各“キホン”、また、歯周治療や小児歯科、インプラント治療の知識まで、院長や先輩スタッフが新人に覚えてほしいこと、できるようになってほしいことを中心にまとめた書。教える側、教わる側の補助教材として最適の一冊。

- 著＝吉田 元
- 出版＝インターアクション
- 価格＝4,500円＋税

