

# UK REPORT

## New Products

### アルノ /モレーンコーポレーション 〈ウォッシャーディスインフェクター〉



モレーンコーポレーションから発売された“アルノ”は、タンパク質および汚染の除去を目的として洗浄・すすぎ・熱水消毒・乾燥を自動で行うウォッシャーディスインフェクターです。

【特徴】

- 最短 45 分で洗浄・熱水消毒・乾燥促進が可能です。
- 3つの基本プログラム（クイック、スタンダード、強力洗浄）に加えて37通りのカスタムプログラムを作成可能です。
- 節水・省電力を実現し、スタッフの作業時間を減らすと共にランニングコストも節約できます。
- W595mm×D520mm×H600mmとコンパクトサイズでビルトイン・テーブルトップ双方に設置可能で幅広いクリニックに対応できます。
- 様々な歯科器材に最適なアクセサリーを豊富にラインナップしています。

標準価格＝本体一式 1,904,000 円

### ピクシーカム/ヨシダ 〈歯科用口腔内カメラ〉



ヨシダから発売された“ピクシーカム”は、軽量簡単操作ながら高画質撮影が可能な歯科用口腔内カメラです。

【特徴】

- 約 207 万画素の高画質で撮影が可能です。
- 6 個の LED が搭載されており、均一に照明が当たるよう自動調整されます。また、撮影した画像はすぐに画面上に表示できるため、患者さんとのスムーズなコミュニケーションをサポートします。
- W210mm×D20mm×H20mm、重量約 62.7g と軽量かつコンパクトな設計で、簡単に操作ができます。
- USB 接続後すぐに撮影を開始でき、手元ボタンを押すだけで画像が取得できるので、術者にとっても煩わしさが少ないです。
- ヨシダのレントゲンシステムにて一元管理が可能です。
- 別売で専用のレンズカバーがあります。

標準価格＝本体一式 110,000 円

### ゼロフロックス/ヨシダ 〈エラストマー性マイクロアプリケーター〉



ヨシダから発売された“ゼロフロックス”は、効率的かつ羽毛の出ない塗布を目的としたエラストマー性マイクロアプリケーターです。

【特徴】

- ファイバー繊維を使用しないエラストマー性ブラシを採用しているため、繊維の脱落がなく、塗布面に残存しません。
- 余分な材料を吸収することなく塗布後に残る量を最小限にし、材料の無駄を削減します。
- 2つの曲げポイントを備え、到達しにくい部位への口腔内アクセスを容易にします。
- ユニバーサルサイズ設計で処置の効率化と在庫管理をシンプル化します。
- 三角形のハンドルとリップ付きグリップにより、人間工学に基づいた操作性を提供します。
- ボンディング材、エッチング材、フッ化物、シーラント材等の塗布に適しています。

標準価格＝1袋（100本入） 2,700 円

## My Recommendation

### 『クリアマージン』 〈ピーエスエーサクライ〉



標準価格＝セット 6,860 円

### ピタッと止まる！シャープなマージン印象採得

今回ご紹介させていただく商品は、(株)ピーエスエーサクライより発売されております歯肉圧排ペースト『クリアマージン』です。この商品は、ペーストに含まれる塩化アルミニウムが、歯肉溝および辺縁歯肉の滲出液や血液を抑制し、フィニッシュラインの印象採得が可能で歯肉圧排処置が速いため、患者様の苦痛低減・チェアタイムの短縮につながります。特徴としては、

- ① 流れず塗布しやすいワンペーストタイプの優れた操作性
- ② 除去が簡単
- ③ 優れた経済性

があります。ご採用いただいている医院様では、「先端チップが自由に角度調整できペーストは垂れにくいので、マージンラインへのアクセスが簡単。除去も水スプレーだけでいい。」とお声をいただいております。商品の詳細につきましては、弊社営業担当者までお問合せいただきますよう宜しくお願いいたします。

熊本店 営業一課 西 俊彦

## 歯科医院経営を考える(579)

デンタル・マネジメント・コンサルティング  
門田 亮

## ～ 人材育成の方向性 ～

歯科医院に限らず多くの業種において人材不足が深刻化していますが、同時に人材育成に頭を悩ませる企業・事業所も少なくありません。人材開発を手掛ける企業の調査によると、「責任が重くなる」「給与や待遇が仕事の負担と見合わない」といった理由から、出世や管理職を希望しない人が増えているという実情があり、仕事の経験をもとに管理的な立場を担う形から、役職に捉われない新たな組織運営の方法を検討する時間にあるといえるでしょう。

歯科医院は少人数による事業所が多いため、階級的な組織作りがそぐわない点があります。院長の意向を理解し、スタッフ全体へ行き渡らせる立場のスタッフが存在すれば、院内での院長の労務管理負担は大きく軽減できますが、歯科衛生士業務や歯科助手業務などの業務遂行能力の高さと、俯瞰的な立場に立って後輩スタッフを統率する管理能力とがリンクしないことがあります。スタッフ本人も、スタッフの中心に位置して皆をまとめるよりも、現場での業務の楽しさを手放したくない、離れたくないというスタッフにとっては、リーダーやチーフ、あるいは主任などの役割は魅力的ではないものかもしれません。

歯科医院のように専門性の高い職場において、スタッフの持つ力を存分に発揮できる環境づくりを考える場合、それぞれの専門性を維持し、いかに広く継承していくかが人材育成の主眼となるでしょう。専門性の度合いにより習熟度を設け、先輩スタッフは若手スタッフに対して自らの技術を繋いでいくと同時に、自らはより専門性を高める意識づくりを行います。後輩へ技術を繋ぐ際に、とかく先輩スタッフは自分を越されてしまう、自分の居場所がなくなる、という意識が生まれ、時に育成が進まないことがあります。後輩を育てることが自分自身を成長させ、医院にとって大切な新たな内容へ取り組む礎になることをフォローするようにしてください。

スタッフのモチベーションが上がり、仕事への意識がさらに高まるようになると、特に歯科衛生士業務などにおいては新しい技術や知識を取り入れたいという要望が上がってくる場合があります。その際に院長は、スタッフからの新たな提案に対して具体的な指示を行うようにします。つまり、患者さんにとってどのようなメリットが生まれ、他のスタッフとどのように協力をして進めようとしているかを考えてもらうようにします。経営的な判断やマネジメントなど管理的な内容に関しては、外部専門スタッフなどの力を活用して実務的にを行い、スタッフにはどのように医院に取り入れるか、医院の専門性をどう広げるかということに力を注いでもらうようにしてください。

(つづく)

※玉手ニュース 2026年 4月号より転載

## New Books &amp; Video

## ★新刊情報

『 歯科医師・歯科衛生士が知っておきたい  
歯科臨床における心理・行動科学的アプローチ 』

今日の歯科臨床では、疾患の治療にとどまらず、患者の心理的背景や行動特性に着目したアプローチの重要性が高まっています。本書は、歯科臨床の場面に特化した心理・行動科学の基本となる31の学修項目と7つのケーススタディーから構成され、身につけた理論や技法の実践までをカバーする内容の一冊。

- 編著＝長澤 敏行/松岡 紘史/安彦 善裕
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝4,500円＋税

『 歯科衛生士のための禁煙支援ガイドブック 』



喫煙が及ぼす全身・口腔内への影響、喫煙ステージの把握、そして、動機づけ面接技法を用いた歯科衛生士が行う禁煙支援のポイントをステージ別にまとめた書。歯科衛生士が禁煙支援をするにあたって必要な内容を各章ごとにまとめてあり、どの部分から読んででも理解できる構成の一冊。

- 編著＝尾崎 哲則/埴岡 隆  
小島 美樹/田野 ルミ
- 出版＝医歯薬出版
- 価格＝3,200円＋税

