

UK REPORT

New Products

プレジジョン Helios680 /ヨシダ ＜口腔内スキャナー＞



ヨシダより発売された“プレジジョン Helios680”は、スムーズな操作性と導入しやすさを備えた口腔内スキャナーです。

【特徴】

- 人間工学に基づいた軽量設計で 161g です。
- ソフトの画面はわかりやすく、シンプルなインターフェイスで快適に操作できます。
- スキャンが取れていない箇所は色分けされて表示されるのですぐに見つけることができます。
- 取得したスキャンデータをもとに、口腔内状態をわかりやすく可視化した患者レポートを作成できます。
- 先端チップは取り外しが可能で 135℃以下のオートクレーブ滅菌対応が可能です。
- アクセスが難しい部位も 180°回転するチップでスムーズにスキャン可能です。
- 曇り防止機能により、素早くクリアな口腔内データを取得できます。

標準価格＝本体 1,390,000 円～

プロビナイス Mild/松風 ＜常温重合レジン＞



松風から発売された“プロビナイス Mild”は、常温重合レジン特有の刺激・熱さ・臭いをマイルドにした商品です。

【特徴】

- 硬化発熱を抑制しながらも、残留モノマーを少なく設計したことで表面までしっかり硬化します。
- 全体にムラなく硬化するため、マージンなどの薄い部分もシャープに硬化します。
- 表面までしっかり硬化するため、短時間の研磨で光沢が出ます。
- 垂れずに付形しやすく、思い通りの築盛が可能です。
- 粉のボトルはキャップレスを実現し、先端をひねるだけで開閉可能です。
- 液ダレ防止のガイド付きで逆引き機構もあるので液ダレによるボトルのベタつきがなく清潔にお使いいただけます。

標準価格＝粉 (35g)	2,900 円
粉 (250g)	11,000 円
液 (50ml)	2,900 円
液 (250ml)	7,000 円

クリネル ユニバーサル /モーレンコーポレーション ＜清拭ワイブ＞



モーレンコーポレーションから発売された“クリネル ユニバーサル”は、洗浄と除菌が同時に可能な環境清拭ワイブです。

【特徴】

- 洗浄成分を配合しており、院内のワイブ製品の統一化が可能になり、コスト削減に貢献します。また、第四級アンモニウム化合物を含む成分により幅広い微生物の除菌が可能です。
- 病棟の器材の外装やドアノブをはじめとする様々な高頻度接触面にお使いいただけます。(※材質によっては影響が出る可能性があります。)
- 付属のプラスチッククリップで限られたスペースにも設置可能です。(※クリネルユニバーサル 50のみ付属)
- 環境衛生を最適化できるよう専用の壁付けディスペンサーでアクセスを最適化できます。(※クリネルユニバーサル 200専用)
- 50 枚入、100 枚入、200 枚入の 3 規格をラインナップ

標準価格＝1 袋 (50 枚)	600 円
1 袋 (厚手 100 枚)	2,000 円
1 袋 (200 枚)	1,900 円

My Recommendation

『ラクモバ Angel Pocket Motor PENTA』 ＜大栄歯科産業＞



標準価格＝本体一式 29,800 円

充電式&ブラシレスラクラク持ち運びモバイルモーター！

今回ご紹介させていただきますのは、大栄歯科産業(株)より販売されている充電式&ブラシレス持ち運びモバイルモーター『ラクモバ Angel Pocket Motor PENTA』です。

配線による煩わしさを解消し、診療室・技工室での作業効率向上を実現します。直径φ22mm、長さ 168mm のコンパクトボディにコアレスモーターと最大 30,000rpm の高性能を凝縮しています。軽量かつ取り回しに優れた設計で、細かな研磨・調整作業にも最適です。また訪問診療先でデンチャーの調整にも便利な商品です。

ご使用中の先生方より、「以外にパワーも強いので、訪問診療先でデンチャー調整にも問題なく使用できた。」「義歯調整なら往診用ユニットをわざわざ準備せずにできたので楽だった。」とお喜びの声をいただいております。詳細につきましては、弊社営業担当者までお問合せいただけますようよろしくお願いいたします。

久留米店 営業一課 友田 智之

UK REPORT

@New Books & Video

★新刊情報

『秋山ペリオドントロジー Vol.1』 ～Microsurgery Basic Techniques～



顕微鏡（マイクロスコープ）を用いた「スリーステップ秋山メソッド」による高精度の治療技術により、海外からも高い注目を集める秋山勝彦先生の待望の新作が登場！世界で初めてパピラ（歯間乳頭）の再建に良好な結果を残した著者による、従来の常識を覆す歯周病治療の解説書。

- 著 = 秋山 勝彦
- 出版 = デンタルダイヤモンド社
- 価格 = 30,000 円 + 税

『明日から役立つ歯科アレルギーの世界』



本書では、単に金属を別の素材に置き換える「治療」だけでなく、診断・検査、そして皮膚科等の他科連携までを含めた、包括的なアプローチを提案。「治らない皮膚・粘膜疾患」を抱えた患者に対し、歯科医療従事者がどのような姿勢で、いかに正確な情報を提供すべきか。臨床には欠かせない、歯科におけるアレルギーの最新情報を網羅した一冊。

- 編集委員 = 松村 茉莉子 / 松村 光明
沖山 奈緒子 / 井川 健
- 出版 = デンタルダイヤモンド社
- 価格 = 9,000 円 + 税

『新・口腔外科はじめましょう2』 ～診療現場で求められる最新の知識と技術～



新型コロナウイルス感染症流行以降の医療環境の変化やDXの進展、法的解釈やインフォームド・コンセントの重要性の高まりを踏まえ、内容を全面的に刷新。最新の臨床情報を盛り込み、外来・病棟で必須となる知識と手技を口腔外科の専門家からわかりやすく解説。安全で質の高い口腔外科医療を提供するための基礎力を身につけられる実践書。

- 編集 = 片倉 朗
- 出版 = デンタルダイヤモンド社
- 価格 = 11,000 円 + 税

『おしむら歯科はなぜ小児矯正で成長を続けるのか』 ～臨床・組織作り・地域戦略のすべて～



機能的マウスピース矯正装置などを活用した小児矯正が注目を集めています。小児矯正を成功に導くためには、装置の臨床導入はもちろん、クリニックの組織作り、スタッフ教育、地域連携などの幅広い要素がかかわり、小児矯正を軸とした構造の変化が求められます。本書は、おしむら歯科・こども矯正歯科クリニックにおける失敗を含めた奮闘の記録です。子どもの未来を確実に変える小児矯正の設計図の一冊。

- 著 = 押村 侑希
- 出版 = デンタルダイヤモンド社
- 価格 = 8,000 円 + 税

月刊デンタルダイヤモンド増刊号 『歯ぎしりに困ったときの必携ガイド 1から知りたい睡眠時ブラキシズム』



睡眠への関心が高まる昨今、睡眠時ブラキシズムは歯科が睡眠領域に関与できる疾患の1つです。本書は、睡眠時ブラキシズムの基礎から、全身や顎口腔系との関連といった最新知見、評価・診断のポイントなどをまとめた書、さらに、睡眠時ブラキシズムを有する顎関節症患者や歯周病患者のマネジメントをはじめ、症例を豊富に示して理解しやすい構成の一冊。

- 編集委員 = 鈴木 善貴 / 飯田 崇 / 岡田 和樹
- 出版 = デンタルダイヤモンド社
- 価格 = 6,000 円 + 税

『歯周治療の長期継続管理』 ～戦略的な補綴介入とトラブル対応～



本書は、歯周病患者の長期的な管理に焦点を当て、補綴介入の判断基準、再介入のタイミング、トラブル発生時の対応方法をまとめた書。豊富な長期症例を提示し、歯周治療・補綴・メインテナンスを広い視野で捉える考え方を提示します。さらに、歯科衛生士との連携やメンテナンス体制の構築についても具体的に解説した一冊。

- 著者 = 谷口 崇拓
- 出版 = デンタルダイヤモンド社
- 価格 = 8,000 円 + 税


『臨床の玉手箱 歯内療法編』



本書は、歯内療法のステップに準じて、必ず押さえておくべき基本的な事柄の整理、各種材料の特性、そしてさまざまな術式について網羅的に整理。臨床経験を積み重ねてきたエキスパート歯科医師によって解説された10カテゴリー全62トピックをまとめた歯内療法を成功に導く玉手箱の一冊。

- 監修 = 鷹岡 竜一 / 岸本 英之
- 編集委員 = 鎌田 征之 / 稲垣 伸彦
- 出版 = デンタルダイヤモンド社
- 価格 = 12,000 円 + 税

補綴臨床 digital and international 増刊号第59巻2号 『デジタル審美修復の世界標準』 ～審美補綴・インプラント・クリニカルスタディ～



ドイツの mgo 社発行の『teamwork』誌および『dental dialogue』誌で発表された諸論文の中から、シングルセントラルジルコニアクラウン、インプラント支持スクリュー固定型歯肉付きフルアーチ・ジルコニア補綴、インプラント支持型ドルダーバー付きジルコニア・フルアーチ上部構造、外傷患者への前歯部抜歯即時インプラント補綴や、インプラント修復による顎補綴装置製作など、現代における先進的な臨床を供覧した一冊。

- 監訳 = 大島 一成
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 7,500 円 + 税

