

UK REPORT

New Products

X-スター／白水貿易
＜歯科重合用光照射器＞

白水貿易から発売された“X-スター”は、1秒重合のハイパワー照射が可能な歯科重合用光照射器です。

【特徴】

- 108g と軽量で強いアルミニウムボディを採用することで、優れた耐衝撃性を備えています。
- ヘッド長 67mm とアクセスの難しい臼歯部などに届きやすくなっています。また、ライトファイバータイプと比べても小さな開口で患者負担減にもつながります。
- 直径 12mm レンズで広範囲を効率的に照射できます。
- 380～515nm の広い波長域とポリウエーブ LED で、様々なレンジに対応できます。
- 8 種類のモードで幅広い用途に使用可能です。

標準価格＝本体一式 99,000 円

JDS モバイルカート
／日本歯科商社
＜移動式カート＞

日本歯科商社から発売された“JDS モバイルカート”は、口腔内スキャナーを必要とする場所で即使用できる移動式カートです。

【特徴】

- ユニット間をスムーズに移動し、診療効率を向上できます。
- スリムデザインで、省スペースでも活躍できます。
- 口腔内スキャナー専用ホルダーを設置することで、デジタルワークをスマートにサポートします。(※オプション)
- W465×D421×H650～900mm (※テーブル収納時・突起部・タブレットスタンド除く。サイドテーブル展開時幅 573mm、フロントテーブル展開時奥行 598mm)
- オプションのサイドホルダーはSとMの2タイプがあります。

標準価格＝本体一式 60,000 円

DR. PEROX／ネクステラ
＜配管清掃用 除菌・消臭タブレット＞

ネクステラから発売された“DR. PEROX”は、歯科用ユニットのスπιットンおよびバキュームフィルターの清掃用途として開発された、除菌・消臭・洗浄を目的とする3in1の清掃タブレットです。

【特徴】

- 錠剤を設置するだけで、診療中の給水やうがいによる日常診療の水流を利用した清掃方式で、排水経路の清掃をサポートします。
- 液剤や粉末の調製・注入作業が不要なため、日々の清掃負担を軽減し、スタッフの作業効率向上に貢献します。
- 約 4 週間の使用を想定した設計で、院内の排水衛生管理を無理なく継続できます。
- 本品は、酸素系成分を採用しており、配管素材やスπιットン・プラスチック製フィルターへの影響に配慮した設計です。
- 刺激性や取扱い面にも配慮されており、日常的な清掃用途として安心して使用できます。

標準価格＝10 個入 8,000 円

My Recommendation

『イージークリーン マックス』
＜ピー・エス・エー・サクライ＞

標準価格＝1 箱 (18 本入) 2,340 円
(サイズ 20,30,40)

強力な渦でラクラク根管洗浄！

今回ご紹介させていただく商品は、(株)ピー・エス・エー・サクライより発売されております『イージークリーンマックス』です。この商品は、特殊ポリマー製チップの回転 (5000～10000 回転) により、根管内の細菌や削りカスを根管壁の象牙質を削ることなく、感染歯質を優しく効率的に除去する根管内清掃チップです。

特徴としましては、

- ① 専用機器は不要で、普段お使いのコントラアングルに装着するだけで使用可能。
- ② 歯質を傷めない非切削性。
- ③ 独自の翼状 (ヘリカル) 形状が高速回転することで強力な渦を発生。

ご採用頂いている医院様からは、「チップが柔らかく洗浄力が高いね。」「コスト面に優れているね。」とお声をいただいております。詳細につきましては弊社営業担当までお問合せいただきますようよろしくお願いいたします。

久留米店 営業二課 徳地 聖人

UK REPORT

@New Books & Video

★新刊情報


『開咬を治す』

～舌癖の細かい診断法と対応する口腔機能訓練もやま話～



小児患者の 1/3 以上にみられる、「開咬」の分析・診断から機能訓練の方法までを「超」実際に解説した書。明確な診断フローチャートによって、その子の状態・症状に合わせた機能訓練をカスタマイズ。実際の子どもの反応や機能訓練のコツ、術者側の感覚など、主に対応する歯科衛生士の生の声や「ぶっちゃけ話」をすべてお届けした一冊。

- 著 = 河井 聡
- 出版=医歯薬出版
- 価格=9,000 円＋税

『実践！歯科訪問診療における義歯治療』
～少しでも良い義歯を最期まで～

歯科訪問診療の現場では、患者の姿勢保持の困難さ、コミュニケーションの壁、限られた治療時間と器材、家族や多職種との連携などさまざまな困難や制約があり、いかに安全かつ確実に「最期まで機能を助ける義歯」を提供できるかが、一つの課題です。本書では歯科訪問診療における義歯治療について、印象採得から咬合採得、試適、装着後の評価から食事観察まで、現場で役立つノウハウを詰め込んだ一冊。

- 著 = 三輪 俊太/石田 健/松田 謙一
- 出版=医歯薬出版
- 価格=9,000 円＋税

『2026 年保険改定対応 かかりつけ歯科医のための口腔機能低下症マニュアル』



「口腔機能低下症マニュアル」と書名も改めた今回の改定版では、これら一連の制度的変化と学術的進展を踏まえ、口腔機能低下症の概念、評価、管理の在り方を改めて整理し、とくに、オーラルフレイルとの関係性、ライフコースを通じた口腔機能管理、多職種連携の視点が重視され、臨床および地域における実践に資する内容をまとめた一冊。

- 監修=一般社団法人日本老年歯科医学会
- 編著=平野 浩彦/古屋 純一
- 出版=デンタルダイヤモンド社
- 価格=6,600 円＋税

『10 時間でわかるヒトと組織の問題を解決する仕組み』
～なぜ院長は孤独なのか。その答えを「科学」する。～

本書を監修する Dent × BizAssociation (DBA) は、MBA (経営学修士) を修了した歯科医師・歯科衛生士が集うグループです。経営を「感覚」ではなく「科学」として捉え、院内で起こる「あるある」な事態にどのように対処すればスムーズな歯科医院経営を行うことができるのかを解説した一冊。

- 監修=Dent×BizAssociation
- 編集委員=園延 昌志/新見 隆行
馬場 聡/高屋 翔/穴沢 有沙
- 出版=デンタルダイヤモンド社
- 価格=6,000 円＋税

『インプラントメンテナンス アップデート』
～臨床判断を再定義する～

本書では、インプラントにおけるメンテナンスの前提と視点を整理し、読者と共有します。そして、科学的根拠を日常臨床で実践可能なワークフローに落とし込みます。メンテナンスの実際を担う歯科衛生士との情報共有にも役立ちます。本書でインプラントメンテナンスをアップデートし、改めて、治療の長期的成功を目指せる一冊。

- 著 = 斎藤 花重
- 出版=医歯薬出版
- 価格=7,000 円＋税

「歯界展望」特別号
『歯科イノベーションによる新時代の創生』
～第 25 回日本歯科医学会学術大会～

「歯科イノベーションによる新時代の創生」をメインテーマに、特別講演 2 題、講演 21 題、シンポジウム 29 題、国際セッション 10 題、e-ポスターセッション 250 題などの事後抄録を収録。歯科医学・歯科医療をとりまく最新の話題、臨床に役立つ実践的な知識・技術、そして歯科界の今後の方向性（キーワードなど）をこの一冊に集約。

- 編 = 第 25 回日本歯科医学会
学術大会準備委員会
- 出版=医歯薬出版
- 価格=8,000 円＋税

『1 から始める口腔機能低下症
2026 年保険改定対応版』

口腔機能低下症の診断は歯科医師がつけますが、検査や実際の対応は歯科衛生士が担うケースが多く、医院全体で理解しておく必要があります。本書では、口腔機能低下症の前知識として欠かせないオーラルフレイルから検査、管理の事例、そして支援まで、臨床現場で必須のノウハウを解説。臨床への落とし込みまでやさしく解説した口腔機能低下症の入門&実践書！

- 著 = 小原 由紀
- 出版=デンタルダイヤモンド社
- 価格=5,000 円＋税

『すべてがわかる! CAD/CAM デンティストリー
ADVANCE 編』

CAD/CAM を活用したインプラント・矯正・義歯・訪問歯科診療のポイントと、スタッフワークのノウハウをすべて公開！補綴修復治療への応用を軸に CAD/CAM 臨床の基本を解説した BASIC 編に続き、各種デジタル機器を積極的に臨床応用している著者陣による「さらなる活用法」も集約した一冊。

- 監修=日本臨床歯科 CAD/CAM 学会
- 編集=北道 敏行/池田 祐一/江本 正
熊谷 俊也/林 敬人
- 出版=インターアクション
- 価格=9,800 円＋税

