

UK REPORT

New Products

ウルトラシール XT hydro
／ウルトラデントジャパン
＜小窩裂溝封鎖材＞




ウルトラデントジャパンから発売された“ウルトラシール XT hydro”は、フッ素徐放性を有する光重合型シーラント材です。

【特徴】

- 硬化前は親水性のため、口腔内に残存する水分も目視できる水分量が除去できれば、適切に機能して小窩裂溝に残りがちな湿気にも高い許容性があります。
- 53%のフィラーを含み、重合収縮が少なく、耐摩耗性にも優れています。
- インスパイラルブランチチップと併用することで、チキソトロピー性を活かしてチップから押し出される際に粘性が下がり、小窩裂溝の深部まで浸透しやすくなります。
- ブラックライトを使用することで発光し、シーラント材の所在が確認可能です。
- 2種類のシェード（オパークホワイト・ナチュラル）があり、歯の色調に合わせやすいです。

標準価格＝キット 9,900 円

エンドセプト／ネクステラ
＜多機能酵素洗浄剤＞



ネクステラから発売された“エンドセプト”は、プレミアムな酵素が前洗浄クオリティに貢献する多機能酵素洗浄剤です。

【特徴】

- 再使用される医療機器の消毒滅菌工程における「前洗浄」において、内視鏡を含む、使用済み医療機器に付着する乾燥タンパク質、脂質、炭水化物の蓄積物などを効果的に分解・洗浄します。
- 165 倍希釈と経済的で、洗浄時間は 2～5 分、水温 25～50℃で使用可能で、すぎ工程のストレスが少なく使用可能です。
- リン酸塩フリーで低発砲かつ中性で用手・浸漬・超音波洗浄・WD・AER と様々な前洗浄プロセスが可能です。
- 配合された生分解性を持つ成分は、サステナブルな環境保全問題にも貢献します。

標準価格＝1 本（1L） 8,000 円

MAXX DS200-5W
／サンデンタル
＜湿式&乾式 歯科用 CAM マシン＞



サンデンタルから発売された“MAXX（マックス）DS200-5W”は、5 軸加工、湿式&乾式の歯科用 CAM マシンです。

【特徴】

- 湿式と乾式どちらにも対応した、コンパクトな卓上タイプです。
- ミリングバーを 16 本収納可能で、粗加工から仕上げ加工まで、直径の太いミリングバーから細いミリングバーに自動で切り替えて可能です。
- チタンクラウン・ブリッジ・インレー等の切削が可能です。
- 花崗岩製定盤を X・Y・Z 軸とジグに配置し剛性を UP することで、高い再現性・精度・マージン切削加工を実現します。
- ステップモーターではなく、応答性と精度の高い AC サーボモーターを全軸に搭載し、高速加工時でも脱調のリスクがなく、CAD データの座標を忠実に再現します。

標準価格＝本体（専用台付）6,300,000 円

@My Recommendation

『TMR-MTA セメント マゼテル』
＜YAMAKIN＞



標準価格＝1 箱（1g×2 本） 11,000 円

いざという時のお守りに！

今回ご紹介させていただきます商品は、YAMAKIN(株)より発売されております『TMR-MTA セメント マゼテル』です。この商品は、粉液タイプでご好評いただいております『TMR-MTA セメント ミエール』のプレミックスタイプです。

商品の特徴としては、①練和不要のプレミックスタイプでありながら使用期間が 6 カ月と長い。②ビスマス・ユーシノールフリーで、黒く変色しにくい。③強アルカリ性（pH12 を維持）。④十分な X 線造影性（ジルコニア配合）などが挙げられます。ディスポチップは 21G（先端内径 0.6mm）と 25G（先端内径 0.3mm）をラインナップしております。

ご使用頂いている医院様からは、「粉液を練る手間がなく、すぐに使える。」「粉液と比べて充填しやすくストレスフリーで使える。」とお声をいただいております。詳細につきましては弊社営業担当までお問合せいただきますようよろしくお願いいたします。

鹿児島店 営業二課 山本 直弘

UK REPORT

New Books & Video

★新刊情報

『オーラルフィジシャンが実践する
メディカルトリートメントモデル』
～KEEP28のための予防歯科～


熊谷崇先生が提唱した、個々の患者の口腔の問題を考え、把握し介入するメディカルトリートメントモデル (MTM)。本書では、メディカルトリートメントモデルの概念、診療を進める際の考え方、初診時評価、治療介入、主訴・急性症状対応の考え方等を、症例を掲げながら提示した一冊。

- 編 = 日本オーラルフィジシャンフォーラム
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 18,000 円 + 税

『ゼロから見直す根管治療』
～イニシャルトリートメント成功の鍵 Web 動画付～

一つの疾患に対して、さまざまな考えやアプローチがある歯内療法。その中から治療の本質を見だし、筆者なりの考えと手法をまとめた書籍。従来からの手法に合わせて、新しい器材・技術を取り入れた成果を示した。歯内療法の本質を臨床に落とし込んだ成果とともに、明日からの臨床にすぐ活かせる基本事項をしっかりと学べる一冊。

- 著 = 松本 良介
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 8,500 円 + 税

『サージカルガイド』
～インプラント埋入を安全・正確に導く実践ステップ～

デジタル時代のインプラント手術のための、ガイド設計から製作、インプラント埋入手術まで、サージカルガイドのすべてがわかる完全ガイド本。解説 14 章 + 14 症例に加え、誤差検証データを収録。ガイドフリーでリスクを取るか、サージカルガイドで安心と正確性を取るか。インプラント埋入を安全に正確に導く一冊。

- 著 = 野本 秀材
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 10,000 円 + 税

『歯科医師のための言い換え事典 99』
～先生の一言で患者さんもスタッフもポジティブになる！～

院長の「伝え方」を少し整えるだけで歯科医院に関わるすべての人が前向きになります！よくある8つのシチュエーション別に99の言い換えを紹介。患者さん・スタッフ・そして院長が上機嫌になる「印象のよい言い換え」をマスターできる一冊。

- 著 = 今蔵 ゆかり
- 出版 = インターアクション
- 価格 = 4,200 円 + 税

『包括的補綴臨床診断と治療』



スタディグループ COKI の現在メンバーによる全顎的修復症例とそのポイントを解説。咬合再構成を成功させるための診査・診断・治療計画を解説し、そして、各執筆者からの咬合再構成症例を提示し、その後対談の形式で各症例を振り返り、診断・治療におけるキーポイントを考察した一冊。

- 監著 = 本多 正明
- 編著 = 井上 謙
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 14,000 円 + 税

『病院で歯科ができること』
～地域と高齢者のための歯科医療指針～


口腔外科だけではなく、高齢者歯科、周術期口腔管理、食支援・摂食嚥下リハビリテーションなど、歯科が病院でできることはさまざまです。本書では、そうした「病院で歯科ができること」をまとめ、その役割を果たすための指針を示した一冊。

- 監修 = 一般社団法人日本老年歯科医学会
病院歯科委員会
- 編著 = 大野 友久
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 7,800 円 + 税

日本歯科評論 別冊 2026
『もっと使えるIOS 最前線』
～適用拡大に向けた臨床アプローチの実践～

IOS (Intraoral Scanner: 口腔内スキャナー) に限らず、デジタルデンティストリーの分野は日進月歩です。本書は、好評を博した本誌巻頭連載「IOS 最前線——臨床アプローチの実践」の内容に加え「いま IOS を導入するにあたって欠かせない情報」を新規項目として追加する形で構成。歯科医院に必要な IOS 活用の方向性を示す最適一冊。

- 編著 = 鮎川 保則
- 出版 = ヒョーロン・パブリッシャーズ
- 価格 = 6,300 円 + 税

『構成要素から導き出す成功の原則
部分床義歯のルール』

部分床義歯のパーツごとの役割と「守るべきルール」を徹底解剖し、「噛めて、長持ちする」部分床義歯製作の迷いをゼロにする臨床現場の最強ルールブック。部分床義歯の設計・製作上必須の項目を 10 のチャプターに分類し、各構成要素の条件をルール化して解説した一冊。

- 著 = 松延 允資
- 出版 = インターアクション
- 価格 = 10,000 円 + 税

