

UK REPORT

New Products

サーチャーAD RKG/ジーシー
＜歯科用X線撮影装置＞

ジーシーから発売された“サーチャーAD RKG”は、シンプル操作で適切に撮影できる歯科用X線撮影装置です。

【特徴】

- IP、フィルム、デジタルイメージ用センサーどれでも簡単な操作で撮影が可能です。
- お使いのフィルムやデジタルイメージ用センサーに合わせて、16種類の感度設定からあらかじめ感度を設定・記録することが可能です。
- ワンタッチで切り替えが可能で、照射時間設定に煩わされることがありません。
- 撮影する歯と患者さんの体系を選ぶだけで、自動で適切な条件にセッティングされます。

標準価格＝本体一式 685,000 円

KP DAM ペースト/モリムラ
＜光重合型ラバーダム用ペースト＞

モリムラから発売された“KP DAM ペースト”は、幅広い症例に適用できる光重合型ラバーダム用ペーストです。

【特徴】

- ラバーダム防湿時の隙間の封鎖に適した操作性と粘性です。
- 適用部位の識別がしやすい青色ペーストです。
- 1.5～2mmの厚さで適用し、20秒間光照射を行うことにより、迅速に重合させることができます。
- 重合後は適度な弾性があり、スムーズに一塊で除去することができます。
- ラバーダム防湿時の辺縁封鎖の他、アンダーカットのブロックアウト、オフィスホワイトニング時の歯肉保護、修復形成の補助やレジン修復におけるスタンブテクニックの印象採得補助などにも使用できます。

標準価格＝1本（1.2g） 1,200 円

DeskFab X1/日本歯科商社
＜高速/高精度L-PBF方式
デスクトップ型金属3Dプリンター＞

日本歯科商社から発売された“DeskFab X1”は、高速/高精度な金属積層ができる3Dプリンターです。

【特徴】

- コンパクトなデスクトップ型ながら高性能L-PBF方式を採用しています。
- 300Wのファイバーレーザーを搭載し、CoCr材料での実績もあります。
- アンダーカット、中空、メッシュなどあらゆる形状が再現可能です。
- 少量・多品種のカスタマイズ生産から多種多様の補綴物を同時造形可能です。
- 工具折れや材料離脱などの造形工程トラブルの回避が可能です。
- 専用ソフトウェアにより、マシン稼働～造形監視まで対応できます。
- 約70%の材料ロス軽減ができます。
- 本体寸法（概寸）620×660×860mmです。

標準価格＝本体一式 6,480,000 円

My Recommendation

『メルサージュ エピック 2in1 NEO』
＜松風＞

標準価格＝本体 750,000 円
専用カートセット 150,000 円

アップデートされた操作性と上質な快適さ！

今回ご紹介させていただきます製品は、(株)松風より発売されております『メルサージュ エピック 2in1 NEO』です。従来機からアップデートされ、主な違いは加温機能の搭載、新型ペリオジェットノズルの標準搭載、そして操作性・快適性の向上です。チタン製のスクーラーハンドピースは耐久性に優れ、すべりにくく安定した操作性を実現します。ワイヤレスフットコントローラーと、独立型給水システムの専用カートはチェア間移動の際の煩わしさを低減します。また、標準セット品の新型ペリオジェットノズルは、集中したパウダー噴射で歯肉縁上のステイン・プラーク・バイオフィルムを効率よく除去でき、ご使用いただいておりますユーザー様からも高評価をいただいております。「メインテナンス時間の短縮に繋がった。働いている衛生士の人数分揃えたい。」とのお声をいただいております。（ペリオジェットノズルは従来機『メルサージュ エピック 2in1』でもご使用いただけます。）

定期メインテナンスにおいて、高いタイムパフォーマンスを期待できる本製品導入ご検討いただきますようお願いいたします。詳細につきましては弊社営業担当までお問合せいただけますようよろしくお願いいたします。

熊本店 営業5課 寺崎 高志

UK REPORT

@New Topics

★UK & GC オリジナルキャンペーンのご案内！

アメリカンイーグル インストルメント “シクルスケーラー” ！ 1本で全顎対応可能 “あなたはどっち派？”

弊社と㈱ジーシーのタイアップ企画といたしまして、10月20日までの期間中、診査・歯周治療用ハンドインストルメント“アメリカンイーグルインストルメント”を特別価格にてご奉仕させていただきます。今回は、アメリカンイーグルインストルメントの中でも、『シクルスケーラーM23』ならびに『シクルスケーラーブラックジャック』をご紹介します。1本で全顎対応可能なシクルスケーラーで、超音波スケーラー後のチェック用としても活用できます。皆様方に手に取ってご体感頂けますよう、デモ品をご用意しておりますので、是非ともこの機会に一度お試しいただきますようお願いいたします。尚、キャンペーン中の特別価格など詳細につきましては当社営業担当者までお気軽にお尋ねください。

【シクルスケーラーM23の特徴】

- 前歯・臼歯部の両方に使いやすい屈曲のスケラーです。全顎の歯肉縁上～縁下3mm以下の歯石除去や、チェック用として使用できるマルチタイプのスケラーです。ブレードが細いので、狭窄した市幹部や歯肉溝などの挿入しやすくなっています。

【シクルスケーラーブラックジャックの特徴】

- 前歯・臼歯部の両方に使いやすく、浅いポケットや超音波スケーラー後のチェック用として最適なスケラーです。適度な彎曲と角度があり叢生部位の歯間部や臼歯部隣接面など、幅広く使用が可能です。H6-7よりシャングが4mm長く25°の角度がついています。


※特別価格につきましては営業担当者にお尋ねください！

特別価格でご奉仕いたします！

@New Books & Video

★今週の新材

『咬合支持の評価』 ～インプラント時代の包括的補綴設計～



従来の欠損病態を眺めるだけの診断では、インプラントや多様な補綴選択肢が存在する現代の臨床に対応しきれなくなっています。本書が提唱する著者オリジナルの『本多の咬合支持評価法』は、インプラントをはじめとする各種補綴法が、その患者の咬合支持力を「どの程度回復できるか」を明確な数値として評価することができることを示す方法です。本書は、経験や感覚に頼らない、確実に適切な補綴設計を導き出すための臨床医必携のバイブルの一冊。

- 著 = 本多 正明/井上 謙
- 出版=インターアクション
- 価格=10,000 円＋税


『歯科医院のデザイン』 ～待合室・診療室から機械・電気設備まで～



歯科医院のエントランス・待合室・診療室・キッズスペース・カウンセリングルーム・レントゲン室・洗面・トイレ・消毒室・在庫室・技工室・スタッフルームなどのゾーン別設計から、設備計画・設備設計の注意点・費用トラブル予防や解決策までを一冊に集約。事例写真と図面で学べる、歯科医院デザインの超実務書。

- 著 = 水口 真理子/丹羽 早織
- 出版=日本歯科新聞社
- 価格=10,000 円＋税

『その処方、大丈夫ですか？今さら聞けない薬の常識』 ～歯科処方の不安を安心に変える24講～



月刊『日本歯科評論』の好評連載を持ち運びやすいハンディーサイズで書籍化。「念のために抗菌薬を出しておこう」「いつもの鎮痛薬で大丈夫だろう」そんな“なんとなくの処方”を見直す書。抗菌薬、鎮痛薬、抗真菌薬、抗ウイルス薬、漢方薬まで、歯科診療で遭遇するさまざまな場面を取り上げ、処方の考え方をわかりやすく解説。研修医と指導医の対話形式で、「なぜその薬を選ぶのか」が自然に理解できる実践書。

- 著 = 中西 康大
- 出版=ヒョーロン・パブリッシング
- 価格=5,000 円＋税

月刊「歯科技工」別冊 『ワンランク上のクオリティを目指す CAD/CAM冠 Update』



本別冊では、質の高いCAD/CAM冠を製作するうえで、歯科技工士に必要な材料特性、デジタルでの設計技術、加工機器の適切な操作といった包括的な知識と技能を紹介。クオリティの面で患者や歯科医院に喜ばれるCAD/CAM冠が製作できるよう、模型やデータの取り扱いから設計・加工・仕上げに至るまでの実践的なノウハウを歯科技工士の視点から体系的にまとめた一冊。

- 編 = 足田 一洋/木村 健二
- 出版=医歯薬出版
- 価格=7,000 円＋税

