




I A O





コメット ダイヤモンドバー FG

ダイヤモンド BUR の新世代



製品の規格はこちら



A



DIAO

ダイヤモンド粒子とパールビーズの融合


パールビーズ= 長寿命のカギ 鋭いダイヤモンド粒子により**耐年数の長期化**

従来のコメットダイヤモンドバーに比べ平均**34%**長寿命化


On average,
34%
longer service life compared
to traditional instruments*

*Source: Test lab Komet Dental,
mechanical cutting test 2020

※試験データ：コメット社テストラボによる機械的切削試験 2020



パールビーズ



パールビーズ= 切削力のカギ ダイヤモンドエッジがしっかり**“食い込む”**

パールビーズの**隙間を持たせたこと**で、ダイヤモンドエッジが
切削対象にしっかり食い込み効率的に**高い切削力**が得られます

医療機器の分類：一般医療機器
一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー

販売名：コメット ダイヤモンドバー
届出番号：27B2X00091000001



製造販売元
株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL 06-6773-3333 (代)
東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL 03-3835-2653 (代)
九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL 092-575-6060 (代)
URL : <http://www.momose-dm.co.jp/>

お問い合わせ

プレミアムFGダイヤモンドバー DIAO

ダイヤモンド粒子とパールビーズの融合 新世代のダイヤモンドバー

パールビーズ=長寿命のカギ


鋭いダイヤ粒子により**耐年数の長期化**

従来のコメットダイヤモンドバーに比べ平均**34%**長寿命化

※試験データ:コメット社テストラボによる機械的切削試験 2020

On average,
34%
longer service life compared
to traditional instruments*

*Source: Test lab Komet Dental,
mechanical cutting test 2020



パールビーズ

パールビーズ=切削力のカギ

ダイヤモンドエッジがしっかり**“食い込む”**

パールビーズの**隙間を持たせたこと**で、ダイヤモンドエッジが
切削対象にしっかり食い込み効率的に**高い切削力**が得られます

つぼみ

品番(コア-ス)	KP6368 023
品番(ファイン)	8368 023
作業長(mm)	5.0
最大径(mm)	2.3
全長(mm)	20.0
最高回転数 (毎分)	30万
価格(コア-ス)	7,800円
価格(ファイン)	3,900円

推奨回転数: DIAO(コア-ス) 毎分 16万回転
ファイン 毎分 2万回転

入数: 5本入

オクルーシェーパー

品番(コア-ス)	KP6370 030	KP6370 035
品番(ファイン)	8370 030	8370 035
作業長(mm)	7.5	10.5
最大径(mm)	3.0	3.5
全長(mm)	21.0	23.0
最高回転数 (毎分)	10万	
価格(コア-ス)	9,700円	
価格(ファイン)	9,100円	

推奨回転数: DIAO(コア-ス) 毎分 10万回転
ファイン 毎分 2万回転

入数: 5本入

エッグ

品番(コアス)	KP6379 018	KP6379 023	KP6379E 029
品番(ファイン)	8379 018	8379 023	8379E 029
作業長(mm)	3.4	4.2	5.6
最大径(mm)	1.8	2.3	2.9
全長(mm)	19.0	19.0	21.0
最高回転数 (毎分)	45万	30万	16万
価格(コアス)	5,200円	7,800円	
価格(ファイン)	3,900円		

適正回転数: DIAO(コア-ス) 毎分 16万回転
ファイン 毎分 2万回転

入数: 5本入


医療機器の分類: 一般医療機器
一般的名称: 歯科用ダイヤモンドバー
販売名: コメットダイヤモンドバー
届出番号: 27B2X00091000001

黒いイラストは
ほぼ実物大です

プレミアムFGダイヤモンドバー DIAO

ダイヤモンドエッジがしっかり食い込み高い切削力を実現


ロングテーパード ラウンド



品番(コ-ス)	KP6850 014	KP6850 016	KP6850 018
品番(ファイン)	8850 014	8850 016	8850 018
作業長(mm)	10.0		
最大径(mm)	1.4	1.6	1.8
全長(mm)	24.0		
テーパー	2.0度		
最高回転数 (毎分)	30万		
価格(コ-ス)	7,800円		
価格(ファイン)	6,500円		

適正回転数：DIAO(コ-ス) 毎分 16 万回転
ファイン 毎分 2 万回転 入数：5 本入


テーパードシャンファーラウンド



品番(ｺｰｽ)	KP6856 012	KP6856 014	KP6856 016	KP6856 018	KP6856 021	KP6856XL 021
品番(ﾌｧｲﾝ)	8856 012	8856 014	8856 016	8856 018	8856 021	-
作業長(mm)	8.0				8.4	12.0
最大径(mm)	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.1
ﾃｰﾊﾟｰ	2.0度					
最高回転数 (毎分)	30万	45万			30万	
価格(ｺｰｽ)	7,800円					9,700円
価格(ﾌｧｲﾝ)	6,500円					-

適正回転数：DIAO(コ-ス) 毎分 16 万回転, ファイン 毎分 2 万回転
全長：21mm (KP6856XL-021：24 mm) 入数：5 本入
テーパー：ファイン 8856-012,014 1.7度
作業長：ファイン 8856-021 8.0 mm

フレイム



品番(コ-ス)	KP6862 012
品番(ファイン)	8862 012
作業長(mm)	8.0
最大径(mm)	1.2
全長(mm)	21.0
最高回転数 (毎分)	30万
価格(コ-ス)	7,800円
価格(ファイン)	6,500円

適正回転数：DIAO(コ-ス) 毎分 16 万回転
ファイン 毎分 2 万回転

入数：5 本入

ロングフレイム




品番(コ-ス)	KP6863 012	KP6863 016
品番(ファイン)	8863 012	8863 016
作業長(mm)	10.0	
最大径(mm)	1.2	1.6
全長(mm)	24.0	
最高回転数 (毎分)	30万	
価格(コ-ス)	7,800円	
価格(ファイン)	6,500円	

推奨回転数：DIAO(コ-ス) 毎分 16 万回転
ファイン 毎分 2 万回転

入数：5 本入

パラレルシャンファー トーピード



品番(コ-ス)	KP6878 012
品番(ファイン)	8878 012
作業長(mm)	8.0
最大径(mm)	1.2
全長(mm)	22.0
最高回転数 (毎分)	30万
価格(コ-ス)	7,800円
価格(ファイン)	6,500円

推奨回転数：DIAO(コ-ス) 毎分 16 万回転
ファイン 毎分 2 万回転

入数：5 本入

テーパードシャンファー トーピード



品番(ｺｰｽ)	KP6878K 012	KP6878K 014	KP6878K 016	KP6878K 018
品番(ﾌｧｲﾝ)	8878K 012	8878K 014	8878K 016	8878K 018
作業長(mm)	8.0			
最大径(mm)	1.2	1.4	1.6	1.8
全長(mm)	22.0			
最高回転数 (毎分)	30万	45万		
価格(ｺｰｽ)	7,800円			
価格(ﾌｧｲﾝ)	6,500円			

推奨回転数：DIAO(コ-ス) 毎分 16 万回転
ファイン 毎分 2 万回転

入数：5 本入 テーパー：2 度



Komet FG Diamond burs

医療機器の分類：一般医療機器
一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー
販売名：コメット ダイヤモンドバー
届出番号：27B2X00091000001

黒いイラストは
ほぼ実物大です

プレミアムFGダイヤモンドバー DIAO

ダイヤモンドエッジがしっかり食い込み高い切削力を実現

ロングパラレルシャンファートーピード




品番(コア-ス)	KP6879 014	KP6879 016
品番(フィン)	8879 014	8879 016
作業長(mm)	10.0	
最大径(mm)	1.4	1.6
全長(mm)	23.0	
最高回転数 (毎分)	30万	
価格(コア-ス)	7,800円	
価格(フィン)	6,500円	

適正回転数：DIAO(コア-ス) 毎分 16万回転
フィン 毎分 2万回転

入数：5本入

パラレルシャンファールウンドエンド



品番(コア-ス)	KP6881 012	KP6881 014
品番(フィン)	8881 012	8881 014
作業長(mm)	8.0	
最大径(mm)	1.2	1.4
全長(mm)	22.0	
最高回転数 (毎分)	30万	45万
価格(コア-ス)	7,800円	
価格(フィン)	6,500円	

適正回転数：DIAO(コア-ス) 毎分 16万回転
フィン 毎分 2万回転

入数：5本入

ロングペア




品番(コア-ス)	KP6830L 014	KP6830L 016	KP6830L 018
品番(フィン)	8830L 014	-	-
作業長(mm)	5.0		
最大径(mm)	1.4	1.6	1.8
全長(mm)	19.0		
最高回転数 (毎分)	45万		
価格(コア-ス)	3,900円		
価格(フィン)	3,200円		

推奨回転数：DIAO(コア-ス) 毎分 16万回転
フィン 毎分 2万回転

入数：5本入

ロングペアラウンド




品番(コア-ス)	KP6830RL 016	KP6830RL 018
品番(フィン)	8830RL 016	8830RL 018
作業長(mm)	5.0	
最大径(mm)	1.6	1.8
全長(mm)	19.0	
最高回転数 (毎分)	45万	
価格(コア-ス)	3,900円	
価格(フィン)	3,200円	

推奨回転数：DIAO(コア-ス) 毎分 16万回転
フィン 毎分 2万回転

入数：5本入

テーパードショルダーラウンドエッジ




品番(コア-ス)	KP6847KR 014	KP6847KR 016
品番(フィン)	8847KR 014	8847KR 016
作業長(mm)	8.0	
最大径(mm)	1.4	1.6
全長(mm)	21.0	
最高回転数 (毎分)	45万	
価格(コア-ス)	7,800円	
価格(フィン)	6,500円	

推奨回転数：DIAO(コア-ス) 毎分 16万回転
フィン 毎分 2万回転

入数：5本入 テーパー：2度

テーパードラウンドエッジ



品番(コア-ス)	KP6845KR 018	KP6845KR 025
品番(フィン)	8845KR 018	8845KR 025
作業長(mm)	4.0	
最大径(mm)	1.8	2.5
全長(mm)	19.0	
テーパ-	3.0度	5.0度
最高回転数 (毎分)	45万	16万
価格(コア-ス)	3,900円	4,500円
価格(フィン)	3,200円	3,900円

適正回転数：DIAO(コア-ス) 毎分 16万回転
フィン 毎分 2万回転

入数：5本入

医療機器の分類：一般医療機器
一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー
販売名：コメットダイヤモンドバー
届出番号：27B2X00091000001

黒いイラストは
ほぼ実物大です

