Vol. 1125　発行日　2026年　11月　9日

UK REPORT

New Products

ハピデン／ピカッシュ
<抗菌処理システム>




ピカッシュから発売された“ハピデン”は、従来機より大幅に小型化した抗菌処理システムです。

【特徴】
●院内の様々な場所で使用しやすいコンパクトな設計です。
●小型・軽量で持ち運びが簡単なため、訪問診療先での使用にも対応できます。
●補綴物の大きさに合わせて専用液の使用量を調整できます。
●高い抗菌力を持ち、補綴物表面の増殖菌を抑制し、ナノ銀粒子をコーティングします。
●効果は３ヵ月と長期間持続します。
●デンチャー、ノンクラスプ、マウスピース、ナイトガード、床矯正装置、プロビジョナルと様々な補綴物に使用可能です。
●寸法はW210×D210×H185mmで重量は3kgです。

標準価格＝本体一式　　270,000円

クアドラ・ラバーダムフレーム／モリムラ
<ラバーダム用フレーム>



モリムラから発売された“クアドラ・ラバーダムフレーム”は、前歯部審美修復治療に特化した特殊設計のラバーダム用フレームです。

【特徴】
●ダイレクトレストレーション、ラミネートベニアなど、前歯部の審美修復治療時の歯頚部圧排を容易にする特殊設計です。
●6 インチのラバーダムシートに適したフレームサイズのため、シート幅を余剰なく伸長させて固定させることができ、シートのズレ、たるみを防ぎ、術者は治療に集中することができます。
●歯頚部のフロス結紮のためのアンカー機構（ホール、ノッチ、フック）を付属しています。
●寸法縦93mm、横159mm、厚み1mm、重量35gで材質はステンレス鋼です。
●オートクレーブ滅菌可能です。

標準価格＝一個　10,000円

キーストン無歯顎用トレーアウェイ／サンデンタル
<無歯顎印象採得用トレー>



サンデンタルから 11 月 16 日発売される“キーストン 無歯顎用トレーアウェイ”は、日本人の顎アーチにマッチした無歯顎印象採得用トレーです。

【特徴】
●インプラント印象採得用に簡単に穴を開けることができる使い捨ての穴あき無歯顎印象トレーです。
●接着剤を使用せずに材料の保持力と精度を最大限に高めます。
●衝撃に強い高剛性スチレン製トレーで、細部まで鮮明な優れた印象採得を実現します。
●患者様に優しい解剖学的設計で、たった１回の来院で適切なフィット感を実現します。
●顎堤吸収が進んでいる患者様でも邪魔にならない高さに設計されたトレーハンドルです。
●上下顎と３サイズの６規格あります。

標準価格＝1 個　　660円

My Recommendation

『 ディフェンダー ラバージェルLC 』
< ヨシダ >



標準価格＝1 本（2g）　2,400円

根管治療の成功率を高める無菌環境を、
もっと確実に、スピーディに！

今回ご紹介させていただきます商品は、㈱ヨシダより発売されています『ディフェンダー ラバージェル LC』です。マイクロエンドや精密な根管治療において、ラバーダム防湿のクオリティは治療成績を大きく左右します。本品は、複雑な解剖学的形態にも優しくフィットする光重合型の封鎖材です。

クランプやシートのわずかな隙間を確実にシーリングし、唾液や滲出液の侵入、薬液の漏出をシャットアウトします。さらに、硬化後はちぎれることなく一塊でツルンと綺麗に剥がせるため、術後のクレンジングに時間を取られません。

ご使用いただいている歯科医院様からは、「治療後にピンセットで引っ張るだけで綺麗に取れるので、次の処置への移行がスムーズです。」とのお言葉をいただいております。是非この機会にお試しいただきたい商品となります。詳細につきましては弊社営業担当者までお問合せいただきますようよろしくお願いいたします。

長崎店　営業二課　氏川　圭太

Vol. 1125 発行日 2026年 11月 9日

UK REPORT

New Topics

★UK BOOST 企画 YDM ペリオプローブのご案内！

先端の細さ・耐久性・操作の安定性に優れた YDM ペリオプローブ！

当社営業マンが厳選したおススメしたい商品“Boost 企画”キャンペーンとして、“YDM ペリオプローブ”を 11 月 18 日までの期間限定にて特別価格にてご奉仕いたしております。YDM のペリオプローブは、先端の細さ、耐久性、操作の安全性に優れたペリオプローブです。「目盛りが見づらい！」「握りにくい・操作しづらい！」「先端に傷や変形がある！」「必要な本数が足りない！」など、現在ご使用中のペリオプローブを見直していただき、是非ともこの機会にご用命いただきますようお願いいたします。期間中、営業担当者による製品の持ち回りも行っております。製品の詳細ならびに特別価格につきましては当社営業担当者までお気軽にお尋ねください。

【ペリオプローブ丸柄の特徴 】
●9.5mm の太めのハンドルで安定した施術が可能です。

【ペリオプローブ丸柄・細柄の特徴】
●先端径はΦ0.45mm と細く、歯周組織への負担を軽減します。先端目盛りは、黒酸化皮膜処理によるマーキング刻印で落ちにくく耐久性に優れています。

【グラムプローブの特徴】
●20～25g で加重すると、ピンに触れるような設計です。

【カラープローブ（ポイント式）の特徴】
●樹脂製のため、インプラントや補綴物を傷つけません。測定値が見やすいカラーリングです。



特別価格でご奉仕いたします！

New Books & Video

★新刊情報


『 歯科医師×歯科衛生士で学ぶ 歯周基本治療のための浸潤麻酔 』



近年注目の集まる歯科衛生士による浸潤麻酔について、指示の主体となる歯科医師と、実際の手技を行う歯科衛生士、両者の専門性と役割を生かしつつ、安心・安全に臨床を進めていくための書。本書では、法的根拠と責任、麻酔に必要な解剖学と薬理学、患者評価と具体的手技、さらには偶発症や緊急時対応など、臨床に必要な知識と一連の流れをまとめた一冊。

●監修＝一般社団法人日本歯科麻酔学会
●編　＝松浦　信幸
●出版＝医歯薬出版
●価格＝8,000 円＋税

『顎顔面先天異常の矯正歯科治療 』



顎顔面先天異常患者に対する矯正歯科治療の成果をまとめた大著。口唇口蓋裂や形成異常を主徴とする疾患や染色体異常などの希少な疾患における、貴重な症例を供覧します。先天異常患者に対する矯正歯科治療を通じて，顎顔面の形態・機能の回復のみならず、人間の尊厳と社会的自立を支える医療のあり方を考える契機となり得る一冊。

●編著＝森山　啓司
●出版＝医歯薬出版
●価格＝25,000 円＋税

『 保険でできる メタルフリーレストレーション成功の Tips 』



近年、保険診療の枠組みのなかでも、CAD/CAM 冠用レジンをはじめとしてさまざまなメタルフリー材料を用いた修復処置が可能となってきました．そこで、本書では各材料の特性、手技、その他のポイントなどを多数紹介。日常の保険診療における、よりよい修復処置と成功のために活用できる一冊。

●編　＝小峰　太
●出版＝医歯薬出版
●価格＝8,500 円＋税

日本歯科評論　増刊 2026
『 審美と機能を求めた 前歯部コンポジットレジン修復 』



近年のコンポジットレジン修復において、１種類で多くの色調に対応可能なユニバーサルシェードの登場など製品の多様化、歯質との接着技術の進展などもあり、前歯部への審美的な修復の要求にも十分に応えられる環境が整っています。本書では、コンポジットレジン修復に必要となる、治療前・治療時の手技上のポイントと、さまざまな実践例をエキスパートの臨床家により紹介した一冊。

●編著＝大谷　一紀
●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ
●価格＝6,300 円＋税

発行：株式会社 UK デンタル　熊本・鹿児島・久留米・福岡・長崎・宮崎・大分
ホームページアドレス　http://www.ukdental.co.jp

UK デンタル
LINE 公式アカウント
友だち登録募集中！