UKdental original campaign

What we can do
For our ustomers
For our patients
For the dental industry.

UK DENTAL



キャンペーン期間　2026年9月18日（金）～11月20日（金）

期間中に限り **特別価格** にてご案内いたします。

今回のUKオリジナル企画は

電池式のガッタパーチャポイントの切断機

ガッタパーチャーカッター

軽量かつ優れた操作性を備えた、電池式のガッタパーチャーポイントの切断器です。ボタンを押しわずか2秒で、先端が瞬時に加熱され使用できます。

重さ50ｇのスリムで軽量なデザイン

電池式コードレス 設計なので口腔内への出し入れも容易です



2種類の形状のチップを状況に合わせて選択

※ラウンド/シャープの2タイプずつ製品に付属しております。また、別途単品販売もございます。
※チップはストレート形状になっております
（角度はついておりません）



セット内容

FC-0641のセット内容
・ガッタカッター本体×1
・シャープチップ×2
・ラウンドチップ×2

※電池は付属しておりません。
※使用する電池は、「ニッケル水素充電池」を推奨します。
アルカリ乾電池を使用の場合、加熱性能が低下する場合があります。

わずか2秒で先端が過熱

シャープ　ラウンド



UKdental　original campaign　「ガタパーチャカッター」 専用注文書

プレミアムプラスジャパン商品コード：FC-0641

ガッタパーチャーカッター

セット内容：ガッタカッター本体×1
・シャープチップ×2　・ラウンドチップ×2

※本製品には電池は付属しておりません。
※ニッケル水素充電池の単4サイズを2本ご用意ください。

定価　￥15,000

キャンペーン期間　2026年9月18日（金）～11月20日（金）

数量	貴医院名
セット	

UK DENTAL